



IPL - ontharingsapparaat

- Voor gebruik op lichaam en gezicht
- Behandeling onderbenen in 20 minuten
- >100.000 lichtflitsen
- Compact ontwerp met snoer

BRI858/00

Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid

V voorkom teruggroei van haartjes met Philips Lumea Essential, een handzame en compacte IPL-oplossing die met snoer kan worden gebruikt. De SkinTone-sensor adviseert de ideale lichtintensiteit voor jouw huidtint. Bereik tot wel 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen.** Philips Lumea is speciaal ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor thuisgebruik.

Voordelen

Tot wel 2 maanden lang een zijdezachte huid*

- Ontwikkeld door dermatologen voor thuisgebruik
- Tot 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen**
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan huid- en haartypen
- Veilig en effectief, zelfs op gevoelige gebieden

Speciaal aangepaste behandeling voor ieder lichaamsdeel

- De SkinTone-sensor adviseert de ideale lichtintensiteit op basis van je huidtype

- Vijf instelbare lichtintensiteits-instellingen
- Zacht voor de huid
- Zachte behandeling

Maximale flexibiliteit, geen gedoe

- Glij- en flitsmodus voor een gemakkelijker gebruik
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten

PHILIPS

Kenmerken

Lumea voorkomt teruggroei van haartjes



"Philips Lumea maakt gebruik van innovatieve IPL-technologie om de haargroeycyclus te doorbreken. Zachte lichtflitsen naar de haarwortel zorgen dat de haartzakjes in rustfase komen en de groeycyclus wordt onderbroken. De techniek is afgeleid van professionele schoonheidssalons en door Philips geschikt gemaakt voor veilig, comfortabel én effectief gebruik in het comfort van je eigen huis. Philips Lumea is ontwikkeld in samenwerking met huidexperts en dermatologen. Door 14 jaar onderzoek, ontwikkeling en uitgebreide tests met behulp van 2000 vrouwen, is Lumea veilig en effectief. Lumea is al gekozen door meer dan 1,5 miljoen vrouwen en het nummer 1 merk in IPL.***"

Tot 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen**



Onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na 3 tweewekelijkse behandelingen. Voor een blijvend glad resultaat raden wij u aan om elke 4 tot 8 weken te behandelen, afhankelijk voor de haartjes weer teruggroeien. Dit is verschillend per persoon.

Geschikte lichaamsdelen




Lumea Essential is geschikt voor het behandelen van het gezicht (bovenlip, kin) en lichaamsdelen zoals benen, oksels, de bikinilijn, buik en armen.

Moeiteloos een effectief



Lumea Essential is een compacte en handzame IPL-oplossing voor een zijdezachte resultaat. Om deze gladde resultaten te behouden, dien je de behandeling wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. Het is de bedoeling dat je de huid behandelt nadat deze is geschoren, gewaxt of geëpileerd.

Geschikte haar- en huidtypen



De geïntegreerde huidtintsensor meet de behandelde huidskleur aan het begin van elke sessie en van tijd tot tijd tijdens de sessie voor extra veiligheid. Als

deze een huidtint detecteert die te donker is voor dit product, worden de pulsen automatisch gestopt.

Met draad te gebruiken



Philips Essential is met draad te gebruiken. Dit zorgt voor een optimaal performance zonder onderbrekingen, ongeacht hoe lang je bezig bent met de behandeling.

5 lichtsterktes



Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig.

Zachte behandeling



Zacht voor uw huid.

Glij- en flitsmodus



De hoofdmodus maakt een glijdende beweging mogelijk voor gemakkelijk en consistent gebruik.

Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten



Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Er zijn geen navulcartridges of gels nodig voor het gebruik van Lumea. De lamp gaat maar liefst 100.000 lichtflitsen mee, wat gelijk staat aan 15 jaar gebruik.***

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Toepassingsgebieden

Lichaamszones	Armen Benen Buik Oksels Bikini
Delen van het gezicht	Kin Bakkebaarden Bovenlip

5 lichtsterktes	Aanpasbaar aan uw huidtype
Geïntegreerd veiligheidssysteem	V voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft
Huidtintsensor	Detecteert uw huidtint

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties	Kan meer dan 100.000 pulsen afgeven
--------------------------	-------------------------------------

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus	Voor een gemakkelijke glijdende beweging
Met of zonder snoer te gebruiken	Met snoer
Stap en Flits	Voor behandeling van lichaamscontouren

Service

Garantie	2 jaar algemene garantie
----------	--------------------------

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	17,50 cm
Breedte	24,00 cm
Diepte	6,90 cm
Nettogewicht	0,55 kg
Brutogewicht	0,74 kg
EAN	08710103784340
Aantal producten	1
Land van herkomst	SI
Harmonised Systems-code	854370

Behandeltijd

Onderbeen	10 min
Oksel	2 min.
Bikini	3 min.
Delen van het gezicht	2 min.

Omdoos

Lengte	24,90 cm
Breedte	14,70 cm
Hoogte	19,00 cm
Brutogewicht	1,62 kg
EAN	18710103784347
Aantal consumentenverpakkingen	2

Meegeleverde artikelen

Instructies voor gebruik	Gebbruiksaanwijzing
Adapter	12 V / 550 mA 400 V / 60 W

Vermogen

Voltage	100 - 240 V
---------	-------------

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter	Bescherm uw huid tegen UV-straling
------------------------	------------------------------------



Wijziging van gegevens voorbehouden
2019, februari 26
Versie: 2.3.1
EAN: 08710103784340

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com