

飞利浦 Sonicare  
ProResults  
迷你机身声波震动牙刷  
头

1 个装

ProResults

HX6021

## 集中清洁

使用小号刷牙头，牙刷用起来更方便，可集中清洁难以触及的区域。

### 全面清洁口腔

- 弯曲式、径向修剪型刷毛可扩大覆盖区域
- 弧形刷毛贴合牙齿的自然形状
- 牙刷头设计可增加声波震动

### 轻松自如地集中清洁难以触及的区域

- 小号牙刷头可帮助您集中清洁致密部位

### 优化性能的设计

- 提示型刷毛可确保您有效地进行清洁

### 适用于多种牙刷柄的刷头

- 卡入式牙刷头

**PHILIPS**  
**sonicare**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

迷你机身声波震动牙刷头  
1个装

## 规格

### 轻松使用

- 适用型号：FlexCare+，FlexCare，HealthyWhite，HydroClean，EasyClean

### 技术规格

- 工作时间：为了获得最佳效果，建议每三个月更换一次牙刷头。

### 重量和尺寸

- 牙刷头包装尺寸：18.3 x 6.3 x 4.8（高 x 宽 x 深）厘米
- 牙刷头包装重量：0.026 千克


### 所含元件

- 旅行卫生保护盖：1 件

HX6021/02

## 产品亮点

### 卡入式牙刷头



轻松更换牙刷头，随心所欲地清洁

### 弯曲式、径向修剪型刷毛



弯曲式、径向修剪型刷毛产生的弧形表面可确保在牙刷头旋转时贴合牙齿表面，覆盖更大的表面区域，而无需增加牙刷头的大小。

### 弧形刷毛

刷毛经过弧形模式修剪后，可贴合牙齿的自然形状。牙刷头周边的高低样式采用人体工程学设计，不仅贴合牙齿的自然形状，而且可深入牙缝，这样在刷牙时您就不会错过任何部位。

### 大幅提高清洁效能



当牙刷头与声波震动及灵活的刷牙模式相结合时，精心的设计和精确工程可确保您彻底清洁。

### 提示型刷毛

提示型刷毛让您可以知道何时更换牙刷头。正常使用三个月后，刷毛会出现变形，清洁效果降低。牙刷头应每隔 3 个月更换一次。

### 小号牙刷头

更小表面上的弧形刷毛设计可让您像其它 Sonicare 牙刷头一样彻底清洁牙齿，同时让您接触牙医指出的问题区域。该设计能够帮助您接触并集中清洁藏纳细菌斑和牙渍的致密部位。



发行日期 2011-07-15

版本：5.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com