

PHILIPS

sonicare

Standardowe główki
szczoteczki sonicznej

DiamondClean

4 sztuki w opakowaniu

Rozmiar standardowy

Jedno przyciśnięcie

Doskonałe czyszczenie, bielsze
zęby

HX6064/33



Doskonałe czyszczenie.* Bielsze zęby.

Zaawansowane czyszczenie — usuwanie przebarwień i
bielsze zęby

Główka szczoteczki DiamondClean nadaje się idealnie dla osób, które chcą nie tylko dokładnie wyczyścić zęby, ale również pozbyć się przebarwień, aby uzyskać promienny, biały uśmiech. Świetnie sprawdza się również jako sposób na zachowanie jasnego koloru zębów w przerwach między profesjonalnymi zabiegami wybielającymi.

Wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki nazębnej

- Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

Konstrukcja zapewniająca optymalną skuteczność

- Bielsze zęby w zaledwie tydzień
- Dzięki włosiu w kształcie rombu zęby stają się do 100% bielsze w ciągu 1 tygodnia
- Włókna Przypominające zapewniają najbardziej skuteczne czyszczenie
- Produkt stworzony, aby zmaksymalizować ruch soniczny

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Ważny element wpływający na poprawę zdrowia jamy ustnej

Główka pasująca do różnych rodzajów szczoteczek

- Wszystkie wymienne główki Philips Sonicare pasują do każdego modelu szczoteczki Philips Sonicare


Zalety

Bielsze zęby w zaledwie tydzień



Główka szczoteczki Philips Sonicare DiamondClean usuwa nawet o 100% więcej przebarwień, zapewniając bielsze zęby w zaledwie 7 dni.

Białe zęby w krótkim czasie.



Ta szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w gęsto ułożone włosie w kształcie diamentu z umieszczonym na środku obszarem odpowiedzialnym za usuwanie przebarwień. Produkt dostępny jest także w mniejszym, kompaktowym rozmiarze umożliwiającym precyzyjne czyszczenie.

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej



Badania kliniczne wykazały, że po zaledwie 4 tygodniach użytkowania główka szczoteczki Philips Sonicare DiamondClean usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka.

Maksymalny ruch soniczny



Główki szczoteczek Philips Sonicare to podstawowy element naszej technologii ruchu szczoteczki o wysokiej częstotliwości i amplitudzie, która umożliwia wykonywanie ponad 31 000 ruchów na minutę. Nasza niezrównana technologia fal dźwiękowych w pełni przenosi moc z uchwytu aż do końcówki główki szczoteczki. Ten ruch fal dźwiękowych generuje dynamiczny i płynny ruch, który kieruje płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł, zapewniając doskonałe, a jednocześnie delikatne czyszczenie za każdym razem.

Główka szczoteczki mocowana na kliknięcie




Główkę można łatwo założyć i zdjąć ze szczoteczki, dobrze się dopasowuje oraz ułatwia utrzymanie i czyszczenie. Główka pasuje do wszystkich szczoteczek Philips Sonicare oprócz PowerUp Battery i Essence.

Poprawa zdrowia jamy ustnej



Podobnie jak wszystkie oryginalne główki szczoteczek Philips Sonicare, ta główka jest bezpieczna dla zębów i dziąseł. Każda główka szczoteczki została przetestowana pod kątem wyjątkowej wydajności i trwałości.

Włókna Przypominające



Na pierwszy rzut oka to może nie być oczywiste, ale po kilku miesiącach normalnego użytkowania włosie główki szczoteczki traci swoją sztywność i stopniowo się zużywa. Niebieski kolor naszych Włókien Przypominających zanika i zmienia się w biały, co pomaga zauważyć, że nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy wymieniać główkę szczoteczki co trzy miesiące.

Dane techniczne

Elementy zestawu

Końcówka: 4 DiamondClean — standardowe

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Pasujące modele: HealthyWhite+, Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Średni

Kolor: Czarna

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Korzyści dla zdrowia

Zdrowie dziąseł: Pomaga poprawić zdrowie dziąseł

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej*

Wybielanie: Bielsze zęby w zaledwie tydzień

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

