



Philips Sonicare AirFloss
Fill&Charge-station

Automatisch vullen en opladen

Vult in minder dan 10 seconden
Tot 2 weken mondwater
25% kleiner dan monddouche*

AirFloss



HX8460/01

Altijd klaar om te vertrekken

Werkt met alle AirFloss-handvatten

AirFloss is nu nog gebruiksvriendelijker. Het vul- en oplaadstation vult uw handvat automatisch en houdt het opgeladen, zodat het altijd klaar is voor gebruik. Wachten is niet meer nodig: onmiddellijk klaar voor een ononderbroken mondverzorgingsroutine.

De gemakkelijkste manier voor effectief reinigen tussen de tanden

- Vult automatisch in minder dan 10 seconden
- Het reservoir is groot genoeg voor 2 weken mondwater
- Houdt uw handvat opgeladen

Past perfect bij uw levensstijl

- Onderweg opladen
- 25% kleiner dan monddouche*

PHILIPS
sonicare

Fill&Charge-station

Automatisch vullen en opladen Vult in minder dan 10 seconden, Tot 2 weken mondwater, 25% kleiner dan monddouche*

Specificaties

Meegeleverde artikelen

- Vul- en oplaadstation: 1
- Docking station: 1 oplader voor verschillende voltages
- Extra klepje voor AirFloss: 1
- Extra klepje voor AirFloss Ultra: 1

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Wit met grijze accenten

Compatibiliteit

- Handvatten van elektrische tandenborstels: EasyClean, 3-serie, FlexCare, FlexCare+, FlexCare Platinum, HealthyWhite, HealthyWhite+

HX8460/01

Kenmerken

Vult in minder dan 10 seconden



Wanneer u uw handvat op het station plaatst, vult het vul- en oplaadstation het handvat snel met mondwater. Geen gedoe meer met flessen en geen zorgen meer over morsen.

Tot 2 weken mondwater

Niet meer dagelijks opruimen van gemorste vloeistof uit een fles, geen zorgen meer over morsen. Het vul- en oplaadstation bevat voor meerdere weken mondwater om uw dagelijkse routine te vereenvoudigen.

Houdt uw handvat opgeladen



Het vul- en oplaadstation houdt uw geplaatste handvat opgeladen en werkt ook met veel Philips Sonicare-handvatten.

onderweg



De batterij van uw AirFloss-handvat gaat tot 2 weken mee voordat hij moet worden opgeladen. Voor langere reizen verwijdert u gewoon de reisoplader van de voet van het vul- en oplaadstation. De oplader kan ook worden gebruikt voor veel Philips Sonicare-handvatten.

25% kleiner dan monddouche*

Het ontwerp van het vul- en oplaadstation is aantrekkelijk, compact en minimalistisch, zodat het op uw wastafelblad en bij het interieur van uw badkamer past.



Publicatiedatum
2019-04-14

Versie: 6.0.1

EAN: 08 71010 37500 24

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* WP 100; WP 660