

PHILIPS

BlueControl Advance

15 minutters behandling pr. plet

Bærbar blå lysbehandling

Klinisk dokumenteret
effektivitet

Uden kemikalier eller kortison



PSK2103



Blå LED-lysbehandling.

Ændrer måden, du oplever psoriasisbehandling på.

Mød den bærbare lysbehandlingsenhed til behandling af mild til moderat pletpsoriasis med blåt LED-lys. Philips BlueControl Advance* er skånsom og uden UV-stråler. Med vores 90 dages returret kan du opleve behandlingens klinisk beviste effektivitet.*

Oplev fantastiske resultater uden forstyrrelser i din hverdag

- Praktisk. Oplev fantastiske resultater uden forstyrrelser i din hverdag.

Vær god mod din hud, imens du behandler pletpsoriasis.

- Skånsom. Vær god mod din hud, imens du behandler pletpsoriasis.

Oplev forandringen med psoriasisbehandling

- Effektiv. Oplev forandringen med psoriasisbehandling.

Vigtigste nyheder

Effektiv.



Bekæmp din psoriasis med dette innovative apparat. Du bør opleve en markant forbedring efter blot 15 minutters daglig behandling af din pletpsoriasis i mindst 4 uger.* Blå LED-lysbehandling med Philips BlueControl Advance hjælper huden med at forny sig selv ved at nedsætte den for hurtige produktion af hudceller.* Philips BlueControl Advance stimulerer hudens naturlige lindringsprocesser og mindsker derved pletpsoriasis symptomer såsom afskalning og rødmen. Terapiens effektivitet er klinisk dokumenteret.*

Skånsom.



Blå LED-lysbehandling er UV-fri og skånsom for din hud.* Dette skånsomme alternativ giver effektiv lindring uden behov for yderligere salver eller medicin. Det blå LED-lys fra Philips BlueControl Advance igangsætter naturlige lindringsprocesser i din hud. Det hjælper med at kontrollere for hurtig celle vækst og inflammation og hjælper din hud til at regenerere ved normal hastighed – resulterende i lindring af pletpsoriasis symptomer såsom rødme, afskalning og fortykkelse.* BlueControl Advance er UV-fri og kemikaliefri – studier bekræfter, at det blå LED-lys i BlueControl Advance ikke er skadeligt for din hud.*

Praktisk.



Takket være det innovative design af denne lille batteridrevne enhed kan du drage nytte af den klinisk efterprøvede blå LED-lysbehandling, imens du følger dine daglige rutiner.* Bare følg tre nemme trin, og du vil være klar til at behandle din psoriasis og komme videre med hverdagen: Start med at fastgøre BlueControl Advance til din arm eller dit ben med tekstilremmen. Tryk på knappen for at starte behandlingen. Anvend dagligt i 15 minutter per plet. Oplev blå LED-lysbehandling, og få effektiv lindring af pletpsoriasis symptomer såsom rødme, afskalning og fortykkelse uden brug af kemi eller den potentielle risiko fra UV-stråling.*

Specifikationer

Tilbehør

USB-kabel: Genopladning

Opladningsadapter: Genopladning

Holder: Sikker fastgøring

Oplader: Med stik til brug i Storbritannien og EU

Nem at opbevare: Vaskbar bæretaske

Tekniske specifikationer

Frekvens: 50 - 60 Hz

Pæretype: LED

Spænding: 100 - 240 V

Strømforbrug: 5 W

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 7 behandlinger

Sikkerhed og regler

CE 0344-certificeret

UV-fri

Klassificering af optisk udgang: Risikogruppe 1

(EN 60601-2-57)

Medicinsk udstyr i klasse IIA

MDD 93/42/EU

Maks. daglig dosis: 45 J/cm² pr. plet

Effektæthed: 40 mW/cm² (gennemsnit), 600 mW/cm² (maks.)

Logistiske data

Oprindelsesland: Holland

Kliniske tests

Effektivitet vist i tests: Klinisk dokumenteret

Bærbar

Genopladeligt batteri

Strømadapter (EU og Storbritannien)

Lille, kompakt design

Mål og vægt

Produktmål: B/H/L: 77 x 23 x 125 mm

Produktvægt: 165 gram

Design

Enhedens farve: Perlelashvid

Remmens design: Sort og blå

Nem at anvende

Behandlingstimer

Performance

Klinisk dokumenteret

Behandlingstid: 15 minutter pr. psoriasisplet

Service

90 dages returret

Garanti: 2 års begrænset garanti



* 15 minutes daily treatment for at least 4 weeks should lead to an effective relief in plaque psoriasis symptoms – Krings L, Liebmann J, M Born, Leverkus M, Felbert von V. Data i arkiv, juli 2017

* Blue light as used in Philips BlueControl is not toxic for the skin – Awakowicz P et al. Contributions to Plasma Physics. 2009; 49 (9): 641-647

* Blue light helps control rapid cell proliferation and inflammation – Liebmann J, Born M, Kolb-Bachofen MV. Journal of Investigative Dermatology. 2010; 130: 259-269. – Fischer Metal. Experimental Dermatology. 2013; 22: 554-563

* Effectiveness of Blue Light Therapy in reducing psoriasis symptoms is clinically proven in 3 different trials. – Weinstabl A et al. Dermatology. 2011; 223 (3): 251-9 – Pfaff S et al. Dermatology 2015; 231: 24-34 – Krings L, Liebmann J, M Born, Leverkus M, Felbert von V. Data i arkiv, juli 2017

* Philips BlueControl Advance er CE-mærket medicinsk udstyr i klasse IIA, der er produceret i EU til behandling af mild psoriasis vulgaris. Enheden fås ikke uden for EU. Før den ordinerede medicin eller brug af enheden ændres, skal patienter rådføre sig med deres læge og læse brugervejledningen. Oktober 2017.