

PHILIPS

BlueControl Advance

15 minuutin hoito

Kannettava sinivalolaite

Tehokkuus kliinisesti todistettu

Ilman kemikaaleja tai kortisonia



PSK2103



Sinivalohoito.

Uudenlainen tapa hoitaa psoriasista.

Philips BlueControl on kannettava sinivalolaite lievän ja keskivaikean läiskäpsoriasisksen hellävaraiseen hoitoon ilman UV-säteitä. Tutustu laitteen kliinisesti todistettuun hoitotehoon 90 päivän ajan. Jos et ole tyytyväinen, saat rahasi takaisin.*



Helposti hyviä hoitotuloksia – hoito ei häiritse arkirutiiniasi

- Kätevä käyttää. Helposti hyviä hoitotuloksia – hoito ei häiritse arkirutiiniasi.

Hellävarainen hoitokeino psoriasikseen.

- Hellävarainen. Miellyttävä hoitokeino psoriasikseen.

Tutustu uudenlaiseen psoriasishoitoon

- Tehokas. Tutustu uudenlaiseen psoriasishoitoon.

Kohokohdat

Tehokas.



Tällä innovatiivisella laitteella hoidat psoriaasista tehokkaasti. Kun hoidat psoriaasiläiskää 15 minuuttia päivässä neljän viikon ajan, huomaat oireiden lievittyvän merkittävästi.* Philips BlueControl Advance -järjestelmän LED-sinivalohoito auttaa ihoasi uudistumaan hidastamalla ihosolujen kiihtynyttä tuotantoa.* Philips BlueControl Advance stimuloi ihon luonnollista oireiden lievitysprosessia ja lievittää näin psoriaasiläiskien oireita, kuten hilseilyä ja punoitusta. Laitteen teho on todettu kliinisesti.*

Hellävarainen.



LED-sinivalohoito on iholle turvallista eikä siinä käytetä UV-säteitä.* Tämä hellävarainen hoitovaihtoehto lievittää oireita tehokkaasti ilman voiteita tai lääkitystä. Philips BlueControl Advance -järjestelmän LED-sinivalo käynnistää ihon luonnollisia oireiden lievitysproesseja. Se hillitsee solujen nopeaa lisääntymistä ja tulehdusta ja auttaa ihoa uudistumaan normaalivauhtia. Tämä lievittää läiskäpsoriasiksen oireita, kuten punoitusta, hilseilyä ja paksuuntumista.* BlueControl Advance -hoidossa ei käytetä UV-säteitä eikä kemikaaleja. Tutkimukset osoittavat, että BlueControl Advance -järjestelmän LED-sinivalo ei vahingoita ihoa.*

Kätevä käyttää.



Innovatiivisesti muotoillun, pienikokoisen paristokäyttöisen laitteen avulla pääset nauttimaan kliinisesti tutkitun LED-sinivalohoidon hyödyistä helposti arkirutiiniesi lomassa.* Tee kolme helppoa toimenpidettä ja jatka askareitasi: Kiinnitä BlueControl Advance käsivarteesi tai jalkaasi kangashihnalla. Käynnistä hoito painamalla painiketta. Hoida kutakin psoriaasiläiskää 15 minuutin ajan. Kokeile LED-sinivalohoitoa, joka lievittää tehokkaasti läiskäpsoriasiksen oireita, kuten punoitusta, hilseilyä ja paksuuntumista. Hoito ei altista kemikaaleille eikä UV-säteilyn mahdollisille vaaroille.*

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

USB-johto: Lataaminen
Lataussovitin: Lataaminen
Kiinnitysrengas: Pitävä kiinnitys
Laturi: UK- ja EU-pistoke
Säilytys: Pestävä kangaspussi

Tekniset tiedot

Taajuus: 50–60 Hz
Lamppujen tyyppi: LED
Jännite: 100–240 V
Virrankulutus: 5 W
Paristo: ladattava
Akun/pariston tyyppi: Litiumioni
Käyttöaika (täydestä tyhjään): 7 käsittelykertaa

Turvallisuus ja määräykset

CE 0344 -sertifioitu
Ei UV-säteilyä
Optinen lähtöluokitus: Riskiryhmä 1 (EN

60601-2-57)
Ila-luokan lääkinällinen laite
MDD 93/42/ETY
Enimmäispäivittäisannos: 45 J/cm² / läiskä
Tehotiheys: 40 mW/cm² (keskiarvo), 600 mW/cm² (huippu)

Logistiset tiedot

Alkuperämaa: Alankomaat

Kliiniset tutkimukset

Teho todistettu tutkimuksissa: Kliinisesti tutkittu

Kannettava

Ladattava akku
Verkkolaitteet (EU ja UK)
Pieni ja kompakti muotoilu

Mitat ja paino

Tuotteen mitat: L/K/P: 77 x 23 x 125 mm
Laitteen paino: 165 grammaa

Muotoilu

Laitteen väri: Helmenvalkoinen
Hihnan väri: Musta-sininen

Helppokäyttöinen

Hoitoajastin

Suorituskyky

Kliinisesti tutkittu
Hoitoaika: 15 minuutin hoito psoriaasiläiskää kohti

Huolto

90 päivän rahat takaisin -takuu
Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu



* 15 minuutin päivittäisen hoidon vähintään neljän viikon ajan pitäisi lievittää läiskäpsoriasioksen oireita tehokkaasti – Krings L, Liebmman J, M Born, Leverkusen M, Felbert von V. Arkistoitu aineisto, heinäkuu 2017
 * Philips BlueControl -laitteessa käytettävä sinivalo ei vahingoita ihoa – Awakowicz P et al. Contributions to Plasma Physics. 2009; 49 (9): 641-647.
 * Sinivalo hillitsee solujen nopeaa lisääntymistä ja tulehdusta – Liebmman J, Born M, Kolb-Bachofen MV. Journal of Investigative Dermatology. 2010; 130: 259-269. – Fischer Metal. Experimental Dermatology. 2013; 22: 554-563
 * Sinivalohoidon teho psoriasioksen oireiden lievittämisessä on todettu kliinisesti kolmessa eri tutkimuksessa. – Weinstabl A et al. Dermatology. 2011; 223 (3): 251-9 – Pfaff S et al. Dermatology 2015; 231: 24-34 – Krings L, Liebmman J, M Born, Leverkusen M, Felbert von V. Arkistoitu aineisto, heinäkuu 20
 * Philips BlueControl Advance on EU:n CE-luokituksen II luokan lääkinällinen laite, jolla hoidetaan läiskäpsoriasista (psoriasis vulgaris). Laitetta ei ole saatavilla EU:n ulkopuolella. Ennen määrätyn lääkityksen muuttamista tai laitteen käyttöä potilaiden tulee keskustella lääkäriänsä kanssa ja tutustua käyttöoppaaseen. Lokakuu 2017.