

PHILIPS

BlueControl Advance

15 minuten per plek

Draagbare blauw-lichttherapie

Klinisch bewezen effectiviteit

Zonder chemicaliën of cortison



PSK2103



Lichttherapie met blauw LED-licht.

Verandert de manier waarop u psoriasisbehandeling ervaart.

Ontdek de draagbare lichttherapie met blauw LED-licht voor het behandelen van milde tot matige psoriasis. Philips BlueControl Advance* is mild en gebruikt geen UV-licht. Probeer de klinisch bewezen effectiviteit nu 90 dagen en krijg uw geld terug als u niet tevreden bent.*

Geweldige resultaten zonder gedoe

- Praktisch. Geweldige resultaten zonder gedoe.

Een psoriasisbehandeling die mild is voor uw huid.

- Mild. Een psoriasisbehandeling die mild is voor uw huid.

Ervaar het verschil met deze psoriasisbehandeling

- Effectief. Ervaar het verschil met deze psoriasisbehandeling.

Kenmerken

Effectief.



Verlicht uw psoriasis met dit innovatieve apparaat. U hoeft plaques slechts 15 minuten per dag te behandelen, gedurende ten minste vier weken, en u zou een aanzienlijke verbetering moeten merken.* Lichttherapie met blauw LED-licht met de Philips BlueControl Advance helpt uw huid zichzelf op de juiste manier te vernieuwen door de versnelde productie van huidcellen te vertragen.* Philips BlueControl Advance stimuleert het natuurlijke verlichtingsproces van de huid en vermindert de psoriasis-symptomen zoals huidschildering en roodheid. De effectiviteit is klinisch bewezen.*

Mild.



Blauwe LED-lichttherapie werkt zonder UV-straling en is veilig voor uw huid.* Dit milde alternatief biedt effectieve verlichting zonder dat u extra zalven of medicijnen nodig hebt. Het blauwe LED-licht van Philips BlueControl Advance stimuleert natuurlijke processen in uw huid. Het helpt versnelde productie van huidcellen en ontstekingen te verminderen en helpt uw huid te herstellen met een normale snelheid, waardoor psoriasis-symptomen zoals roodheid, huidschilders en verdikking van de huid worden verlicht.* BlueControl Advance werkt zonder UV-straling en chemicaliën — onderzoeken bevestigen dat het blauwe LED-licht van de BlueControl Advance niet schadelijk is voor uw huid.*

Praktisch.



Dankzij het innovatieve ontwerp van het apparaat dat op batterijen werkt, kunt u profiteren van klinisch bewezen lichttherapie met blauw LED-licht als toevoeging op uw normale dagelijkse routine.* Volg gewoon drie eenvoudige stappen en ga door met uw leven: bevestig BlueControl Advance aan uw arm of been met de stoffen band. Druk op de knop om de behandeling te beginnen. Behandel dagelijks gedurende 15 minuten per plaque. Ervaar lichttherapie met blauw LED-licht en effectieve verlichting van symptomen zoals roodheid, huidschilders en verdikking van de huid zonder gebruik van chemische stoffen of het gevaar van UV-straling.*

Specificaties

Accessoires

USB-kabel: Opladen
 Oplaadadapter: Opladen
 Bevestigingsband: Stevige bevestiging
 Docking station: Met VK- en EU-stekker
 Opbergoptie: Wasbare draagtas

Technische specificaties

Frequentie: 50 - 60 Hz
 Type lampen: LED
 Voltage: 100 - 240 volt
 Energieverbruik: 5W
 Batterij: Oplaadbaar
 Batterijtype: Lithium-ion
 Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):
 Tot 7 behandelingen

Veiligheid en voorschriften

CE 0344-gecertificeerd
 Zonder UV-straling
 Classificatie optische straling: Risicogroep 1

(EN 60601-2-57)

Medisch hulpmiddel klasse IIa
 MDD 93/42/EG

Max. dagelijkse hoeveelheid: 45 J/cm² per psoriasisplek

Vermogensdichtheid: 40 mW/cm² (gemiddeld), 600 mW/cm² (piek)

Logistieke gegevens

Land van herkomst: Nederland

Klinische onderzoeken

Effectiviteit bewezen tijdens onderzoeken:
 Klinisch bewezen

Draagbaar

Oplaadbare batterij
 Adapters (EU en UK)
 Klein, compact ontwerp

Afmetingen en gewicht

Afmetingen van het product: 77 x 23 x 125 mm (B x H x L)

Gewicht van het product: 165 gram

Ontwerp

Apparaatkleur: Parelmoerwit
 Design koord: Zwart en blauw

Gebruiksvriendelijk

Behandelingstimer

Performance

Klinisch bewezen
 Behandelingstijd: 15 minuten per psoriasisplek

Service

90 dagen geld-teruggarantie
 Garantie: 2 jaar beperkte garantie



* 15 minuten dagelijks behandelen gedurende ten minste 4 weken zou moeten leiden tot een effectieve verlichting van psoriasisymptomen — Krings L, Liebmann J, M Born, Leverkus M, Felbert von V. Gegevens beschikbaar, juli 2017

* Blauw licht zoals gebruikt bij Philips BlueControl is niet giftig voor de huid - Awakowicz P et al. Contributions to Plasma Physics. 2009; 49 (9): 641-647

* Blauw licht helpt snelle celproliferatie en ontstekingen te verminderen — Liebmann J, Born M, Kolb-Bachofen MV. Journal of Investigative Dermatology. 2010; 130: 259-269. - Fischer Metal. Experimental Dermatology. 2013; 22: 554-563

* Effectiviteit van therapie met blauw licht bij het verlichten van psoriasisymptomen is klinisch bewezen tijdens drie verschillende proeven. — Weinstabl A et al. Dermatology. 2011; 223 (3): 251-9 - Pfaff S et al. Dermatology 2015; 231: 24-34 - Krings L, Liebmann J, M Born, Leverkus M, Felbert von V. Gegevens beschikbaar, 20 juli

* Philips BlueControl Advance is een klasse IIa medisch apparaat met EU CE-markering en is bedoeld voor de behandeling van milde psoriasis vulgaris. Het apparaat is niet beschikbaar buiten de EU. Voordat patiënten het gebruik van voorgeschreven medicijnen wijzigen of het apparaat gebruiken, dienen zij met hun huisarts te overleggen en de gebruiksaanwijzing te lezen. Oktober 2017.