

PHILIPS

BlueControl Advance

15 minut na zniamię łuszczycy

Terapia niebieskim światłem

Skuteczność potwierdzona
klinicznie

Bez środków chemicznych i
kortyzonu



PSK2103



Terapia niebieskim światłem LED. Ogromna zmiana w leczeniu łuszczycy.

Poznaj noszone na ciele urządzenie do terapii niebieskim światłem LED, które sprawdza się w lekkich i umiarkowanych przypadkach łuszczycy. Philips BlueControl Advance* działa delikatnie i nie emituje promieniowania UV. Przekonaj się o jego potwierdzonej klinicznie skuteczności — obowiązuje 90-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.*



Ciesz się wspaniałymi efektami, nie rezygnując z normalnego życia

- Urządzenie jest praktyczne — możesz cieszyć się wspaniałymi efektami, nie rezygnując z normalnego życia.

Dbaj o skórę podczas leczenia łuszczycy

- Urządzenie jest delikatne — możesz dbać o skórę podczas leczenia łuszczycy.

Przekonaj się, na czym polega zmiana w leczeniu łuszczycy

- Urządzenie jest skuteczne — przekonaj się, na czym polega zmiana w leczeniu łuszczycy.

Zalety

Skuteczne.



Z tym innowacyjnym urządzeniem z powodzeniem rzucisz wyzwanie łuszczycy. Aby zauważyć znaczną poprawę, wystarczy przez co najmniej cztery tygodnie poddawać znamiona łuszczycy zabiegom po 15 minut dziennie.* Wykonywana przy użyciu urządzenia Philips BlueControl Advance terapia niebieskim światłem LED wspomaga prawidłową regenerację skóry, spowalniając nadmierne wytwarzanie komórek skóry.* Urządzenie Philips BlueControl Advance stymuluje naturalny proces gojenia się i pomaga uporać się z objawami łuszczycy, takimi jak łuszczenie się i zaczerwienienie skóry. Jego skuteczność została potwierdzona klinicznie.*

Delikatne.



Terapia niebieskim światłem LED jest wolna od promieniowania UV i bezpieczna dla skóry.* To delikatne, alternatywne rozwiązanie zapewnia ulgę bez konieczności stosowania dodatkowych maści lub leków. Emitowane przez urządzenie Philips BlueControl Advance niebieskie światło LED stymuluje naturalne procesy zachodzące w skórze. Pozwala kontrolować szybką proliferację komórek i stan zapalny oraz wspomaga regenerację skóry w normalnym tempie, uwalniając od objawów łuszczycy, takich jak zaczerwienienie, zgrubienie i łuszczenie się skóry.* Urządzenie BlueControl Advance jest wolne od promieniowania UV i środków chemicznych — badania potwierdzają, że emitowane przez urządzenie niebieskie światło LED jest nieszkodliwe dla skóry.*

Praktyczne.



Dzięki innowacyjnej konstrukcji niewielkiego, zasilanego bateryjnie urządzenia, możesz korzystać z przebadanej klinicznie terapii niebieskim światłem LED, nie rezygnując z normalnego rytmu dnia.* Wystarczy wykonać trzy proste instrukcje: przymocuj urządzenie BlueControl Advance do ramienia lub nogi za pomocą tekstylnego paska; naciśnij przycisk, aby rozpocząć zabieg; codziennie poświęć 15 minut na jedno znamień łuszczycy. Skorzystaj z terapii niebieskim światłem LED i poczuj ulgę — uwolnisz się od objawów łuszczycy, takich jak zaczerwienienie, zgrubienie i łuszczenie się skóry, bez konieczności stosowania substancji chemicznych oraz bez ryzyka potencjalnie wiążącego się z promieniowaniem UV.*

Dane techniczne

Akcesoria

Przewód USB: Ładowanie

Ładowarka: Ładowanie

Pasek do mocowania: Bezpieczne mocowanie

Ładowarka: Z wtyczką UK i EU

Przechowywanie: Pokrowiec z materiału nadającego się do prania

Dane techniczne

Częstotliwość: 50–60 Hz

Rodzaj lamp: LED

Napięcie: 100–240 V

Zużycie energii: 5 W

Bateria: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy baterii: Do 7 zabiegów

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Certyfikat CE 0344

Bez promieniowania UV

Klasyfikacja wyjścia optycznego: Grupa ryzyka

1 (EN 60601-2-57)

Urządzenie medyczne klasy IIa

MDD 93/42/EWG

Maks. dzienna dawka: 45 J/cm² na znamie łuszczycy

Gęstość zasilania: 40 mW/cm² (wartość średnia), 600 mW/cm² (wartość szczytowa)

Dane logistyczne

Kraj pochodzenia: Holandia

Badania kliniczne

Skuteczność potwierdzona w badaniach:

Produkt przetestowany klinicznie

Możliwość przenoszenia

Akumulator

Zasilacze (dla krajów UE i Wielkiej Brytanii)

Mała, zwarta konstrukcja

Wymiary i waga

Wymiary produktu: S/W/D: 77 x 23 x 125 mm

Waga produktu: 165 g

Wykończenie

Kolor urządzenia: Białe perłowe

Kolor paska: Czarny i niebieski

Wygodne użytkowanie

Zegar odmierzający czas zabiegu

Wydajność

Produkt przetestowany klinicznie

Czas trwania zabiegu: 15 minut na znamie łuszczycy

Serwis

90-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja



* 15-minutowe codzienne zabiegi przez co najmniej 4 tygodnie pomagają w skutecznym uwolnieniu się od objawów łuszczycy — Krings L, Liebmann J, M Born, Leverkus M, Felbert von V. Dane z dokumentacji, lipiec 2017 r.

* Niebieskie światło wykorzystywane w urządzeniu Philips BlueControl nie jest toksyczne dla skóry — Awakowicz P et al. Contributions to Plasma Physics. 2009; 49 (9): 641–647

* Niebieskie światło pomaga kontrolować szybkość proliferację komórek i stan zapalny — Liebmann J, Born M, Kolb-Bachofen MV. Journal of Investigative Dermatology. 2010; 130: 259–269. — Fischer Metal. Experimental Dermatology. 2013; 22: 554–563

* Skuteczność terapii niebieskim światłem w ograniczaniu objawów łuszczycy została potwierdzona klinicznie w 3 różnych próbach. — Weinstabl A et al. Dermatology. 2011; 223 (3): 251–9 — Pfaff S et al. Dermatology 2015; 231: 24–34 — Krings L, Liebmann J, M Born, Leverkus M, Felbert von V. Dane z dokumentacji, 20 lipca

* Philips BlueControl Advance to oznaczone znakiem CE urządzenie medyczne klasy IIa przeznaczone do leczenia lekkiej postaci łuszczycy. Nie jest ono dostępne poza Unią Europejską. Przed zmianą przyjmowanych leków na receptę, a także przed rozpoczęciem stosowania urządzenia należy skonsultować się z lekarzem i zapoznać się z instrukcją obsługi. Październik 2017 r.