

PHILIPS

BlueControl Advance

15 minuters behandling per
plack

Bärbar ljusterapi med blått ljus

Kliniskt bevisad effekt

Utan kemikalier eller kortison



PSK2103



Blå LED-ljusbehandling.

Förändrar sättet du upplever psoriasisbehandling.

Philips BlueControl Advance är en bärbar ljusterapi med blått LED-ljus för behandling av mild till måttlig plackpsoriasis. Den är skonsam och UV-fri. Upptäck den kliniskt bevisade effektiviteten med vår 90-dagars pengarna tillbaka-garanti.*



Uppnå fantastiska resultat utan att ditt liv påverkas

- Praktisk. Få fantastiska resultat utan att ditt liv påverkas.

Var snäll mot huden samtidigt som du behandlar psoriasis.

- Skonsam. Var snäll mot din hud medan du behandlar psoriasis.

Upplev förändringen i psoriasisbehandlingen

- Effektiv. Upplev förändringen i psoriasisbehandlingen.

Funktioner

Effektiv.



Utmana din psoriasis på ett framgångsrikt sätt med den här innovativa enheten. Behandla varje plackområde i endast 15 minuter per dag i minst fyra veckor och du bör märka en betydande förbättring.* Blå LED-ljusbehandling med Philips BlueControl Advance hjälper din hud att förnya sig själv ordentligt genom att bromsa den accelererade produktionen av hudceller.* Philips BlueControl Advance stimulerar hudens naturliga lindringsprocess och förbättrar därför placksymptom så som rodnad och fjällande hud. Dess effektivitet är kliniskt bevisad.*

Skonsam.



Blå LED-ljusbehandling är UV-fri och skonsam för din hud.* Detta skonsamma alternativet erbjuder effektiv lindring utan ytterligare salvor eller mediciner. Det blå LED-ljuset från BlueControl Advance aktiverar naturliga lindringsprocesser i din hud. Den hjälper till att kontrollera hudcellernas tillväxtcykel och inflammation samt hjälper huden att reproducera hudceller med normal hastighet – ger lindring av placksymptom så som rodnad, fjällande hud och förtjockning.* BlueControl Advance är UV-fri och kemikaliefri – studier bekräftar att det blå LED-ljuset inte är skadligt för din hud.*

Praktisk.



Tack vare den innovativa designen av denna lilla batteridrivna enhet kan du fördelaktigt dra nytta av den blå LED-ljusbehandlingen samtidigt som du fortsätter med dina vardagliga rutiner.* Följ bara tre enkla steg och fortsätt med ditt liv som vanligt: Fäst BlueControl Advance på armen eller benet med fixeringsbandet. Tryck på knappen för att påbörja behandlingen. Använd dagligen i 15 minuter per plack. Upplev blå LED-ljusbehandling och få effektiv lindring av plackpsoriasis symptom så som rodnad, fjällning och förtjockning utan att behöva använda kemiska substanser eller den potentiella risken med UV-strålning.*

Specifikationer

Tillbehör

USB-kabel: Laddning

Laddningsadapter: Laddning

Fixeringsband: Säker fixering

Laddare: Med brettisk och europeisk kontakt

Förvaringslösning: Tvättbart fodral

Tekniska specifikationer

Frekvens: 50–60 Hz

Typ av lampor: LED

Spänning: 100 – 240 V

Strömförbrukning: 5 W

Batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Drifttid (full till tom): Upp till sju behandlingar

Säkerhet och regler

CE 0344-certifierad

UV-fri

Optisk utgång, klassificering: Skyddsklass 1

(EN 60601-2-57)

Medicinsk enhet klass IIA

MDD 93/42/EEG

Maximal daglig dos: 45 J/cm² per plack

Effektthet: 40 mW/cm² (i genomsnitt), 600 mW/cm² (topp)

Logistisk information

Ursprungsland: Nederländerna

Kliniska försök

Effekten har påvisats i försök: Kliniskt bevisat

Bärbar

Laddningsbart batteri

Nätadapter (EU och Storbritannien)

Liten, kompakt design

Mått och vikt

Produktstorlek: B/H/L: 77 x 23 x 125 mm

Produktvikt: 165 gram

Design

Enhetsfärg: Pärlvit

Remdesign: Svart och blå

Lättanvänd

Behandlingstimer

Prestanda

Kliniskt bevisat

Behandlingstid: 15 minuter per psoriasisplack

Service

Återköpsgaranti inom 90 dagar

Garanti: 2 års begränsad garanti



* 15 minuters daglig behandling i minst fyra veckor bör leda till en effektiv lindring av plackpsoriasisymptom – Krings L, Liebmann J, M Born, Leverkus M, Felbert von V. Data på fil, juli 2017

* Blått ljus som används i Philips BlueControl är inte skadligt för huden – Awakowicz P et al. Contributions to Plasma Physics. 2009; 49 (9): 641-647

* Blått ljus hjälper till att kontrollera inflammation och att kontrollera hudcellernas tillväxtcykel – Liebmann J, Born M, Kolb-Bachofen MV. Journal of Investigative Dermatology. 2010; 130: 259-269. – Fischer Metal. Experimental

* Effektiviteten hos ljusterapi med blått ljus för att minska psoriasisymptom är kliniskt bevisat i tre olika prövningar. – Weinstabl A et al. Dermatology. 2011; 223 (3): 251-9 – Pfaff S et al. Dermatology 2015; 231: 24-34 – Krings L, Liebmann J, M Born, Leverkus M, Felbert von V. Data på fil, 20 juli

* Philips BlueControl Advance är en EU CE-märkt klass II medicinsk enhet för behandling av mild psoriasis vulgaris. Den finns för närvarande inte tillgänglig utanför EU. Patienter bör samråda med sina läkare och läsa bruksanvisningen innan de ändrar någon receptbelagd medicin eller använder enheten. Oktober 2017.