



Zařízení na odstraňování chloupků IPL

- Na tělo a obličej
- Se snímačem odstínu pokožky
- 15 minut na úpravu nohou od kolen dolů

SC1998/00

Užívejte si 3 měsíce hedvábně hladkou pokožku bez chloupků.**

Nejméně 85% redukce chloupků po 3 ošetřeních

Systém Philips Lumea Advanced umí hotové zázraky, pokud jde o zabránění dorůstání chloupků na těle. Pravidelně aplikované jemné světelné impulzy udrží hedvábně hladkou pokožku každý den.

Výhody

Dlouhodobé odstranění chloupků technologií IPL

- Technologie Expert IPL pro domácí použití, vyvinutá dermatology
- Vhodné pro širokou škálu typů chloupků i pokožky
- S BEZPLATNOU aplikací Lumea budete mít osobního školitele kdykoli po ruce

Bezpečný, rychlý a efektivní na tělo a obličej

- Osvědčená bezpečnost a účinnost péče
- Integrovaný snímač odstínu pokožky


Specializované ošetření různých oblastí těla

- Bezpečné a efektivní i na citlivých partiích
- Rychlá aplikace díky velkému ústí přístroje
- Přesný nástavec pro mimořádně bezpečné použití na obličej
- Nástavec pro specializované ošetření chloupků v oblasti bikin

PHILIPS


Vlastnosti

Dlouhotrvající hladkost



IPL je zkratka pro Intense Pulsed Light (Intenzivní pulzní světlo). Philips Lumea působí na kořínky chloupků jemnými světelnými záblesky, což zanechává kořínky ve fázi nečinnosti. Tím se postupně snižuje počet chloupků, které vám na těle rostou. Opakované používání zanechá vaši pokožku nádherně hladkou a jemnou na dotek. Zabraňování růstu chloupků je bezpečné a šetrné, a to i v citlivých oblastech. Zařízení Philips Lumea je klinicky testováno a bylo vyvinuto společně s dermatology pro snadné a efektivní použití v pohodlí domova.

Ověřená účinnost



Objektivní studie prokazují omezení růstu chloupků nejméně o 85 % po pouhých třech ošetřeních**. První 4 ošetření proveďte jednou za dva týdny. Poté již můžete vidět požadované výsledky. Pro udržení těchto výsledků proveďte ošetření vždy po 4 týdnech. Již po 8 ošetřeních vaše pokožka zůstane hladká nejméně 3 měsíce*. Chcete-li tento obrázek zvětšit, klikněte na něj v galerii obrázků v horní části této stránky.

Vhodné typy chloupků i pokožek



Systém Philips Lumea účinně, snadno a bezpečně působí na celou řadu různých typů chloupků a pokožky. Je efektivní u chloupků barvy přirozeně tmavé blond, hnědé i černé a u tónů pokožky od velmi světlé až po tmavě hnědou. Podobně jako jiné technologie založené na IPL není systém Philips Lumea vhodný k ošetření světlých blond nebo zrzavých chloupků a není vhodný pro velmi tmavou pokožku kvůli požadavku na vysoký kontrast mezi pigmentem v barvě chloupků a v odstínu kůže.

Snímač odstínu pokožky



Vestavěný snímač odstínu pleti na začátku každého použití a občas i v jeho průběhu odstín ošetřované kůže. Jestliže zjistí, že je na tento produkt příliš tmavý, automaticky zastaví vysílání impulzů.

Oblasti aplikace



Můžete bez problémů použít na odstranění chloupků na obličeji (horní ret, brada a kotlety) a tělesných partií včetně nohou, podpaží, oblasti bikin, břicha a paží.

Rychlé ošetření nohou



Rychlá aplikace na velké oblasti – například nohy – díky velkému ústí přístroje.

Mimořádně bezpečné použití na obličeji




Díky přídavnému vestavěnému filtru světla je možné jej bezpečně použít v oblasti nad horním rtem, na bradě, tvářích a dalších citlivých oblastech.

Nástavec na oblast bikin



Nástavec na oblast bikin umožňuje efektivně ošetřit chloupky v oblasti bikin. Chloupky v této oblasti bývají obvykle silnější než chloupky na nohou.

Aplikace Lumea ZDARMA



Aplikace Lumea je zdarma ke stažení a nabízí jedinečné a přizpůsobené užívání systému IPL – jen pro vás. Je to váš vlastní osobní rádce a zajišťuje, abyste své zařízení Lumea využili co nejvíce, správným způsobem a dosáhli dlouhodobé výsledky. Aplikace vám pomůže vytvořit osobní plán procedur pro každou část těla a přináší tipy a rady pro každé ošetření. Stačí jen aplikaci pravidelně kontrolovat a sledovat upozornění a připomínky.

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Oblasti aplikace

Oblast bikin	Paže Nohy Břicho Podpaždí Bikiny Brada
Oblasti obličej	Kotlety Horní ret

Oblasti obličej	2 minuty
Noha od kolena dolů	15 min

Bezpečnost a možnost nastavení

Integrovaný UV filtr	Chrání pokožku před UV zářením
5 nastavení světelné energie	Nastavitelný podle typu pokožky
Integrovaný bezpečnostní systém	Zabránění nechtěným zábleskům
Snímač odstínu pokožky	Zjistí odstín vaší pokožky

Nástavce

Nástavec na tělo (4 cm ²)	Pro použití pod linií krku
Nástavec na obličej (2cm ²)	Pro použití pod očima
Nástavec na oblast bikin (2 cm ²)	Speciální ošetření, chloupky v oblasti bikin

Spotřeba

Napětí	100-240 V
Kabelové připojení	Ano

Balení obsahuje

Návod na použití	Uživatelská příručka
Úložisko	Pouzdro
Adaptér	24 V / 1 500 mA
Příslušenství	Čisticí hadřík

Režim použití

Posun a záblesk	Pro snadný pohyb
Použití s kabelem / bez kabelu	Kabel
Přitisknutí a záblesk	Pro ošetření zakřivených oblastí

Servis

Záruka	Celosvětová záruka 2 roky
--------	---------------------------

Doba aplikace

Bikiny	4 min
Podpažní jamka	2,5 min

* Průměrný výsledek 71% redukce chloupků na nohou, po úplném ošetřovacím cyklu (12 ošetření), objektivní studie na 48 ženách v Nizozemí a Rakousku.

** Měřeno na nohou, 67 % z 45 žen dosáhlo výsledku 85 % či více. Studie byla realizovaná společností Philips.



Změna údajů vyhrazena
2019, Květen 24

Version: 3.2.1
EAN: 08710103882183

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com