


# PHILIPS


微晶探头替换装

VisaCare

敏感肌肤型



SC6890/02



## 敏感肌肤型微晶探头替换装

仅限于与飞利浦 VisaCare 微晶紧致嫩肤仪配合使用：在舒适的家中使用，产品结合去角质和真空提拉按摩系统，轻柔促进肌肤自然更新过程，减少衰老痕迹。

### 敏感肌肤型微晶探头替换装

- 用于柔和护理的敏感肌肤型微晶探头替换装
- 每 6 个月更换一次

### 易于替换的敏感肌肤型微晶探头替换装

- 轻松卡入式仪器头



asimpleswitch.com

## 产品亮点

### 敏感肌肤型微晶探头替换装

建议具有敏感皮肤或因季节性或荷尔蒙失调导致肌肤更敏感或首次使用微晶去角质护理的女士使用。与皮肤科专家共同研发，可在家中安全使用。使用新探头时，始终从有少量次数重新开始；让肌肤逐渐适应强效护理。\*

### 易于安装

易于安装，与飞利浦 SC6220 和 SC6240 兼容。

### 每 6 个月更换一次

为获得最佳效果，建议您每六个月更换一次微晶探头。

## 规格

### 优点

**肌肤类型:** 适用于敏感肌肤

### 操作简易

**清洁:** 用清水冲洗，用肥皂和刷子清洁

**兼容:** 飞利浦 SC6220, 飞利浦 SC6240

**建议更换时间:** 每 6 个月

**过滤网替换:** 轻松卡入式探头



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

\* 与每周使用两次，使用 6 个月的仪器头相比。