

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Question?
Contact
Philips



AirFloss Ultra

PHILIPS
sonicare





Philips Sonicare AirFloss Ultra

ENGLISH 6

한국어 14

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your appliance at www.philips.com/welcome.

Use AirFloss Ultra with your favorite mouthwash as part of your oral care routine. In addition to brushing, AirFloss Ultra helps reduce the plaque in between teeth in order to improve your gum health.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the mains.

Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger. Always have the charger replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Use only charger type HX6100 provided with the AirFloss Ultra to recharge the battery.
- If the appliance is damaged in any way (AirFloss Ultra nozzle, handle and/or charger), stop using it.
- This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and support').
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Consult your dentist before you use this appliance if you have had recent oral or gum surgery, suffer from an ongoing dental condition, had extensive dental work in the previous 2 months, or have suspected issues with your dental work (filings, crowns, etc.).
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this appliance or if bleeding continues to occur after 4 weeks of use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This Philips appliance complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the appliance manufacturer of the implanted appliance prior to use.
- Do not use attachments other than the ones recommended by the manufacturer.
- Do not exert excessive pressure on the nozzle tip of the nozzle.
- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.
- Only use the AirFloss Ultra for its intended purpose as described in this user manual.
- To avoid physical injury, do not direct the spray under the tongue or into the ear, nose, eye or other sensitive area.
- Do not clean the AirFloss Ultra nozzle, the handle, the charger, the water reservoir and its cover in the dishwasher or a microwave.
- To avoid an ingestion hazard, do not put isopropyl alcohol or other cleaning fluids in the reservoir.
- The AirFloss Ultra is a personal care appliance and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General description (Fig. 1)

- 1 Nozzle tip
- 2 AirFloss Ultra nozzle
- 3 Activation button
- 4 Reservoir and reservoir cover
- 5 Handle
- 6 Charge & burst mode indicators
 - Single burst: 1 LED
 - Double burst: 2 LEDs
 - Triple burst: 3 LEDs
- 7 Power/mode button
- 8 Removable nozzle holder (select models)
- 9 Charger

Note: The contents of the box may vary based on the model purchased.

Charging

Charge the AirFloss Ultra for 24 hours before first use.

1 Put the plug of the charger in the electrical outlet.

2 Place the handle on the charger (Fig. 2).

► **Charging process: (Fig. 3)**

- 1 green LED: 33% charged.
- 2 green LEDs: 66% charged.
- 3 green LEDs: 100% charged.

Note: When it is fully charged, AirFloss Ultra has an operating time of up to 11 days when it is used in triple burst mode, and up to 33 days when it is used in single burst mode.

Note: When the charge indicators flash yellow, the battery is low and needs to be recharged (fewer than 3 uses left).

Preparing for use

- 1 Align the nozzle and press the nozzle down onto the handle ('click') (Fig. 4).

Note: We advise you to place the tip facing the front of the handle as the illustration shows, but the nozzle can be placed in the handle either way without affecting the function. You can try both options and use what works best for you in your oral care routine.

Note: Replace the nozzle (HX8032, HX8033) every 6 months for optimal results. Also replace the nozzle if it becomes loose or no longer 'clicks' onto the handle.

Note: The AirFloss Ultra only supports AirFloss Ultra nozzles. Do not attempt to use non-AirFloss Ultra nozzles on the AirFloss Ultra handle.

- 2 Open the cover of the reservoir ('click') (Fig. 5).

- 3 Fill the reservoir with mouthwash or water (Fig. 6).

Tip: For the best result and a fresher experience, we advise you to use mouthwash with your AirFloss Ultra.

Note: Do not use mouthwash that contains isopropyl myristate (e.g. Dentyl Active) or high concentrations of essential oils, as it may damage the appliance. This includes all mouthwash sold in glass and ceramic packaging.

- 4 Close the cover of the reservoir by pressing ('click') (Fig. 7).

- 5 Press the power/mode button to switch on the appliance. (Fig. 8)

▶ The LEDs illuminate.

- 6 Press and hold the activation button until spray comes out of the tip of the nozzle (Fig. 9).

Using the appliance

- 1** Make sure the AirFloss Ultra is switched on. If it is off, press and release the power/mode button to switch on the appliance. (Fig. 8)
- D** You can change the modes to have the desired amounts of bursts each time you press the activation button. For optimal results, use the triple burst mode (the default setting) from both the outside and inside of your teeth.
- D** To change modes, press the power/mode button to cycle through the modes until you reach your desired mode. The LEDs show the selected mode:
 - Single burst: 1 LED (Fig. 10)
 - Double burst: 2 LEDs (Fig. 11)
 - Triple burst: 3 LEDs (Fig. 12)

Note: The AirFloss Ultra remembers what mode was selected last and it is ready for the next use. If your AirFloss Ultra becomes fully drained of power, it will go back to the triple burst default mode once it has been recharged.

- 2** Place the nozzle tip between two teeth at your gum line. Slightly close your lips over the nozzle when it is in place, to avoid splashing (Fig. 13).
- 3** Press the activation button to deliver 1-3 bursts (depending on the selected mode) of air and micro-droplets of mouthwash or water between the teeth. (Fig. 14)
- 4** Slide the nozzle tip along the gum line until you feel it settle between the next two teeth.
- 5** Continue this procedure for all spaces between your teeth, including behind your back teeth (Fig. 15).

Note: Refill the reservoir as needed.

Auto-burst function

Hold the activation button to deliver bursts continuously, approximately one second between set of bursts.

- 1** To switch off the AirFloss Ultra, press and hold the power/mode button for one second.

Automatic shut-off function

The AirFloss Ultra automatically switches off if it has not been used for one minute.

Cleaning

If the AirFloss Ultra becomes clogged, or to clean the inside of the AirFloss, fill the reservoir with warm water and press the activation button until the reservoir is empty.

Do not clean the nozzle, handle or charger in the dishwasher.

Do not use cleaning agents to clean the appliance. The formulation or strength of some agents may damage the appliance.

Handle and nozzle

- 1** Remove the AirFloss Ultra nozzle from the handle. Rinse the nozzle after each use to eliminate the residue left in it (Fig. 16).
- 2** Open the reservoir and rinse it under a faucet to eliminate residue (Fig. 17).

Tip: You can also use a cotton swab to wipe the reservoir and remove the remaining residue.

Note: Do not immerse the handle in water.

Note: Failure to remove residue from the nozzle or reservoir may result in an unhygienic condition.

- 3** Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth (Fig. 18).

Charger

- 1 Unplug the charger before you clean it.
- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth (Fig. 19).

Storage

If you are not going to use AirFloss Ultra for an extended period of time, follow the steps below.

- 1 Open the cover of the reservoir and empty it.
- 2 Press the activation button until no more spray comes out of the nozzle.
- 3 Unplug the charger.
- 4 Clean AirFloss Ultra nozzle, handle and charger. Refer to chapter 'Cleaning'.
- 5 Store AirFloss Ultra in a cool, dry place away from direct sunlight.

Recycling

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Removing the rechargeable battery

Please note that this process is not reversible.

- 1 To deplete the battery, repeatedly press the activation button until the AirFloss Ultra no longer produces any bursts of air (Fig. 20).
- 2 Remove the nozzle from the handle. (Fig. 21)
- 3 Firmly grab the handle with one hand at the top and one hand on the bottom (Fig. 22).

- 4** Snap the handle into two parts. (Fig. 23)

Note: This step requires a good amount of physical force. The top and bottom half of the handle should be separated once you snap the handle.

- 5** Remove the bottom half of the handle (Fig. 24).

- 6** Cut all 6 wires on the internal component with scissors (Fig. 25).

- 7** Completely pull apart the internal component from the top part of the handle (Fig. 26).

- 8** The battery is located inside the top half of the handle. Remove the battery and dispose of it properly (not in household waste) (Fig. 27).

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- AirFloss Ultra nozzle.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair.
- Normal wear and tear; including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading.

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스 홈페이지에서 제품정보를 확인하실 수 있습니다. <http://www.philips.co.kr/sonicare>

sonicare

에어플로스 울트라와 구강청결제를 함께 사용하시면, 더욱 상쾌한 치간 세정이 가능해 집니다. 소닉케어 음파칫솔과 함께 사용하시면 플라그 제거와 함께 잇몸 건강 개선에 도움이 됩니다.

중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

주의

- 충전기는 물이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 욕조, 세면대 등 물이 가까이 있는 곳에 놓아 두거나 보관하지 마십시오. 또한 충전기를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 세척 후에는 충전기가 완전히 건조되었는지 확인하고 충전기를 본체에 연결하십시오.

경고

- 전원 코드는 교체할 수 없습니다. 전원 코드가 손상된 경우 충전기를 폐기하십시오. 손상된 충전기는 위험한 상황을 방지하기 위해 정품으로 교체하여 사용하십시오.
- 본 제품을 사용한 후 출혈이 심하거나 4주일이 지나도 증상이 호전되지 않는다면 치과 전문의와 상의하십시오.
- 제품에 손상된 부분(에어플로스 울트라 노즐, 핸들 및/또는 충전기)이 나타나면 사용을 중단하십시오.
- 본 제품은 서비스되는 부품이 없습니다. 제품이 손상되면 필립스 고객 상담실로 문의하십시오(‘보증 및 지원’란 참조).
- 충전기를 실외 또는 발열되는 표면 근처에서 사용하지 마십시오.
- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.

주의

- 최근에 구강 또는 잇몸 수술을 받았거나 현재 치과 치료를 받고 있는 경우, 최근 2개월 이내에 치과 치료를 받은 경우 또는 필링, 크라운 등의 치과 치료와 관련된 문제가 있는 경우 본 제품을 사용하기 전에 치과 전문의와 상의하십시오.
- 본 제품을 사용한 후 출혈이 심하거나 4주일이 지나도 증상이 호전되지 않는다면 치과 전문의와 상의하십시오.
- 본 제품을 사용한 후 출혈이 심하거나 4주일이 지나도 증상이 호전되지 않는다면 치과 전문의와 상의하십시오.
- 의료적 문제는 본 제품을 사용하기 전에 치과 의사와 상의하십시오.
- 이 필립스 제품은 국내 안전 기준에 따라 전자파 장애 검정을 받은 제품입니다. 심장 박동 보조기 등 보조 기구를 이식 받은 경우에는 주치의나 제품 제조업체에 문의하여 충분히 이해한 후 사용하십시오.
- 제조업체에서 권장한 제품 이외의 액세서리를 사용하지 마십시오.
- 노즐의 노즐 팁에 과도한 힘을 가하지 마십시오.
- 다칠 수 있으니 급수통에 뜨거운 물을 채우지 마십시오. 급수통에 이물질을 넣지 마십시오.
- 이 사용 설명서에 나온 본래 용도로만 에어플로스 울트라를 사용하십시오.
- 다칠 수 있으니 혀 아래쪽이나 귀, 코, 눈 또는 기타 민감한 부위에 스프레이를 직접 분사하지 마십시오.
- 에어플로스 울트라 노즐, 핸들, 충전기, 급수통 및 덮개를 식기세척기 또는 전자레인지로 세척하지 마십시오.
- 삼키면 위험할 수 있으니 급수통에 이소프로필 알코올이나 기타 세척액을 넣지 마십시오.
- 에어플로스 울트라는 개인 용품이므로 치과나 기타 의료 시설에서 공용으로 이용하지 마십시오.

EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

16 한국어

제품정보 (그림 1)

- 1 노즐 팁
- 2 에어플로스 울트라 노즐
- 3 작동 버튼
- 4 급수통 및 급수통 덮개
- 5 손잡이
- 6 충전 및 분사 모드 표시등
 - 1회 분사: LED 1개
 - 2회 분사: LED 2개
 - 3회 분사: LED 3개
- 7 전원/ 모드 버튼
- 8 이동식 노즐 홀더(일부 모델)
- 9 충전기

참고: 제품 구성품은 구입한 제품 모델에 따라 다릅니다.

충전

에어플로스 울트라를 처음 사용하기 전에 24시간 충전하십시오.

1 충전기 플러그를 전원 콘센트에 꽂으십시오.

2 충전기에 핸들을 꽂으십시오 (그림 2).

▶ 충전 과정: (그림 3)

- 녹색 LED 1개: 33% 충전됨
- 녹색 LED 2개: 66% 충전됨
- 녹색 LED 3개: 100% 충전됨

참고: 에어플로스 울트라가 완전히 충전된 경우 작동 시간은 3회 분사 모드 사용 시 최대 11일, 1회 분사 모드 사용 시 최대 33일입니다.

참고: 충전 표시등이 노란색으로 깜박이면 배터리가 부족한 것이므로 재충전해야 합니다 (3회 미만 사용 가능).

사용 준비

- 1 노즐을 조정하고 노즐을 핸들에 눌러 ‘딸깍’ 소리가 나게 끼웁니다 (그림 4).

참고: 그림에 표시된 대로 팁이 핸들 앞면을 향하도록 놓는 것이 좋지만 노즐은 양면으로 끼울 수 있으며 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 두 옵션을 모두 사용해 보고 사용자의 구강 관리 습관에 적합한 방식을 사용할 수 있습니다.

참고: 최상의 효과를 얻으려면 6개월마다 노즐(HX8032, HX8033)을 교체하십시오. 또한 노즐이 헐거워지거나 핸들에 끼울 수 없을 때에도 노즐을 교체하십시오.

참고: 에어플로스 울트라는 에어플로스 울트라 전용 노즐만 지원됩니다. 에어플로스 울트라 핸들에 에어플로스 울트라용 이외의 노즐을 사용하지 마십시오.

- 2 급수통의 덮개를 엽니다(‘딸깍’ 소리가 남) (그림 5).

- 3 급수통에 구강 세정액 또는 물을 채웁니다 (그림 6).

도움말: 보다 상쾌한 기분을 느끼려면 에어플로스 울트라와 구강청결제를 함께 사용하십시오.

참고: 이소프로필미리스테이트(예: Dentyl Active) 또는 고농축 오일이 함유된 구강 청결제는 제품을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오. 여기에는 유리 또는 세라믹 포장으로 판매되는 모든 구강 청결제가 포함됩니다.

- 4 눌러서 급수통의 덮개를 닫습니다(‘딸깍’ 소리가 남) (그림 7).

- 5 전원/ 모드 버튼을 눌러 제품을 켭니다. (그림 8)

▶ LED가 점등됩니다.

- 6 노즐의 팁에서 스프레이가 분사될 때까지 작동 버튼을 길게 누릅니다 (그림 9).

제품 사용

- 1 에어플로스 울트라 스위치가 켜져 있는지 확인합니다. 꺼져 있는 경우 전원/ 모드 버튼을 눌렀다 떼서 제품의 전원 스위치를 켭니다. (그림 8)
 - ▶ 작동 버튼을 누를 때마다 원하는 양을 분사하도록 모드를 변경할 수 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 치아 안팎으로 3회 분사 모드(기본 설정)를 사용하십시오.
 - ▶ 모드를 변경하려면 원하는 모드로 설정될 때까지 전원/모드 버튼을 누르십시오. LED에 선택된 모드가 표시됩니다.
 - 1회 분사: LED 1개 (그림 10)
 - 2회 분사: LED 2개 (그림 11)
 - 3회 분사: LED 3개 (그림 12)

참고: 에어플로스 울트라는 마지막으로 선택된 모드를 기억하여 다음 사용 시에도 사용 준비를 합니다. 에어플로스 울트라 전원이 완전히 꺼지고 난 다음 충전할 경우 설정이 3회 분사 기본 모드로 돌아갑니다.

- 2 잇몸선 상의 두 치아 사이에 노즐 팁을 놓습니다. 팁이 자리를 잡고 나면 노즐 위로 입술을 살짝 다물어서 물이 튀는 것을 방지하십시오 (그림 13).
- 3 작동 버튼을 누르면 공기와 구강 세정액 또는 물이 치아 사이로 1-3회(선택된 모드에 따라 다름) 분사됩니다. (그림 14)
- 4 노즐 팁이 다음 두 개의 치아 사이에 안착됐다고 느낄 때까지 잇몸 선을 따라 부드럽게 밀니다.
- 5 뒤쪽 부분의 치아까지 포함하여 모든 치아 사이에 이 동작을 계속합니다 (그림 15).

참고: 필요에 따라 급수통을 리필하십시오.

자동 분사 기능

작동 버튼을 누르고 있으면 약 1초마다 계속해서 분사됩니다.

- 1 에어플로스 울트라를 전원을 끄려면 전원/모드 버튼을 1초 간 누르십시오.

자동 전원 차단 기능

1분 간 사용하지 않을 경우 에어플로스 울트라는 자동으로 전원이 꺼집니다.

세척

에어플로스 울트라가 막히거나 에어플로스 내부를 세척하려면 급수통에 따뜻한 물을 채우고 급수통이 빌 때까지 작동 버튼을 누릅니다.

식기세척기에서 노즐, 핸들 또는 충전기를 세척하지 마십시오.

제품 세척 시 세제를 사용하지 마십시오. 일부 세제의 성분 또는 강도로 인해 제품이 손상될 수 있습니다.

핸들 및 노즐

- 1 핸들에서 에어플로스 울트라 노즐을 제거합니다. 남아 있는 잔여물을 제거하기 위해 사용한 후 노즐을 헹구십시오 (그림 16).
- 2 잔여물이 남지 않도록 급수통을 열고 물로 헹구십시오 (그림 17).

도움말: 면봉을 사용하여 급수통을 닦고 남아 있는 잔여물을 제거할 수도 있습니다.

참고: 핸들을 물에 담그지 마십시오.

참고: 노즐 또는 급수통의 잔여물을 제거하지 못할 경우 비위생적인 환경으로 이어질 수 있습니다.

- 3 젖은 천으로 핸들의 전체 표면을 닦으십시오 (그림 18).

충전기

- 1 청소하기 전에 항상 충전기의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2 젖은 천으로 충전기의 표면을 닦으십시오 (그림 19).

보관

에어플로스 울트라를 장기간 사용하지 않을 경우 다음 단계를 따르십시오.

- 1 급수통 덮개를 열고 급수통을 비웁니다.
- 2 노즐에서 더 이상 분사되지 않을 때까지 작동 버튼을 누릅니다.
- 3 충전기의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 4 에어플로스 노즐, 핸들 및 충전기를 세척하십시오. ‘세척’란을 참조하십시오.
- 5 직사광선이 없는 건냉한 곳에 에어플로스 울트라를 보관하십시오.

재활용

수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.

충전식 배터리를 분리하는 방법

이 과정은 번복이 불가능합니다.

- 1 충전식 배터리를 제거하려면 에어플로스 울트라에서 더 이상 공기가 분사되지 않을 때까지 작동 버튼을 반복하여 누르십시오 (그림 20).
- 2 노즐을 핸들에서 제거합니다. (그림 21)
- 3 한 손으로는 핸들의 상단을 단단히 잡고 나머지 한 손은 아래를 잡습니다 (그림 22).

4 핸들을 두 부분으로 분리하십시오. (그림 23)

참고: 이 단계에서는 물리적인 힘이 상당히 필요합니다. 핸들의 상단과 하단 중간이 분리되어야 합니다.

5 손잡이 아래쪽 반을 분리합니다 (그림 24).

6 내부 부품인 전선 6개를 가위로 자르십시오 (그림 25).

7 핸들 상단에서 내부 부품을 당겨서 완전히 제거하십시오 (그림 26).

8 배터리는 핸들 상반부 내에 있습니다. 배터리를 분리하여 알맞은 방법으로 폐기하십시오(가정용 쓰레기와 함께 버리지 말 것) (그림 27).

보증 및 지원

















보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트 (www.philips.com/support)를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.




보증 제한

국제 보증 약관에서 제외되는 항목은 다음과 같습니다.

- 에어플로스 울트라 노즐
- 오용, 남용, 부주의, 개조 또는 무단 수리로 인한 손상
- 쪼개짐, 굽힘, 마멸, 변색, 탈색 등, 일반적인 마모 또는 손상

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다. **(1) 4자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 **(2) 5자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 **(3) 6자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일 생산 **(4) 9자리일 경우** : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예) 507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 **(5) 기타제조번호**에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.



22**23****24****25****26****27**





www.philips.com/Sonicare

©2014 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved.
Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.
AirFloss, Sonicare and the Sonicare logo are trademarks
of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPNV.



100% recycled paper

4235.020.9189.1