


# AirFloss Ultra



**PHILIPS**  
**sonicare**



**1**



— |

| —

— |

| —

**English 6**  
**Bahasa Indonesia 14**  
**Bahasa Melayu 22**  
**ภาษาไทย 30**

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Use AirFloss with your favorite mouthwash as part of your oral care routine. In addition to brushing, AirFloss helps reduce the plaque in between teeth in order to improve your gum health.

## Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

### Danger

- Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the mains.

### Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger.
- Always have the charger replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle or charger), stop using it. This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Center in your country (see chapter 'Warranty and support').

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

## Caution

- Do not clean the brush head, the handle or the charger in the dishwasher.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use the toothbrush.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this toothbrush or if bleeding continues to occur after 1 week of use. Also consult your dentist if you experience discomfort or pain when you use the Philips Sonicare.
- The Philips Sonicare toothbrush complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the device manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use the Philips Sonicare.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.
- The Philips Sonicare toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear. Do not use other brush heads than the ones recommended by the manufacturer.

## 8 English

- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.

### Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

### Your Philips AirFloss Ultra (Fig. 1)

- 1 Nozzle tip
- 2 AirFloss Ultra nozzle
- 3 Activation button
- 4 Reservoir and reservoir door
- 5 Handle
- 6 Charge & burst mode indicators
  - Single burst: 1 LED
  - Double burst: 2 LEDs
  - Triple burst: 3 LEDs
- 7 Power/mode button
- 8 Removable nozzle holder (select models)
- 9 Charger

Note: The contents of the box may vary based on the model purchased.

### Charging

Charge the AirFloss Ultra for 24 hours before first use.

- 1 Put the plug of the charger in the electrical outlet.
- 2 Place the handle on the charger (Fig. 2).

Charging process: (Fig. 3)

- 1 green LED: 33% charged.
- 2 green LEDs: 66% charged.
- 3 green LEDs: 100% charged.



Note: When it is fully charged, AirFloss Ultra has an operating time of up to 11 days when it is used in triple burst mode, and up to 33 days when it is used in single burst mode.

Note: When the charge indicators flash yellow, the battery is low and needs to be recharged (fewer than 3 uses left).

## Preparing for use

- 1 Align the nozzle and press the nozzle down onto the handle ('click') (Fig. 4).

Note: We advise you to place the tip facing the front of the handle as the illustration shows, but the nozzle can be placed in the handle either way without affecting the function. You can try both options and use what works best for you in your oral care routine.

Note: Replace the nozzle (HX8032, HX8033) every 6 months for optimal results. Also replace the nozzle if it becomes loose or no longer 'clicks' onto the handle.

Note: The AirFloss Ultra only supports AirFloss Ultra nozzles. Do not attempt to use non-AirFloss Ultra nozzles on the AirFloss Ultra handle.

- 2 Open the cover of the reservoir ('click') (Fig. 5).
- 3 Fill the reservoir with mouthwash or water. (Fig. 6)

Tip: For the best result and a fresher experience, we advise you to use mouthwash with your AirFloss Ultra.

Note: Do not use mouthwash that contains isopropyl myristate (e.g. Dentyl Active) or high concentrations of essential oils, as it may damage the appliance. This includes all mouthwash sold in glass and ceramic packaging.

- 4 Close the cover of the reservoir by pressing ('click') (Fig. 7).
- 5 Press the power/mode button to switch on the appliance. (Fig. 8)  
The LEDs illuminate.
- 6 Press and hold the activation button until spray comes out of the tip of the nozzle. (Fig. 9)

## Using the appliance

- 1 Make sure the AirFloss Ultra is switched on. If it is off, press and release the power/mode button to switch on the appliance. (Fig. 8)

You can change the modes to have the desired amounts of bursts each time you press the activation button (Fig. 9). For optimal results, use the triple burst mode (the default setting) from both the outside and inside of your teeth.

To change modes, press the power/mode button to cycle through the modes until you reach your desired mode. The LEDs show the selected mode:

- Single burst: 1 LED (Fig. 10)
- Double burst: 2 LEDs (Fig. 11)
- Triple burst: 3 LEDs (Fig. 12)

Note: The AirFloss Ultra remembers what mode was selected last and it is ready for the next use. If your AirFloss Ultra becomes fully drained of power, it will go back to the triple burst default mode once it has been recharged.

- 2 Place the nozzle tip between two teeth at your gum line. Slightly close your lips over the nozzle when it is in place, to avoid splashing. (Fig. 13)
- 3 Press the activation button to deliver 1-3 bursts (depending on the selected mode) of air and micro-droplets of mouthwash or water between the teeth. (Fig. 14)
- 4 Slide the nozzle tip along the gum line until you feel it settle between the next two teeth.
- 5 Continue this procedure for all spaces between your teeth, including behind your back teeth. (Fig. 15)

Note: Refill the reservoir as needed.

### Auto-burst function

Hold the activation button to deliver bursts continuously, approximately one second between set of bursts.

## Automatic shut-off function

The AirFloss automatically turns off if it has not been used for one minute.

## Cleaning

If the AirFloss Ultra becomes clogged, or to clean the inside of the AirFloss, fill the reservoir with warm water and press the activation button until the reservoir is empty.

**Do not clean the nozzle, handle or charger in the dishwasher.**

**Do not use cleaning agents to clean the appliance. The formulation or strength of some agents may damage the appliance.**

### Handle and nozzle

- 1 Remove the AirFloss Ultra nozzle from the handle. Rinse the nozzle after each use to eliminate the residue left in it. (Fig. 16)
- 2 Open the reservoir and rinse it under a faucet to eliminate residue. (Fig. 17)

Tip: You can also use a cotton swab to wipe the reservoir and remove the remaining residue.

Note: Do not immerse the handle in water.

Note: Failure to remove residue from the nozzle or reservoir may result in an unhygienic condition.

- 3 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth. (Fig. 18)

### Charger

- 1 Unplug the charger before you clean it.
- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth.

## Storage

If you are not going to use AirFloss Ultra for an extended period of time, follow the steps below.

- 1 Open the cover of the reservoir and empty it.
- 2 Press the activation button until no more spray comes out of the nozzle.
- 3 Unplug the charger.

## 12 English

- 4 Clean AirFloss Ultra nozzle, handle and charger. Refer to chapter 'Cleaning'.
- 5 Store AirFloss Ultra in a cool, dry place away from direct sunlight.

### Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. We strongly advise you to take your product to an official collection point or a Philips service centre to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

#### **Please note that this process is not reversible.**

- 1 To deplete the battery, repeatedly press the activation button until the AirFloss no longer produces any bursts of air. (Fig. 20)
- 2 Remove the AirFloss nozzle from the handle. (Fig. 21)
- 3 Firmly grab the handle with one hand at the top and one hand on the bottom. (Fig. 22)
- 4 Snap the handle into two parts. (Fig. 23)

Note: This step requires a good amount of physical force. The top and bottom half of the handle should be separated once you snap the handle.

- 5 Remove the bottom half of the handle. (Fig. 24)
- 6 Cut all 6 wires on the internal component with scissors. (Fig. 25)
- 7 Completely pull apart the internal component from the top part of the handle. (Fig. 26)
- 8 The battery is located inside the top half of the handle. Remove the battery and dispose of it properly (not in household waste). (Fig. 27)

## Warranty and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the international warranty leaflet.

## Warranty restrictions

The terms of the international warranty do not cover the following:

- Brush heads.
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

## Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Gunakan AirFloss dengan cairan pembersih mulut favorit Anda sebagai bagian dari perawatan mulut sehari-hari. Selain menyikat gigi, AirFloss juga dapat membantu mengurangi plak di antara gigi untuk meningkatkan kesehatan gusi Anda.

## Penting

Bacalah petunjuk pengguna ini secara saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

## Bahaya

- Jauhkan pengisi daya dari air. Jangan meletakkan atau menyimpan pengisi daya di dalam atau di dekat air seperti di bak mandi, tempat cuci, wastafel, dll. Jangan mencelupkan pengisi daya ke dalam air atau cairan lain. Setelah dibersihkan, pastikan pengisi daya benar-benar kering sebelum Anda menyambungkannya ke stopkontak listrik.

## Peringatan

- Kabel tidak dapat diganti. Buang pengisi daya jika kabelnya rusak.
- Selalu ganti pengisi daya dengan produk yang asli untuk menghindari bahaya.
- Jangan gunakan pengisi daya di luar ruangan atau dekat permukaan panas.
- Jika alat rusak, apa pun kerusakannya (kepala sikat, gagang sikat gigi atau pengisi daya), hentikan penggunaan. Alat ini tidak memiliki komponen yang bisa diperbaiki. Jika alat rusak, hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda (lihat bab 'Garansi dan dukungan').

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak minimal berusia 8 tahun ke atas dan orang dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak dilarang memainkan alat ini. Anak-anak tidak boleh membersihkan dan merawat alat ini kecuali telah berusia di atas 8 tahun dan harus dengan pengawasan.

## Perhatian

- Jangan membersihkan kepala sikat, gagang atau pengisi daya di mesin pencuci piring.
- Bila rongga mulut atau gusi Anda baru dioperasi 2 bulan sebelumnya, tanyakan dengan dokter gigi Anda sebelum menggunakan sikat gigi ini.
- Konsultasikan dengan dokter gigi Anda jika terjadi pendarahan berlebih setelah menggunakan sikat gigi ini atau jika pendarahan terus terjadi setelah 1 minggu penggunaan. Juga konsultasikan pada dokter gigi jika Anda merasa tidak nyaman atau mengalami rasa sakit saat menggunakan Philips Sonicare.
- Sikat gigi Philips Sonicare memenuhi standar keselamatan untuk perangkat elektromagnetik. Bila Anda menggunakan alat pacu jantung atau perangkat implan lainnya, hubungi dokter atau produsen perangkat sebelum penggunaan.
- Jika Anda memiliki masalah kesehatan, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan Philips Sonicare.
- Alat ini dirancang hanya untuk membersihkan gigi, gusi dan lidah. Jangan gunakan alat untuk tujuan lain. Hentikan penggunaan alat dan hubungi dokter Anda jika Anda merasa tidak nyaman atau mengalami rasa sakit.
- Sikat gigi Philips Sonicare adalah perangkat perawatan pribadi dan tidak ditujukan untuk digunakan oleh beberapa orang pasien pada praktik atau institusi perawatan gigi.
- Hentikan penggunaan kepala sikat dengan bulu yang sudah rusak atau bengkok. Ganti kepala sikat setiap 3 bulan atau lebih sering jika terlihat tanda-tanda kerusakan. Jangan gunakan kepala sikat selain dari yang direkomendasikan oleh produsen.

## 16 Bahasa Indonesia

- Bila pasta gigi Anda mengandung peroksida, baking soda atau bikarbonat (sering terdapat pada pasta gigi pemutih), bersihkan kepala sikat secara menyeluruh dengan sabun dan air setelah penggunaan. Ini akan mencegah keretakan pada plastik.

### Medan elektromagnetik (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

### Philips AirFloss Ultra Anda (Gbr. 1)

- 1 Ujung nozel
- 2 Nozel AirFloss Ultra
- 3 Tombol aktivasi
- 4 Penampung air dan pintu penampung air
- 5 Gagang
- 6 Indikator mode pengisian daya dan semprot
  - Semprotan tunggal: 1 LED
  - Semprotan ganda: 2 LED
  - Tiga kali semprotan: 3 LED
- 7 Tombol daya/mode
- 8 Penahan nozel yang dapat dilepas (model tertentu)
- 9 Pengisi daya

Catatan: Isi di dalam kotak mungkin berbeda-beda, bergantung pada model yang dibeli.

### Pengisian daya

Isi daya AirFloss Ultra selama 24 jam sebelum digunakan pertama kali.

- 1 Masukkan colokan pengisi daya ke stopkontak listrik.
- 2 Letakkan gagang pada pengisi daya. (Gbr. 2)  
Proses (Gbr. 3) pengisian daya:
  - 1 LED hijau: Daya terisi 33%.
  - 2 LED hijau: Daya terisi 66%.
  - 3 LED hijau: Daya terisi 100%.



Catatan: Ketika sudah terisi penuh, AirFloss Ultra memiliki waktu operasi hingga 11 hari jika digunakan dalam mode tiga kali semprot, dan hingga 33 hari jika digunakan dalam mode sekali semprot.

Catatan: Saat indikator daya berkedip kuning, daya baterai lemah dan perlu diisi ulang (kurang dari 3 kali pemakaian lagi).

## Menyiapkan penggunaan

- 1 Sejajarkan dan tekan nozel ke bawah gagang ('klik') (Gbr. 4).

Catatan: Sebaiknya letakkan ujung menghadap ke depan gagang seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi, tetapi nozel dapat diletakkan pada gagang dengan arah sebaliknya tanpa memengaruhi fungsinya. Anda dapat mencoba kedua pilihan dan menggunakan pilihan yang paling cocok untuk rutinitas perawatan mulut Anda.

Catatan: Untuk hasil yang optimal, ganti nozel (HX8032, HX8033) setiap 6 bulan sekali. Ganti nozel bila menjadi longgar atau tidak 'klik' lagi dengan gagang.

Catatan: AirFloss Ultra hanya mendukung nozel AirFloss Ultra. Jangan mencoba menggunakan nozel selain milik AirFloss Ultra pada gagang AirFloss Ultra.

- 2 Buka penutup penampung air ('klik') (Gbr. 5).
- 3 Isi penampung air dengan cairan pembersih mulut atau air. (Gbr. 6)

Tip: Untuk hasil terbaik dan mulut terasa lebih segar, sebaiknya gunakan cairan pembersih mulut dengan AirFloss Ultra.

Catatan: Jangan gunakan cairan pembersih mulut yang mengandung isopropyl myristate (seperti Dentyl Active) atau minyak esensial konsentrasi tinggi, karena dapat merusak alat ini. Hal ini meliputi semua cairan pembersih mulut yang dijual dalam kemasan kaca dan keramik.

- 4 Tutup penutup penampung air dengan menekan ('klik') (Gbr. 7).
- 5 Tekan tombol daya/mode untuk menghidupkan alat. (Gbr. 8)  
Lampu LED menyala.
- 6 Tekan dan tahan tombol aktivasi hingga semprotan keluar dari ujung nozel. (Gbr. 9)

## Menggunakan alat

- 1 Pastikan AirFloss Ultra sudah dinyalakan. Jika masih dalam keadaan mati, tekan kemudian lepaskan tombol daya/mode untuk menghidupkan alat. (Gbr. 8)

Anda dapat mengubah mode untuk mendapatkan jumlah semprotan yang diinginkan setiap kali menekan tombol (Gbr. 9) aktivasi. Untuk hasil yang optimal, gunakan mode tiga kali semprotan (setelan default) dari sisi luar dan dalam gigi Anda.

Untuk mengubah mode, tekan tombol daya/mode untuk mencari mode yang Anda inginkan. Lampu LED menandakan mode yang dipilih:

- Semprotan tunggal: 1 LED (Gbr. 10)
- Semprotan ganda: 2 LED (Gbr. 11)
- Tiga kali semprotan: 3 LED (Gbr. 12)

Catatan: AirFloss Ultra mengingat mode yang digunakan terakhir kali dan siap untuk penggunaan selanjutnya. Jika AirFloss Ultra Anda kehabisan daya, alat tersebut akan kembali ke mode default tiga kali semprotan setelah daya diisi ulang.

- 2 Letakkan ujung nozel di antara dua gigi pada garis gusi Anda. Katupkan bibir Anda sedikit pada nozel saat digunakan untuk menghindari cipratan. (Gbr. 13)
- 3 Tekan tombol aktivasi untuk memberikan 1-3 kali semprotan (bergantung pada mode yang dipilih) udara dan percikan kecil obat pencuci mulut atau air di antara gigi. (Gbr. 14)
- 4 Geser ujung nozel sepanjang garis gusi hingga Anda merasa ujung nozel berada di antara dua gigi berikutnya.
- 5 Lanjutkan prosedur ini untuk semua celah gigi termasuk di bagian belakang gigi geraham. (Gbr. 15)

Catatan: Isi kembali penampung air secukupnya.

## Fungsi penyemprot otomatis

Tahan tombol aktivasi untuk semprotan secara terus menerus dengan jarak waktu sekitar satu detik di antara rangkaian semprotan.

## Fungsi mati otomatis

AirFloss akan mati secara otomatis jika tidak digunakan dalam satu menit.

## Membersihkan

Jika AirFloss Ultra tersumbat atau untuk membersihkan bagian dalam dari AirFloss, isi penampung air dengan air hangat dan tekan tombol aktivasi sampai penampung air kosong.

**Jangan membersihkan nozel, gagang atau pengisi daya di dalam alat pencuci piring.**

**Jangan menggunakan bahan pembersih untuk membersihkan alat. Formulasi atau kekuatan dari beberapa zat pembersih dapat merusak alat ini.**

### Gagang dan nozel

- 1 Lepaskan nozel AirFloss Ultra dari gagang. Bilas nozel setiap kali selesai menggunakan untuk menghilangkan residu yang tertinggal di dalam. (Gbr. 16)
- 2 Buka penampung air dan bilas di bawah aliran air keran untuk menghilangkan residu. (Gbr. 17)

Tip: Anda juga dapat menggunakan kapas untuk menyeka penampung air dan membuang sisa residu yang ada.

Catatan: Jangan mencelupkan gagang ke dalam air.

Catatan: Residu pada nozel atau penampung air yang tidak dibersihkan dapat menyebabkan kondisi yang tidak higienis.

- 3 Seka semua permukaan gagang dengan kain (Gbr. 18) lembap.

### Pengisi daya

- 1 Cabut pengisi daya sebelum Anda membersihkannya.
- 2 Seka permukaan pengisi daya dengan kain lembap.

## Penyimpanan

Jika Anda tidak akan menggunakan AirFloss Ultra untuk jangka waktu yang lama, ikuti langkah-langkah berikut.

- 1 Buka penutup dan kosongkan penampung air.

## 20 Bahasa Indonesia

- 2 Tekan tombol aktivasi sampai tidak ada lagi semprotan keluar dari nozel.
- 3 Cabut pengisi daya.
- 4 Bersihkan nozel, gagang, dan pengisi daya AirFloss Ultra. Lihat bab 'Membersihkan'.
- 5 Simpan AirFloss Ultra di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari langsung.

## Mendaur ulang

- Jangan membuang produk bersama limbah rumah tangga biasa jika sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan ini, Anda turut membantu melestarikan lingkungan.
- Produk ini berisi baterai isi ulang internal yang tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa. Kami sangat menganjurkan agar Anda membawa produk ke lokasi pengumpulan resmi atau ke pusat servis Philips untuk melepas baterai isi ulang oleh teknisi profesional.
- Patuhi peraturan di negara Anda untuk pengumpulan terpisah untuk produk listrik dan elektronik serta baterai isi-ulang. Pembuangan secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

### **Harap diingat bahwa proses ini tidak dapat diurungkan.**

- 1 Untuk menguras daya baterai, tekan tombol aktivasi berulang kali hingga AirFloss tidak menghasilkan semprotan udara. (Gbr. 20)
- 2 Lepaskan nozel AirFloss dari gagang. (Gbr. 21)
- 3 Pegang kuat gagang dengan satu tangan di bagian atas dan satu tangan di bagian bawah. (Gbr. 22)
- 4 Pisahkan gagang hingga menjadi dua bagian. (Gbr. 23)

Catatan: Langkah ini memerlukan kekuatan fisik yang besar. Setengah bagian atas dan bawah pada gagang harus dipisah jika gagang masih terpasang.

- 5 Lepaskan setengah bagian atas gagang. (Gbr. 24)
- 6 Potong 6 kabel pada komponen internal dengan gunting. (Gbr. 25)

- 7 Pisahkan semua komponen internal bagian atas dari gagang. (Gbr. 26)
- 8 Baterai terletak di dalam setengah bagian atas gagang. Lepaskan baterai dan buang dengan benar (jangan dibuang di limbah rumah tangga). (Gbr. 27)

## Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, silakan kunjungi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) atau bacalah pamflet garansi internasional.

## Batasan garansi

Ketentuan garansi internasional tidak mencakup hal berikut:

- Kepala sikat.
- Kerusakan akibat penggunaan suku cadang pengganti tidak resmi.
- Kerusakan akibat kesalahan penggunaan, penyalahgunaan, kelalaian, penggantian atau perbaikan tidak resmi.
- Kerusakan dan keausan normal, seperti pecahan kecil, goresan, lecet, perubahan warna atau memudar.

## Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Gunakan AirFloss bersama pencuci mulut kegemaran anda sebagai sebahagian daripada rutin penjagaan oral anda. Selain menggosok gigi, AirFloss membantu mengurangkan plak antara gigi untuk meningkatkan kesihatan gusi anda.

## Penting

Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan manual tersebut untuk rujukan pada masa hadapan.

## Bahaya

- Pastikan pengecas terletak jauh dari air. Jangan letak atau simpan pengecas di atas atau berdekatan dengan air yang terkandung di dalam tab mandi, besen air, sinki dan sebagainya. Jangan direndamkan pengecas di dalam air atau mana-mana cecair lain. Selepas membersihkan, pastikan pengecas telah kering sepenuhnya sebelum anda menyambungkannya ke sesalur kuasa utama.

## Amaran

- Kord sesalur kuasa utama tidak boleh diganti. Jika kord sesalur kuasa utama rosak, buang pengecasnya.
- Sentiasa pastikan pengecas digantikan dengan jenis yang asli untuk mengelakkan bahaya.
- Jangan gunakan pengecas di luar atau berdekatan permukaan panas.
- Jika perkakasnya rosak dalam apa-apa cara sekalipun (kepala berus, pemegang berus gigi atau pengecas), berhenti menggunakannya. Perkakas ini tidak mengandungi bahagian yang boleh diservis. Jika perkakas ini rosak, hubungi Pusat Khidmat Pengguna di negara anda (lihat bab 'Waranti dan sokongan').

- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak yang berumur 8 tahun dan ke atas dan oleh orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental atau ketiadaan pengalaman dan pengetahuan jika telah diselia atau diberikan arahan berkenaan penggunaan perkakas ini dengan cara yang selamat dan jika mereka memahami bahaya yang terlibat. Kanak-kanak tidak sepatutnya bermain dengan perkakas ini. Pembersihan dan penyelenggaraan oleh pengguna tidak sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak kecuali mereka berumur 8 tahun dan ke atas serta diawasi.

### **Awas**

- Jangan bersihkan kepala berus, pemegang atau pengecas di dalam mesin basuh pinggan.
- Jika anda pernah melalui pembedahan gigi atau gusi dalam tempoh 2 bulan sebelum ini, hubungi doktor gigi anda sebelum anda menggunakan berus gigi ini.
- Rujuk doktor pergigian anda jika gigi anda berdarah dengan banyak selepas menggunakan berus gigi ini atau jika pendarahan itu berterusan selepas 1 minggu penggunaan. Rujuk juga doktor pergigian anda jika anda mengalami ketidakselesaan atau rasa sakit apabila anda menggunakan Philips Sonicare.
- Berus gigi Philips Sonicare mematuhi standard keselamatan untuk peranti elektromagnet. Jika anda mempunyai perentak jantung atau peranti lain yang diimplan, hubungi doktor anda atau pengilang peranti bagi peranti yang diimplan sebelum menggunakannya.
- Jika anda mempunyai kebimbangan perubahan, rujuk doktor anda menggunakan Philips Sonicare.
- Perkakas ini hanya direka bentuk untuk membersihkan gigi, gusi dan lidah. Jangan gunakannya untuk sebarang tujuan lain. Berhenti menggunakan perkakas dan hubungi doktor anda jika anda mengalami sebarang rasa tidak selesa atau sakit.
- Berus gigi Philips Sonicare adalah alat penjagaan peribadi dan bukan dimaksudkan untuk digunakan pada berbilang pesakit dalam pusat atau institusi pergigian.

## 24 Bahasa Melayu

- Berhenti menggunakan kepala berus dengan bulu kejur yang renyuk atau bengkok. Gantikan kepala berus setiap 3 bulan sekali atau lebih awal jika tanda-tanda haus kelihatan. Jangan gunakan kepala berus selain yang disarankan oleh pengeluar.
- Jika ubat gigi anda mengandungi peroksida, baking soda atau bikarbonat (biasa di dalam ubat gigi pemutihan), bersihkan kepala berus dengan teliti menggunakan sabut dan air selepas setiap kali digunakan. Ini mencegah kemungkinan rekahan pada plastiknya.

### Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawaian dan peraturan yang berkuat kuasa berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

### Philips AirFloss Ultra Anda (Rajah 1)

- 1 Hujung Muncung
- 2 Muncung AirFloss Ultra
- 3 Butang pengaktifan
- 4 Takungan dan penutup takungan
- 5 Pemegang
- 6 Penunjuk mod caj & letusan
  - Satu letusan: 1 LED
  - Dua letusan: 2 LED
  - Tiga letusan: 3 LED
- 7 Butang kuasa/mod
- 8 Pemegang muncung boleh tanggal (model terpilih)
- 9 Pengecas

Catatan: Kandungan kotak mungkin berbeza berdasarkan model yang dibeli.

### Pengecasan

Cas AirFloss Ultra selama 24 jam sebelum penggunaan pertama.

- 1 Pasang palam pengecas pada soket elektrik.
- 2 Letakkan pemegang pada pengecas. (Raj. 2)  
Proses pengecasan: (Raj. 3)



- 1 LED hijau: Dicas 33%.
- 2 LED hijau: Dicas 66%.
- 3 LED hijau: Dicas 100%.

Catatan: Apabila ia dicas sepenuhnya, AirFloss Ultra mempunyai waktu pengendalian sehingga 11 hari apabila digunakan dalam mod tiga letusan dan sehingga 33 hari apabila digunakan dalam mod letusan tunggal.

Catatan: Apabila penunjuk cas berkelip kuning, ini bermakna paras bateri rendah dan perlu dicas semula (baki yang tinggal kurang daripada 3 penggunaan).

## Membuat persediaan untuk guna

- 1 Jajarkan muncung dan tekan muncung ke bawah pada pemegang ('klik') (Raj. 4).

Catatan: Kami menasihati anda untuk meletakkan hujung yang berhadapan dengan pemegang seperti yang ditunjukkan pada rajah, namun muncung boleh diletakkan dalam pemegang pada mana-mana arah tanpa mempengaruhi fungsi. Anda boleh mencuba kedua-dua pilihan dan menggunakan fungsi yang terbaik untuk anda dalam rutin penjagaan oral anda.

Catatan: Gantikan muncung (HX8032, HX8033) setiap 6 bulan untuk hasil optimum. Selain itu, gantikan muncung ini jika ia menjadi longgar atau tidak lagi 'terpasang' dengan tepat pada pemegang.

Catatan: AirFloss Ultra hanya menyokong muncung AirFloss Ultra. Jangan cuba menggunakan muncung bukan AirFloss Ultra pada pemegang AirFloss Ultra.

- 2 Buka penutup takungan ('klik') (Raj. 5).
- 3 Isikan takungan dengan ubat cuci mulut atau air. (Raj. 6)

Petua: Untuk hasil terbaik dan pengalaman lebih segar, kami menasihati anda menggunakan cucian mulut dengan AirFloss Ultra anda.

Catatan: Jangan gunakan ubat cuci mulut yang mengandungi isopropil miristat (cth. Dentyl Active) atau kepekatan minyak pati yang tinggi, kerana ini boleh merosakkan perkakas. Ini termasuk semua ubat cuci mulut yang dijual di dalam bungkus kaca dan seramik.

## 26 Bahasa Melayu

- 4 Tutup penutup takungan dengan menekan ('klik') (Raj. 7).
- 5 Tekan butang kuasa/mod untuk menghidupkan perkakas. (Raj. 8)  
LED bernyala.
- 6 Tekan dan tahan butang pengaktifan sehingga semburan keluar dari hujung muncung. (Raj. 9)

### Menggunakan perkakas

- 1 Pastikan AirFloss Ultra dihidupkan. Jika dinyahaktifkan, tekan dan lepas butang kuasa/mod untuk menghidupkan perkakas. (Raj. 8)

Anda boleh menukar mod untuk mendapatkan jumlah letusan yang mencukupi setiap kali anda menekan butang pengaktifan (Raj. 9). Untuk hasil yang optimum, gunakan mod tiga letusan (tetapan lalai) daripada bahagian luar dan dalam gigi anda.

Untuk menukar mod, tekan butang kuasa/mod untuk berkitar menerusi mod sehingga anda mencapai mod yang anda ingini. LED menunjukkan mod yang dipilih:

- Satu letusan: 1 LED (Raj. 10)
- Dua letusan: 2 LED (Raj. 11)
- Tiga letusan: 3 LED (Raj. 12)

Catatan: AirFloss Ultra mengingati mod yang dipilih terakhir dan bersedia untuk penggunaan seterusnya. AirFloss Ultra kehabisan kuasa sepenuhnya, ia akan kembali kepada mod lalai tiga letusan setelah dicas semula.

- 2 Letakkan hujung muncung antara dua gigi pada baris gusi anda. Tutup bibir anda sedikit mencakupi muncung ketika ia berada di tempatnya, untuk mengelakkan percikan. (Raj. 13)
- 3 Tekan butang pengaktifan untuk menyampaikan 1-3 letusan (bergantung pada mod yang dipilih) udara dan beberapa mikrotitisan ubat cuci mulut atau air di antara gigi. (Raj. 14)
- 4 Luncurkan hujung muncung di sepanjang garis gusi sehingga anda berasakan bahawa ia telah sampai di antara dua batang gigi yang seterusnya.
- 5 Teruskan prosedur ini untuk semua ruang antara gigi anda, termasuk bahagian belakang gigi (Raj. 15) anda.

Catatan: Isikan semula takungan sebagaimana diperlukan.

### Fungsi letusan automatik

Tahan butang pengaktifan untuk memberikan letusan berterusan, lebih kurang satu saat antara set letusan.

### Fungsi mati automatik

AirFloss dimatikan secara automatik jika ia tidak digunakan selama satu minit.

## Pembersihan

Jika AirFloss Ultra tersekat, atau untuk membersihkan bahagian dalam AirFloss, isikan takungan dengan air panas dan tekan butang pengaktifan sehingga takungan kosong.

**Jangan bersihkan muncung, pemegang atau pengecas di dalam mesin basuh pinggan.**

**Jangan gunakan agen pembersih untuk membersihkan perkakas. Formulasi atau kekuatan sesetengah ejen mungkin merosakkan perkakas.**

### Pemegang dan muncung

- 1 Tanggalkan muncung AirFloss Ultra daripada pemegang. Bilas muncung selepas setiap penggunaan untuk membuang sisa yang tertinggal di dalamnya. (Raj. 16)
- 2 Buka takungan dan bilas dengan pili air untuk membuang sisa. (Raj. 17)

Petua: Anda boleh juga menggunakan putik kapas untuk mengesat takungan dan membuang sisa air.

Catatan: Jangan benamkan pemegangnya di dalam air.

Catatan: Kegagalan untuk mengeluarkan sisa daripada muncung atau takungan mungkin menyebabkan keadaan tidak bersih.

- 3 Kesat keseluruhan permukaan pemegang dengan kain lembap. (Raj. 18)

### Pengecas

- 1 Cabut plag pengecas sebelum anda mula membersihkannya.
- 2 Kesat permukaan pengecas dengan kain lembap.

## Penyimpanan

Jika anda tidak akan menggunakan AirFloss Ultra dalam tempoh yang panjang, ikuti langkah di bawah.

- 1 Buka penutup takungan dan kosongkan takungan.
- 2 Tekan butang pengaktifan sehingga tiada lagi semburan keluar dari muncung.
- 3 Cabut plag pengecas.
- 4 Bersihkan muncung, pemegang dan pengecas AirFloss Ultra. Rujuk bab 'Pembersihan'.
- 5 Simpan AirFloss Ultra di tempat yang dingin dan kering, jauh dari cahaya matahari langsung.

## Kitar semula

- Jangan buang produk bersama sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan berbuat demikian, anda membantu untuk memelihara persekitaran.
- Produk ini mengandungi bateri boleh cas semula bina dalam yang tidak harus dibuang bersama sampah rumah biasa. Kami menasihatkan anda untuk membawa produk anda ke pusat pungutan rasmi atau pusat khidmat Philips supaya bateri boleh cas semula itu dikeluarkan oleh seorang profesional.
- Ikuti peraturan negara anda bagi pemungutan produk elektrik dan elektronik serta bateri kitar semula secara berasingan. Pembuangan secara betul membantu mengelakkan akibat negatif bagi kesihatan manusia dan persekitaran.

**Sila ambil perhatian bahawa proses ini tidak dapat dibalikkan semula.**

- 1 Untuk menghabiskan bateri, tekan butang pengaktifan berkali-kali sehingga AirFloss tidak lagi mengeluarkan letusan udara. (Raj. 20)
- 2 Tanggalkan muncung AirFloss daripada pemegang. (Raj. 21)
- 3 Pegang pemegang dengan kukuh dengan sebelah tangan di bahagian atas dan satu tangan di bahagian bawah. (Raj. 22)
- 4 Patahkan pemegang kepada dua bahagian. (Raj. 23)

Catatan: Langkah ini memerlukan tekanan fizikal yang kuat. Bahagian atas dan bawah pemegang perlu terpisah setelah anda mematahkan pemegang.

- 5 Tanggalkan bahagian bawah pemegang. (Raj. 24)
- 6 Potong keenam-enam wayar pada komponen dalaman dengan gunting. (Raj. 25)
- 7 Buka komponen dalaman sepenuhnya dari bahagian atas pemegang. (Raj. 26)
- 8 Bateri terletak di bahagian atas sebelah dalam pemegang. Keluarkan bateri dan buang dengan betul (bukan bersama sisa (Raj. 27) isi rumah).

## Jaminan dan sokongan

Jika anda memerlukan maklumat atau sokongan, sila lawati [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) atau baca risalah jaminan antarabangsa.

## Sekatan jaminan

Terma jaminan sedunia tidak meliputi yang berikut:

- Kepala berus.
- Kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan alat ganti yang tidak diluluskan.
- Kerosakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan, pensia-siaan, pengabaian, ubah suaian atau pembaikan yang tidak dibenarkan.
- Haus dan lusuh yang biasa termasuklah terserpih, tercalar, lelasan, perubahan warna atau keputaran.

## ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์ใหม่และต้อนรับเข้าสู่โลกของฟิลิปส์! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

ใช้ AirFloss

คู่มือนี้ช่วยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณขั้นตอนดูแลสุขภาพช่องปาก นอกจากการแปรงฟันแล้ว AirFloss

ยังจะช่วยลดหินปูนระหว่างซอกฟันเพื่อให้เหงือกของคุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น

## ข้อสำคัญ

อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

### อันตราย

- เก็บเครื่องชาร์จให้ห่างจากน้ำ หุ่นวางหรือเก็บไว้ใกล้หรือเหนือน้ำในอ่างอาบน้ำ อ่างล้างมือ อ่างล้างหน้า วัสดุ หามน้ำแทนชาวจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวใดๆ หลังจากทำความสะอาดแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแทนชาร์จแห้งสนิทก่อนที่คุณจะเสียบเข้ากับสายไฟ

### คำเตือน

- ไม่สามารถเปลี่ยนสายไฟใหม่ได้ หากสายไฟชำรุดเสียหาย ให้ทิ้งที่ชาร์จ
- เปลี่ยนแทนชาร์จด้วยชิ้นส่วนของแท้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- อย่าใช้แทนชาร์จกลางแจ้งหรือใกล้พื้นผิวที่มีความร้อน
- หากเครื่องเกิดความเสียหายลักษณะใดก็ตาม (หัวแปรง ด้ามแปรงสีฟัน หรือเครื่องชาร์จ) ใหหยุดใช้งาน เครื่องนี้ ไม่มีส่วนที่ถอดเปลี่ยนได้ หากเครื่องเกิดความเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ (ดูบท "การรับประกันและสนับสนุน")
- เครื่องนี้สามารถใช้งานได้กับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคคลที่มีสภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจ ไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ โดยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
- ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษา เว้นแต่เด็กจะมีอายุมากกว่า 8 ปี และอยู่ภายใต้การดูแล

### ข้อควรระวัง

- ห้ามทำความสะอาดหัวแปรง ด้ามจับ หรือแทนชาร์จด้วยเครื่องล้างจาน
- หากคุณเคยผ่าตัดเหงือกหรือศัลยกรรมภายในช่องปากเมื่อระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา โปรดปรึกษาทันตแพทย์ก่อนใช้งาน

- ปรีกษาทันตแพทยของคุณถ้ามีเลือดออกมากหลังจากใช้แปรงสีฟันหรือหากยังมีเลือดไหลหลังจากใช้แปรงเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และปรีกษาทันตแพทยของคุณหากคุณรู้สึกไม่สบายหรือรู้สึกเจ็บเมื่อใช้ Philips Sonicare
- แปรงสีฟัน Philips Sonicare ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หากคุณมีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ปลูกถ่ายอื่นๆ ให้ติดต่อแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ของอุปกรณ์ที่ปลูกถ่ายก่อนใช้งาน
- หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ Philips Sonicare
- เครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดฟัน เหงือก และลิ้นเท่านั้น ห้ามใช้ร่วมกับเครื่องมือเพื่อจุดประสงค์อื่น หากคุณรู้สึก ไม่สบายหรือรู้สึกเจ็บ ให้หยุดใช้เครื่องและปรึกษาแพทย์
- แปรงสีฟัน Philips Sonicare เป็นอุปกรณ์ดูแลทำความสะอาดส่วนบุคคล และไม่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้กับผู้ป่วยหลายๆ คนในสถานบ้านหรือการดำเนินการทางทันตกรรม
- หยุดใช้หัวแปรงที่ถูกกดทับหรือมีขนแปรงที่โค้งงอ เปลี่ยนหัวแปรงใหม่ทุก 3 เดือนหรือเมื่อขนแปรงเริ่มเสื่อมสภาพ เช่น ขนแปรงหักหรือบาน ห้ามใช้หัวแปรงอื่นที่ไม่ใช่หัวแปรงที่ผู้ผลิตแนะนำ
- หากยาสีฟันของคุณมีเพร็อกไซด์ ผงฟู หรือไบคาร์บอเนต (ใช้โดยทั่วไปในยาสีฟันที่มีสูตรทำให้ฟันขาว) ให้ทำความสะอาดหัวแปรงด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งหลังใช้งานแต่ละครั้ง ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้พลาสติกเกิดการกะเทาะได้

## Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips

นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

## Philips AirFloss Ultra ของคุณ (รูปที่ 1)

- 1 ปลายหัวฟัน
  - 2 หัวฟัน AirFloss Ultra
  - 3 ปุ่มเปิดใช้งาน
  - 4 ที่เก็บน้ำและฝาปิดที่เก็บน้ำ
  - 5 ด้ามจับ
  - 6 สัญลักษณ์ไฟแสดงการชาร์จและโหมดฟัน
- ฟันหนึ่งครั้ง: LED 1 ดวง
  - ฟันสองครั้ง: LED 2 ดวง
  - ฟันสามครั้ง: LED 3 ดวง

## 32 ภาษาไทย

- 1 ปุ่มเปิด/ปิดและโหมด
- 2 ที่ยึดหัวฟันทนถอดออกได้ (เฉพาะบางรุ่น)
- 3 แทนชาร์จ

หมายเหตุ: สิ่งที่อยู่ในกล่องอาจต่างออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ

### การชาร์จ

ชาร์จ AirFloss Ultra เป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนใช้งานครั้งแรก

1 เสียบปลั๊กของแท่นชาร์จเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

2 วางตัวชาร์จบนที่ชาร์จ (รูปที่ 2)

ขั้นตอนการชาร์จ: (รูปที่ 3)

- LED สีเขียว 1 ดวง: ชาร์จแล้ว 33%
- LED สีเขียว 2 ดวง: ชาร์จแล้ว 66%
- LED สีเขียว 3 ดวง: ชาร์จแล้ว 100%

หมายเหตุ: เมื่อชาร์จไฟเต็มแล้วจะสามารถใช้ AirFloss Ultra ได้เป็นเวลาสูงสุด 11 วันเมื่อใช้งานในโหมดพ่นสามครั้ง และเป็นเวลาสูงสุด 33 วันเมื่อใช้งานในโหมดพ่นหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ: เมื่อสล็อตถูกไฟแสดงการชาร์จจะพริบเป็นสีเหลือง

หมายถึงแบตเตอรี่เหลือน้อยและจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ (สามารถใช้งานได้อีกไม่ถึง 3 ครั้ง)

### การเตรียมตัวก่อนใช้งาน

1 จัดตำแหน่งหัวฟันทนแล้วกดหัวฟันทนลงไปในค้ำจับ (เสียงดัง 'คลิก') (รูปที่ 4)

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้คุณหันปลายเข้าหูด้านหน้าของค้ำจับตามภาพประกอบ แต่สามารถใส่หัวฟันทนลงในค้ำจับทิศทางใดก็ได้โดยไม่มีผลต่อการทำงาน คุณสามารถลองทั้งสองวิธีแล้วควรวินิดเข้ากับขั้นตอนการดูแลสุขภาพช่องปากของคุณมากที่สุด

หมายเหตุ: เปลี่ยนหัวฟันทน (HX8032, HX8033) ทุก 6 เดือนเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้เปลี่ยนหัวฟันทนหากมีอาการหลวมหรือเมื่อไม่ทำให้เกิดเสียง 'คลิก' เมื่อกดลงในค้ำจับ

หมายเหตุ: AirFloss Ultra รองรับการรีไซเคิลใช้งานคู่กับหัวฟันทนของ AirFloss Ultra เท่านั้น ห้ามพยายามนำหัวฟันทนชนิดอื่นมาเข้ากับค้ำจับ AirFloss Ultra

2 เปิดฝาท่เก็บน้ำ (เสียงดัง 'คลิก') (รูปที่ 5)

3 เติมน้ำที่เก็บน้ำด้วยน้ำยาบ้วนปากหรือน้ำเปล่า (รูปที่ 6)

เคล็ดลับ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเพิ่มความสดชื่นยิ่งกว่า เราขอแนะนำให้คุณใช้น้ำยาบ้วนปากกับ AirFloss Ultra



หมายเหตุ: ห้ามใช้น้ำยาบ้วนปากที่มี isopropyl myristate (เช่น Dentyl Active) หรือน้ำมันหอมระเหยที่มีความเข้มข้นสูง เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเกิดความเสียหาย และยังรวมถึงน้ำยาบ้วนปากทั้งหมดที่จำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ชนิดแก้วและเซรามิค

- 4 ปิดฝาที่เก็บน้ำโดยกดลง (เสียงดัง 'คลิก') (รูปที่ 7)
- 5 กดปุ่มเปิด/ปิดและโหมดเพื่อเปิดสวิตช์เครื่อง (รูปที่ 8)  
ไฟ LED จะสว่างขึ้น
- 6 กดปุ่มเปิดใช้งานแช่ไว้จนกว่าปลายหัวฟัน (รูปที่ 9) จะพ่นสเปรย์ออกมา

## การใช้งาน

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน AirFloss Ultra แล้ว หากเครื่องเปิดอยู่ ให้กดแล้วปล่อยปุ่มเปิด/ปิดและโหมดเพื่อเปิดสวิตช์เครื่อง (รูปที่ 8)  
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดเพื่อให้ได้จำนวนการพ่นที่ต้องการในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม (รูปที่ 9) เปิดการทำงาน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้โหมดพ่นสามครั้ง (คางตบน) จากทั้งด้านบนนอกและด้านในของฟัน

หากต้องการเปลี่ยนโหมด ให้กดปุ่มเปิด/ปิดและโหมด เพื่อวนไปตามแต่ละโหมดจนถึงโหมดที่คุณต้องการ ไฟ LED จะแสดงโหมดที่เลือก:

- พ่นหนึ่งครั้ง: LED 1 ดวง (รูปที่ 10)
- พ่นสองครั้ง: LED 2 ดวง (รูปที่ 11)
- พ่นสามครั้ง: LED 3 ดวง (รูปที่ 12)

หมายเหตุ: AirFloss Ultra จะจำโหมดที่เลือกไว้ครั้งล่าสุด และโหมดนั้นจะพร้อมสำหรับใช้ในครั้งถัดไป หากแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง AirFloss Ultra จะกลับไปเป็นโหมดพ่นสามครั้งตามคางตบนเมื่อคุณชาร์จอีกครั้ง

- 2 วางปลายหัวฟันไว้ระหว่างฟันสองซี่บริเวณร่องเหงือก หุบริมฝีปากเบาๆ ที่หัวฟันเมื่อเข้าที่แล้ว เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย (รูปที่ 13)
- 3 กดปุ่มเปิดใช้งานเพื่อพ่นอากาศกับละอองน้ำยาบ้วนปากหรือน้ำเปล่า 1-3 ครั้ง (ตามโหมดที่เลือก) ระหว่างซี่ของฟัน (รูปที่ 14)
- 4 เลื่อนปลายหัวฟันไปตามร่องเหงือกจนกว่าคุณจะรู้สึกว่ปลายเข้าที่ระหว่างฟันสองซี่ถัดไป
- 5 ทำขั้นตอนนี้ซ้ำให้ครบตามซอกฟันทุกซี่ รวมถึงด้านหลังของฟันกราม (รูปที่ 15) ด้วย

หมายเหตุ: เต็มที่เก็บน้ำตามความจำเป็น

## ฟังก์ชันพ่นอัตโนมัติ

กดปุ่มเปิดใช้งานค้างไว้เพื่อพ่นอย่างต่อเนื่อง ประมาณหนึ่งวินาทีระหว่างการพ่นแต่ละเซต

## ฟังก์ชันตัดไฟอัตโนมัติ

AirFloss จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาหนึ่งนาที

## การทำความสะอาด

หาก AirFloss Ultra อุดตัน หรือหากคุณต้องการทำความสะอาดบริเวณด้านในของ AirFloss ให้เติมน้ำอุ่นลงในที่เก็บน้ำแล้วกดปุ่มเปิดการทำงานจนกว่าน้ำในที่เก็บน้ำจะหมดลง

**ห้ามทำความสะอาดหัวฟัน ด้ามจับ หรือเครื่องชาร์จในเครื่องล้างจาน**

**ห้ามทำความสะอาดเครื่องด้วยน้ำยาทำความสะอาด สวนผสมหรือความเข้มข้นของน้ำยาบางชนิดอาจทำให้เครื่องเสียหายได้**

### ด้ามจับและหัวฟัน

- 1 ถอดหัวฟัน AirFloss Ultra ออกจากด้ามจับ ล้างหัวฟันหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อกำจัดสิ่งตกค้างที่เหลืออยู่ด้านใน (รูปที่ 16)
- 2 เปิดที่เก็บน้ำแล้วล้างใต้กอน้ำเพื่อกำจัดสิ่งตกค้าง (รูปที่ 17)

เคล็ดลับ:

คุณสามารถใช้สาลีกันขีดที่เก็บน้ำและทำความสะอาดสิ่งตกค้างที่หลงเหลืออยู่ให้หมดไป

หมายเหตุ: อย่าแช่ด้ามจับในน้ำ

หมายเหตุ:

หากไม่ทำความสะอาดสิ่งตกค้างจากหัวฟันหรือที่เก็บน้ำอาจทำให้เกิดสภาพที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

- 3 เช็ดพื้นผิวของด้ามจับให้ทั่วด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด (รูปที่ 18)

### แท่นชาร์จ

- 1 ถอดปลั๊กแท่นชาร์จก่อนทำความสะอาด
- 2 เช็ดพื้นผิวของแท่นชาร์จด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด

## การจัดเก็บ

หากคุณจะไม่ใช้ AirFloss Ultra เป็นเวลานาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

- 1 เปิดฝาที่ใส่น้ำและเทน้ำออกให้หมด
- 2 กดปุ่มเปิดใช้งานจนกว่าไม่มีน้ำพุ่งออกมาจากหัวฟันอีก
- 3 ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จ
- 4 ทำความสะอาดหัวฟัน AirFloss Ultra ด้ามจับ และแท่นชาร์จ โปรดอ่านหัวข้อ 'การทำความสะอาด'
- 5 จัดเก็บ AirFloss Ultra ในที่ที่แห้ง เย็น และไม่ถูกแสงแดด

## การรีไซเคิล

- ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปรีไซเคิลใหม่ได้ โดยจะเป็นการช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
- ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ในตัวซึ่งไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้านทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณนำผลิตภัณฑ์ของคุณ ไปยังศูนย์รวบรวมอย่างเป็นทางการ หรือศูนย์บริการของ Philips เพื่อทำการถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ ได้ออกโดยผู้ที่มีความชำนาญ
- ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศของคุณสำหรับชุดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งนำแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ในแต่ละชุด การทิ้งอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

### โปรดทราบว่าไม่สามารถแก้ไขชิ้นตอนนี้ให้กลับเป็นเหมือนเดิมได้

- 1 ในการใช้พลังงานแบตเตอรี่ให้หมด ให้กดปุ่มเปิดใช้งานซ้ำๆ จนกระทั่ง AirFloss ไม่พ่นอากาศ (รูปที่ 20) ออกมาอีก
- 2 ถอดหัวพ่น AirFloss ออกจากด้ามจับ (รูปที่ 21)
- 3 ใช้มีดช่างหนึ่งจับที่ส่วนบนของด้ามจับไว้ให้แน่น และมีมืออีกข้างหนึ่งที่ส่วนล่าง (รูปที่ 22)
- 4 แยกด้ามจับออกเป็นสองส่วน (รูปที่ 23)

หมายเหตุ: ชิ้นตอนนี้ต้องใช้กำลังกายมากพอสมควร ครึ่งบนกับครึ่งล่างของด้ามจับควรหลุดออกจากกันเมื่อคุณจับแยก

- 5 ถอดครึ่งล่างของด้ามจับ (รูปที่ 24) ออกมา
- 6 ตัดสายไฟทั้งหมด 6 เส้นจากส่วนประกอบภายในโดยใช้กรรไกร (รูปที่ 25)
- 7 ถอดแยกส่วนประกอบภายในออกจากส่วนบนของด้ามจับ (รูปที่ 26) โดยสิ้นเชิง
- 8 แบตเตอรี่จะอยู่ภายในครึ่งบนของด้ามจับ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกมา แล้วนำไปทิ้งด้วยวิธีที่ถูกต้อง (อย่าทิ้งปนกับขยะบ้าน) (รูปที่ 27)

## การรับประกันและสนับสนุน

หากคุณต้องการข้อมูลหรือการสนับสนุน โปรดเข้าชมเว็บไซต์ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) หรืออ่านข้อมูลจากเอกสารแผ่นพับที่แยกเฉพาะเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก


### ข้อจำกัดการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันแบบทั่วโลกจะไม่ครอบคลุมรายการต่อไปนี้:

- หัวแปรง
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี การละเมิดเงื่อนไขการใช้ การแก้ไขโดยดลและประมาท การดัดแปลง หรือการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาต

## 36 ภาษาไทย


- การชำรุดและการฉีกขาดที่เกิดขึ้นโดยปกติ ซึ่งรวมถึงการแตกกระเทาะ รอยครูด รอยขีดข่วน สีเปลี่ยนหรือสีซีดจาง




2




3




4




5




6




7




8




9



10



11



12




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22





23




24



25







[www.philips.com/Sonicare](http://www.philips.com/Sonicare)

©2017 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

4235.020.8760.1 (10/7/2017)



>75% recycled paper