


FlexCare Platinum Connected



PHILIPS
sonicare



1



— |

| —

— |

| —

English 6
Dansk 22
Norsk 39
Suomi 55
Svenska 71

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the charger away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the charger in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the mains.

Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger.
- Always have the charger replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.

- If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle or charger), stop using it. This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Center in your country (see chapter 'Warranty and support').
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Caution

- Do not clean the brush head, the handle, the charger, the charger cover and/or the sanitizer in the dishwasher.

8 English

- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use the toothbrush.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this toothbrush or if bleeding continues to occur after 1 week of use. Also consult your dentist if you experience discomfort or pain when you use the Philips Sonicare.
- The Philips Sonicare toothbrush complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the device manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use the Philips Sonicare.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.

- The Philips Sonicare toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.
- Do not use other brush heads than the ones recommended by the manufacturer.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.
- Do not insert objects into the air openings of the sanitizer or block these air openings by placing it on a soft surface or in a position or location where objects will block these openings (examples of objects: magazine, tissue paper and hair).

10 English

- The UV light bulb is hot during and immediately after the sanitizing cycle. Do not touch the UV light bulb when it is hot.
- Do not operate the sanitizer without the protective screen in place to avoid contact with a hot bulb.
- If the sanitizer has been used for 3 consecutive UV clean cycles (i.e. 3 times in a row), switch it off for at least 30 minutes before you start another UV clean cycle.
- Discontinue use of the sanitizer if the UV light bulb remains on when the door is open. UV light can be harmful to the human eye and skin. Keep the sanitizer out of the reach of children at all times.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General description (Fig. 1)

- 1 Hygienic travel cap
- 2 Brush head with unique identifier
- 3 Handle
- 4 Sensors
- 5 Power on/off button
- 6 Bluetooth
- 7 Intensity level indicator

- 8** Intensity level button (+ and -)
- 9** Brushing modes
- 10** Mode button
- 11** Battery level indicator
- 12** UV sanitizer with integrated charger and cord wrap (select models)
 - Not shown: UV light bulb
 - Not shown: Sanitizer drip tray
 - Not shown: Protective screen for UV light bulb
- 13** Power cord with plug
- 14** Charger cover with brush head holders (select models)
- 15** Travel charger
 - Not shown: Travel case

Note: The content of the box may vary based on the model purchased.

Preparing for use

Attaching the brush head

- 1** Align the brush head so the bristles point in the same direction as the front of the handle (Fig. 2).
- 2** Firmly press the brush head down onto the metal shaft until it stops (Fig. 3).

Note: Philips Sonicare brush heads are imprinted with icons to easily identify your brush head (Fig. 4).

Charging the appliance

- 1** Put the plug of the charger or sanitizer in a wall socket.
- 2** Place the handle on the charger.

The flashing light of the battery level indicator indicates that the toothbrush is charging (Fig. 5).

Note: It takes at least 24 hours to fully charge the battery.

Using the appliance

Bluetooth connectivity

Before you start the connectivity procedure, make sure your mobile device runs on Bluetooth 4.0 or higher.

Note: For the latest information on device compatibility, please visit the App Store or Google Play.

Connecting your toothbrush

- 1 When used in connected mode, the Philips Sonicare app gives you the opportunity to receive real-time feedback on brushing, store and share brushing data with your dentist (if you so choose), and receive personalized coaching. If you wish to use the toothbrush in unconnected mode, the toothbrush will still function. To use the toothbrush in connected mode, please follow the instructions below.
- 2 Download the Philips Sonicare app from the Apple App Store or Google Play Store.
- 3 Confirm Bluetooth is switched on on your mobile device before you open the app. Check the settings on your mobile device to switch on Bluetooth.
- 4 To connect the toothbrush to the app, switch on the toothbrush by pressing either the power on/off button or the brushing mode button. Make sure the toothbrush is not on the charger when you switch it on.
- 5 Open the Sonicare app.
- 6 Follow the Sonicare app instructions displayed on your mobile device. The app automatically connects with the toothbrush. If the toothbrush does not connect, follow the troubleshooting steps provided in the app.

Note: For optimal data capture, keep your mobile device close during brushing.

Brushing instructions

- 1 Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.

- 2 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees), pressing firmly to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline (Fig. 6).

Note: Keep the center of the brush in contact with the teeth at all times.

- 3 Press the power on/off button to turn on the Philips Sonicare.
- 4 Apply light pressure to maximize Philips Sonicare's effectiveness and let the Philips Sonicare toothbrush do the brushing for you. Do not scrub.
- 5 Gently move the brush head slowly across the teeth in a small back and forth motion so the longer bristles reach between your teeth. Continue this motion throughout the brushing cycle.
- 6 To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth (Fig. 7).

Note: To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 6 sections using the BrushPacer feature (see chapter 'Features').

- 7 Follow the Sonicare app's brushing guidance combined with the BrushPacer and begin brushing in section 1 (upper right teeth) and brush for 20 seconds before you move to section 2 (upper front teeth). Continue doing this for section 3 till 6 to ensure even brushing in all 6 segments of the mouth (Fig. 8).

Note: When using the White mode, two additional 20 second intervals can be used for polishing your front teeth.

- 8 The Philips Sonicare app helps to address any missed spots by guiding you to spend 20 seconds in the areas you missed during brushing.

Your Philips Sonicare toothbrush is safe to use on:

- Braces (brush heads wear out sooner when used on braces)
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers)

Note: Ensure that braces or dental restorations are properly adhered and not compromised. If not, braces or dental restorations may be damaged when they come into contact with the brush head.

14 English

Note: When the Philips Sonicare toothbrush is used in clinical studies, the handle should be fully charged and the Easy-start feature deactivated.

Brushing modes

Note: When the toothbrush is switched on, you cannot toggle between modes.

- 1 Prior to turning on the Sonicare, press the mode button to toggle between modes.
 - The selected brushing mode illuminates.
 - Once a brushing mode has been selected, it remains active until another brushing mode is selected.

Clean mode

Standard mode for superior teeth cleaning.

White mode

2 minutes of alternating between White and Massage, with an additional 40 seconds to polish your visible front teeth.

Deep Clean

Provides an invigorating of deep massage to deliver an exceptionally clean experience.

Intensity levels per mode

- Low: 1 LED indicator light.
- Medium: 2 LED indicator lights.
- High: 3 LED indicator lights.

Note: to adjust the intensity level to the next higher or lower level, you can press the + button to increase intensity or the - button to decrease intensity at any time during the brushing cycle.

Pressure Sensor

A change in vibration (and a slight change in sound) alerts you when you apply too much pressure while brushing. See chapter 'Features'.

Battery status (when handle is not on charger)

- 1 yellow LED indicates a low charge.
- 3 green LEDs indicate a full charge.

Note: If you hear two sets of five beeps and the yellow LED of the battery level indicator flashes, your Sonicare will turn off until placed on the charger, where it will start to recharge.

Note: Your Sonicare will not be able to run a brushing routine until it is fully recharged.

Note: To keep the battery fully charged at all times, you may keep your Sonicare on the charger when not in use.

Features

Pressure Sensor

This Philips Sonicare model comes with the Pressure Sensor feature activated. The Pressure Sensor works in all 3 modes and at all 3 intensity levels.

Activating or deactivating the Pressure Sensor feature

- 1 Attach the brush head to the handle.
- 2 Place the handle in the plugged-in charger or sanitizer.
 - To deactivate Pressure Sensor:
Press and hold the power on/off and mode button for 2 seconds. You hear 1 beep to indicate that the Pressure Sensor feature has been deactivated.
 - To activate Pressure Sensor:
Press and hold the power on/off and mode button for 2 seconds. You hear 2 beeps to indicate that the Pressure Sensor feature has been activated.

BrushPacer

- The BrushPacer is an interval timer that has a short beep and pause to remind you to brush the 6 sections of your mouth. Depending on the brushing mode or brushing routine you have selected, the BrushPacer beeps at different intervals during the brushing cycle. See the 'Brushing instructions' sections (Fig. 8).

To deactivate or reactivate the BrushPacer feature:

- 1 Place the handle with a brush head attached in the plugged-in charger.
- 2 Press and hold the mode button until:

16 English

- a You hear 1 beep to indicate the BrushPacer has been deactivated.
- b You hear 2 beeps to indicate the BrushPacer has been activated.

Smartimer

The Smartimer indicates that your brushing cycle is complete by automatically turning off the toothbrush at the end of the brushing cycle.

Dental professionals recommend brushing no less than 2 minutes twice a day.

Easy-start

This Philips Sonicare comes with the Easy-start deactivated.

The Easy-start feature gently increases the power over the first 14 brushings to help you get used to the brushing with the Philips Sonicare.

Note: Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to properly advance through the Easy-start ramp-up cycle.

Activating or deactivating the Easy-start feature

- 1** Attach the brush head to the handle.
- 2** Place the handle in the plugged-in charger or sanitizer.
 - To activate Easy-start:

Press and hold the power on/off and mode button for 2 seconds. You hear 2 beeps to indicate that the Easy-start feature has been activated.
 - To deactivate Easy-start:

Press and hold the power on/off and mode button for 2 seconds. You hear 1 beep to indicate that the Easy-start feature has been deactivated.

Note: Using the Easy-start feature beyond the initial ramp-up period is not recommended and reduces Philips Sonicare effectiveness in removing plaque.

Note: Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to properly move through the Easy-start ramp-up cycle.

Sanitizing

- In addition to rinsing your brush head with water and air drying, you can clean your brush head with the UV sanitizer for optimal cleanliness (Fig. 9).

Note: The UV sanitizer is not a replacement for rinsing your brush head with water, but is additive to rinsing with water.

Unplug the sanitizer, discontinue use and call Consumer Care if:

- The UV light bulb remains on when the door is open.
- The window is broken or missing from the sanitizer.
- The sanitizer gives off smoke or a burning smell while it is operating.

Note: UV light can be harmful to the human eye and skin. This device should be kept out of reach of children at all times.

- 1 After brushing, rinse the brush head and shake off excess water.

Warning: Do not place the travel cap on the brush head during sanitization.

- 2 Place your finger in the door recess on top of the sanitizer and pull open the door (Fig. 10).
- 3 Place the brush head on one of the 2 pegs in the sanitizer with the bristles facing the light bulb (Fig. 11).

Note: Only clean Philips Sonicare snap-on brush heads in the sanitizer.

Note: Do not clean Philips Sonicare for Kids brush heads in the sanitizer.

- 4 Make sure the sanitizer is plugged into a live outlet of appropriate voltage.
- 5 Close the door and press the green power on/off button once to select the UV clean cycle.

Note: You can only turn on the sanitizer if the door is properly closed.

Note: The sanitizer stops if you open the door during the sanitizing cycle.

Note: The sanitizer cycle runs for 10 minutes and then automatically shuts off.

18 English

- The sanitizer is in operation when the light glows through the window.

Cleaning

Warning: Do not clean the brush head, handle, travel charger or the UV sanitizer in the dishwasher.

Toothbrush handle

- 1 Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water. Make sure you remove any residual toothpaste (Fig. 12).

Caution: Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.

- 2 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.

Brush head

- 1 Rinse the brush head and bristles after each use (Fig. 13).
- 2 Remove the brush head from the handle and rinse the brush head connection with warm water at least once a week. Rinse the travel cap as often as needed.

Charger

- 1 Unplug the charger before you clean it.
- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth. Make sure you remove any toothpaste or other residue from the charger surfaces.

Sanitizer

Warning: Do not immerse the sanitizer in water or rinse it under the faucet.

Warning: Do not clean the sanitizer when the UV light bulb is hot.

For optimal effectiveness, it is recommended to clean your sanitizer weekly.

- 1 Unplug the sanitizer.
- 2 Pull the drip tray straight out. Rinse the drip tray and wipe it clean with a damp cloth (Fig. 14).

- 3 Clean all interior surfaces with a damp cloth.
- 4 Remove the protective screen in front of the UV light bulb (Fig. 15).
To remove the screen, grasp the edges next to the snaps, gently squeeze and pull out the protective screen.
- 5 Remove the UV light bulb.
To remove the light bulb, grasp it and pull it out of the metal clasp.
- 6 Clean the protective screen and the UV light bulb with a damp cloth.
- 7 Reinsert the UV light bulb.
To reinsert the light bulb, align the bottom of the light bulb with the metal clasp and push the bulb into the clasp.
- 8 Reinsert the protective screen.
To reinsert the screen, align the pegs on the screen with the slots on the reflective surface near the UV light bulb. Push the screen straight into the slots on the sanitizer.

Storage

If you are not going to use the product for a long time, unplug it, clean it (see chapter 'Cleaning') and store it in a cool and dry place away from direct sunlight. You can use the integrated cord wrap to store excess cord of the UV sanitizer in an organized manner.

Replacement

Brush head

- Replace Philips Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal results.

Note: The Sonicare App will tell you when it is time to replace your brush head. (See in-app Help section)

- Use only Philips Sonicare replacement brush heads.

UV light bulb

- Replacement UV bulbs are available through your Philips Sonicare Consumer Service Center in North America by calling 1-800-682-7664. Outside North America, contact your local Philips Consumer Care Center.

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU) (Fig. 19).
- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 20) (2006/66/EC). We strongly advise you to take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable battery

Warning: PLEASE NOTE THAT THIS PROCESS IS NOT REVERSIBLE.

- To remove the rechargeable battery, you need a flat-head (standard) screwdriver. Observe basic safety precautions when you follow the procedure outlined below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.
- 1 To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, turn on the Philips Sonicare and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer switch on the Philips Sonicare.
 - 2 Insert a screwdriver into the slot located at the bottom of the handle and turn counterclockwise to release the bottom cap (Fig. 16).
 - 3 Hold the handle upside down and push down on the shaft to release the internal components of the handle (Fig. 17).

- 4 Insert the screwdriver under the circuit board, next to the battery connections, and twist to break the connections. Remove the circuit board and pry the battery from the plastic carrier (Fig. 18).

The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.

Warranty and support

If you need information or support, please visit

www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The terms of the international warranty do not cover the following:

- Brush heads.
- Damage caused by use of unauthorised replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading.
- UV light bulb.

Introduktion

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.

Fare

- Hold opladeren væk fra vand. Undlad at anbringe eller opbevare opladeren over eller i nærheden af vand i badekar, håndvask el. lign. Opladeren må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker. Efter rengøring skal du sikre dig, at opladeren er helt tør, inden den sluttes til strøm.

Advarsel

- Netledningen må ikke udskiftes. Hvis netledningen er beskadiget, skal opladeren kasseres.
- Opladeren skal udskiftes med en original type for at undgå fare.
- Opladeren må ikke bruges udendørs eller tæt på varme flader.

- Hvis apparatet på nogen måde beskadiges (børstehoved, håndtag eller oplader), må det ikke anvendes. Dette apparat indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Hvis apparatet beskadiges, skal du kontakte dit lokale Philips Kundecenter (se kapitlet "Reklamationsret og support").
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende viden eller erfaring, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brug af apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn.

Forsigtig

- Børstehovedet, håndtaget, opladeren, opladedækslet og UV-renseren må ikke komme i opvaskemaskinen.

- Hvis du er blevet opereret i mund eller tandkød inden for de seneste 2 måneder, skal du spørge din tandlæge til råds, før du bruger tandbørsten.
- Kontakt din tandlæge, hvis tandkødet bløder voldsomt efter brug af tandbørsten, eller hvis der stadig forekommer blødninger efter 1 uges brug. Kontakt også din tandlæge, hvis du oplever ubehag eller smerte, når du anvender Philips Sonicare.
- Philips Sonicare-tandbørsten overholder de gældende sikkerhedsregler for elektromagnetisk udstyr. Hvis du har en pacemaker eller andre implantater, skal du kontakte din læge eller producenten af implantatet inden brug.
- Hvis du har helbredsproblemer, skal du spørge din læge til råds, før du begynder at bruge Philips Sonicare.

- Apparatet er kun beregnet til renholdelse af tænder, tandkød og tunge. Brug ikke apparatet til andre formål. Stop med at bruge apparatet, og kontakt din læge, hvis du oplever ubehag eller smerte.
- Philips Sonicare-tandbørsten er beregnet til personligt hjemmebrug og ikke til brug af et større antal patienter på tandlægeklinikker eller institutioner.
- Stop med at bruge et børstehoved, der har ødelagte eller bøjede børstehår. Udskift børstehovedet hver 3. måned, eller så snart de første tegn på slitage viser sig.
- Brug ikke andre børstehoveder end dem, producenten anbefaler.
- Hvis din tandpasta indeholder peroxid, natron eller bikarbonat (almindeligt i blegende tandpastaer), skal børstehovedet renses grundigt med vand og sæbe, hver gang tandbørsten har været i brug, for at forebygge revner i plastmaterialet.

- Stik aldrig genstande ind i lufthuller til UV-renseren, eller bloker disse lufthuller ved at placere den på et blødt underlag eller i en position eller placering, hvor genstande kan blokere disse åbninger (eksempler på objekter: blade, køkkenrulle og hår).
- Den ultraviolette pære er varm under og umiddelbart efter rensedyklusen. Rør ikke ved den ultraviolette pære, når den er varm.
- Betjen ikke renseren, uden at beskyttelseskærmen er på plads, for at undgå kontakt med en varm pære.
- Hvis UV-renseren er blevet brugt i 3 fortløbende UV-rengøringscyklusser (dvs. 3 gange i træk), skal du slukke for den i mindst 30 minutter, inden du starter en ny UV-rengøringscyklus.
- Stop brugen af UV-renseren, hvis det ultraviolette lys er stadig tændt, når lågen er åben. Ultraviolet lys kan være skadeligt for øjne og hud. Hold altid renseren uden for børns rækkevidde.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- 1 Hygiejnisk beskyttelseshætte
- 2 Børstehoved med unik identifikator
- 3 Håndgreb
- 4 Sensorer
- 5 On/off-knap
- 6 Bluetooth
- 7 Indikatorens intensitetsniveau
- 8 Intensitetsniveaueknapp (+ og -)
- 9 Børsteindstillinger
- 10 Indstillingsknap
- 11 Batteriniveauindikator
- 12 UV-renser med integreret oplader og ledningsoprul (udvalgte modeller)
 - Ikke vist: Ultraviolet lyspære
 - Ikke vist: Drypbakke til renser
 - Ikke vist: Beskyttelsesskærm til ultraviolet lyspære
- 13 Netledning med stik
- 14 Oplade-dæksel med børstehovedholdere (kun bestemte typer)
- 15 Rejseoplader
 - Ikke vist: Rejseetui

Bemærk: Indholdet af æsken kan variere alt efter den købte model.

Klargøring

Montering af børstehovedet

- 1 Placér børstehovedet således, at børstehårene vender i samme retning som håndtagets (fig. 2) front.

28 Dansk

- 2 Tryk børstehovedet fast ned på metalskaftet, indtil det ikke kan komme længere (fig. 3).

Bemærk: Philips Sonicare-børstehoveder har påtrykte ikoner, så du nemt kan identificere dit børstehoved (fig. 4).

Opladning

- 1 Sæt opladerens eller renserens stik i stikkontakten.
- 2 Sæt håndtaget i opladeren.

Det blinkende lys på batteriniveauindikatoren viser, at tandbørsten oplades (fig. 5).

Bemærk: Det tager normalt mindst 24 timer at lade batteriet helt op.

Sådan bruges apparatet

Bluetooth-tilslutning

Inden du starter tilslutningsproceduren, skal du sikre dig, at din mobilenhed understøtter Bluetooth 4.0 eller højere.

Bemærk: De seneste oplysninger om enhedskompatibilitet kan du finde ved at gå ind på App Store eller Google Play.

Tilslutning af tandbørsten

- 1 I tilsluttet tilstand giver Philips Sonicare-appen dig mulighed for at modtage reeltidsfeedback om børstningen. Appen lagrer og deler børstedata med din tandlæge (hvis du ønsker det) og modtager personlig vejledning. Hvis du ønsker at bruge tandbørsten i ikke-tilsluttet tilstand, vil den alligevel fungere. Følg instruktionerne nedenunder for at bruge tandbørsten i tilsluttet tilstand.
- 2 Download appen Philips Sonicare fra Apple App Store eller Google Play Store.
- 3 Kontrollér, at Bluetooth er slået til på mobilenheden, inden du åbner appen. Tjek indstillingerne på din mobilenhed for at aktivere Bluetooth.
- 4 For at slutte tandbørsten til appen skal du tænde tandbørsten på on/off-knappen eller knappen til børsteprogrammet. Sørg for, at tandbørsten ikke er sluttet til opladeren, når du tænder den.
- 5 Åbn Sonicare-appen.

- 6 Følg vejledningen i Sonicare-appen, som de vises på mobilenheden. Appen opretter automatisk forbindelse til tandbørsten. Hvis tandbørsten ikke bliver tilsluttet, skal du følge appens trin til fejlfinding.

Bemærk: For at opnå optimal dataoverførsel skal mobilenheden være i nærheden under tandbørstning.

Børstevejledning

- 1 Fugt børstehårene, og kom lidt tandpasta på.
- 2 Placer børstehårene mod tænderne i en lille vinkel (45 grader), idet du trykker ind, så børstehårene rammer tandkødsranden eller lige under tandkødsranden (fig. 6).

Bemærk: Sørg for, at børsten hele tiden har kontakt med tænderne.

- 3 Tryk på on/off-knappen for at tænde for Philips Sonicare.
- 4 Brug et let tryk for at maksimere Philips Sonicares effektivitet og lade Philips Sonicare-tandbørsten klare børstningen for dig. Tænderne skal ikke skrubbes. Undlad at skrubbe tænderne.
- 5 Bevæg børstehovedet langsomt og nænsomt hen over tænderne, så de længere børstehår trænger ind mellem tænderne. Fortsæt med denne bevægelse under hele børstningen.
- 6 Når du skal børste bagsiden af fortænderne, skal du vippe børstehåndtaget til halvvejs lodret position og foretage flere lodrette, overlappende børstebevægelser på hver tand (fig. 7).

Bemærk: For at sikre dig, at du børster hele munden lige længe, kan du inddele munden i 6 sektioner og bruge BrushPacer-funktionen (se afsnittet "Funktioner").

- 7 Følg Sonicare-appens børstevejledning i kombination med BrushPacer: Start med at børste tænderne i område 1 (overmund til højre), og børst i 20 sekunder, inden du går over til område 2 (fortænder i overmund). Fortsæt til områderne 3 til 6 for at opnå en ensartet børstning af alle 6 områder i munden (fig. 8).

Bemærk: Når du bruger White-indstillingen, kan der bruges to yderligere intervaller à 20 sekunder til børstning af dine fortænder.

30 Dansk

- 8** Philips Sonicare-appen hjælper med at finde frem til ikke-børstede områder ved at vejlede dig til at børste 20 sekunder i de områder, du ikke fik børstet.

Det er sikkert at bruge din Philips Sonicare-tandbørste på:

- Bøjler (børstehovedet slides hurtigere, når det bruges på tandbøjler)
- Tandrekonstruktioner (plomber, kroner, lakeringer)

Bemærk: Kontrollér, at bøjler eller tandrekonstruktioner sidder korrekt fast. Hvis det ikke er tilfældet, kan bøjler eller tandrekonstruktioner blive beskadiget, når de kommer i kontakt med børstehovedet.

Bemærk: Når Philips Sonicare-tandbørsten anvendes til kliniske undersøgelser, skal håndgrebet være fuldt opladet, og Easy-start funktionen skal være deaktiveret.

Børsteindstillinger

Bemærk: Når tandbørsten er tændt, kan du ikke skifte mellem indstillinger.

- 1** Inden du tænder Sonicare, skal du trykke på indstillingsknappen for at skifte mellem indstillinger.
- Den valgte børsteindstilling lyser.
 - Når en børsteindstilling er blevet valgt, forbliver den aktiv, indtil der vælges en anden børsteindstilling.

Clean-indstilling

Standardindstilling for ekstra effektiv tandbørstning.

White-indstilling

2 minutters skift mellem White og Massage efterfulgt af 40 sekunders polering af dine synlige fortænder.

Deep Clean

Renser og masserer skiftevis med dyb massage, så du får en usædvanligt ren oplevelse.

Intensitetsniveauer pr. tilstand

- Lav: 1 LED-indikator.
- Medium: 2 LED-indikatorer.
- Høj: 3 LED-indikatorer.

Bemærk: for at justere intensitetsniveau til det næste højere eller lavere niveau kan du trykke på knappen + for at øge intensiteten eller knappen - for at sænke intensiteten på et hvilket som helst tidspunkt under børstningen.

Tryksensor

En ændring i vibration (og en mindre ændring i lyd) advarer dig, når du trykker for hårdt under børstning. Se kapitlet "Funktioner".

Batteristatus (når håndtaget ikke er på opladeren)

- 1 gul LED-lysdiode angiver et lavt batteriniveau.
- 3 grønne LED-lysdioder angiver en fuld opladning.

Bemærk: Hvis du hører to sekvenser med fem bip, og den gule LED-lysdiode på batteriniveauindikatoren blinker, slukker din Sonicare, indtil den sættes i opladeren for at påbegynde genopladning.

Bemærk: Din Sonicare kan ikke udføre en børsterutine, inden den er fuldt opladet.

Bemærk: For altid at holde batteriet fuldt opladet kan du opbevare din Sonicare i opladeren, når du ikke bruger den.

Funktioner

Tryksensor

Denne Philips Sonicare-model leveres med tryksensorfunktionen aktiveret. Tryksensoren fungerer i alle 3 indstillinger og med alle 3 intensitetsniveauer.

Sådan aktiveres eller deaktiveres tryksensorfunktionen

- 1 Sæt børstehovedet på håndtaget.
- 2 Anbring håndtaget i den tilsluttede oplader eller UV-renser.
 - Deaktivering af tryksensor:
Hold tænd/sluk-knappen og indstillingsknappen nede i to sekunder. Når du hører 1 bip, betyder det, at tryksensorfunktionen er deaktiveret.
 - Aktivering af tryksensor:

32 Dansk

Hold tænd/sluk-knappen og indstillingsknappen nede i to sekunder. Når du hører 2 bip, betyder det, at tryksensorfunktionen er aktiveret.

BrushPacer

- BrushPacer er en intervalltimer, der med et kort bip og en pause minder dig om at børste de 6 sektioner i munden. Afhængigt af den valgte børsteindstilling eller børsterutine bipper BrushPacer med forskellige intervaller under børstningen. Se afsnittene (fig. 8) "Børsteinstruktioner".

Sådan deaktiveres eller aktiveres BrushPacer-funktionen:

- 1 Anbring håndtaget med påsat børstehoved i den tilsluttede oplader.
- 2 Tryk på indstillingsknappen, og hold den nede indtil:
 - a Når du hører 1 bip, betyder det, at BrushPacer-funktionen er deaktiveret.
 - b Når du hører 2 bip, betyder det, at BrushPacer-funktionen er aktiveret.

Smarterimer

Smarterimer-funktionen indikerer, at børstningen er fuldført ved automatisk at slukke tandbørsten efter endt børstecyklus.

Tandlæger og tandplejere anbefaler mindst to minutters børstetid to gange dagligt.

Easy-start

Denne Philips Sonicare leveres med Easy-start deaktiveret.

Easy-start funktionen øger langsomt styrken i løbet af de første 14 børstninger for at hjælpe med tilvænningen til Philips Sonicare.

Bemærk: Hver af de første 14 børstninger skal være af mindst 1 minuts varighed, for at Easy-start-børstestyrken tiltager.

Sådan aktiveres eller deaktiveres Easy-start-funktionen

- 1 Sæt børstehovedet på håndtaget.
- 2 Anbring håndtaget i den tilsluttede oplader eller UV-reenser.
 - Aktivering af Easy-start:

Hold tænd/sluk-knappen og indstillingsknappen nede i to sekunder. Når du hører to bip, betyder det, at Easy-start-funktionen er aktiveret.

- Deaktivering af Easy-start:

Hold tænd/sluk-knappen og indstillingsknappen nede i to sekunder. Når du hører ét bip, betyder det, at Easy-start-funktionen er deaktiveret.

Bemærk: Brug af Easy-start-funktionen efter opstartsperioden kan ikke anbefales, da det medfører en mindre effektiv fjernelse af plak af Philips Sonicare.

Bemærk: Hver af de første 14 børstninger skal være af mindst 1 minuts varighed, for at Easy-start-børstestyrken tiltager.

Rensning

- Ud over skylning af børstehovedet med vand og lufttørring kan du også rengøre børstehovedet med UV-renseren for at opnå optimal renlighed (fig. 9).

Bemærk: UV-renseren kan ikke erstatte skylning af børstehovedet med vand. Den skal ses som et supplement til skylning med vand.

Tag UV-renseren ud af stikket, stop med at bruge den, og kontakt Philips Kundecenter, hvis:

- Det ultraviolette lys er stadig tændt, når lågen er åben.
- Vinduet er ødelagt eller mangler på UV-renseren.
- UV-renseren udsender røg eller en brændt lugt, når den er i brug.

Bemærk: Ultraviolet lys kan være skadeligt for øjne og hud. Dette apparatet skal til enhver tid holdes uden for børns rækkevidde.

- 1 Efter børstning skal du skylle børstehovedet og ryste vandet af.

Advarsel: Beskyttelseshætten må ikke være anbragt på børstehovedet under rensning.

- 2 Sæt din finger i fordybningen oven på renseren, og åbn lågen (fig. 10).
- 3 Anbring børstehovedet på et af de 2 ben i renseren med børstehårene vendt mod lyspæren (fig. 11).

Bemærk: UV-renseren må kun anvendes til rengøring af udskiftelige Philips Sonicare-børstehoveder.

Bemærk: Rengør ikke Philips Sonicare for Kids-børstehoveder i UV-renseren.

- 4 Sørg for, at renseren er tilsluttet en stikkontakt med korrekt spænding.
- 5 Luk lågen, og tryk på den grønne on/off-knap for at vælge UV-rengøringscyklus.

Bemærk: Renseren kan kun tændes, når lågen er lukket korrekt.

Bemærk: Hvis du åbner lågen midt i renseprocessen, standser renseren.

Bemærk: En rensecyklus tager 10 minutter, hvorefter den slukker automatisk.

- Renseren er i gang, når lyset skinner gennem vinduet.

Rengøring

Advarsel: Børstehovedet, håndtaget, rejseopladeren eller UV-renseren må ikke komme i opvaskemaskinen.

Tandbørstens håndtag

- 1 Tag børstehovedet af, og skyl metalskaftet i varmt vand. Sørg for at fjerne alle rester af tandpasta (fig. 12).

Forsigtig: Tryk aldrig skarpe genstande mod gummiforseglingen om metalskaftet, da dette kan beskadige den.

- 2 Brug en fugtig klud til at tørre hele håndtagets overflade.

Børstehoved

- 1 Skyl børstehoved og børstehår, hver gang tandbørsten har været brugt (fig. 13).
- 2 Tag børstehovedet af håndtaget, og skyl børstehovedets forbindelsesstykke mindst én gang om ugen i varmt vand. Skyl beskyttelseshætten efter behov.

Oplader

- 1 Tag stikket ud af stikkontakten, inden opladeren rengøres.

- 2 Brug en fugtig klud til at tørre opladerens overflade. Sørg for at fjerne alle rester af tandpasta eller andet fra opladerens overflader.

Renser

Advarsel: Renseren må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.

Advarsel: Renseren må ikke rengøres, når den ultraviolette pære er varm.

Du anbefales at rengøre renseren en gang om ugen.

- 1 Tag renseren ud af stikkontakten.
- 2 Træk drypbakken lige ud af maskinen. Skyl drypbakken, og tør den med en fugtig klud (fig. 14).
- 3 Rengør alle indvendige overflader med en fugtig klud.
- 4 Fjern beskyttelsesskærmen foran den ultraviolette pære (fig. 15).

Tag skærmen af ved at tage fat i kanterne ved siden fastgøringerne, trykke forsigtigt og trække beskyttelsesskærmen ud.

- 5 Fjern den ultraviolette lyspære.

Den ultraviolette lyspære fjernes ved at tage fat om den og trække den ud af metalfatningen.

- 6 Rengør beskyttelsesskærmen og den ultraviolette lyspære med en fugtig klud.
- 7 Sæt den ultraviolette lyspære i igen.

Lyspæren sættes i ved at placere pærens bund i metalfatningen og skubbe den på plads i fatningen.

- 8 Sæt beskyttelsesskærmen på igen.

Sæt beskyttelsesskærmen på ved at anbringe skærmens ben mod indgangene på reflektionsfladen tæt på den ultraviolette pære. Skub skærmen lige ind i renserens indgange.

Lager

Hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode, skal du tage stikket ud af stikkontakten, rengøre det (se afsnittet "Rengøring") og opbevare det et køligt og tørt sted væk fra direkte sollys. Du kan bruge det integrerede ledningsoprul til praktisk opbevaring af overskydende ledning til UV-renseren.

Udskiftning

Børstehoved

- Udskift Philips Sonicare-børstehovederne hver 3. måned for at opnå det bedste resultat.

Bemærk: Sonicare-appen giver besked om, når det er tid til at skifte børstehovedet. (Se appens Hjælp-afsnit)

- Brug kun Philips Sonicare-børstehoveder.

Ultraviolet lyspære

- Nye ultraviolette pærer er tilgængelige via dit Philips Sonicare Consumer Service Center i Nordamerika på telefon 1-800-682-7664. Uden for Nordamerika skal du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Genanvendelse

- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU) (fig. 19).
- Dette symbol betyder, at dette produkt indeholder et indbygget genopladeligt batteri, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (fig. 20) (2006/66/EF). Vi anbefaler på det kraftigste, at du afleverer produktet på et officielt indsamlingssted eller hos en Philips-forhandler, hvor du kan få en fagmand til at tage det genopladelige batteri ud.
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Udtagning af det genopladelige batteri

Advarsel: BEMÆRK! DENNE PROCES KAN IKKE FORTRYDES.

- Når du vil tage det genopladelige batteri ud, skal du bruge en (almindelig) skruetrækker med fladt hoved. Overhold de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du følger nedenstående procedure. Sørg for at beskytte øjne, hænder, fingre og den overflade, du arbejder på.
- 1** Det genopladelige batteri tømmes for strøm ved at tage håndtaget af opladeren, tænde Philips Sonicare og lade den køre, til den stopper. Gentag dette, indtil du ikke længere kan tænde Philips Sonicare.
- 2** Stik en skruetrækker med fladt hoved ind i rillen i bunden af håndtaget. Drej skruetrækkeren mod uret for at frigøre bundkapslen (fig. 16).
- 3** Vend håndtaget på hovedet, og skub skaftet nedad for at frigøre komponenterne i håndtaget (fig. 17).
- 4** Stik skruetrækkeren ind under printpladen ved siden af batteriforbindelserne, og drej den rundt for at bryde forbindelserne. Tag printpladen ud, og vip batteriet ud af plastholderen (fig. 18).

Det genopladelige batteri kan nu sendes til genbrug, og resten af produktet kan bortskaffes korrekt.

Reklamationsret og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i folderen om international garanti.

Gældende forbehold i reklamationsretten

Betingelserne i den internationale garanti dækker ikke følgende:

- Børstehoveder.
- Skader, der opstår som følge af brug af uautoriserede reservedele.

38 Dansk

- Skader, der opstår som følge af misbrug, manglende vedligeholdelse eller ændringer.
- Normal slitage, inkl. ridser, skrammer, afslidning, misfarvning og falmning.
- Ultraviolet lyspære.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Registrer produktet på www.philips.com/welcome for å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Hold laderen unna vann. Ikke plasser eller oppbevar den over eller i nærheten av vann i et badekar, en kum osv. Laderen må ikke dyppes i vann eller annen væske. Når du er ferdig med rengjøringen, må du passe på at laderen er helt tørr før du kobler den til strømuttaket.

Advarsel

- Ledningen kan ikke byttes ut. Hvis ledningen blir ødelagt, må du kaste laderen.
- Erstatt alltid laderen med en original type for å unngå farlige situasjoner.
- Ikke bruk laderen utendørs eller i nærheten av oppvarmede overflater.

- Hvis apparatet er skadet på noen måte (børstehode, tannbørstehåndtak eller lader), må du slutte å bruke det. Dette apparatet inneholder ingen utskiftbare deler. Hvis apparatet er skadet, tar du kontakt med forbrukerstøttesenteret i landet ditt (se «Garanti og støtte»-kapittelet).
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne eller personer med manglende erfaring eller kunnskap hvis de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller er under tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn må ikke leke med apparatet. Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet med mindre de er over 8 år og får veiledning.

Forsiktig

- Ikke rengjør børstehodet, håndtaket, laderen, laderen og/eller saniterer i oppvaskmaskinen.

- Ta kontakt med tannlegen før du bruker tannbørsten hvis du har hatt operasjoner i tannkjøttet eller andre deler av munnen i løpet av de siste to månedene.
- Rådfør deg med tannlegen din hvis det oppstår overdreven blødning etter bruk av tannbørsten, eller hvis blødningen fortsetter å skje etter 1 ukes bruk. Ta også kontakt med tannlegen din hvis du opplever ubehag eller smerte når du bruker Philips Sonicare.
- Philips Sonicare-tannbørsten oppfyller sikkerhetsstandardene som gjelder for elektromagnetiske enheter. Hvis du har pacemaker eller en annen implantert enhet, bør du ta kontakt med lege eller produsenten av den implanterte enheten før bruk.
- Ta kontakt med lege før du bruker Philips Sonicare hvis du har medisinske bekymringer.

- Dette apparatet er utformet for rengjøring av tenner, tannkjøtt og tunge. Ikke bruk det til noe annet formål. Stans bruken av apparatet og ta kontakt med lege hvis du opplever ubehag eller smerte.
- Philips Sonicare-tannbørsten er beregnet på personlig tannhygiene. Den er ikke laget for bruk på flere pasienter på et tannlegekontor eller en institusjon.
- Ikke bruk børstehoder med knekte eller bøydde hår. Skift børstehode hver tredje måned eller tidligere hvis du ser tegn på slitasje.
- Ikke bruk andre børstehoder enn dem som anbefales av produsenten.
- Hvis tannkremen inneholder peroksid, natriumkarbonat eller bikarbonat (vanlig i tannkrem for hvitere tenner), må du rengjøre børstehodet ordentlig med såpe og vann hver gang du har brukt det. Slik unngår du at plasten sprekker.

- Ikke sett gjenstander inn i lufteråpningene, og ikke blokker disse åpningene ved å plassere den på en myk overflate eller i en posisjon eller på et sted der objekter vil blokkere åpningene (eksempler på objekter: blader, papir og hår).
- UV-lyspæren er varm under og umiddelbart etter rensesprosessen. Ikke rør UV-lyspæren når den er varm.
- Ikke bruk renseren uten at beskyttelsesskjermen er på plass. Det er for å unngå kontakt med den varme lyspæren.
- Hvis sanitereren har blitt brukt i 3 påfølgende UV-rengjøringssykluser (dvs. tre ganger på rad), må du slå den av i minst 30 minutter før du starter en ny UV-syklus.
- Avbryt bruken av sanitereren hvis UV-lyspæren forblir på når døren er åpen. UV-lys kan være skadelig for øyne og hud. Hold sanitereren utenfor rekkevidden av barn til enhver tid.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- 1 Hygienisk reisedeksel
- 2 Børstehode med unik identifisering
- 3 Håndtak
- 4 Sensorer
- 5 Av/på-knapp
- 6 Bluetooth
- 7 Indikator for intensitetsnivå
- 8 Knapp for intensitetsnivå (+ og -)
- 9 Pussemodi
- 10 Modusknapp
- 11 Indikator for batterinivå
- 12 UV-rensing med integrert lader og ledningsholder (utvalgte typer)
 - Ikke vist: UV-lyspære
 - Ikke vist: Dryppebrett for rensing
 - Ikke vist: Beskyttelsesskjerm for UV-lyspære
- 13 Strømledning med kontakt
- 14 Laderdeksel med børstehodeholdere (utvalgte modeller)
- 15 Reiselader
 - Ikke vist: Reiseveske

Merk: Innholdet i esken kan variere basert på modellen du kjøper.

Før bruk

Sette på børstehodet

- 1 Sett fronten på børstehodet slik at børstehårene peker i samme retning som fronten på håndtaket (Fig. 2).
- 2 Trykk børstehodet hardt ned på metallstangen til det stopper (Fig. 3).

Merk: Philips Sonicare-børstehodene har påtrykte ikoner for å gjøre det enklere å identifisere børstehodet (Fig. 4) ditt.

Lade apparatet

- 1 Sett støpselet til laderen eller sanitereren i en stikkontakt.

2 Plasser håndtaket på laderen.

Det blinkende lyset på batterinivåindikatoren indikerer at tannbørsten lades (Fig. 5).

Merk: Det tar minst 24 timer å lade batteriet helt opp.

Bruke apparatet

Bluetooth-tilkobling

Sjekk at mobilenheten din kjører Bluetooth 4.0 eller nyere før du kobler til.

Merk: Hvis du vil ha den nyeste informasjonen om kompatibilitet for enheten, kan du gå til App Store eller Google Play.

Koble til tannbørsten

- 1 Når du bruker den i tilkoblet modus, gir Philips Sonicare-appen deg mulighet til å motta sanntids tilbakemeldinger om børstingen, og lagring og deling av børstingsdata hos tannlegen din (hvis du velger det), og få personlig coaching. Hvis du vil bruke tannbørsten i ikke-tilkoblet modus, vil den fortsatt fungere. For å bruke tannbørsten i tilkoblet modus, følger du instruksjonene nedenfor.
- 2 Last ned Philips Sonicare-appen fra Apple App Store eller Google Play Store.
- 3 Kontroller at Bluetooth på mobilenheten er slått på før du åpner appen. Gå til innstillinger på mobilenheten for å slå på Bluetooth.
- 4 For å koble tannbørsten til appen, slår du på tannbørsten ved å trykke enten på av/på-knappen eller på børstemosus-knappen. Pass på at tannbørsten ikke står på laderen når du slår den på.
- 5 Åpne Sonicare-appen.
- 6 Følg instruksjonene for Sonicare-appen som vises på mobilenheten. Appen kobles automatisk til Bluetooth. Hvis tannbørsten ikke kobles til, følger du feilsøkingstrinnene i appen.

Merk: For optimal dataregistrering bør du ha mobilen i nærheten under pussing.

Pusseinstruksjoner

- 1 Skyll børstehårene og ta på litt tannkrem.

46 Norsk

- 2 Plasser tannbørstehårene mot tennene med en liten vinkel (45 grader), og trykk godt slik at børstehårene når frem til tannkjøtranden eller litt under tannkjøtranden (Fig. 6).

Merk: Hold midten av børsten inntil tennene hele tiden.

- 3 Trykk på av/på-knappen for å slå på Philips Sonicare.
- 4 For best mulig resultat trykker du lett og lar Philips Sonicare-tannbørsten gjøre jobben for deg. Ikke skrubb.
- 5 Beveg børstehodet sakte og forsiktig over tennene med små frem- og-tilbake-bevegelser, slik at de lengre børstehårene kommer til mellom tennene. Fortsett med disse bevegelsene gjennom hele økten.
- 6 For å rengjøre baksiden av fortennene må du vippe børstehåndtaket nesten helt opp og børste hver tann (Fig. 7) flere ganger vertikalt.

Merk: For å sikre at du børster jevnt i munnen, deler du munnen i seks seksjoner med BrushPacer-funksjonen (se «Funksjoner»-kapittelet).

- 7 Følg Sonicare-appens børstehåndtering kombinert med BrushPacer og start børstingen i seksjon 1 (øvre høyre tenner) og børst i 20 sekunder før du beveger deg til seksjon 2 (øvre fortenner). Fortsett å gjøre dette i del 3 til 6, for å sikre jevn børsting i alle 6 munnsegmentene (Fig. 8).

Merk: Hvis du bruker Hvit-modusen, kan du bruke to ekstra 20-sekunders intervaller til å polere fortennene.

- 8 Philips Sonicare-appen hjelper deg med å finne steder du har oversett, ved å veilede deg til å bruke 20 sekunder på de områdene du hoppet over under børstingen.

Your Philips Sonicare toothbrush is safe to use on:

- Braces (brush heads wear out sooner when used on braces)
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers)

Merk: Pass på at tannregulering eller rekonstruerte tenner er riktig påsatt og uten feil. Hvis ikke kan tannregulering eller rekonstruerte tenner skades når de kommer i kontakt med børstehodet.

Merk: Når Philips Sonicare-tannbørsten brukes i kliniske studier, bør håndtaket være fulladet og Easy start-funksjonen deaktivert.

Brushing modes

Note: When the toothbrush is switched on, you cannot toggle between modes.

- 1 Prior to turning on the Sonicare, press the mode button to toggle between modes.
 - The selected brushing mode illuminates.
 - Once a brushing mode has been selected, it remains active until another brushing mode is selected.

Rengjøringsmodus

Standardmodus for overlegen tannpuss.

White-modus

2 minutter med veksling mellom Hvit og Massasje, med ytterligere 40 sekunder som polerer de synlige fortennene dine.

Grundig rengjøring

Gir en forfriskende dyp massasje som leverer en eksepsjonelt rengjort opplevelse.

Intensitetsnivåer per modus

- Lav: 1 LED-indikatorlampe.
- Middels: 2 LED-indikatorlamper.
- Høy: 3 LED-indikatorlamper.

Merk: For å justere intensitetsnivået til det neste høyere eller lavere nivået kan du trykke på plussknappen for å øke intensiteten eller minusknappen for å redusere intensiteten når som helst under økten.

Trykksensor

En vibrasjonsendring (og en liten lydendring) varsler deg når du bruker for mye trykk mens du børster. Se «Funksjoner»-kapittelet.

Batteristatus (når håndtaket ikke er på laderen)

- 1 gul lampe indikerer lavt nivå.
- 3 grønne lamper viser et fulladet batteri.

Merk: Hvis du hører to sett med fem pip, og den gule lysdioden for batterinivåindikatoren blinker, slås Sonicare av til den står på laderen og begynner å lades opp.

Merk: Din Sonicare vil ikke kunne kjøre børsteprogram før den er helt ladet opp.

Merk: Hvis du vil holde batteriet fulladet til enhver tid, kan du ha Sonicare-tannbørsten på laderen når du ikke bruker den.

Funksjoner

Trykksensor

Denne Philips Sonicare-modellen leveres med trykksensordatafunksjonen aktivert. Trykksensoren fungerer i alle 3 modusene, og alle 3 intensitetsnivåer.

Aktivere eller deaktivere trykksensordatafunksjonen

- 1 Fest børstehodet til håndtaket.
- 2 Sett håndtaket i lader som er plagget inn, eller saniterer.

- Deaktivering av trykksensor:

Trykk på og hold nede av/på-knappen og modusknappen i to sekunder. Du hører 1 pip, som indikerer at trykksensordatafunksjonen er deaktivert.

- Aktivering av trykksensor:

Trykk på og hold nede av/på-knappen og modusknappen i to sekunder. Du hører 2 pip, som indikerer at trykksensordatafunksjonen er aktivert.

Pussetempostyrer

- BrushPacer er en intervalltimer som har et kort pip og en pause som minner deg på å pusse alle de 6 seksjonene av munnen. Avhengig av børstetilstanden eller børsteprogrammet du har valgt, piper BrushPacer med ulike intervaller under børstesyklusen. Se «Børsteinstruksjoner»-delene (Fig. 8).

Deaktivere eller reaktivere BrushPacer-funksjonen:

- 1 Sette håndtaket med et påsatt børstehode i en tilkoblet lader.
- 2 Trykk og hold modusknappen inne til:
 - a Du hører 1 pip, som indikerer at BrushPacer er deaktivert.

- b Du hører 2 pip, som indikerer at BrushPacer er aktivert.

Smartimer

Smartimer angir at pusseøkten er fullført ved at den automatisk slår av tannbørsten på slutten av økten.

Tannspesialister anbefaler å pusse tennene minimum to minutter to ganger daglig.

Easy-start

Denne Philips Sonicare leveres med Easy-start deaktivert.

Easy-start-funksjonen øker gradvis børstekraften i løpet av de første 14 pusseøktene, slik at du skal bli vant til å pusse tennene med Philips Sonicare-børsten.

Merk: Hver av de 14 første pusseøktene må vare i minst ett minutt for at Easy-start-syklusen skal gjennomføres på riktig måte.

Aktivere eller deaktivere Easy-start-funksjonen

- 1 Fest børstehodet til håndtaket.
- 2 Sett håndtaket i lader som er plagget inn, eller saniterer.
 - Aktivere Easy-start:

Trykk på og hold nede av/på-knappen og modusknappen i to sekunder. Du hører to pip som angir at Easy-start-funksjonen er aktivert.

- Deaktivere Easy-start:

Trykk på og hold nede av/på-knappen og modusknappen i to sekunder. Du hører ett pip som angir at Easy-start-funksjonen er deaktivert.

Merk: Det anbefales ikke å bruke Easy-start-funksjonen utover de første pusseøktene, og det kan redusere Philips Sonicare-tannbørstens evne til å fjerne plakk.

Merk: Hver av de 14 første pusseøktene må vare i minst ett minutt for at Easy-start-syklusen skal gå videre på riktig måte.

Rengjøring

- I tillegg til å rengjøre børstehodet med vann- og lufttørring, kan du rengjøre det med UV-sanitering for optimal hygiene (Fig. 9).

Merk: UV-sanitering er ikke en erstatning for skylling av børstehodet med vann, men er i tillegg til skylling med vann.

Koble fra renseren, stopp bruken, og ring kundestøtte hvis:

- UV-lyspæren blir værende på når døren er åpen.
- Vinduet er ødelagt eller mangler på renseren.
- Renseren avgir røyk eller lukter brent mens den er i gang.

Merk: UV-lys kan være skadelig for øyne og hud. Denne enheten må oppbevares utilgjengelig for barn til enhver tid.

1 Etter pussing skyller du børstehodet og rister av overflødig vann.

Advarsel: Ikke sett reisedekselet på børstehodet mens du renses.

2 Plasser fingeren i døråpningen på toppen av renseren, og trekk opp døren (Fig. 10).

3 Sett børstehodet på én av de to tappene i renseren med børstehårene mot lyspæren (Fig. 11).

Merk: Rengjør kun Philips Sonicare-børstehodene i renseren.

Merk: Ikke rengjør børstehodene på Philips Sonicare for Kids i sanitereren.

4 Kontroller at renseren er koblet til en strømførende stikkontakt med riktig spenning.

5 Lukk døren og trykk på den grønne av/på-knappen for å velge en UV-rensesyklus.

Merk: Du kan bare slå på renseren hvis døren er helt igjen.

Merk: Hvis du åpner døren under rensesyklusen, stopper renseren.

Merk: Rensesyklusen pågår i ti minutter og slås deretter av automatisk.

- Renseren er i bruk når det blå lyset lyser gjennom vinduet.

Rengjøring

Advarsel: Du må ikke rengjøre børstehodet, håndtaket, reiseladeren eller UV-renseren i oppvaskmaskinen.

Tannbørstehåndtak

- 1 Ta av børstehodet, og skyll metallstangen i varmt vann. Pass på at du har fjernet alle tannkremrester (Fig. 12).

Forsiktig: Ikke bruk skarpe gjenstander mot gummiforseglingen på metallstangen. Den kan bli ødelagt.

- 2 Tørk hele overflaten på håndtaket med en fuktig klut.

Børstehode

- 1 Skyll børstehodet og -hårene etter hver bruk (Fig. 13).
- 2 Fjern børstehodet fra håndtaket, og skyll koblingen mellom børstehodet og håndtaket med varmt vann minst én gang i uken. Skyll reisedekselet så ofte som nødvendig.

Lader

- 1 Trekk ut støpslet før du rengjør laderen.
- 2 Tørk hele overflaten på laderen med en fuktig klut. Pass på å fjerne tannkrem eller andre rester fra laderen.

Renser

Advarsel: Ikke senk renserens ned i vann eller skyll det under springen.

Advarsel: Ikke rengjør renserens når UV-lyspæren er varm.

For best mulig effektivitet, bør du rengjøre renserens hver uke.

- 1 Koble fra renserens.
- 2 Trekk dryppebrettet rett ut. Skyll dryppebrettet og tørk det rent med en fuktig klut (Fig. 14).
- 3 Rengjør alle overflater med en fuktig klut.
- 4 Fjern beskyttelsesskjermen foran UV-lyspæren (Fig. 15).
Når du skal fjerne skjermen, tar du tak i kanten ved siden av festene, trykker forsiktig og trekker den ut.
- 5 Fjerne UV-lyspæren
Hvis du vil fjerne UV-lyspæren, drar du den ut av metallklemmene.
- 6 Rengjør beskyttelsesskjermen og UV-lyspæren med en fuktig klut.
- 7 Sette inn UV-lyspæren igjen.

Når du skal sette inn lyspæren igjen, justerer du undersiden av lyspæren til metallklemmene og presser lyspæren inn i klemmen.

8 Feste beskyttelsesskjermen igjen.

Når du skal feste skjermen igjen, må du rette inn tappene på skjermen etter sporene i overflaten i nærheten av UV-lyspæren. Skyv skjermen rett inn i sporene på renseren.

Oppbevaring

Hvis du ikke skal bruke produktet på en stund, kan du dra ut støpselet, rengjøre det (se avsnittet Rengjøring), og oppbevare det på et kaldt, tørt sted utenfor direkte sollys. Du kan bruke den innebygde ledningsholderen til å ledningen til UV-renseren på en ryddig måte.

Utskiftning

Børstehode

- Bytt Philips Sonicare-børstehoder hver tredje måned for å få best mulig resultat.

Merk: Sonicare-appen forteller deg når det er på tide å bytte børstehode. (Se Hjelp-delen i appen)

- Bruk kun Philips Sonicare utskiftbare børstehoder.

UV-lyspære

- Nye UV-pærer er tilgjengelige fra Philips Sonicare-kundeservicesenteret i Nord-Amerika ved å ringe 1-800-682-7664. Utenfor Nord-Amerika, tar du kontakt med det lokale Philips-kundeservicesenteret.

Resirkulering

- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU) (Fig. 19).
- Dette symbolet betyr at dette produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall (Fig. 20) (2006/66/EC). Vi anbefaler deg å ta med produktet til et offentlig innsamlingssted eller til et Philips-servicesenter, slik at det oppladbare batteriet kan fjernes av en faglært.

- Følg nasjonale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt oppladbare batterier. Riktig avfallshåndtering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne det oppladbare batteriet

Advarsel: LEGG MERKE TIL AT DENNE PROSESSEN IKKE KAN OMGJØRES.

- Hvis du vil fjerne det oppladbare batteriet, trenger du en flat (vanlig) skrutrekker. Følg sikkerhetsreglene når du følger fremgangsmåten nedenfor. Husk å beskytte øynene, hendene, fingrene og overflaten som du arbeider på.
- 1 Hvis du vil tømme det oppladbare batteriet for strøm, fjerner du håndtaket fra laderen, slår på Philips Sonicare og lar den gå til den stopper. Gjenta dette til du ikke lenger kan slå på Philips Sonicare.
- 2 Sett inn en flat (standard) skrutrekker i sporet nederst på håndtaket og skru mot klokken for å åpne bunnlokket (Fig. 16).
- 3 Hold håndtaket opp ned og trykk metallstangen ned for å løsne de innvendige komponentene i håndtaket (Fig. 17).
- 4 Sett skrutrekkeren inn under kretskortet ved siden av batterifestene, og skru til festene gir etter. Fjern kretskortet, og tving batteriet ut av plastholderen (Fig. 18).

Det oppladbare batteriet kan nå resirkuleres, og resten av produktet kan kastes.

Garanti og støtte

Besøk www.philips.com/support eller se det internasjonale garantiheftet for mer informasjon eller hjelp.

Garanti restriksjoner

Følgende dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien:

- Børstehoder.
- Skader som skyldes bruk av uautoriserte reservedeler.
- Skade som skyldes misbruk, mislighold, forsømmelse, endringer eller uautorisert reparasjon.

54 Norsk

- Normal slitasje, inkludert avskalling, riper, avsliping, misfarging eller falming.
- UV-lyspære.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi – ja tervetuloa Philips-käyttäjien joukkoon! Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.

Vaara

- Älä kastele laturia. Älä säilytä latauslaitetta lähellä kylpyammetta tai pesuallasta, jossa on vettä. Älä upota laturia veteen tai muuhun nesteeseen. Tarkista puhdistuksen jälkeen, että laturi on täysin kuiva, ennen kuin liität sen takaisin pistorasiaan.

Varoitus

- Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos se on vahingoittunut, hävitä laturi.
- Vaihda laturi aina vaaratilanteiden välttämiseksi alkuperäisen tyyppiseen laitteeseen.
- Älä käytä laturia ulkona tai lämmönlähteiden lähellä.

- Älä käytä laitetta, jos se on jollain tavalla vahingoittunut (esimerkiksi harjaspää, runko tai laturi). Laitteessa ei ole huollettavia osia. Jos laite on vahingoittunut, ota yhteyttä maasi kuluttajapalvelukeskukseen (katso luku Takuu ja huolto).
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa tai huoltaa laitetta valvonnan alaisena.

Varoitus

- Älä puhdistaa harjaspäätä, kahvaa, laturia, laturin suojusta ja/tai UV-puhdistuslaitetta astianpesukoneessa.

- Jos olet ollut hammas- tai ienleikkauksessa viimeisten kahden kuukauden aikana, kysy neuvoa hammaslääkäriltä tai hammashoitajalta ennen laitteen käyttöä.
- Kysy neuvoa hammaslääkäriltä, jos hammasharjan käytön jälkeen ilmenee runsasta verenvuotoa tai jos verenvuoto jatkuu viikon käytön jälkeen. Ota myös yhteyttä hammaslääkəriin, mikäli Philips Sonicare -hammasharjan käyttö tuntuu epämukavalta tai aiheuttaa kipua.
- Philips Sonicare -hammasharja täyttää sähkömagneettisten laitteiden turvastandardit. Jos sinulla on sydämentahdistin tai muu kehonsisäinen laite, kysy neuvoa lääkeriltä tai kyseisen laitteen valmistajalta ennen käyttöä.
- Jos epäröit käyttää Philips Sonicare -hammasharjaa terveydellisistä syistä, neuvottele ensin lääkerin kanssa.

- Laite on suunniteltu ainoastaan hampaiden, ikenien ja kielen puhdistamiseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin. Lopeta laitteen käyttäminen ja ota yhteyttä lääkäriin, jos sen käyttö tuntuu epämukavalta tai aiheuttaa kipua.
- Philips Sonicare-hammasharja on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu potilaiden yleiseen käyttöön hammashoitoloissa tai sairaaloissa.
- Lopeta harjaspään käyttö, jos ilmenee katkenneita tai taipuneita harjaksia. Vaihda harjaspää 3 kuukauden välein tai useammin, jos ilmenee merkkejä kulumisesta.
- Käytä vain laitteen valmistajan suosittelemia harjaspäitä.
- Jos käyttämäsi hammastahna sisältää peroksidia, ruokasoodaa tai bikarbonaattia (yleisiä etenkin valkaisevissa hammastahnoissa), puhdista harjaspää huolellisesti saippualla jokaisen käytön jälkeen. Tämä estää muovin halkeamisen.

- Älä työnnä esineitä puhdistuslaitteen ilma-aukkoihin tai tuki niitä asettamalla laite pehmeälle alustalle tai asentoon, jossa esineet saattavat tukkia ilma-aukot (esimerkkejä em. esineistä: lehti, nenäliina, hiukset).
- UV-lamppu on kuuma puhdistuksen aikana ja heti sen jälkeen. Älä kosketa kuumaa UV-lamppua.
- Älä käytä puhdistuslaitetta ilman suojava,
ettet kosketa kuumaa lamppua.
- Jos puhdistuslaitteella on tehty peräkkäin 3 UV-puhdistusta, katkaise laitteen virta vähintään 30 minuutin ajaksi ennen uuden UV-puhdistusjakson aloittamista.
- Älä käytä puhdistuslaitetta, jos UV-valo palaa, kun luukku on auki. UV-valo voi olla haitallista silmille ja iholle. Pidä puhdistuslaite aina pois lasten ulottuvilta.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Laitteen osat (kuva 1)

1 Hygieeninen suojaus

60 Suomi

- 2 Harjaspäässä ainutlaatuinen tunnus
- 3 Runko
- 4 Tunnistimet
- 5 Virtapainike
- 6 Bluetooth
- 7 Tehotason ilmaisin
- 8 Tehotason painike (+ ja -)
- 9 Harjaustilat
- 10 Tilapainike
- 11 Akun tason ilmaisin
- 12 UV-puhdistuslaite sekä laturi ja johtoteline (vain tietyissä malleissa)
 - Ei kuvassa: UV-lamppu
 - Ei kuvassa: Puhdistuslaitteen valumisastia
 - Ei kuvassa: UV-lampun suojus
- 13 Virtajohto ja pistoke
- 14 Laturin suojus ja harjaspään pidikkeet (tietyissä malleissa)
- 15 Matkalaturi
 - Ei kuvassa: Matkakotelo

Huomautus: Pakkauksen sisältö saattaa vaihdella malleittain.

Käyttöönoton valmistelu

Harjaspään kiinnittäminen

- 1 Kohdista harjaspää siten, että harjakset osoittavat samaan suuntaan kuin rungon (kuva 2) etupuoli.
- 2 Paina harjaspäätä metallivarteen, kunnes se pysähtyy (kuva 3).

Huomautus: Philips Sonicare -harjaspäihin on painettu kuvat, jotta harjaspään (kuva 4) tunnistaminen on helppoa.

Lataaminen

- 1 Kytke laturin tai puhdistuslaitteen pistoke pistorasiaan.
- 2 Aseta runko laturiin.

Akun virtatason ilmaisimessa vilkkuva punainen valo osoittaa, että hammasharja latautuu (kuva 5).

Huomautus: Akun lataaminen täyteen kestää vähintään 24 tuntia.

Käyttö

Bluetooth-yhteys

Ennen yhteyden muodostamista varmista, että mobiililaitteessasi on Bluetooth 4.0 tai uudempi versio.

Huomautus: Viimeisimmät tiedot yhteensopivista laitteista on App Storessa tai Google Playssä.

Hammasharjan yhdistäminen

- 1** Kun Philips Sonicare -sovellusta käytetään yhdistetyssä tilassa, se pystyy antamaan harjauksesta reaaliaikaista palautetta, tallentamaan ja jakamaan harjaustiedot hammaslääkärisi kanssa (jos niin haluat) ja antamaan henkilökohtaista opastusta. Hammasharja toimii myös yhdistämättömässä tilassa. Jos haluat käyttää hammasharjaa yhdistetyssä tilassa, toimi alla annettujen ohjeiden mukaan.
- 2** Lataa Philips Sonicare For Kids -sovellus Apple App Storesta tai Google Play -kaupasta.
- 3** Tarkista ennen sovelluksen avaamista, että mobiililaitteen Bluetooth-toiminto on päällä. Tarkista mobiililaitteen asetuksista, miten Bluetooth-toiminto otetaan käyttöön.
- 4** Kun yhdistät hammasharjan sovellukseen, kytke ensin hammasharjan virta päälle painamalla joko virtapainiketta tai harjaustilapainiketta. Varmista virtaa kytkiessäsi, ettei hammasharja ole laturissa.
- 5** Avaa Sonicare-sovellus.
- 6** Noudata Sonicare-sovelluksen ohjeita, jotka näkyvät mobiililaitteessasi. Sovellus muodostaa automaattisesti yhteyden hammasharjaan. Jos yhteys hammasharjaan ei muodostu, noudata sovelluksen näyttämiä vianmäärityksen vaiheita.

Huomautus: Pidä tietojen optimaalisen tallennuksen varmistamiseksi mobiililaitetta hammasharjan lähellä harjauksen aikana.

Harjausohjeet

- 1 Kastele harjakset ja pursota niille pieni määrä hammastahnaa.
- 2 Aseta hammasharjan harjakset hampaita vasten loivassa kulmassa (45 astetta) ja paina lujasti niin, että harjakset ulottuvat ienrajaan tai hieman ienrajan (kuva 6) alapuolelle.

Huomautus: Pitele harjaa niin, että harjan keskiosa on koko ajan kosketuksissa hampaisiin.

- 3 Käynnistä Philips Sonicare painamalla virtapainiketta.
- 4 Voit tehostaa harjaamista painamalla Philips Sonicare - hammasharjaa kevyesti ja antamalla harjan harjata puolestasi. Älä hankaa.
- 5 Liikuta harjaa pyöreällä liikkeellä siten, että pitkien harjasten päät ulottuvat hammasväleihin. Toimi samalla tavalla koko harjausjakson ajan.
- 6 Jos haluat puhdistaa etuhampaiden sisäpinnat, kallista runkoa niin, että se on puoliksi pystyasennossa. Harjaa tämän jälkeen jokainen hammas (kuva 7) erikseen pystysuorin liikkein.

Huomautus: Jos haluat varmistaa, että saat harjattua kaikki hampaat harjatessa, jaa suu kuuteen osaan BrushPacer-toiminnolla (katso luku Toiminnot).

- 7 Toimi Sonicare-sovelluksen BrushPaceria koskevien harjausohjeiden mukaan. Aloita harjaus segmentistä 1 (yläleuan oikeista hampaista) ja harjaa 20 sekuntia, ennen kuin siirryt segmenttiin 2 (yläleuan etuhampaisiin). Jatka tätä osissa 3–6 ja varmista, että harjaat suun (kuva 8) kaikki kuusi segmenttiä tasaisesti.

Huomautus: Valkaisutilassa on kaksi ylimääräistä 20 sekunnin intervallia etuhampaiden kiillottamista varten.

- 8 Philips Sonicare auttaa sinua huolehtimaan hoitamattomista kohdista kehottamalla sinua viettämään 20 sekuntia alueilla, jotka jäivät hoitamatta harjauksen aikana.

Your Philips Sonicare toothbrush is safe to use on:

- Braces (brush heads wear out sooner when used on braces)
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers)

Huomautus: Varmista, että hammasraudat tai korjatut hampaat on kiinnitetty kunnolla. Muuten ne voivat vaurioitua, kun harjaspää koskettaa niitä.

Huomautus: Kun Philips Sonicare -hammasharjaa käytetään kliinisessä tutkimuksessa, rungon on oltava täydessä latauksessa ja Easy-start-toiminnon pois käytöstä.

Brushing modes

Note: When the toothbrush is switched on, you cannot toggle between modes.

- 1 Prior to turning on the Sonicare, press the mode button to toggle between modes.
 - The selected brushing mode illuminates.
 - Once a brushing mode has been selected, it remains active until another brushing mode is selected.

Clean (Puhdistava) -tila

Perustila hampaiden tehokkaaseen puhdistamiseen.

Valkaisutila

Valkaisu- ja hierontatila 2 minuuttia vuorotellen sekä 40 sekuntia näkyvien etuhampaiden kiillottamiseen.

Syväpuhdistus

Virkistävä ja erittäin tehokas syvähierontaohjelma.

Eri tilojen tehotasot

- Matala: 1 LED-merkkivalo.
- Keskitaso: 2 LED-merkkivaloa.
- Korkea: 3 LED-merkkivaloa.

Huomautus: Voit lisätä harjaustehoa (+)-painikkeella tai vähentää sitä (-)-painikkeella milloin tahansa harjausjakson aikana.

Paineanturi

Värinän (ja äänen) muutos ilmoittaa, kun painat harjatessa liian voimakkaasti. Katso luku Ominaisuudet.

Akun tila (kun runko ei ole latauksessa)

- 1 keltainen LED-merkkivalo ilmaisee, että lataustaso on alhainen.

64 Suomi

- 3 vihreää LED-merkkivaloa ilmaisee, että akku on täynnä.

Huomautus: Jos kuulet kaksi viiden merkkiäänien sarjaa ja akun tilan keltainen LED-merkkivalo vilkkuu, Sonicare sammuu, kunnes se asetetaan laturiin, jolloin se alkaa latautua.

Huomautus: Sonicarella ei voi harjata, ennen kuin se on latautunut täyteen.

Huomautus: Jotta akku olisi aina täyteen ladattu, voit pitää Sonicare-hammasharjaa laturissa, kun sitä ei käytetä.

Ominaisuudet

Paineanturi

Tässä Philips Sonicare -mallissa Paineanturi-toiminto on otettu käyttöön. Paineanturi toimii kaikissa kolmessa tilassa ja kaikilla kolmella tehotasolla.

Paineanturi-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1 Kiinnitä harjaspää kädensijaan.

2 Aseta runko laturiin tai puhdistuslaitteeseen, joka on liitetty pistorasiaan.

- Paineanturin poistaminen käytöstä:

Paina virta- ja tilapainiketta 2 sekunnin ajan. Kun kuulet yhden merkkiäänien, Paineanturi-toiminto on poistettu käytöstä.

- Paineanturin ottaminen käyttöön:

Paina virta- ja tilapainiketta 2 sekunnin ajan. Kun kuulet kaksi merkkiääntä, Paineanturi-toiminto on otettu käyttöön.

BrushPacer

- BrushPacer on intervalliajastin, joka antaa lyhyen äänimerkin ja pysäyttää käytön hetkeksi, jotta muistat harjata suun kuusi osaa. Valitsemasi harjaustilan tai -tavan perusteella BrushPacer antaa äänimerkin tietyin väliajoin harjauksen aikana. Katso Harjausohjeet (kuva 8).

BrushPacer-toiminnon poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön:

- 1 Aseta runko, johon on kiinnitetty harjaspää, pistorasiaan liitettyyn laturiin.
- 2 Pidä tilapainiketta painettuna:
 - a Kun kuulet yhden äänimerkin, BrushPacer-toiminto on poistettu käytöstä.
 - b Kun kuulet kaksi äänimerkkiä, BrushPacer-toiminto on otettu käyttöön.

Smartimer

Smartimer ilmoittaa harjausjakson päättymisestä katkaisemalla virran hammasharjasta harjausjakson päätyttyä.

Hammaslääkärit suosittelevat, että hampaita harjattaisiin vähintään kaksi minuuttia kahdesti päivässä.

Easy-start

Easy-startia ei ole otettu valmiiksi käyttöön tässä Philips Sonicare - hammasharjassa.

Easy-start-toiminto lisää harjauksen tehoa 14 ensimmäisen harjauksen aikana totuttaen käyttäjän Philips Sonicare - hammasharjan käyttöön.

Huomautus: Näistä 14 ensimmäisestä harjauskerrasta jokaisen on kestettävä vähintään 1 minuutti, jotta Easy-start-toiminto etenee asianmukaisesti.

Easy-start-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Kiinnitä harjaspää kädensijaan.
- 2 Aseta runko laturiin tai puhdistuslaitteeseen, joka on liitetty pistorasiaan.
 - Easy-start-toiminnon ottaminen käyttöön:

Paina virta- ja tilapainiketta 2 sekunnin ajan. Kun kuulet 2 merkkiääntä, Easy-start-toiminto on otettu käyttöön.
 - Easy-start-toiminnon poistaminen käytöstä:

Paina virta- ja tilapainiketta 2 sekunnin ajan. Kun kuulet 1 merkkiäänen, Easy-start-toiminto on poistettu käytöstä.

Huomautus: Emme suosittele Easy-start-toiminnon käytön jatkamista totutteluvaihetta pidempään, sillä se vähentää Philips Sonicare -hammasharjan plakinpoiston tehoa.

Huomautus: Näistä 14 ensimmäisestä harjauskerrasta jokaisen on kestettävä vähintään minuutti, jotta Easy-start-toiminto etenee asianmukaisesti.

Puhdistus

- Voit varmistaa harjaspään optimaalisen puhtauden (kuva 9) puhdistamalla sen vedellä huuhtelemisen ja ilmakuivauksen lisäksi myös UV-puhdistuslaitteella.

Huomautus: UV-puhdistuslaitteen käyttö ei korvaa harjaspään huuhtelemista vedellä, vaan UV-puhdistuslaitetta on käytettävä vedellä huuhtelemisen lisäksi.

Irrota puhdistuslaite pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä kuluttajapalveluun seuraavissa tapauksissa:

- UV-lamppu palaa, kun luukku on auki.
- Puhdistuslaitteen ikkuna on rikki tai se puuttuu.
- Puhdistuslaite savuaa tai haisee palaneelle käytön aikana.

Huomautus: UV-valo voi olla haitallista silmille ja iholle. Puhdistuslaite on aina pidettävä lasten ulottumattomissa.

- 1 Huuhtelee harjaspää harjauksen aikana ja ravistelee ylimääräinen vesi pois.

Varoitus: Älä aseta suojusta harjaspäähän puhdistuksen aikana.

- 2 Aseta sormi puhdistuslaitteen päällä olevan luukun syvennykseen ja avaa luukku (kuva 10).
- 3 Aseta harjaspää puhdistuslaitteen jompaankumpaan tappiin siten, että harjakset osoittavat lamppua (kuva 11) kohti.

Huomautus: Puhdista puhdistuslaitteessa vain paikalleen napsautettavia Philips Sonicare -harjaspäitä.

Huomautus: Älä puhdista puhdistuslaitteessa lapsille tarkoitettuja Philips Sonicare -harjaspäitä.

- 4 Varmista, että puhdistuslaite on kytketty jännitteeltään oikeaan pistorasiaan, johon tulee virtaa.

- 5 Sulje luukku ja valitse UV-puhdistusjakso painamalla vihreää käynnistuspainiketta kerran.

Huomautus: Puhdistuslaitteen voi käynnistää vasta, kun luukku on suljettu.

Huomautus: Puhdistuslaite pysähtyy, jos avaat luukun puhdistuksen aikana.

Huomautus: Puhdistus kestää 10 minuuttia, jonka jälkeen virta katkeaa automaattisesti.

- Puhdistuslaite on toiminnassa, kun valo hehkuu ikkunan läpi.

Puhdistus

Varoitus: Älä puhdistista harjaspäätä, kahvaa, matkalaturia tai UV-puhdistuslaitetta astianpesukoneessa.

Hammasharjan runko

- 1 Poista harjaspää ja huuhtelee metallivarren alue lämpimällä vedellä. Varmista, että kaikki hammastahna (kuva 12)jäämät on poistettu.

Varoitus: Älä paina metallivarren kumitiivistettä terävillä esineillä, ettei tiiviste vahingoitu.

- 2 Pyyhi koko runko kostealla liinalla.

Harjaspää

- 1 Huuhtelee harjaspää ja harjakset aina käytön (kuva 13) jälkeen.
- 2 Irrota harjaspää rungosta ja huuhtelee harjaspään liitäntä vähintään kerran viikossa lämpimällä vedellä. Huuhtelee suojus tarpeen mukaan.

Laturi

- 1 Irrota laturi aina pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- 2 Pyyhi laturin pinta kostealla liinalla. Varmista, että kaikki hammastahna ja muut jäämät on poistettu laturin pinnoilta.

Puhdistuslaite

Varoitus: Älä upota puhdistuslaitetta veteen äläkä huuhtelee sitä vesihanalla.

Varoitus: Älä puhdista puhdistuslaitetta, kun UV-lamppu on kuuma.

Parhaimman tuloksen saat, kun puhdistat laitteen viikoittain.

- 1 Irrota puhdistuslaite pistorasiasta.
- 2 Vedä valumisastia suoraan ulos. Huuhtelee valumisastia ja puhdista se kostealla liinalla (kuva 14).
- 3 Puhdista kaikki sisäpinnat kostealla liinalla.
- 4 Poista UV-lampun (kuva 15) edessä oleva suoja.
Irrota suoja tarttumalla sen reunoihin kiinnityskohtien vierestä, puristamalla varovasti ja vetämällä sitten suoja ulos.
- 5 UV-lampun poistaminen.
Voit poistaa valon vetämällä sen irti metallipidikkeestä.
- 6 Puhdista suoja ja UV-lamppu kostealla liinalla.
- 7 Aseta UV-lamppu takaisin paikalleen.
Aseta lamppu laitteeseen siten, että sen alaosa on metallipidikkeiden kohdalla ja työnnä lamppu pidikkeeseen.
- 8 Aseta suoja takaisin laitteeseen.
Aseta suoja takaisin siten, että suojan tapit ja UV-lampun lähellä heijastavassa pinnassa olevat kolot ovat kohdakkain. Työnnä suoja suoraan puhdistuslaitteen koloihin.

Säilytys

Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, irrota laitteen pistoke pistorasiasta, puhdista laite (katso luku Puhdistus) ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa sekä poissa suorasta auringonvalosta. Sisäänrakennetun johtotelineen avulla voit säilyttää UV-puhdistuslaitteen ylimääräistä johtoa siististi.

Varaosat

Harjaspää

- Vaihda Philips Sonicare -harjaspää kolmen kuukauden välein, jotta harjaustulos säilyy hyvänä.

Huomautus: Sonicare-sovellus kertoo, kun on aika vaihtaa harjaspää. (Perehdy sovelluksen ohjeeseen.)

- Käytä vain Philips Sonicare -vaihtoharjaspäitä.

UV-lamppu

- Pohjois-Amerikassa saat UV-vaihtolamppuja soittamalla Philips Sonicare -kuluttajapalvelukeskukseen numeroon 1-800-682-7664. Ota Pohjois-Amerikan ulkopuolella yhteyttä Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen.

Kierrätys

- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU) (kuva 19).
- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää kiinteän ladattavan akun, jota ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen (kuva 20) mukana (2006/66/EY). Suosittelemme, että viet laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat ladattavan akun.
- Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen ja paristojen kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Akun poistaminen

Varoitus: HUOMAA, ETTÄ TÄMÄ PROSESSI ON LOPULLINEN.

- Jos poistat ladattavan akun itse, tarvitset tasakantaisen ruuvitaltan. Noudata perusturvallisuusohjeita, kun toimit seuraavien ohjeiden mukaisesti. Suojaa silmäsi, kätesi, sormesi ja työskentelyalusta.
- 1 Voit purkaa akun varauksen, kun poistat rungon laturista. Kytke Philips Sonicare-hammasharjaan virta ja anna sen käydä pysähtymiseen saakka. Toista tämä vaihe, kunnes Philips Sonicare-hammasharja ei enää käynnisty.
 - 2 Aseta ruuvitaltta rungon pohjassa olevaan aukkoon. Irrota alasuojus (kuva 16) kääntämällä ruuvitalttaa vastapäivään.

70 Suomi

- 3 Pidä runkoa ylösalaisin ja irrota rungon sisäosat työntämällä vartta (kuva 17) alaspäin.
- 4 Aseta ruuvitalta piirikortin alle, akkuliitäntöjen viereen ja irrota liitännät kääntämällä ruuvitalttaa. Irrota piirikortti ja poista akku muovisesta pidikkeestä (kuva 18).

Ladattava akku on nyt valmis kierrätettäväksi. Laitteen muut osat voidaan hävittää asianmukaisesti.

Takuu ja tuki

Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai lue kansainvälinen takuulehtinen.

Takuun rajoitukset

Kansainvälinen takuu ei kata seuraavia tapauksia:

- Harjaspäät.
- Luvattomien vaihto-osien käytöstä aiheutuneet vahingot.
- Väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, laitteen muokkaamisesta tai luvattomasta korjaamisesta johtuvat vahingot.
- Normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutunutta huonontumista, mukaan lukien halkeaminen, naarmuuntuminen, kuluminen, likaantuminen tai värien haalistuminen.
- UV-lamppu.

Introduktion

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Få ut mesta möjliga av den support Philips erbjuder genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Viktig säkerhetsinformation

Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och spara sedan informationen för framtida bruk.

Fara

- Låt inte laddaren komma i kontakt med vatten. Placera eller förvara den inte över eller nära vatten i badkar, handfat, vask o.s.v. Sänk inte ned laddaren i vatten eller någon annan vätska. När du har rengjort laddaren måste den vara fullständigt torr innan du ansluter den till ett eluttag.

Varning

- Nätsladden kan inte bytas ut. Om nätsladden är skadad måste du kassera laddaren.
- Laddaren ska alltid ersättas med en originalprodukt för att farliga situationer inte ska uppstå.
- Använd inte laddaren utomhus eller i närheten av uppvärmda ytor.

- Om någon del av apparaten (borsthuvudet, handtaget eller laddaren) är skadad ska du inte använda den. Den här apparaten innehåller inga delar som kan underhållas. Om apparaten är skadad kontaktar du kundtjänsten i ditt land (se kapitlet Garanti och support).
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med olika funktionsnedsättningar, eller som inte har kunskap om hur apparaten används, så länge de övervakas och får anvisningar om säker användning och förstår vilka risker som föreligger. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över åtta år och övervakas av en vuxen person.

Varning!

- Diska inte borsthuvudet, handtaget, laddaren, laddarkåpan och/eller tandborstrengrören i diskmaskin.

- Om du har genomgått en operation i munnen eller tandköttet de senaste två månaderna ska du rådgöra med din tandläkare innan du använder tandborsten.
- Rådfråga tandläkaren om överdriven blödning förekommer efter användning av den här tandborsten eller om blödning fortsätter att uppkomma efter 1 veckas användning. Rådfråga också tandläkaren om du upplever obehag eller smärta när du använder Philips Sonicare.
- Philips Sonicare-tandborsten uppfyller säkerhetsstandarderna för elektromagnetiska enheter. Om du har en pacemaker eller någon annan implanterad enhet bör du rådgöra med din läkare eller tillverkaren av den implanterade enheten före användning.
- Om du genomgår medicinsk behandling bör du rådgöra med din läkare innan du använder Philips Sonicare.

- Apparaten har utformats endast för rengöring av tänder, tandkött och tunga. Använd den inte för andra ändamål. Sluta använda apparaten och kontakta läkare om du upplever smärta eller obehagskänslor.
- Philips Sonicare-tandborsten är avsedd för egenvård och inte för att användas på flera patienter på en tandläkarmottagning eller -klinik.
- Sluta använda ett borsthuvud om det har skadade eller böjda strån. Byt ut borsthuvudet var tredje månad eller oftare vid märkbart slitage.
- Använd inte andra borsthuvuden än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Om tandkrämen innehåller peroxid, natriumbikarbonat eller bikarbonat (vanligt i blekande tandkrämer) rengör du borsthuvudet noggrant med tvål och vatten efter varje användning. På så sätt förhindrar du att sprickor uppstår i plasten.

- För inte in föremål i tandborst rengörarens luftöppningar och blockera inte dessa öppningar genom att placera tandborst rengöraren på en mjuk yta eller i ett läge eller på en plats där föremål kan blockera öppningarna (exempel på föremål: tidningar, pappersnäsdukar eller hår).
- UV-lampan är varm under och direkt efter rengöringen. Rör inte UV-lampan när den är varm.
- Använd inte tandborst rengöraren utan skyddsskärmen för att undvika kontakt med den varma lampan.
- Om tandborst rengöraren har använts för tre UV-rengöringscykler i följd (dvs. tre gånger i rad) ska du låta den vara avstängd i minst 30 minuter innan du påbörjar en ny UV-rengöringscykel.
- Använd inte tandborst rengöraren om UV-lampan förblir tänd när luckan är öppen. UV-ljus kan vara skadligt för ögon och hud. Förvara alltid tandborst rengöraren utom räckhåll för barn.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Allmän beskrivning (bild 1)

- 1 Hygieniskt reseskydd
- 2 Borsthuvud med unik identifierare
- 3 Handtag
- 4 Sensorer
- 5 På/av-knapp
- 6 Bluetooth
- 7 Intensitetsnivåindikator
- 8 Intensitetsnivåknapp (+ och -)
- 9 Borstningslägen
- 10 Lägesknapp
- 11 Batterinivåindikator
- 12 Tandborst rengörare med UV-ljus, inbyggd laddare och sladdvinda (endast vissa modeller)
 - Visas inte: UV-lampa
 - Visas inte: Droppbricka för tandborst rengörare
 - Visas inte: Skyddsskärm för UV-lampa
- 13 Nätsladd med kontakt
- 14 Laddarkåpa med hållare för borsthuvuden (endast vissa modeller)
- 15 Reseladdare
 - Visas inte: Resefodral

Obs! Innehållet i förpackningen kan variera beroende på modellen.

Förberedelser inför användning

Sätta fast borsthuvudet

- 1 Rikta in borsthuvudet så att borsten är vända i samma riktning som handtaget (Bild 2) framsida.
- 2 Tryck sedan ned borsthuvudet ordentligt på metallskafet tills det tar stopp (Bild 3).

Obs! Philips Sonicare-borsthuvuden är märkta med ikoner för att det ska vara lätt att identifiera borsthuvudet (Bild 4).

Ladda apparaten

- 1 Sätt laddarens eller rengörarens stickkontakt i ett vägguttag.
- 2 Placera handtaget i laddaren.

Den blinkande lampan på batterinivåindikatorn anger att tandborsten laddas (Bild 5).

Obs! Det tar minst 24 timmar att ladda upp batteriet helt.

Använda apparaten

Bluetooth-anslutning

Kontrollera att din mobila enhet är utrustad med Bluetooth 4.0 eller högre innan du startar anslutningsproceduren.

Obs! Aktuell information om enhetens kompatibilitet finns på App Store och Google Play.

Ansluta din tandborste

- 1 När tandborsten används i anslutet läge ger Philips Sonicare-appen realtidsfeedback om borstning. Du kan även välja att lagra och dela borstningsdata med din tandläkare samt få personliga borstningsråd. Tandborsten fungerar lika bra utan anslutning, men utan funktionerna som nämns ovan. Om du vill använda tandborsten i anslutet läge följer du instruktionerna nedan.
- 2 Ladda ned appen Philips Sonicare från Apple App Store eller Google Play Store.
- 3 Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på dina mobila enhet innan du startar appen. Öppna Inställningar på dina mobila enhet för att aktivera Bluetooth.
- 4 Du ansluter tandborsten till appen genom att starta tandborsten genom att trycka på antingen på/av-knappen eller knappen för borstningslägen. Se till att tandborsten inte är placerad i laddaren när du startar den.
- 5 Öppna appen Sonicare.

78 Svenska

- 6 Följ de anvisningar för appen Sonicare som visas på din mobila enhet. Appen ansluter automatiskt till tandborsten. Om anslutningen inte lyckas följer du de steg för felsökning som finns i appen.

Obs! För optimal datainsamling, håller du din mobila enhet i närheten under borstning.

Borstningsanvisningar

- 1 Fukta borsten och applicera en liten mängd tandkräm.
- 2 Placera tandborsten mot tänderna i en liten vinkel (45 grader) och tryck ordentligt så att borsten kommer åt tandköttskanten eller precis under tandköttskanten (Bild 6).

Obs! Låt tandborstens mittdel vara i kontakt med tänderna hela tiden.

- 3 Starta Philips Sonicare genom att trycka på på/av-knappen.
- 4 För att maximera effekten bör du endast trycka lätt och låta Philips Sonicare-tandborsten göra jobbet. Gnugga inte.
- 5 För borsthuvudet försiktigt fram och tillbaka över tänderna så att de längre borsten kommer åt mellan tänderna. Gör den här rörelsen under hela borstningen.
- 6 Rengör framtändernas insida genom att vinkla borsthandtaget halvt upprätt och göra flera vertikala överlappande borstdrag över varje tand (Bild 7).

Obs! Försäkra dig om att du borstar jämnt i hela munnen genom att dela in munnen sex områden med hjälp av BrushPacer-funktionen (se kapitlet Funktioner).

- 7 Följ Sonicare-appens borstningsråd i kombination med BrushPacer och börja borsta i område 1 (högra överkåkens tänder) i 20 sekunder innan du fortsätter med område 2 (framtänderna i överkåken). Fortsätt med detta för område 3 till 6 för att säkerställa en jämn borstning i alla sex områden i munnen (Bild 8).

Obs! Vitläget har dessutom två extra 20-sekundersperioder avsedda för polering av dina framtänder.

- 8** Philips Sonicare-appen hjälper dig att rengöra missade ställen genom att låta dig borsta 20 sekunder i områden du missat under borstningen.

Your Philips Sonicare toothbrush is safe to use on:

- Braces (brush heads wear out sooner when used on braces)
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers)

Obs! Kontrollera att tandställningar och lagningar är felfria och inte sitter löst. Annars kan tandställningar och lagningar skadas när de kommer i kontakt med borsthuvudet.

Obs! När tandborsten Philips Sonicare används i kliniska studier ska handtaget vara fulladdat och Easy Start-funktionen inaktiverad.

Brushing modes

Note: When the toothbrush is switched on, you cannot toggle between modes.

- 1** Prior to turning on the Sonicare, press the mode button to toggle between modes.
- The selected brushing mode illuminates.
 - Once a brushing mode has been selected, it remains active until another brushing mode is selected.

Rengöringsläge (Clean)

Standardläge för bästa tandborstning.

Vitläge (White)

Två minuter omväxlande vitläge och massageläge med ytterligare 40 sekunder i för att polera de synliga framtänderna.

Djuprengöring (Deep Clean)

Ger en treminuters uppfriskande djupmassage och en mycket grundlig rengöring.

Intensitetsnivåer per läge

- Låg: 1 LED-lampa.
- Medel: 2 LED-lampor.
- Hög: 3 LED-lampor.

Obs! Du kan justera intensitetsnivån genom att trycka på knappen + för att öka intensiteten eller på knappen - för att minska intensiteten under borstningen.

Trycksensor

En förändring i vibration (och en lätt förändring i ljud) påminner dig om att du trycker för mycket när du borstar. Se kapitlet Funktioner.

Batteristatus (när handtaget inte är i laddaren)

- 1 gul LED-lampa indikerar låg laddning.
- 3 gröna LED-lampor indikerar full laddning.

Obs! Om två sekvenser med fem pip hörs och den gula LED-lampan som indikerar batteriladdningsnivån blinkar, stängs din Sonicare av tills den placeras i laddaren för laddning.

Obs! Din Sonicare kan inte köra ett borstningsprogram förrän den är fulladdad igen.

Obs! Du kan se till att batteriet alltid är fulladdat genom att placera din Sonicare i laddaren när du inte använder den.

Funktioner

Trycksensor

Den här Philips Sonicare-modellen levereras med trycksensorfunktionen aktiverad. Trycksensorn används i alla borstningslägen och på alla intensitetsnivåer.

Aktivera eller inaktivera trycksensorfunktionen

- 1 Sätt fast borsthuvudet på handtaget.
 - 2 Placera handtaget i den nätanslutna laddaren eller tandborstrengöraren.
- Så här inaktiverar du trycksensorn:

Tryck på och håll kvar strömbrytaren och lägesknappen under två sekunder. Du hör ett pip som anger att trycksensorfunktionen har inaktiverats.

- Så här aktiverar du trycksensorn:

Tryck på och håll kvar strömbrytaren och lägesknappen under två sekunder. Du hör ett två pip som anger att trycksensorfunktionen har aktiverats.

BrushPacer

- BrushPacer är en intervalltimer som avger ett kort pip och en paus som påminner dig om att borsta de sex områdena i munnen. Beroende på vilket borstningsläge eller borstningsprogram du har valt piper BrushPacer med olika intervall under borstningscykeln. Se avsnittet (Bild 8) Borstningsanvisningar.

Så här inaktiverar eller återaktiverar du BrushPacer-funktionen:

- 1 Placera handtaget med fastsatt borsthuvud i den nätanslutna laddaren.
- 2 Tryck på och håll lägesknappen intryckt tills något av följande händer:
 - a Du hör ett pip som anger att BrushPacer har inaktiverats.
 - b Du hör två pip som anger att BrushPacer har aktiverats.

Smartimer

Smartimer-funktionen anger att borstningsperioden är slut genom att automatiskt stänga av tandborsten i slutet av borstningscykeln.

Tandspecialister rekommenderar att tänderna borstas minst två minuter två gånger dagligen.

Easy-start

Den här Philips Sonicare-modellen levereras med Easy-start-funktionen inaktiverad.

Easy-start-funktionen ökar borstningskraften långsamt under de 14 första borstningstillfällena för att vänja dig vid att använda Philips Sonicare.

Obs! Var och en av de 14 första borstningarna måste hålla på i minst en minut för att stegringen av borstningskraften med Easy-start ska kunna genomföras.

Aktivera eller inaktivera Easy-start-funktionen

- 1 Sätt fast borsthuvudet på handtaget.

82 Svenska

2 Placera handtaget i den nätan slutna laddaren eller tandborst rengöraren.

- Aktivera Easy-start:

Tryck på och håll kvar strömbrytaren och lägesknappen under två sekunder. Du hör två pip som indikerar att Easy-start-funktionen har aktiverats.

- Avaktivera Easy-start:

Tryck på och håll kvar strömbrytaren och lägesknappen under två sekunder. Du hör ett pip som anger att Easy-start-funktionen har inaktiverats.

Obs! Vi rekommenderar att du bara använder Easy-start-funktionen under den inledande stegringsperioden. Annars minskas Philips Sonicares förmåga att effektivt avlägsna plack.

Obs! Var och en av de 14 första borstningarna ska pågå i minst 1 minut för att Easy-start-borstningskraftsstegringen ska kunna genomföras.

Rengöring

- I tillägg till att rengöra borsthuvudet genom att skölja det med vatten kan du använda tandborst rengöraren med UV-ljus för optimal renlighet (Bild 9).

Obs! Rengöringen med UV-ljus ersätter inte sköljningen av borsthuvudet, utan är ett komplement till att skölja med vatten.

Dra ur kontakten till tandborst rengöraren, sluta använda apparaten och ring kundtjänsten om:

- UV-lampan förblir påslagen när luckan är öppen.
- Fönstret på tandborst rengöraren är trasigt eller saknas.
- Tandborst rengöraren avger rök eller brandlukt medan den används.

Obs! UV-ljus kan vara skadligt för ögon och hud. Förvara alltid enheten utom räckhåll för barn.

- 1 Skölj borsthuvudet efter borstning och skaka av det vatten som finns kvar.

Varning! Låt inte reseskyddet sitta på borsthuvudet vid användning av tandborst rengöraren.

- 2 Sätt fingret i luckans fördjupning högst upp på tandborst rengöraren och dra i luckan (Bild 10) så att den öppnas.
- 3 Placera borsthuvudet på någon av de två pinnarna i tandborst rengöraren med borsten vända mot lampan (Bild 11).

Obs! Philips Sonicare löstagbara borsthuvuden ska enbart rengöras i tandborst rengöraren.

Obs! Rengör inte Philips Sonicare for Kids-borsthuvuden i rengöraren.

- 4 Se till att tandborst rengörarens stickkontakt sitter i ett fungerande vägguttag.
- 5 Stäng luckan och tryck på den gröna på/av-knappen en gång för att starta en rengöringsomgång med UV-ljus.

Obs! Det går bara att sätta på tandborst rengöraren om luckan är ordentligt stängd.

Obs! Om du öppnar luckan under rengöringen stängs tandborst rengöraren av.

Obs! En rengöringscykel tar 10 minuter och därefter stängs tandborst rengöraren av automatiskt.

- Tandborst rengöraren är på när den blå lampan i fönstret lyser.

Rengöring

Varning! Diska inte borsthuvudet, handtaget, reseladdaren eller tandborst rengöraren med UV-ljus i diskmaskinen.

Tandborsthandtag

- 1 Ta loss borsthuvudet och skölj metallskafet med varmt vatten. Var noga med att ta bort eventuella rester av tandkräm (Bild 12).

Varning! Tryck inte vassa föremål mot gummiförslutningen på metallskafet, eftersom det kan orsaka skada.

- 2 Torka av hela handtagets yta med en fuktig trasa.

Borsthuvud

- 1 Skölj borsthuvudet och borsten efter varje användning (Bild 13).

84 Svenska

- 2 Ta loss borsthuvudet från handtaget och skölj borsthuvudanslutningen med varmt vatten minst en gång i veckan. Skölj även reseskyddet vid behov.

Laddare

- 1 Dra ur nätsladden innan du rengör laddaren.
- 2 Torka av laddaren med en fuktig trasa. Ta bort tandkräm och andra rester från laddaren.

Rengörare

Varning! Sänk inte ned tandborst rengöraren i vatten och skölj den inte under kranen.

Varning! Rengör inte tandborst rengöraren när UV-lampan är varm.

Vi rekommenderar att du rengör tandborst rengöraren varje vecka för att uppnå optimal effekt.

- 1 Dra ur kontakten till tandborst rengöraren.
- 2 Dra droppbrickan rakt ut. Skölj droppbrickan och rengör den med en fuktig trasa (Bild 14).
- 3 Rengör alla invändiga ytor med en fuktig trasa.
- 4 Ta loss skyddsskärmen framför UV-lampan (Bild 15).
Ta loss skärmen genom att ta tag i kanterna vid fästena, trycka försiktigt och dra ut den.
- 5 Ta loss UV-lampan.
Ta loss lampan genom att ta tag i den och dra ut den ur metallfästet.
- 6 Rengör skyddsskärmen och UV-lampan med en fuktig trasa.
- 7 Sätt tillbaka UV-lampan.
Sätt tillbaka UV-lampan genom att rikta in lampans nederdel mot metallfästet och trycka in lampan i fästet.
- 8 Sätt tillbaka skyddsskärmen.

Passa in piggarna på skärmen mot skåror på den reflekterande ytan nära UV-lampan när du sätter tillbaka skärmen. Tryck skärmen rakt in i skåror på tandborst rengöraren.

Förvaring

Om du inte ska använda produkten under en längre tid ska du dra ur kontakten till den, rengöra den (se kapitlet "Rengöring") och förvara den på en sval och torr plats där den inte utsätts för direkt solljus. Du kan förvara sladd som du inte använder för tandborst rengöraren med UV-ljus i den integrerade sladdvindan.

Byten

Borsthuvud

- För bästa resultat bör du byta ut borsthuvudet på Philips Sonicare var tredje månad.

Obs! Sonicare-appen meddelar när det är dags att byta borsthuvud. (Se hjälpen i appen.)

- Använd bara Philips Sonicare-borsthuvuden.

UV-lampa

- Du kan beställa nya UV-lampor via Philips kundtjänst.

Återvinning

- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU) (Bild 19).
- Den här symbolen betyder att produkten innehåller inbyggda laddningsbara batterier och därför inte får kasseras i vanliga hushållssopor (Bild 20) (enligt EG-direktivet 2006/66/EG). Vi rekommenderar att du lämnar produkten till en lokal återvinningsstation eller till ett auktoriserat Philips-servicecenter för att de laddningsbara batterierna ska tas om hand på korrekt sätt.
- Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt uppladdningsbara batterier. En korrekt hantering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta ur det laddningsbara batteriet

Varning! DU KAN INTE SÄTTA I BATTERIET IGEN.

- Du behöver en platt skruvmejsel (av standardtyp) för att ta ur det laddningsbara batteriet. Vidta allmänna säkerhetsåtgärder när du följer anvisningarna nedan. Se till att skydda ögon, händer, fingrar och det underlag du arbetar på.
- 1 Du tömmer det laddningsbara batteriet på energi genom att ta loss handtaget från laddaren, starta Philips Sonicare och låta den vara i gång tills den stannar. Gör om samma sak tills det inte längre går att sätta på Philips Sonicare.
- 2 För in en skruvmejsel i skåran i handtagets botten och vrid skruvmejseln moturs för att frigöra det nedre locket (Bild 16).
- 3 Lossa handtagets (Bild 17) inre delar genom att hålla handtaget upp och ned och trycka skaftet nedåt.
- 4 Bryt loss batterianslutningarna genom att föra in skruvmejseln under kretskortet bredvid anslutningarna och vrida på mejseln. Ta loss kretskortet och bänd loss batteriet från plastrållaren (Bild 18).

Det laddningsbara batteriet kan nu återvinnas, och resten av produkten kan kasseras på lämpligt sätt.

Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du besöka www.philips.com/support eller läsa den internationella garantibroschüren.

Garantibegränsningar

De internationella garantivillkoren omfattar inte följande:

- Borsthuvuden.
- Skada som orsakas av användning av reservdelar som inte har godkänts.
- Skador orsakade av felaktig användning, vanskötsel, ändringar eller obehörig reparation.
- Normalt slitage, inklusive hack, repor, avskavning, missfärgning och blekning.

- UV-lampa.

— |

| —

— |


| —

— |


| —

— |


| —




2




3



4




5



6




7



8



9




10




11




12



13




14




15



16



17




18



19



20





www.philips.com/Sonicare

©2017 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

4235.021.4485.1 (14/8/2017)



>75% recycled paper
>75% papier recyclé