

PHILIPS


DiamondClean

9000






1



2



3

4

5

6

7

8

9



10

11

12

13

14



— |

| —

— |

| —

English 6
Dansk 28
Norsk 51
Suomi 73
Svenska 96

6 English

Introduction

Congratulations on your new Philips Sonicare power toothbrush! Superior plaque removal, whiter teeth and healthier gums are at your fingertips. Using Sonicare's combination of gentle sonic technology and clinically developed and proven features, you can be confident that you're getting the very best clean, every time. Further support and product registration are available to you at: <http://www.philips.com/welcome>. Welcome to the Philips Sonicare family!

Intended Use

DiamondClean series power toothbrushes are intended to remove adherent plaque and food debris from the teeth to reduce tooth decay and improve and maintain oral health. DiamondClean series power toothbrushes are intended for consumer home use. Use by children should be with adult supervision.

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Note: The accessories and features of different models vary. For example, some models come with a sanitizer or are equipped with Bluetooth.

Danger

- Keep the charger and/or sanitizer away from water. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not immerse the charger and/or sanitizer in water or any other liquid.
- After cleaning, make sure the charger and/or sanitizer is completely dry before you connect it to the wall socket.

Warning

- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle, charger and/or sanitizer), stop using it.
- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger and/or sanitizer.
- Always replace the charger and/or sanitizer with one of the original type in order to avoid a hazard.

8 English

- This appliance contains no user-serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Center in your country (see 'Warranty and support').
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not use the charger and/or sanitizer outdoors or near heated surfaces.

Caution

- Do not clean the brush head, handle, charger, charger cover or sanitizer in the dishwasher.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this appliance or if bleeding continues to occur after 1 week of use. Also consult your dentist if you experience discomfort or pain when you use this appliance.

- This Philips appliance complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your doctor or the appliance manufacturer of the implanted appliance prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.
- This appliance is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Do not use other brush heads than the ones recommended by Philips Sonicare.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.

- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.
- Avoid direct contact with products that contain essential oils or coconut oil. Contact may result in bristles dislodging.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Radio Equipment Directive

Hereby, Philips declares that electric toothbrushes with radio frequency interface (Bluetooth) are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **www.philips.com/support**

The radio frequency interface in this product operates at 13.56 MHz.

The maximum RF power transmitted by the appliance is 30.16 dBm.

Your Philips Sonicare (Fig. 1)

- 1 Hygienic travel cap
- 2 Smart brush heads*
- 3 Handle
- 4 Power on/off button
- 5 Intensity light
- 6 Mode/intensity button
- 7 Modes
- 8 Brush head replacement reminder light
- 9 Battery indication
- 10 Charging glass
- 11 Charging stand

- 12 Charging base
- 13 (Charging)Travel case*
- 14 USB wall adapter*

* Note: The content of the box may vary based on the model purchased.

Sonicare app – Getting Started

The Sonicare app pairs with your toothbrush to provide you a connected experience. By connecting your toothbrush to your Sonicare app account, you will be able to:

- Easily review your progress report for ways to improve your brushing routine
- Receive personalized tips and recommendations for managing your oral health

To start using the Sonicare app:

- 1 Download the Sonicare app to your phone
- 2 Open the app and follow the guided steps
- 3 Pair your toothbrush with the app
- 4 Create your account
- 5 Complete firmware update, if prompted, to access the latest improvements and features.
- 6 Brush regularly

You are ready to start your connected experience. Be sure to brush regularly. You can receive updates to help improve your oral healthcare.

Note: Make sure your phone's Bluetooth is turned on when using the app. Your toothbrush uses the Bluetooth connection to transfer your brushing data to the app. If you have questions about why your brushing data is collected, be sure to review the Sonicare Privacy Statement, available throughout the app setup process.

Sonicare app – Track and improve your oral health care

Your Sonicare power toothbrush is equipped with smart sensors to provide you with feedback about your brushing habits, including:

- Daily brushing sessions
- Time spent during each brushing session
- Applied brushing pressure
- Brush head replacement reminder (based on actual use)

The Sonicare app collects the data provided by the smart sensors and tracks your brushing habits over time.

12 English

Each of the features available in the app are designed to help you understand your brushing habits and provide you with simple recommendations for improving and maintaining your oral health. You will receive personalized brushing information in the Sonicare app.

Brush heads

To see what type of brush head you have, check the label at the bottom of the brush head. The symbol at the bottom of the brush head indicates that it is a smart brush head, equipped with the BrushSync technology.

Note: The content of the box may vary based on the model purchased.




Brush head name	Premium Plaque Control	Premium White	Premium Gum Care
Brush head label	C3	W3	G3
Benefit	Plaque removal	Plaque and stain removal	Healthier gums

To explore our full range of brush heads, go to www.philips.com/toothbrush-heads for more information.

Using your Philips Sonicare

Brushing instructions

- 1 Push the brush head firmly onto the handle. Wet the bristles and apply toothpaste.




Note: It is normal to see a slight gap between the brush head and the handle. This allows the brush head to vibrate properly.

- 2 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees), apply light pressure to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline.


Note: Keep the center of the brush head in contact with the teeth at all times.

- 3 Press the power on/off button to turn on the Philips Sonicare.




- 4 Apply light pressure to maximize Philips Sonicare's effectiveness and let the Philips Sonicare toothbrush do the brushing for you. Gently move the brush head slowly across the teeth in a small back and forth motion so the longer bristles reach between your teeth. Continue this motion throughout the brushing cycle.

14 English



Note: Different modes are available (see 'Brushing modes').

- 5 To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth.



Note:

- A change in vibration from the handle alerts you when you apply too much pressure (see 'Pressure sensor').
- Your Philips Sonicare toothbrush is safe to use on braces, dental modifications and dental restorations (fillings, crowns, veneers)
- Do not use your power toothbrush in the shower.

BrushSync technology

BrushSync technology enables your brush heads to communicate with your handle using a microchip. The symbol at the bottom of the brush head indicates that it is equipped with the BrushSync technology. This enables the following features:


- Brush head mode pairing
- Brush head replacement reminder

Brushing modes

Your power toothbrush is equipped with 4 different modes: clean, white+, gum health and deep clean+.

Based on the smart brush head you use, the optimal mode and intensity will be selected automatically by the BrushSync technology.

To manually change the mode, press the mode/intensity button while the toothbrush is off with the brush head attached.



*** Note:**

- All brush heads work with each mode.
- When the Philips Sonicare toothbrush is used in clinical studies, it must be used at high intensity, with the EasyStart feature turned off.

Brush head mode pairing













Brush heads with BrushSync technology are equipped with a microchip which communicates to the handle and automatically pairs it with the recommended mode and intensity.

Note: If you change modes/intensity, the brush head will remember the last used setting. If you wish to brush with the recommended setting, you can find the recommended mode/intensity in 'Brushing Modes'.

Brush head mode pairing

Brush heads with BrushSync technology are equipped with a microchip which communicates to the handle and automatically pairs it with the recommended mode and intensity.

Note: If you change modes/intensity, the brush head will remember the last used setting. If you wish to brush with the recommended setting, you can find the recommended mode/intensity in the following table.

	Clean and Deep Clean+	White+	Gum health
Benefit	Plaque removal	Plaque and surface stains removal	Plaque removal and gum massage
Recommended brush head	Premium Plaque Control (C3)	Premium White (W3)	Premium Gum Care (G3)
Recommended intensity level	3	3	3
Total brushing time	Clean: 2 minutes Deep Clean+: 3 minutes*	2 minutes and 40 seconds	3 minutes and 20 seconds
How to brush	<p>Clean: Brush each segment for 20 seconds</p>   <p>Deep Clean+: Brush each segment for 30 seconds*</p>  	<p>Brush each segment for 20 seconds,</p>   <p>then brush segments 7 and 8 for 20 seconds each.</p>  	<p>Brush each segment for 20 seconds,</p>   <p>then brush segments 7, 8, 9 and 10 for 20 seconds each.</p>  

*Note: When brushing with the Philips Home+ app in 'Deep Clean+' mode, the brushing time will be 3 minutes.


Intensity settings

Your power toothbrush comes with 3 different intensity settings:

- low intensity (one bar)
- medium intensity (two bars)
- high intensity (three bars)

When attached to the handle, the smart brush head will automatically select the recommended intensity. To manually change the intensity, turn on the handle and press the mode/intensity button.

While toothbrush is ON, press this button to change the intensity setting



Features

- BrushPacer
- Pressure sensor
- Brush head replacement reminder
- EasyStart

BrushPacer

The BrushPacer features indicates when you have to move to the next section of your teeth with a brief change in vibration.

The toothbrush turns off automatically at the end of the brushing session.

Pressure sensor

Your Philips Sonicare measures the pressure you apply while brushing to protect your gums and teeth from damage.

If you apply too much pressure, the handle will change its vibration until you reduce the pressure.

Note: The Pressure Sensor comes activated with your product. To deactivate this feature, see 'Activating or deactivating features'.


18 English

Brush head replacement reminder

Over time, the handle will track the wear of your smart brush head by measuring:

- The overall pressure you apply while brushing
- The total time you have brushed with your brush head

Once your brush head is no longer effective, the brush head replacement reminder will blink amber and the handle will make a series of beeps and tones.



Note: The brush head replacement reminder comes activated with your product. To deactivate this feature, see 'Activating or deactivating features'.

EasyStart

The EasyStart feature gently increases the power of the handle over the first 14 brushings to help you get used to the brushing power of the Philips Sonicare.


The EasyStart feature works with all modes.

Note: The EasyStart feature comes deactivated with your product. To activate EasyStart, see 'Activating or deactivating features'.


Charging and battery status

Charging on charger base

- 1 Plug the cord of the charging base into an electrical outlet.
- 2 Place the charging stand or the charging glass on the charging base.



- 3** Place the handle on the charging stand or in the charging glass.



- 4** The charger will charge your toothbrush until it is fully charged. The handle is charging when the battery indication is blinking white. When the handle is fully charged, the battery indication illuminates white for 30 seconds and then turns off.

Note: Your handle comes pre-charged for first use. After first use, charge for at least 24 hours.

Charging with the travel case*

*Note: The charging travel case may not be included depending on the model purchased.

- 1** Take the USB cable from the bottom of the charging travel case.
- 2** Connect the charging travel case to 5V DC input power either from:
 - The USB adapter provided
 - a UL-listed or certified to ANSI/UL 60950-1 personal computer's standard USB connector or,
 - a UL-listed or certified to ANSI/UL 60950-1 LPS power supply with USB output port or,
 - a UL-listed or certified 1310 Class 2 power supply.

Important: The wall adapter must be a safe extra low voltage source, compatible with the electrical ratings marked on the bottom of the device.

- 3 The travel case charges your toothbrush until your toothbrush is fully charged.

Battery Status (handle on plugged in charger)

When the handle is placed on the charger or in the travel case, the battery indication will communicate the battery level.

Battery status	Battery indication
Charging	Blinks in white
Full	Illuminates white for 30 seconds and then turns off.

Battery Status (when handle is not placed on Charger)

When you turn on the handle, the battery light at the bottom of the handle will indicate the status of the battery.

Battery status	Battery indication	Sound
Full	Illuminated in white	-
Partially full	Blinks white	-
Low	Blinks amber	The handle emits 3 beeps
Empty	Blinks amber	The handle emits 2 sets of 5 beeps

Activating or deactivating features

You can activate or deactivate the following features of your toothbrush:

- EasyStart
- Brush head replacement reminder
- Pressure sensor

Step 1: Place the handle on the charging stand or in the charging glass.



Step 2: Press and hold power button for:

Easy start

Brush head
replacement
reminder

Pressure sensor

3 seconds

Up to 5 seconds

Up to 7 seconds



Step 3: Let go power button when you hear

1 beep

1 beep and then
2 beeps

1 beep, 2 beeps and
then 3 beeps



If you see the battery indication blink white 2 times and hear 3 tones from low to high, then the feature has been activated.

OR



If you see battery indication blink white once and hear 3 tones high to low, then the feature has been deactivated.


Cleaning

- All parts can be cleaned with a damp cloth or rinsed with warm water.


22 English




- Remove the brush head from the handle and rinse it thoroughly.



- Rinse the entire handle, especially the brush head connection, at least once a week.



Caution: Do not push on the rubber seal at the top of the handle. Gently clean around the rubber seal.



Cautions:

- Do not clean the brush head, travel cap, handle, charger or travel case in the dishwasher.
- Do not use isopropyl alcohol, vinegar, bleach, or any other house hold cleaning products, to clean the handle as this may cause discoloration.
- Unplug the charger before you clean it.
- Do not use essential oils to clean the brush heads as this can cause damage.

Storage

If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

Frequently asked questions

Question	Answer
Can I leave my Sonicare on the charger between brushings?	Yes, you can always keep your Philips Sonicare toothbrush on a plugged-in charger. This does not affect the battery lifetime.
Will other brush heads fit my Philips Sonicare toothbrush?	All Philips Sonicare electric toothbrush brush heads that snap on will fit your toothbrush. However, not all are equipped with BrushSync technology. You can identify the brush heads with BrushSync technology by the icon at the base of the brush head.

Question	Answer
How often do I need to replace my brush head?	We advise you to replace your Philips Sonicare brush head after 3 months of use (based on brushing twice a day for 2 minutes each session).The brush head replacement reminder will also notify you when it is time to replace your brush head.
Is my Philips Sonicare toothbrush waterproof?	Yes, your Philips Sonicare toothbrush is waterproof. However, never put your handle in a dishwasher to clean it. And do not use it in the shower.
What phones are compatible with the Philips Sonicare app?	The Philips Sonicare app support Android OS, and Apple iOS. For the most up to date version of the Philips Sonicare app check out the Android Play Store or Apple App Store. Mobile devices must have Bluetooth 4.0 or newer.
What other Philips Sonicare toothbrushes can I use with the Philips Sonicare app?	You can only use Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000 and ExpertClean toothbrushes with the Sonicare app. Look for the Bluetooth symbol on the front panel of the package.

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC). Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.

- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable battery at the end of lifetime

Warning

- Only remove the rechargeable battery when you discard the handle.
- Make sure the battery is completely empty when you remove it.
- Any attempt to remove the battery will void the warranty.

For assistance, visit our website at www.philips.com/support or call 1-800-243-3050 toll free.


Removing the rechargeable battery

Warning: Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Make sure the battery is completely empty when you remove it. To remove the rechargeable battery, you need a towel or cloth, a hammer and a flat-head (standard) screwdriver. Observe basic safety precautions when you follow the procedure outlined below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

- 1 To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, turn on the Philips Sonicare and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer turn on the Philips Sonicare.




- 2 Remove and discard the brush head. Cover the entire handle with a towel or cloth.




26 English


- 3 Hold the top of the handle with one hand and strike the handle housing 0.5 inch above the bottom end. Strike firmly with a hammer on all 4 sides to eject the end cap.




Note: You may have to hit on the end several times to break the internal snap connections.




- 4 Remove the end cap from the toothbrush handle. If the end cap does not release easily from the housing, repeat step 3 until the end cap is released.



- 5 Holding the handle upside down, press the shaft down on a hard surface. If the internal components do not easily release from the housing, repeat step 3 until the internal components are released.
- 6 Wedge the screwdriver between the battery and the black frame at the bottom of the internal components. Then pry the screwdriver away from the battery to break the bottom of the black frame.




- 7 Insert the screwdriver between the bottom of the battery and the black frame to break the metal tab connecting the battery to the green printed circuit board. This will release the bottom end of the battery from the frame.
- 8 Grab the battery and pull it away from the internal components to break the second metal battery tab.



Caution: Be aware of the sharp edges of the battery tabs so as to avoid injury to your fingers.

- 9 Cover the battery contacts with tape to prevent any electrical short from residual battery charge. The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.



Note: Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The terms of the international warranty do not cover the following:

- Brush heads.
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

Introduktion

Tillykke med din nye Philips Sonicare-eltandbørste! Effektiv fjernelse af plak, hvidere tænder og sundere tandkød inden for rækkevidde. Når du bruger Sonicares kombination af blid lydteknologi og klinisk udviklede og afprøvede egenskaber, kan du være sikker på, at du får den bedste tandbørstning hver eneste gang. Du kan få flere oplysninger og registrere dit produkt på denne adresse: <http://www.philips.com/welcome>. Velkommen til Philips Sonicare-serien!

Beregnet anvendelse

DiamondClean-serien af eltandbørster er beregnet til at fjerne plak og madrester fra tænderne for at reducere tændernes forfald samt forbedre og opretholde mundhygiejnen. DiamondClean-serien af eltandbørster er beregnet til brug i private hjem. Børns brug af tandbørsten skal altid ske under opsyn af en voksen.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.

Bemærk: Det medfølgende tilbehør og funktioner varierer for forskellige modeller. F.eks. leveres nogle modeller med en renser, mens andre er udstyret med Bluetooth.

Fare

- Hold opladeren og/eller renseren væk fra vand. Anbring eller opbevar ikke apparatet, hvor det kan falde eller blive trukket ned i et badekar eller en håndvask.
- Kom aldrig opladeren og/eller renseren i vand eller anden væske.

- Når du har rengjort opladeren og/eller rensere, skal du sørge for, den er helt tør, inden du sætter den i stikkontakten.

Advarsel

- Dette apparat må bruges af børn og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Hvis apparatet på nogen måde beskadiges (børstehoved, håndtag, oplader og/eller rensere), må det ikke anvendes.
- Netledningen må ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal opladeren og/eller rensere kasseres.
- Udskift altid opladeren og/eller rensere med en original type for at undgå fare.

- Dette apparat indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Hvis apparatet beskadiges, skal du kontakte Philips-kundecenteret i dit land (se 'Reklamationsret og support').
- Sørg for, at ledningen ikke kommer i berøring med varme overflader.
- Opladeren og/eller renseren må ikke bruges udendørs eller tæt på varme overflader.

Forsigtig

- Børstehovedet, håndtaget, opladeren, opladeretuiet og renseren må ikke kommes i opvaskemaskinen.
- Hvis du er blevet opereret i mund eller tandkød inden for de seneste 2 måneder, skal du spørge din tandlæge til råds, før du bruger apparatet.
- Kontakt din tandlæge, hvis tandkødet bløder voldsomt efter brug af apparatet, eller hvis der stadig forekommer blødninger efter 1 uges brug. Kontakt også din tandlæge, hvis du oplever ubehag eller smerte ved at brug af produktet.

- Dette Philips-apparat overholder de gældende sikkerhedsregler for elektromagnetisk udstyr. Hvis du har en pacemaker eller andre implantater, skal du kontakte din læge eller producenten af implantatet inden brug.
- Hvis du har helbredsproblemer, skal du spørge din læge til råds, før du begynder at bruge dette apparat.
- Apparatet er kun beregnet til renholdelse af tænder, tandkød og tunge. Brug ikke apparatet til andre formål. Stop med at bruge apparatet, og kontakt din læge, hvis du oplever ubehag eller smerte.
- Dette produkt er beregnet til personlig hjemmebrug og ikke til brug af et større antal patienter på tandlægeklinikker eller institutioner.
- Brug ikke andre børstehoveder end dem, Philips Sonicare anbefaler.

- Stop med at bruge et børstehoved, der har ødelagte eller bøjedede børstehår. Udskift børstehovedet hver 3. måned, eller så snart de første tegn på slitage viser sig.
- Hvis din tandpasta indeholder peroxid, natron eller bikarbonat (almindelig i tandpastaer med blegende virkning), skal børstehovedet renses grundt med vand og sæbe, hver gang tandbørsten har været i brug. Dette forebygger, at plastmaterialet revner.
- Undgå direkte kontakt med produkter, der indeholder æteriske olier eller kokosolie. Kontakt kan resultere i, at der falder totter af børsten.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Direktiv om radioudstyr

Hermed erklærer Philips, at elektriske tandbørster med radiogrænseflade (Bluetooth) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på den følgende internetadresse: www.philips.com/support

Radiogrænsefladen i dette produkt har en driftsfrekvens på 13,56 MHz. Den højeste radiofrekvensenergi, der udsendes af produktet, er 30,16 dBm.

Philips Sonicare (Fig. 1)

- 1 Hygiejnisk beskyttelseshætte
- 2 Smarte børstehoveder*
- 3 Håndgreb
- 4 On/off-knap
- 5 Intensitetsindikator
- 6 Funktions-/intensitetsknap
- 7 Modusser
- 8 Påmindelse om udskiftning af børstehovedet
- 9 Batteriindikator
- 10 Glasoplader
- 11 Opladeenhed
- 12 Opladeenhed
- 13 Rejseetui (til opladning)*
- 14 USB-vægadapter*

*Bemærk: Indholdet af æsken kan variere alt efter den købte model.

Sådan kommer du i gang med Sonicare-appen

Sonicare-appen parres med din tandbørste, så du får en samlet oplevelse. Når du forbinder din tandbørste med din Sonicare-appkonto, kan du gøre følgende:

- Nemt gennemse din fremskridtsrapport (Progress Report) for at finde måder til forbedring af din børsterutine
- Modtag individuelt tilpassede råd og anbefalinger, så du selv kan styre din mundhygiejne

Sådan kommer du i gang med Sonicare-appen:

- 1 Download Sonicare-appen til din telefon
- 2 Åbn appen, og følg vejledningen
- 3 Par din tandbørste med appen
- 4 Opret din konto
- 5 Fuldfør opdateringen af firmware, når du får besked, for at have adgang til de nyeste forbedringer og funktioner.
- 6 Børst regelmæssigt

Du er klar til at komme i gang med din samlede oplevelse. Husk at børste regelmæssigt. Du kan få ugentlige opdateringer, som hjælper med at forbedre din mundhygiejne.

Bemærk: Sørg for, at din telefons Bluetooth er aktiveret, når du bruger appen. Din tandbørste bruger Bluetooth-forbindelsen til at overføre dine børstedata til appen. Hvis du har spørgsmål til, hvorfor dine børstedata

indsamles, skal du læse Sonicares privatlivspolitik, der er tilgængelig under opsætningen af appen.

Sonicare-appen – Registrering og forbedring af din mundhygiejne

Din Sonicare-eltandbørste er udstyret med intelligente følere, der giver dig feedback vedrørende børstevaner, herunder:

- Daglige børstesessioner
- Medgået tid til hver børstesession
- Anvendt børstetryk
- Påmindelse om udskiftning af børstehovedet (ud fra aktuel brug)

Sonicare-appen indsamler data fra de intelligente følere og registrerer dine tandbørstningsvaner over tid.

Alle funktionerne i denne app er udviklet for at hjælpe dig med at forstå dine tandbørstningsvaner og give dig enkle, anbefalinger til forbedring og vedligeholdelse af din mundhygiejne. Du modtager individuelt tilpassede tandbørstningsoplysninger i Sonicare-appen.

Børstehoveder

Du kan se, hvilken type børstehoved du har, ved at tjekke mærkaten nederst på børstehovedet. Symbolet forneden på børstehovedet angiver, at der er tale om et intelligent børstehoved udstyret med BrushSync-teknologien.




Navn på børstehoved	Premium Plaque Control	Premium White	Premium Gum Care
Børstehoved mærkat	C3	W3	G3
Fordele	Fjernelse af plak	Fjernelse af plak og pletter	Sunder tandkød

Du kan få mere at vide om det komplette udvalg af børstehoveder ved at gå til www.philips.com/toothbrush-heads.

Brug af Philips Sonicare

Børstevejledning

- 1 Sæt børstehovedet godt fast på skaftet. Fugt børstehårene, og kom tandpasta på.




Bemærk: Der vil normalt være et lille mellemrum mellem børstehovedet og grebet. Dette gør, at børstehovedet vibrerer korrekt.


- 2 Placer børstehårene mod tænderne i en lille vinkel (45 grader), mens du trykker let, så børstehårene rammer tandkødsranden eller lige under tandkødsranden.

Bemærk: Sørg for, at midten på børstehovedet hele tiden har kontakt med tænderne.

- 3 Tryk på on/off-knappen for at tænde for Philips Sonicare.



- 4 Brug et let tryk for at maksimere Philips Sonicares effektivitet og lade Philips Sonicare-tandbørsten klare børstningen for dig. Tænderne skal ikke skrubbes. Bevæg børstehovedet langsomt og nænsomt hen over tænderne, så de længere børstehår trænger ind mellem tænderne. Fortsæt med denne bevægelse under hele børstningen.



Bemærk: Der er forskellige børsteindstillinger, som er tilgængelige (se 'Børsteindstillinger').

- 5 Når du skal børste bagsiden af fortænderne, skal du vippe børstehåndtaget til halvejs lodret position og foretage flere lodrette, overlappende børstebevægelser på hver tand.



Bemærk:

- En ændring i vibrationen fra skaftet advarer dig, når du trykker for hårdt (se 'Tryksensor') under børstning.
- Din Philips Sonicare-tandbørste er sikker at bruge på bøjler, tandtilpasninger og tandrekonstruktioner (fyldninger, kroner, lakeringer)
- Brug ikke eltandbørsten i brusebadet.

BrushSync-teknologi

BrushSync-teknologien gør, at dine børstehoveder kan kommunikere med dit skaft ved hjælp af en mikrochip. Symbolet forneden på børstehovedet angiver, at det er udstyret med BrushSync-teknologien. Dette omfatter følgende funktioner:


- Parring mellem børstehoved og tilstand
- Påmindelse om udskiftning af børstehovedet

Børsteindstillinger

Din eltandbørste er udstyret med 4 forskellige indstillinger: clean, white+, gum health og deep clean+.

BrushSync-teknologien vælger automatisk den optimale indstilling og intensitet ud fra det intelligente børstehoved, der bruges.

Skift indstilling manuelt ved at trykke på funktions-/intensitetsknappen, mens tandbørsten er slukket med påsat børstehoved.



*Bemærk:

- Alle børstehoveder fungerer med alle indstillinger.
- Når Philips Sonicare-tandbørsten benyttes i forbindelse med kliniske undersøgelser, skal den bruges med høj intensitet, og EasyStart-funktionen skal være slået fra.

Parring mellem børstehoved og tilstand

Børstehoveder med BrushSync-teknologi er udstyret med en mikrochip, der kommunikerer med skaftet og automatisk parrer det med den anbefalede indstilling og intensitet.










Bemærk: Hvis du ændrer indstilling/intensitet, husker børstehovedet den sidst anvendte indstilling. Hvis du ønsker at børste med den anbefalede indstilling, finder du den anbefalede indstilling/styrke i "Børsteindstillinger".

Parring mellem børstehoved og tilstand

Børstehoveder med BrushSync-teknologi er udstyret med en mikrochip, der kommunikerer med skaftet og automatisk parrer det med den anbefalede indstilling og intensitet.

Bemærk: Hvis du ændrer indstilling/intensitet, husker børstehovedet den sidst anvendte indstilling. Hvis du ønsker at børste med den anbefalede indstilling, finder du den anbefalede indstilling/styrke i følgende skema.

	clean og deep clean+	white+	gum health
Fordele	Fjernelse af plak	Fjernelse af plak og pletter på overfladen	Fjernelse af plak og tandkødsmassage
Anbefalet børstehoved	Premium Plaque Control (C3)	Premium White (W3)	Premium Gum Care (G3)
Anbefalet intensitetsniveau	3	3	3
Samlet børstetid	clean: 2 minutter deep clean+: 3 minutter*	2 minutter og 40 sekunder	3 minutter og 20 sekunder

	clean og deep clean+	white+	gum health
Sådan børster du	<p>clean: Børst hvert segment i 20 sekunder</p> 	<p>Børst hvert segment i 20 sekunder,</p> 	<p>Børst hvert segment i 20 sekunder,</p> 
	<p>deep clean+: Børst hvert segment i 30 sekunder*</p> 	<p>og børst derefter segment 7 og 8 i 20 sekunder hver.</p> 	<p>børst derefter segment 7, 8, 9 og 10 i 20 sekunder hver.</p> 
			

*Bemærk: Når der børstes med Sonicare-appen med indstillingen "deep clean", er børstetiden 2 minutter.


Indstillinger for intensitet

Din eltandbørste har 3 forskellige indstillinger for intensitet:

- lav intensitet (én streg)
- mellem intensitet (to streger)
- høj intensitet (tre streger)

Når det intelligente børstehoved sidder på skaftet, vælger det automatisk den anbefalede intensitet. Du kan manuelt skifte intensitet ved at tænde for skaftet og trykke på funktions-/intensitetsknappen.

Når tandbørsten står på ON, skal du trykke på denne knap for at skifte indstilling af intensiteten.



Funktioner

- BrushPacer
- Tryksensor
- Påmindelse om udskiftning af børstehovedet
- EasyStart

BrushPacer

BrushPacer-funktionerne angiver, hvornår du skal gå videre til næste sektion af tænderne med en kort ændring i vibrationen.

Tandbørsten slukkes automatisk efter endt børstecyklus.

Tryksensor

Din Philips Sonicare måler det tryk, du anvender under tandbørstning, for at beskytte dit tandkød og dine tænder mod skader.

Hvis du anvender for meget tryk, ændrer skaftet vibration, indtil du mindsker trykket.

Bemærk: Trykfølere er aktiveret i dit produkt. Se "Sådan aktiveres eller deaktiveres funktioner", hvis du vil deaktivere denne funktion.

Påmindelse om udskiftning af børstehovedet

Over tid registrerer skaftet slitage på dit intelligente børstehoved ved at måle:

- Det samlede tryk, du anvender ved tandbørstning
- Den samlede tid for tandbørstning med dit børstehoved

Når dit børstehoved ikke længere er effektivt, vil påmindelsen om udskiftning af børstehovedet blinke gult, og skaftet vil udsende en række biplyd og toner.



Bemærk: Påmindelsen om udskiftning af børstehovedet er aktiveret i dit produkt. Se "Sådan aktiveres eller deaktiveres funktioner", hvis du vil deaktivere denne funktion.

EasyStart

EasyStart-funktionen øger langsomt skaftets intensitet i løbet af de første 14 børstninger for at hjælpe med tilvænningen til Philips Sonicares børstestyrke.


EasyStart-funktionen virker med alle indstillinger.

Bemærk: EasyStart-funktionen er deaktiveret ved køb af produktet. Se "Sådan aktiveres eller deaktiveres funktioner" for at aktivere EasyStart.


Opladning og batteristatus

Opladning via opladerens bund

- 1 Sæt stikket til opladerens bund ind i en stikkontakt.
- 2 Sæt opladerenheden eller opladerglasset oven på opladerens bund.



- 3 Sæt håndtaget ovenpå opladerenheden eller i opladerglasset.



4 Opladeren oplader din tandbørste, indtil den er fuldt opladet. Skaftet lader op, når batteriindikatoren blinker hvidt. Når skaftet er fuldt opladet, lyser batteriindikatoren hvidt i 30 sekunder og slukker derefter.

Bemærk: Skaftet er ladet op på forhånd til første brug. Lad børsten op i mindst 24 timer, når du har brugt den første gang.

Opladning med rejseetuiet*

*Bemærk: Opladningsrejseetuiet er måske ikke inkluderet, afhængigt af den købte model.

- 1 Fjern USB-kablet fra bunden på opladningsrejseetuiet.
- 2 Slut opladningsrejseetuiet til en indgangseffekt på 5 V DC fra enten:
 - Den medfølgende USB-adapter
 - et standard USB-computerstik, UL-listed eller godkendt i henhold til ANSI/UL 60950-1 eller
 - en strømforsyning med USB-udgangsport, UL-listed eller godkendt i henhold til ANSI/UL 60950-1 LPS, eller
 - en UL-listed eller godkendt 1310 Klasse 2-strømforsyning.

Vigtigt: Vægadapteren skal være en sikker kilde med ekstra lav spænding og kompatibel med de elektriske klassificeringer, der er angivet på bunden af enheden.

3 Rejseetuiet oplader din tandbørste, indtil den er fuldt opladet.

Batteristatus (skaft i den tilsluttede oplader)

Når skaftet er anbragt i opladeren eller i rejseetuiet, kan du se batteriniveauet på batteriindikatoren.

Batteristatus	Batteriindikator
Opladning	Blinker hvidt

Fuldt	Lyser hvidt i 30 sekunder og slukker herefter.
-------	--

Batteristatus (når skaftet ikke sidder i opladeren)

Når du tænder for skaftet, viser batteriet i bunden af skaftet status for batterilevetiden.

Batteristatus	Batteriindikator	Lyd
Fuldt	Lyser hvidt	-
Delvist opladet	Blinker hvidt	-
Lav	Blinker gult	Skaftet udsender 3 bip
Afladet	Blinker gult	Skaftet udsender 2 gange 5 bip

Sådan aktiveres eller deaktiveres funktioner

Du kan aktivere eller deaktivere følgende funktioner på din tandbørste:

- EasyStart
- Påmindelse om udskiftning af børstehovedet
- Tryksensor



Trin 1: Sæt håndtaget ovenpå opladerenheden eller i opladerglasset.





Trin 2: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i:

Nem start	Påmindelse om udskiftning af børstehovedet	Tryksensor
3 sekunder	Op til 5 sekunder	Op til 7 sekunder
↓	↓	↓

Trin 3: Slip tænd/sluk-knappen, når du hører

	1 bip	1 bip og derefter 2 bip	1 bip, 2 bip og derefter 3 bip
	↓	↓	↓
		Hvis du ser batteriindikatorerne blinke hvidt 2 gange og hører 3 toner (fra lav til høj), er funktionen aktiveret.	

ELLER


		Hvis du ser batteriindikatorerne blinke hvidt én gang og hører 3 toner (fra høj til lav), er funktionen deaktiveret.	
---	---	--	--

Rengøring


- Alle dele kan rengøres med en fugtig klud eller skylles med varmt vand.




- Fjern børstehovedet fra skaftet, og skyl det grundigt.



- Skyl hele skaftet, især børstehovedets forbindelsesstykke mindst én gang om ugen.



Forsigtig: Tryk ikke på gummisamlingen øverst oppe på skaftet. Rengør forsigtigt rundt om gummisamlingen.



Forsigtig:

- Vask ikke børstehoved, beskyttelseshætte, skaft, oplader eller rejseetui i opvaskemaskinen.
- Anvend ikke isopropylalkohol, eddike, blegemiddel eller andre rengøringsprodukter til husholdningsbrug til rengøring af skaftet, da det kan medføre misfarvning.
- Tag stikket ud af stikkontakten, inden opladeren rengøres.
- Brug ikke essentielle olier til rengøring af børstehovedet, da det kan medføre skader.

Opbevaring

Hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode, skal du tage det ud af stikket, rengøre det og opbevare det på et køligt, tørt sted, hvor det ikke udsættes for direkte sollys.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål	Svar
Kan jeg lade min Sonicare sidde i opladeren imellem tandbørstningerne?	Ja, du kan altid lade din Philips Sonicare-tandbørste stå i en tilsluttet oplader. Det påvirker ikke batteriets levetid.
Kan andre børstehoveder bruges sammen med min Philips Sonicare-tandbørste?	Alle børstehoveder til Philips Sonicare-eltandbørster, der kan klikkes på, passer til din tandbørste. Det er dog ikke alle, der er udstyret med BrushSync-teknologien. Du kan identificere børstehoveder med BrushSync-teknologi ved hjælp af ikonet på børstehovedets holder.
Hvor ofte skal jeg udskifte børstehovedet?	Vi anbefaler, at du udskifter dit Philips Sonicare-børstehoved efter 3 måneders brug (på grundlag af 2 x tandbørstning pr. dag og sessioner af 2 minutters varighed). Påmindelsen om udskiftning af børstehovedet gør dig også opmærksom på, hvornår det er tid til at udskifte børstehovedet.
Er min Philips Sonicare-tandbørste vandtæt?	Ja, din Philips Sonicare-tandbørste er vandtæt. Men du må aldrig lægge skaffet i opvaskemaskinen for at gøre det rent. Og brug ikke tandbørsten under bruseren.
Hvilke telefoner er kompatible med Philips Sonicare-appen?	Philips Sonicare-appen understøtter Android OS og Apple iOS. Du finder den nyeste version af Philips Sonicare-appen i Android Play Store eller Apple App Store. Mobile enheder skal have Bluetooth 4.0 eller nyere.

Spørgsmål	Svar
Hvilke andre Philips Sonicare-tandbørster kan jeg bruge sammen med Philips Sonicare-appen?	Du kan kun bruge Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected-, DiamondClean Smart-, DiamondClean 9000- og ExpertClean-tandbørster med Sonicare-appen. Kig efter Bluetooth-symbolet på pakkens forside.

Genanvendelse

- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
- Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2006/66/EF). Aflever produktet på et officielt indsamlingssted eller hos en Philips-forhandler, hvor du kan få en fagmand til at tage det genopladelige batteri ud.
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Fjernelse af det opladelige batteri ved slutningen af dets levetid

Advarsel

- Tag kun det genopladelige batteri ud, når du vil smide skaftet ud.
 - Sørg for, at batteriet er fuldstændig tomt, når du tager det ud.
 - Garantien bortfalder ved ethvert forsøg på at fjerne batteriet.
- Hvis du har brug for hjælp, kan du besøge vores hjemmeside www.philips.com/support eller ringe til gratisnummeret 1-800-243-3050.

Udtagning af det genopladelige batteri

Advarsel: Det genopladelige batteri må kun tages ud af apparatet, når det skal bortskaffes. Sørg for, at batteriet er fuldstændig tomt, når du tager det ud.

Når du vil tage det genopladelige batteri ud, skal du bruge en klud eller et håndklæde, en hammer og en almindelig skruetrækker med fladt hoved. Overhold de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du


48 Dansk

følger nedenstående procedure. Sørg for at beskytte øjne, hænder, fingre og den overflade, du arbejder på.

- 1 Det genopladelige batteri tømmes for strøm ved at tage håndtaget af opladeren, tænde Philips Sonicare og lade den køre, til den stopper. Gentag dette, indtil du ikke længere kan tænde Philips Sonicare.




- 2 Fjern og bortskaf børstehovedet. Dæk hele håndtaget med et håndklæde eller en klud.




- 3 Hold fast i den øverste del af håndtaget med den ene hånd, og slå på håndtagets kabinet ca. 1 cm over bunden. Slå hårdt med en hammer på alle fire sider for at slå endedækslet af.


Bemærk: Du skal muligvis slå flere gange på den nederste del for at knække de indvendige låseforbindelser.




- 4 Fjern endedækslet fra tandbørstens håndtag. Hvis endedækslet ikke nemt løsnes fra kabinettet, skal du gentage trin 3, indtil endedækslet er løsnet.




- 5 Vend tandbørsten på hovedet, og pres den ned mod et hårdt underlag. Hvis de indvendige komponenter ikke nemt løsnes fra kabinettet, skal du gentage trin 3, de er løsnet.



- 6 Tving skruetrækkeren ind mellem batteriet og den sorte ramme i bunden af de indvendige komponenter. Lirk derefter skruetrækkeren væk fra batteriet for at knække bunden af den sorte ramme.



- 7 Stik skruetrækkeren ind mellem batteriets bund og den sorte ramme for at ødelægge metallappen, der forbinder batteriet til den grønne printplade. Herved frigør du batteriets bund fra rammen.



- 8 Tag fat i batteriet, og træk det væk fra de interne komponenter for at knække batteriets anden metalp.

Forsigtig: Pas på, at de skarpe kanter på batteritapperne ikke beskadiger dine fingre.



- 9 Dæk batterikontakterne med tape for at forhindre elektrisk kortslutning med den resterende batteristrøm. Det genopladelige batteri kan nu sendes til genbrug, og resten af produktet kan bortskaffes korrekt.

Bemærk: Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.

Reklamationsret og support

Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i folderen om international garanti.

Gældende forbehold i reklamationsretten

Betingelserne i den internationale garanti dækker ikke følgende:

- Børstehoveder.
- Skader, der opstår som følge af brug af uautoriserede reservedele.
- Skader, der opstår som følge af misbrug, manglende vedligeholdelse eller uautoriserede ændringer.
- Normal slitage, inkl. ridser, skrammer, afslidning, misfarvning og falmning.

Innledning

Gratulerer med den nye Philips Sonicare-tannbørsten din! Overlegen plakkfjerning, hvitere tenner og sunnere tannkjøtt er nå fullt mulig. Ved hjelp av Sonicares kombinasjon av mild sonisk teknologi og klinisk utviklede funksjoner, kan du være trygg på at du får den beste tannpussen hver gang. Ytterligere brukerstøtte, eller for å registrere et produktet, gå til: <http://www.philips.com/welcome>.
Velkommen til Philips Sonicare-familien.

Tiltenkt bruk

DiamondClean-tannbørstene er ment å fjerne plakk og matrester fra tennene for å redusere tannråte og forbedre og opprettholde oral helse. DiamondClean-tannbørstene er ment til hjemmebruk. Når tannbørsten brukes av barn bør dette skje under tilsyn av voksne.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Merk: Tilbehøret og funksjonene på de ulike modellene kan variere. Noen modeller kommer eksempelvis med en renser eller er utstyrt med Bluetooth.

Fare

- Hold laderen og renseren unna vann. Ikke plasser eller lagre apparatet på et sted hvor det kan falle ned i et badekar eller i en vask.
- Ikke senk sokkelen og renseren i vann eller annen væske.

- Når du er ferdig med rengjøringen, må du passe på at laderen og rensen er helt tørr før du kobler den til stikkontakten.

Advarsel

- Dette apparatet kan brukes av barn og personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Hvis apparatet er skadet på noen måte (børstehode, tannbørstehåndtak, lader eller rens), må du slutte å bruke den.
- Ledningen kan ikke byttes ut. Hvis ledningen blir ødelagt, må du kaste laderen og/eller rensen.
- Erstatt alltid laderen og/eller rensen med en original type for å unngå farlige situasjoner.

- Dette apparatet inneholder ingen deler som brukeren kan bytte ut. Dersom apparatet blir skadet, kan du kontakte forbrukertjenesten i det landet (se 'Garanti og støtte') hvor du bor.
- Hold strømledningen unna varme overflater.
- Ikke bruk laderen eller rensere utendørs, eller i nærheten av varme overflater.

Forsiktig

- Du må ikke rengjøre børstehodet, håndtaket, laderen, ladedekselet eller rensere i oppvaskmaskinen.
- Ta kontakt med tannlegen før du bruker apparatet hvis du har hatt operasjoner i tannkjøttet eller andre deler av munnen i løpet av de siste to månedene.
- Ta kontakt med tannlegen hvis du blør en del når du bruker apparatet, eller hvis blødningen fortsetter etter bruk i én uke. Ta også kontakt med tannlegen hvis du opplever ubehag eller smerte ved bruk av dette apparatet.

- Dette Philips-apparatet oppfyller sikkerhetsstandardene som gjelder for elektromagnetiske enheter. Hvis du har pacemaker eller en annen implantert enhet, bør du ta kontakt med lege eller produsenten av den implanterte enheten før bruk.
- Ta kontakt med lege før du bruker apparatet hvis du har medisinske bekymringer.
- Dette apparatet er utformet for rengjøring av tenner, tannkjøtt og tunge. Ikke bruk den til noe annet formål. Stans bruken av apparatet og ta kontakt med lege hvis du opplever ubehag eller smerte.
- Dette apparatet er beregnet på personlig tannhygiene. Den er ikke laget for bruk på flere pasienter på et tannlegekontor eller en institusjon.
- Ikke bruk andre børstehoder enn dem som anbefales av Philips Sonicare.

- Ikke bruk børstehoder med knekte eller bøydde hår. Skift børstehode hver tredje måned eller tidligere hvis du ser tegn på slitasje.
- Hvis tannkremen inneholder peroksid, natriumkarbonat eller bikarbonat (vanlig i tannkrem for hvitere tenner), må du rengjøre børstehodet ordentlig med såpe og vann hver gang du har brukt den. Dette forebygger sprekkdannelser i plasten.
- Unngå direkte kontakt med produkter som inneholder essensielle oljer eller kokosolje. Ved kontakt kan børstehår løsne.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Instrukser for radioutstyr

Philips erklærer herved at den elektriske tannbørsten med radiofrekvensgrensesnitt (Bluetooth) er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Hele teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende

Internett-adresse: www.philips.com/support

Radiofrekvensgrensesnittet i dette produktet opererer på 13,56 MHz.

Maksimal RF-kraft som sendes ut av radioutstyret er +30.16 dBm.

Din Philips Sonicare (Fig. 1)

- 1 Hygienisk reisedeksel
- 2 Smarte børstehoder*
- 3 Håndtak

56 Norsk

- 4 Av/på-knapp
- 5 Intensitetslys
- 6 Modus-/intensitetsknapp
- 7 Moduser
- 8 Lys for påminnelse om børstehodeutskifting
- 9 Batteriindikasjon
- 10 Ladeglass
- 11 Ladestativ
- 12 Ladebase
- 13 Reiseetui (for lading)*
- 14 USB-veggadapter*

* Merk: Innholdet i esken kan variere basert på modellen du kjøper.

Sonicare-appen – Komme i gang

Sonicare-appen pares med tannbørsten for å gi deg intelligent tannpuss. Ved å koble tannbørsten din til Sonicare-appkontoen, vil du kunne:

- Enkelt kunne gå gjennom framdriftsrapporten din for å finne måter å forbedre pusserutinene dine på
- Motta personifiserte tips og anbefalinger for å administrere munnhygien din

Slik kommer du i gang med Sonicare-appen:

- 1 Last ned Sonicare-appen til telefonen din
- 2 Åpne appen og følg trinnene i veiledningen
- 3 Koble sammen tannbørsten med appen
- 4 Opprett kontoen din
- 5 Fullfør eventuelle maskinvareoppdateringer for å få tilgang til de nyeste forbedringene og funksjonene.
- 6 Puss tennene regelmessig

Du er nå klar for intelligent tannpuss. Husk å pusse tennene regelmessig. Du kan motta ukentlige oppdateringer som hjelper deg å forbedre munnhygien din

Merk: Kontroller at Bluetooth er aktivert på telefonen din når du bruker appen. Tannbørsten din bruker Bluetooth til å overføre pussedata til appen. Hvis du lurer på hvorfor det samles inn pussedata, kan du lese Sonicares personvernerklæring, som er tilgjengelig gjennom hele konfigurasjonsprosessen til appen.

Sonicare-app – registrer og forbedre munnhygien din

Sonicare-tannbørsten din er utstyrt med smarte sensorer for å gi deg tilbakemelding om pussevanene dine, inkludert:

- Daglige pusseøkter
 - Tiden du bruker på hver tannpuss
 - Hvor hardt du pusser
 - Påminnelse om børstehodeutskifting (basert på faktisk bruk)
- Sonicare-appen samler inn data via de smarte sensorene og registrerer pussevanene dine over tid.

Hver av funksjonene som er tilgjengelige i appen, er utviklet for å hjelpe deg med å forstå pussevanene dine, og for å gi deg enkle anbefalinger til hvordan du kan forbedre og opprettholde munnehgien din. Du vil motta personlig tilpasset pusseinformasjon i Sonicare-appen.

Børstehoder

Sjekk etiketten nederst på børstehodet for å se hva slags børstehode du bruker. Symbolet nederst på børstehodet angir at børstehodet er et smart børstehode utstyrt med BrushSync-teknologi.




Navnet på børstehodet	Premium Plaque Control	Premium White	Premium Gum Care
Børstehode, etikett	C3	W3	G3
Fordeler	Plakkfjerner	Plakk- og flekkfjerning	Sunnere tannkjøtt

For å se hele utvalget vårt av børstehoder, gå til www.philips.com/toothbrush-heads for mer informasjon.

Bruke Philips Sonicare-tannbørsten

Pusseinstruksjoner

- 1 Trykk børstehodet ned på håndtaket. Skyll børstehårene og ha på tannkrem.




Merk: Det er vanlig med et lite mellomrom mellom børstehodet og håndtaket. Dette gjør at børstehodet kan vibrere ordentlig.


- 2 Plasser tannbørstehårene mot tennene med en liten vinkel (45 grader), og trykk lett slik at børstehårene når frem til tannkjøtranden eller litt under tannkjøtranden.

Merk: Hold midten av børstehodet inntil tennene hele tiden.

- 3 Trykk på av/på-knappen for å slå på Philips Sonicare.




- 4 For best mulig resultat trykker du lett og lar Philips Sonicare-tannbørsten gjøre jobben for deg. Beveg børstehodet sakte og forsiktig over tennene med små frem-og-tilbake-bevegelser, slik at de lengre børstehårene kommer til mellom tennene. Fortsett med disse bevegelsene gjennom hele økten.



Merk: Forskjellige moduser er tilgjengelige (se 'Pussemodi').

- 5 For å rengjøre baksiden av fortennene må du vippe børstehåndtaket nesten helt opp og børste hver tann flere ganger vertikalt.



Merk:

- En vibrasjonsendring fra håndtaket varslar deg hvis du bruker for mye trykk (se 'Trykksensor') mens du børster.
- Philips Sonicare-tannbørsten er trygg å bruke på tannreguleringer, tannjusteringer og andre rekonstruerte tenner (fyllinger, kroner, skallfasetter)
- Ikke bruk den elektriske tannbørsten i dusjen.

BrushSync-teknologi

BrushSync-teknologien gjør at børstehodene dine kan kommunisere med håndtaket ditt ved hjelp av en mikrochip. Symbolet nederst på børstehodet angir at børstehodet er utstyrt med BrushSync-teknologi.

Dette muliggjør følgende funksjoner:


- Paringsmodus børstehode
- Påminnelse om børstehodeutskifting

Pussemodi

Tannbørsten din er utstyrt med fire forskjellige modi: clean, white+, gum health og deep clean+.

BrushSync-teknologien velger automatisk optimal modus og intensitet, avhengig av hvilket smart børstehode du bruker.

Du kan endre modus manuelt ved å trykke på modus-/intensitetsknappen mens tannbørsten er slått av og børstehodet påsatt.



* Merk:

- Alle børstehoder virker på alle modi.
- Når Philips Sonicare-tannbørsten brukes i kliniske studier, må den brukes med EasyStart slått av og med høy intensitet.

Paringsmodus børstehode

Børstehoder med BrushSync-teknologi er utstyrt med en mikrochip som kommuniserer med håndtaket og automatisk parrer den med anbefalt modus og intensitet.













Merk: Hvis du endrer modus/intensitet, husker børstehodet den sist brukte innstillingen. Hvis du ønsker å børste med den anbefalte innstillingen, finner du anbefalt modus/intensitet i "Pussemodi".

Paringsmodus børstehode

Børstehoder med BrushSync-teknologi er utstyrt med en mikrochip som kommuniserer med håndtaket og automatisk parrer den med anbefalt modus og intensitet.

Merk: Hvis du endrer modus/intensitet, husker børstehodet den sist brukte innstillingen. Hvis du ønsker å børste med den anbefalte innstillingen, finner du anbefalt modus/intensitet i følgende tabell.

	clean og deep clean+	white+	gum health
Fordeler	Plakkfjerner	Fjerning av plakk og overflateflekker	Fjerning av plakk og massering av tannkjøtt
Anbefalt Børstehode	Premium Plaque Control (C3)	Premium White (W3)	Premium Gum Care (G3)

	clean og deep clean+	white+	gum health
Anbefalt Intensitetsnivå	3	3	3
Total pussetid	clean: 2 minutter deep clean+: 3 minutter*	2 minutter og 40 sekunder	3 minutter og 20 sekunder
Hvordan pusse	clean: Puss hvert område i 20 sekunder   deep clean+: Puss hvert område i 30 sekunder*  	Puss hvert område i 20 sekunder,   puss deretter område 7 og 8 i tjue sekunder hver.  	Puss hvert område i 20 sekunder,   puss deretter område 7, 8, 9 og 10 i tjue sekunder hver.  

*Merk: Når du pusser med Sonicare-appen i "deep clean+"-modus, vil pussetiden være to minutter.

Innstillinger for intensitet

Tannbørsten din har opptil tre forskjellige intensitetsinnstillinger:


- lav intensitet (én strek)

62 Norsk

- middels intensitet (to streker)
- høy intensitet (tre streker)

Det smarte børstehodet vil automatisk velge den anbefalte intensiteten når det festes til håndtaket. For å endre intensiteten manuelt, slå håndtaket på og trykk på modus-/intensitetsknappen.

Mens tannbørsten er på, trykker du på denne knappen for å endre intensitetsinnstillingen



Funksjoner

- Pussetempostyrer
- Trykksensor
- Påminnelse om børstehodeutskifting
- EasyStart

Pussetempostyrer

BrushPacer-funksjonene angir med en kort vibrasjonsendring når du skal gå videre til neste tannparti.

Tannbørsten slår seg av automatisk når pusseøkten er over.

Trykksensor

Philips Sonicare er utstyrt med en avansert sensor som måler trykket du påfører når du pusser. Dette for å beskytte tenner og tannkjøtt fra å bli skadet.

Håndtaket vil redusere vibrasjonsmengden inntil du reduserer trykket hvis du bruker for mye trykk.

Merk: Trykksensoren kommer aktivert med produktet. For å deaktivere funksjonen, se «Aktivere eller deaktivere funksjoner».


Påminnelse om børstehodeutskifting

Håndtaket vil over tid registrere slitasje på det smarte børstehode ditt ved å måle:

- Det gjennomsnittlige trykket du bruker når du pusser

- Hvor lenge du har pusset med dette børstehodet

Når børstehodet ikke lenger gjør en effektiv jobb, vil lyset for påminnelse om børstehodeutskifting blinke oransje og håndtaket avgir en serie med pip og toner.



Merk: Påminnelse om børstehodeutskifting er aktivert når du kjøper produktet. For å deaktivere funksjonen, se «Aktivere eller deaktivere funksjoner».

EasyStart

EasyStart-funksjonen øker gradvis kraften i håndtaket i løpet av de første 14 pusseøktene, slik at du skal bli vant med børstekraften til Philips Sonicare.


EasyStart-funksjonen virker i alle modi.

Merk: Produktet leveres med EasyStart-funksjonen deaktivert. For å aktivere EasyStart, se "Aktivere eller deaktivere funksjoner".


Lading og batteristatus

Lade i ladebasen

- 1 Koble ledningen på ladebasen til en stikkontakt.
- 2 Plasser ladestativet eller ladeglasset på ladebasen.



3 Plasser håndtaket på ladestativet eller i ladeglasset.



4 Laderen vil lade tannbørsten frem til tannbørsten er fulladet. Når batteriindikatoren blinker hvitt, lades håndtaket. Når håndtaket er fulladet, vil batteriindikatoren lyse hvitt i 30 sekunder og deretter slukne.

Merk: Håndtaket leveres oppladet nok til en-gangs bruk. Etter førstegangsbruk, lad apparatet i minst 24 timer.

Lading ved hjelp av reiseetui*

*Merk: Om reiseladevesken følger med avhenger av hvilken modell du har kjøpt.

- 1** Ta USB-kabelen fra bunnen på reiseladevesken.
- 2** Koble reiseladevesken til 5V DC-inngangsstrøm enten fra:
 - Den medfølgende USB-adapteren
 - En UL-oppført eller ANSI/UL 60950-1-sertifisert USB-kobling på en personlig datamaskin, eller
 - en UL-oppført eller ANSI/UL 60950-1-sertifisert LPS-strømforsyning med USP-port eller
 - en UL-oppført eller 1310 Class 2-sertifisert strømforsyning.

Viktig: Stikkontakten må være en ekstra trygg, lavvoltskilde som er kompatibel med de elektriske rangeringene angitt på undersiden av enheten.

3 Reiseladeren lader helt opp tannbørsten.

Batteristatus (håndtaket tilkoblet laderen)

Når håndtaket er plassert på laderen eller i reisevesken, vil batteriindikatoren angir batterinivået.

Batteristatus	Batteriindikasjon
Lading	Blinker hvitt
Fulladet	Lyser hvitt i 30 sekunder og slår seg deretter av.

Batteristatus (når håndtaket ikke er plassert på laderen)

Når du slår på håndtaket, vil batterilampen på bunnen av håndtaket angi batteristatusen.

Batteristatus	Batteriindikasjon	Lyd
Fulladet	Lyser hvitt	-
Delvis fulladet	Blinker hvitt	-
Lav	Blinker gult	Håndtaket avgir 3 pip
Tomt	Blinker gult	Håndtaket avgir to sett med fem pip

Aktivere eller deaktivere funksjonen

Du kan aktivere eller deaktivere følgende funksjoner på tannbørsten din:

- EasyStart
- Påminnelse om børstehodeutskifting
- Trykksensor

Trinn 1: Plasser håndtaket på ladestativet eller i ladeglasset.



Trinn 2: Trykk og hold inne av/på-knappen for:

EasyStart	Påminnelse om børstehode deutske fing	Trykksensor
3 sekunder	Opp til 5 sekunder	Opp til 7 sekunder
↓	↓	↓
Trinn 3: Slipp av/på-knappen når du hører		
Ett pip	Ett pip og deretter to pip	Ett pip, to pip og deretter tre pip
↓	↓	↓



Hvis batteriindikatoren blinker hvitt to ganger og du hører tre toner fra lavt til høyt, har funksjonen blitt aktivert.

ELLER




Hvis batteriindikatoren blinker hvitt én gang og du hører tre toner fra høyt til lav, har funksjonen blitt deaktivert.

Rengjøring


- Alle deler kan rengjøres med en fuktet klut eller skylles under varmt vann.




- Fjern børstehodet fra håndtaket og skyll det godt.



- Skyll hele håndtaket, og spesielt børstehodefeste minst én gang i uken.



Forsiktig: Ikke trykk på gummitetningen på toppen av håndtaket. Vask skånsomt rundt gummitetningen.



Forsiktighetsregler:

- Ikke vask børstehodet, reisedekselet, håndtaket, laderen eller reisevesken i oppvaskmaskinen.
- Ikke bruk isopropylalkohol, eddik, blekemidler, eller noen andre vanlige rengjøringsprodukter brukt til å rengjøre huset til å rengjøre håndtaket, da dette kan føre til misfarging.
- Trekk ut støpslet før du rengjør laderen.
- Ikke bruk essensielle oljer til å rengjøre børstehoder da dette kan medføre skade.

Oppbevaring

Hvis du ikke kommer til å bruke produktet for en lengre periode, trekk støpselet ut av stikkontakten, rengjør den og lagre den på et kjølig og tørt sted uten direkte sollys.

Vanlige spørsmål

Spørsmål	Svar
Kan jeg la min Sonicare bli på laderen mellom hver tannpuss?	Ja, du kan alltid la Philips Sonicare-tannbørsten din stå i laderen. Dette vil ikke påvirke batterilevetiden.
Kan jeg bruke andre typer børstehoder på Philips Sonicare-tannbørsten min?	Alle Philips Sonicare elektriske tannbørstehoder som klikkes på, passer til tannbørsten din. Vær oppmerksom på at det ikke er alle som er utstyrt med BrushSync-teknologi. Du kan identifisere børstehodene med BrushSync-teknologien ved hjelp av ikonet på bunnen av børstehodet.
Hvor ofte må jeg bytte ut børstehodet?	Vi anbefaler at du bytter Philips Sonicare-børstehode etter rundt tre måneders bruk (hvis du pusser tennene i to minutter to ganger daglig). Påminnelsen om børstehodeutskifting vil også varsle deg når det er på tide å bytte børstehodet.
Er Philips Sonicare-tannbørsten vannrett?	Ja, Philips Sonicare-tannbørsten er vannrett. Men, ikke vask håndtaket i oppvaskmaskin. Ikke bruk tannbørsten i dusjen.
Hvilken telefoner er kompatible med Philips Sonicare-appen?	Philips Sonicare-appen støtter Android OS og Apple iOS. Du finner den nyeste versjonen av Philips Sonicare-appen i Android Play Store eller Apple App Store. Mobile enheter må ha Bluetooth 4.0 eller nyere.

Spørsmål	Svar
Hvilke andre Philips Sonicare-tannbørster kan jeg bruke med Philips Sonicare-appen?	Du kan bare bruke Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000- og ExpertClean-tannbørster sammen med Sonicare-appen. Se etter Bluetooth-symbolet på fremsiden av esken.

Recycling

- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).
- Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall (2006/66/EC). Ta med produktet til et offentlig innsamlingssted eller Philips-servicesenter, sånn at batteriet kan fjernes av fagfolk.
- Følg nasjonale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt oppladbare batterier. Riktig avfallshåndtering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Ta ut det oppladbare batteriet etter endt levetid

Advarsel

- Det oppladbare batteriet skal bare fjernes når håndtaket skal kastes.
- Sørg for at batteriet er helt tomt før du fjerner det.
- Ved forsøk på å fjerne batteriet opphører garantien å gjelde.

Hvis du trenger hjelp, kan du besøke oss på www.philips.com/support eller ringe 1-800-243-3050 gratis.

Fjerne det oppladbare batteriet

Advarsel: Det oppladbare batteriet må fjernes hvis apparatet skal kastes.

Sørg for at batteriet er helt tomt før du fjerner det.


Hvis du skal fjerne det oppladbare batteriet, trenger du et håndkle eller en klut og en flat (vanlig) skrutrekker. Følg sikkerhetsreglene når du følger fremgangsmåten nedenfor. Husk å beskytte øynene, hendene, fingrene og overflaten som du arbeider på.

70 Norsk

- 1 Hvis du vil tømme det oppladbare batteriet for strøm, fjerner du håndtaket fra laderen, slår på Philips Sonicare og lar den gå til den stopper. Gjenta dette til du ikke lenger kan slå på Philips Sonicare.




- 2 Ta av børstehodet og kast det. Dekk hele håndtaket med et håndkle eller en klut.




- 3 Hold overst på håndtaket med én hånd, og slå mot håndtaket 1 cm over den nederste enden. Slå med en hammer mot alle fire sider for å løse endedeckslet.


Merk: Det kan hende at du må slå mot enden flere ganger for å løse festene på innsiden.




- 4 Ta av endedeckslet på tannbørstehåndtaket. Hvis du har problemer med å få av endedeckslet, gjentar du trinn 3 helt til det løsner.




- 5 Hold håndtaket opp ned, og trykk metallstangen ned mot en hard overflate. Hvis du har problemer med å løse de innvendige komponentene, gjentar du trinn 3 helt til de løsner.



- 6** Kil fast skrutrekkeren mellom batteriet og den svarte rammen nederst i komponentene. Deretter presser du skrutrekkeren unna batteriet for å bryte den nederste delen av den svarte rammen.



- 7** Sett skrutrekkeren inn mellom den nederste delen av batteriet og den svarte rammen for å bryte metalltappen mellom batteriet og det grønne krets kortet. Da løsner den nederste delen av batteriet fra rammen.



- 8** Ta tak i batteriet, og dra det unna de indre komponentene for å bryte den andre metalltappen til batteriet.

Forsiktig: Pass på at du ikke skader fingrene dine på de skarpe kantene på batteritappene.



- 9** Dekk til batterikontaktene med teip for å unngå elektrisk kortslutning fra gjenværende batteristrøm. Det oppladbare batteriet kan nå resirkuleres, og resten av produktet kan kastes.

Merk: Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet.

Garanti og støtte

Besøk www.philips.com/support eller se det internasjonale garantiheftet for mer informasjon eller hjelp.

Garantirestriksjoner

Følgende dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien:

- Børstehoder.
- Skader forårsaket av bruk av uautoriserte erstatningsdeler.
- Skade forårsaket av misbruk, mislighold, forsømmelse, endringer eller uautorisert reparasjon.
- Normal slitasje, inkludert avskalling, riper, slitasje, misfarging og falming.

Johdanto

Onnittelut uuden Philips Sonicare -sähköhammasharjan ostamisesta! Erinomainen plakin poisto, valkoisemmat hampaat ja terveemmät ikenet ovat nyt kätesi ulottuvilla. Sonicaren hellävaraisen sonic-tekniikan sekä kliinisesti kehitettyjen ja testattujen toimintojen ansiosta voit olla varma, että saat aina parhaan puhdistustuloksen. Saat lisätietoja ja voit rekisteröidä tuotteen osoitteessa <http://www.philips.com/welcome>. Tervetuloa Philips Sonicare -perheeseen!

Käyttötarkoitus

DiamondClean-sarjan sähköhammasharjat on tarkoitettu poistamaan hampaisiin kertynyt plakki ja ruokajäämät hammasmädän ilmenemisen vähentämiseksi sekä suuarterveyden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. DiamondClean-sarjan sähköhammasharjat on tarkoitettu kuluttajien kotikäyttöön. Aikuisen on valvottava lasten hammasharjan käyttöä.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.

Huomaus: Tarvikkeet ja ominaisuudet vaihtelevat mallikohtaisesti. Joidenkin mallien mukana toimitetaan esimerkiksi puhdistuslaite tai ne tukevat Bluetoothia.

Vaara

- Älä kastele laturia ja/tai puhdistuslaitetta.
Älä aseta laitetta sellaiseen paikkaan tai säilytä sitä sellaisessa paikassa, jossa se voi pudota kylpyammeeseen tai pesualtaaseen.
- Älä upota laturia ja/tai puhdistuslaitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

- Tarkista puhdistuksen jälkeen, että laturi ja/tai puhdistuslaite on täysin kuiva, ennen kuin liität sen takaisin pistorasiaan.

Varoitus

- Laitetta voivat käyttää myös lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
- Älä käytä laitetta, jos se on jollain tavalla vahingoittunut (esimerkiksi harjaspää, runko, laturi ja/tai puhdistuslaite).
- Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos se on vahingoittunut, hävitä laturi ja/tai puhdistuslaite.

- Vaihda laturi ja/tai puhdistuslaite aina vaaratilanteiden välttämiseksi alkuperäisen tyyppiseen laitteeseen.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Jos laite on vahingoittunut, ota yhteyttä maasi (katso 'Takuu ja tuki') kuluttajapalvelukeskukseen.
- Älä päästä johtoa kosketuksiin lämmönlähteiden kanssa.
- Älä käytä laturia ja/tai puhdistuslaitetta ulkona tai lämmönlähteiden lähellä.

Varoitus

- Älä puhdista harjaspäätä, kahvaa, laturia, laturin suojusta tai puhdistuslaitetta astianpesukoneessa.
- Jos olet ollut hammas- tai ienleikkauksessa viimeisten kahden kuukauden aikana, kysy neuvoa hammaslääkäriltä ennen laitteen käyttöä.

- Kysy neuvoa hammaslääkäriltä, jos laitteen käyttö aiheuttaa runsasta verenvuotoa tai jos verenvuoto jatkuu viikon käytön jälkeen. Ota myös yhteyttä hammaslääkäriin, mikäli laitteen käyttö tuntuu epämukavalta tai aiheuttaa kipua.
- Tämä Philips-laite täyttää sähkömagneettisten laitteiden turvastandardit. Jos sinulla on sydämentahdistin tai muu kehonsisäinen laite, kysy neuvoa lääkäritä tai kyseisen laitteen valmistajalta ennen käyttöä.
- Jos epäröit käyttää laitetta terveydellisistä syistä, neuvottele laitteen käytöstä ensin lääkärin kanssa.
- Laite on suunniteltu ainoastaan hampaiden, ikenien ja kielen puhdistamiseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin. Lopeta laitteen käyttäminen ja ota yhteyttä lääkäriin, jos sen käyttö tuntuu epämukavalta tai aiheuttaa kipua.

- Laite on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä ole tarkoitettu potilaiden yleiseen käyttöön hammashoitoloissa tai sairaaloissa.
- Käytä vain Philips Sonicaren suosittelemia harjaspäitä.
- Lopeta harjaspään käyttö, jos ilmenee katkenneita tai taipuneita harjaksia. Vaihda harjaspää 3 kuukauden välein tai useammin, jos ilmenee merkkejä kulumisesta.
- Jos käyttämäsi hammastahna sisältää peroksidia, ruokasoodaa tai bikarbonaattia (yleisiä etenkin valkaisevissa hammastahnoissa), puhdista harjaspää huolellisesti saippualla jokaisen käytön jälkeen. Tämä estää muovin halkeamisen.
- Vältä suoraa kosketusta tuotteisiin, jotka sisältävät eteerisiä öljyjä tai kookosöljyä. Niiden koskettaminen voi johtaa harjasten irtoamiseen.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Radiolaitedirektiivi

Philips vakuuttaa täten, että radiotaajuusliittymällä (Bluetooth) varustetut sähköhammasharjat ovat direktiivin 2014/53/EU ehtojen mukaisia.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa **www.philips.com/support**

Tämän tuotteen radiotaajuusliittymä toimii 13,56 MHz:n taajuudella.

Laitteen suurin RF-lähetysteho on 30,16 dBm.

Philips Sonicare -hammasharja (kuva 1)

- 1 Hygieeninen suojus
- 2 Älytunnistuksella varustetut harjaspäät*
- 3 Runko
- 4 Virtapainike
- 5 Tehon merkkivalo
- 6 Tilan/tehon painike
- 7 Tilat
- 8 Harjaspään vaihdon muistutusmerkkivalo
- 9 Akun merkkivalo
- 10 Latauslasi
- 11 Latausteline
- 12 Latausalusta
- 13 Matkalatauskotelo*
- 14 USB-sovitin*

* Huomautus: Pakkauksen sisältö saattaa vaihdella malleittain.

Sonicare-sovellus – Käytön aloittaminen

Sonicare-sovellus muodostaa hammasharjaasi pariliitoksen, jolla saat yhteyden harjaasi. Yhdistämällä hammasharjasi Sonicare-sovelluksen tiliin voit

- helposti tarkistaa edistymisraportin ja parantaa sen avulla harjausrutiiniasi
- vastaanottaa yksilöllisiä vihjeitä ja suosituksia suu-terveyden hallintaa varten.

Voit aloittaa Sonicare-sovelluksen käytön seuraavasti:

- 1 Lataa Sonicare-sovellus puhelimeesi
- 2 Avaa sovellus ja toimi annettujen ohjeiden mukaan
- 3 Muodosta pariliitos hammasharjan ja sovelluksen välille
- 4 Luo tili
- 5 Päivitä laiteohjelmisto kehotuksesta, niin saat käyttöösi uusimmat parannukset ja toiminnot.

6 Harjaa säännöllisesti

Olet nyt valmis kokemaan uudenlaisen yhteyden. Muista harjata säännöllisesti. Voit vastaanottaa päivityksiä, jotka auttavat parantamaan suunhoitoa.

Huomautus: Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön puhelimesi, kun käytät sovellusta. Hammasharja siirtää harjaustietosi sovellukseen Bluetooth-yhteyden välityksellä. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miksi harjaustietosi kerätään, perehdy Sonicaren tietosuojalausuntoon, joka on luettavissa sovelluksen käyttöönoton aikana.

Sonicare-sovellus – Seuraa ja paranna suunhoitoasi

Sonicare-sähköhammasharja on varustettu älytunnistimilla, jotka antavat palautetta harjaustavoitasi. Esimerkkejä tästä ovat

- päivittäiset harjausistunnot
- kunkin harjausistunnon kesto
- harjauksen voima
- harjaspään vaihdon muistutus (perustuu todelliseen käyttöön).

Sonicare-sovellus kerää älytunnistimista peräisin olevat tiedot ja seuraa harjaustapojasi ajan myötä.

Sovelluksen jokainen toiminto on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään harjaustapasi ja antamaan sinulle yksinkertaisia suosituksia suunterveyden parantamista ja ylläpitämistä varten. Saat yksilöllisiä harjaustietoja Sonicare-sovelluksessa.

Harjaspäät

Voit tarkistaa harjaspään tyyppin harjaspään pohjassa olevasta tarrasta. Harjaspään pohjassa oleva merkki ilmaisee, että kyseessä on BrushSync-tekniikalla varustettu älyharjaspää.



Harjaspään nimi	Premium Plaque Control	Premium White	Premium Gum Care
-----------------	------------------------	---------------	------------------


Harjaspään tarra	C3	W3	G3
Edut	Plakin poisto	Plakin ja tahrojen poisto	Terveemmät ikenet

Saat lisätietoja harjaspäämallistostamme osoitteesta www.philips.com/toothbrush-heads.

Philips Sonicare -hammasharjan käyttäminen

Harjausohjeet

- 1 Työnnä harjaspää kunnolla runkoon kiinni. Kastele harjakset ja pursota niille hammastahnaa.




Huomautus: Rungon ja harjaspään välissä on pieni väli. Tämä on normaalia. Näin hammaspää pystyy värisemään asianmukaisella tavalla.


- 2 Aseta hammasharjan harjakset hampaita vasten loivassa kulmassa (45 astetta) ja paina kevyesti niin, että harjakset ulottuvat ienrajaan tai hieman ienrajan alapuolelle.

Huomautus: Pitele harjaa niin, että harjaspään keskiosa on koko ajan kosketuksissa hampaisiin.

- 3 Käynnistä Philips Sonicare painamalla virtapainiketta.




- 4 Voit tehostaa harjaamista painamalla Philips Sonicare -hammasharjaa kevyesti ja antamalla harjan harjata puolestasi. Liikuta harjaa pyöreällä liikkeellä siten, että pitkien harjasten päät ulottuvat hammasväleihin. Toimi samalla tavalla koko harjausjakson ajan.



Huomautus: Käytettävissä (katso 'Harjaustilat') on erilaisia tiloja.

- 5 Jos haluat puhdistaa etuhampaiden sisäpinnat, kallista runkoa niin, että se on puoliksi pystyasennossa. Harjaa tämän jälkeen jokainen hampaas erikseen pystysuorin liikkein.



Huomautus:

- Rungon värinän muutos ilmoittaa, kun painat (katso 'Paineanturi') harjatessa liian voimakkaasti.
- Philips Sonicare -hammasharjalla hammasraudat sekä muutetut tai korjatut hampaat (paikat, kruunut ja pinnoitukset) voidaan puhdistaa

turvallisesti.

- Älä käytä sähköhammasharjaa suihkun aikana.

BrushSync-tekniikka

BrushSync-tekniikka antaa harjaspäille mahdollisuuden kommunikoida rungon kanssa mikropiirin avulla. Harjaspään pohjassa oleva merkki ilmaisee, että kyseessä on BrushSync-tekniikalla varustettu harjaspää. Tämä mahdollistaa seuraavien toimintojen käytön:


- Harjaspään tilan pariiliotos
- Harjaspään vaihdon muistutusmerkkivalo

Harjaustilat

Sähköhammasharjassa on neljä eri tilaa: Clean, White+, Gum health ja Deep Clean+.

BrushSync-tekniikka valitsee parhaiten sopivan tilan ja tehon automaattisesti käytettävän älyharjaspään mukaan.

Voit vaihtaa tilaa manuaalisesti painamalla tilan/tehon painiketta hammasharjan virran ollessa katkaistuna ja harjaspään ollessa kiinnitettyinä.



* Huomautus:

- Kaikki harjaspäät toimivat kaikissa tiloissa.
- Kun Philips Sonicare -hammasharjaa käytetään kliinisissä tutkimuksissa, sitä on käytettävä suurella teholla niin, että EasyStart-toiminto on poistettu käytöstä.

Harjaspään tilan pariiliotos

BrushSync-tekniikalla varustetuissa harjaspäissä on mikrosiru, joka kommunikoi rungon kanssa ja muodostaa siihen automaattisesti pariiliitoksen käyttämällä suositeltua tilaa ja tehoa.

Huomautus: Jos muutat tilaa tai tehoa, harjaspää muistaa viimeksi käytetyn asetuksen. Jos haluat harjata käyttämällä suositeltua asetusta, löydät suositellun tilan ja tehon kohdasta Harjaustilat.

Harjaspään tilan pariiliitos

BrushSync-tekniikalla varustetuissa harjaspäissä on mikrosiru, joka kommunikoii rungon kanssa ja muodostaa siihen automaattisesti pariiliitoksen käyttämällä suositeltua tilaa ja tehoa.

Huomautus: Jos muutat tilaa tai tehoa, harjaspää muistaa viimeksi käytetyn asetuksen. Jos haluat harjata käyttämällä suositeltua asetusta, löydät suositellun tilan ja tehon seuraavasta taulukosta.

	Clean ja Deep Clean+	White+	Gum health
Edut	Plakin poisto	Plakin ja pintatahrojen poisto	Plakin poisto ja ikenien hieronta
Suosittelu harjaspää	Premium Plaque Control (C3)	Premium White (W3)	Premium Gum Care (G3)
Suosittelu tehotaso	3	3	3
Kokonaisharjauksaika	Clean: 2 minuuttia Deep Clean+: 3 minuuttia*	2 minuuttia ja 40 sekuntia	3 minuuttia ja 20 sekuntia

	Clean ja Deep Clean+	White+	Gum health
Harjaustapa	Clean: harjaa jokaista segmenttiä 20 sekunnin ajan	harjaa jokaista segmenttiä 20 sekunnin ajan,	harjaa jokaista segmenttiä 20 sekunnin ajan,
	Deep Clean+: harjaa jokaista segmenttiä 30 sekunnin ajan*	sitten segmenttejä 7 ja 8 kumpaakin 20 sekunnin ajan.	sitten segmenttejä 7, 8, 9 ja 10 kutakin 20 sekunnin ajan.

*Huomautus: kun harjaat Sonicare-sovelluksella Deep Clean+ -tilassa, harjausaika on 2 minuuttia.


Tehoasetukset

Sähköhammasharjassa on kolme eri tehoasetusta:

- pieni teho (yksi palkki)
- keski-suuri teho (kaksi palkkia)
- suuri teho (kolme palkkia)

Kun älyharjaspää on kiinnitetty runkoon, se valitsee suositellun tehon automaattisesti. Voit muuttaa tehoa manuaalisesti kääntämällä runkoa ja painamalla tilan/tehon painiketta.

Kun hammasharja on KÄYTTÖSSÄ, muuta tehoasetusta painamalla tätä painiketta



Ominaisuudet

- BrushPacer
- Paineanturi
- Harjaspään vaihdon muistutusmerkkivalo
- EasyStart

BrushPacer

BrushPacer-toiminto ilmoittaa lyhyellä värinän muutoksella, kun sinun täytyy siirtyä suussa seuraavaan osaan.

Hammasharja sammuu automaattisesti harjausistunnon lopussa.

Paineanturi

Philips Sonicare mittaa harjauksen aikana käyttämäsi voimaa suojatakseen ikeniäsi ja hampaitasi vahingoilta.

Jos käytät liian paljon voimaa, rungon värinä muuttuu, kunnes käytät vähemmän voimaa.


Huomautus: Paineanturi on tuotteen toimitushetkellä käytössä. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä noudattamalla kohdassa Toimintojen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä olevia ohjeita.

Harjaspään vaihdon muistutusmerkkivalo

Runko seuraa ajan myötä älyharjaspään kulumista mittaamalla

- harjauksen aikana käyttämäsi yleistä voimaa
- harjaspäällä harjaamiseen käytettyä kokonaisaika.

Kun harjaspää ei enää toimi tehokkaasti, harjaspään vaihdon muistutusmerkkivalo alkaa vilkkua oranssina ja runko antaa sarjan äänimerkkejä.



Huomautus: Harjaspään vaihdon muistutustoiminto on tuotteen toimitushetkellä käytössä. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä noudattamalla kohdassa Toimintojen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä olevia ohjeita.

EasyStart

EasyStart-toiminto lisää rungon harjauksen tehoa 14 ensimmäisen harjauksen aikana totuttaen käyttäjän Philips Sonicare -hammasharjan harjaustehoon.


EasyStart-toiminto toimii kaikissa tiloissa.

Huomautus: EasyStart-toiminto on tuotteen toimitushetkellä poistettu käytöstä. Voit ottaa EasyStart-toiminnon käyttöön noudattamalla kohdassa Toimintojen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä olevia ohjeita.


Lataus ja akun tila

Lataaminen latausalustalla

- 1 Kytke latausalustan johto pistorasiaan.
- 2 Aseta latausteline tai latauslasi latausalustalle.



- 3 Aseta hammasharjan runko lataustelineeseen tai latauslasiin.



- 4** Laturi lataa hammasharjaa, kunnes se on latautunut täyteen. Runko latautuu, kun akun merkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun laite on latautunut täyteen, akun merkkivalo palaa valkoisena 30 sekunnin ajan ja sammuu sitten.

Huomautus: Runko on toimitushetkellä esiladattu ensimmäistä käyttökertaa varten. Lataa laitetta ensimmäisen käyttökerran jälkeen vähintään 24 tunnin ajan.

Lataaminen käyttämällä matkalatauskotelo*

*Huomautus: Matkalatauskotelo ei ostetusta mallista riippuen välttämättä sisälly toimitukseen.

- 1** Ota USB-johto matkalatauskotelon pohjasta.
- 2** Liitä matkalatauskotelo 5 V:n syöttövirtaan käyttämällä
 - toimitukseen sisältyvää USB-verkkolaitetta
 - UL-hyväksytyin tai ANSI/UL 60950-1 -standardin mukaisesti sertifioidun henkilökohtaisen tietokoneen normaalia USB-liitäntää tai
 - UL-hyväksytyä tai ANSI/UL 60950-1 -standardin mukaisesti sertifioitua virtalähdettä, jossa on USB-lähtöliitäntä, tai
 - UL-hyväksytyä tai sertifioitua, 1310-standardin mukaista luokan 2 virtalähdettä.

Tärkeää: Sovittimen on oltava erittäin pienen jännitteen turvallinen virtalähde, joka on laitteen pohjassa olevien sähkömerkkintöjen mukainen.

- 3** Matkalatauskotelo lataa hammasharjaa, kunnes hammasharja on latautunut täyteen.

Akun tila (runko asetettu laturiin, joka on liitetty pistorasiaan)

Kun runko asetetaan laturiin tai matkalatauskoteloon, akun merkkivalo ilmoittaa akun varaustason.

Akun tila	Akun merkkivalo
Lataaminen	Vilkkuu valkoisena
Täynnä	Palaa valkoisena 30 sekuntia ja sitten sammuu.

Akun tila (kun runkoa ei ole asetettu laturiin)

Kun käynnistät rungon, rungon alapäässä oleva merkkivalo ilmaisee akun tilan.

Akun tila	Akun merkkivalo	Ääni
Täynnä	Palaa valkoisena	-
Osittain täynnä	Vilkkuu valkoisena	-
Pieni	Vilkkuu oranssina	Rungosta kuuluu 3 äänimerkkiä
Tyhjä	Vilkkuu oranssina	Rungosta kuuluu kaksi 5 äänimerkin sarjaa

Toimintojen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit ottaa käyttöön ja poistaa hammasharjan seuraavia ominaisuuksia:

- EasyStart
- Harjaspään vaihdon muistutusmerkkivalo
- Paineanturi

Vaihe 1: Aseta hammasharjan runko lataustelineeseen tai latauslasiin.



Vaihe 2: Paina virtapainiketta pitkään:

Easy start	Harjaspään vaihdon muistutusmerkivalo	Paineanturi
3 sekuntia	jopa 5 sekuntia	jopa 7 sekuntia
↓	↓	↓
Vaihe 3: Vapauta virtapainike, kun kuulet		
1 äänimerkin	1 äänimerkin ja sitten 2 äänimerkkiä	1 äänimerkin, 2 äänimerkkiä ja sitten 3 äänimerkkiä
↓	↓	↓



Jos näet akun merkkivalon vilkkuvan valkoisena 2 kertaa ja kuulet kolme matalalta korkealle nousevaa äänimerkkiä, toiminto on otettu käyttöön.

TAI




Jos näet akun merkkivalon vilkkuvan valkoisena kerran ja kuulet kolme korkealta matalalle laskevaa äänimerkkiä, toiminto on poistettu käytöstä.

Puhdistus


- Kaikki osat voidaan puhdistaa kostealla liinalla tai huuhdella lämpimällä vedellä.




- Irota harjaspää rungosta ja huuhtelee se perusteellisesti.



- Huuhtele koko runko, etenkin harjaspään liitännä, vähintään kerran viikossa.



Varoitus: Älä paina rungon yläosassa olevaa kumitiivistettä. Puhdista kumitiiviste varovasti.



Varoitukset:

- Älä puhdista harjaspäätä, suojusta, runkoa, laturia tai matkakoteloä astianpesukoneessa.
- Älä käytä isopropyylialkoholia, etikkaä, valkaisuainetta tai mitään muuta kodin puhdistusainetta rungon puhdistamiseen, sillä ne voivat aiheuttaa värimuutoksia.
- Irrota laturi aina pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

- Älä käytä eteerisiä öljyjä harjaspäiden puhdistamiseen, sillä ne voivat aiheuttaa vaurioita.

Säilytys

Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, irrota se sähköpistorasiasta, puhdista se ja säilytä sitä viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta.

Usein kysytyjä kysymyksiä

Kysymys	Vastaus
Voinko jättää Sonicaren laturiin harjausten väliseksi ajaksi?	Kyllä, voit aina pitää Philips Sonicare -hammasharjaa laturissa, joka on liitetty pistorasiaan. Tämä ei vaikuta akun käyttöikään.
Sopiiko Philips Sonicare -hammasharjaan muita harjaspäitä?	Kaikki Philips Sonicare -sähköhammasharjojen paikalleen napsautettavat harjaspäät sopivat hammasharjaan. Kaikissa ei kuitenkaan ole BrushSync-tekniikkaa. Tunnistat BrushSync-tekniikalla varustetut harjaspäät harjaspään pohjassa olevasta kuvakkeesta.
Kuinka usein harjaspää on vaihdettava?	Kehotamme sinua vaihtamaan Philips Sonicare -harjaspään 3 kuukauden käytön jälkeen (kun hampaita harjataan päivittäin kaksi kertaa, ja kumpikin harjauskerta kestää 2 minuuttia). Harjaspään vaihdon muistutustoiminto muistuttaa myös, kun harjaspää kannattaa vaihtaa.
Onko Philips Sonicare -hammasharja vesitiivis?	Kyllä, Philips Sonicare -hammasharja on vesitiivis. Älä kuitenkaan koskaan pese runkoa astianpesukoneessa. Älä myöskään käytä sitä suihkussa.

Kysymys	Vastaus
Mitkä puhelimet ovat yhteensopivia Philips Sonicare -sovelluksen kanssa?	Philips Sonicare -sovellus tukee Android-käyttöjärjestelmää ja Apple iOS:ää. Löydät Philips Sonicare -sovelluksen uusimman version Android Play Storesta tai Apple App Storesta. Mobiililaitteissa on oltava Bluetooth 4.0 tai uudempi.
Mitä muita Philips Sonicare -hammasharjoja voin käyttää Philips Sonicare -sovelluksen kanssa?	Voit käyttää Sonicare-sovelluksen kanssa vain Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected-, DiamondClean Smart-, DiamondClean 9000- ja ExpertClean-hammasharjoja. Tarkista paketin etupaneelissa oleva Bluetooth-symboli.

Recycling

- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).
- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää kiinteän ladattavan akun, jota ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2006/66/EY). Toimita laite viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat akun.
- Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen ja paristojen kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Uudelleenladattavan akun irrottaminen käyttöiän päättyessä

Varoitus

- Irrota akku vain hammasharjan rungon hävittämisen yhteydessä.
- Varmista, että akku on täysin tyhjä, kun poistat sen.
- Takuu raukeaa, jos akkua yritetään irrottaa.

Lisätietoa saat osoitteesta www.philips.com/support tai soittamalla maksutta numeroon 1-800-243-3050.

Akun irrottaminen


Varoitus: Poista akku vain laitetta hävitettäessä. Varmista, että akku on täysin tyhjä, kun poistat sen.

Jos poistat ladattavan akun itse, tarvitset pyyhkeen tai liinan, vasaran ja tasakantaisen ruuvitaltan. Noudata perusturvallisuusohjeita, kun toimit seuraavien ohjeiden mukaisesti. Suojaa silmäsi, kätesi, sormesi ja työskentelyalusta.

- 1 Voit purkaa akun varauksen, kun poistat rungon laturista. Kytke Philips Sonicare-hammasharjaan virta ja anna sen käydä pysähtymiseen saakka. Toista tämä vaihe, kunnes Philips Sonicare-hammasharja ei enää käynnisty.




- 2 Irrota ja hävitä harjaspää. Peitä runko kauttaaltaan pyyhkeellä tai liinalla.




- 3 Pitele rungon yläosaa yhdellä kädellä ja lyö rungon koteloä 1 cm:n päästä rungon pohjasta. Iske vasaralla laitteen kaikille 4 puolelle, jotta päätykansi irtaava.


Huomautus: Laitteen päätä on ehkä iskettävä useita kertoja, jotta sisäiset liitokset katkeavat.




- 4 Irrota hammasharjan rungon päätykansi. Jos päätykansi ei irta helposti kotelosta, toista vaihetta 3, kunnes päätykansi irtaava.




- 5 Pidä runkoa ylösalaisin ja paina vartta kovaa alustaa vasten. Jos laitteen sisäosat eivät irtoa helposti kotelosta, toista vaiheen 3 toimenpiteitä niin kauan, kunnes sisäosat irtoavat.



- 6 Aseta ruuvitaltta akun ja sisäosien pohjassa olevan mustan kehyksen väliin. Väännä sitten ruuvitalttaa akusta pois päin, jotta mustan kehyksen pohja katkeaa.




- 7 Katkaise akun ja vihreän piirilevyn välinen metallikieleke asettamalla ruuvitaltta akun pohjan ja mustan kehyksen väliin. Näin akun pohja irttaa kehyksestä.



- 8 Katkaise toinen akun metallikieleke tarttumalla akkuun ja vetämällä se ulos tuotteen sisäosista.

Varoitus: Varo akun kielekkeiden teräviä reunoja, jotta et vahingoita sormiasi.



- 9 Peitä akun koskettimet teipillä, ettei akun jäännösvaraus aiheuta oikosulkuja. Ladattava akku on nyt valmis kierrätettäväksi. Laitteen muut osat voidaan hävittää asianmukaisesti.

Huomautus: Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita se valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.

Takuu ja tuki

Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai lue kansainvälinen takuulehtinen.

Takuun rajoitukset

Kansainvälinen takuu ei kata seuraavia tapauksia:

- Harjaspäät.
- Luvattomien vaihto-osien käytöstä aiheutuneet vahingot.
- Väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, laitteen muokkaamisesta tai luvattomasta korjaamisesta johtuvat vahingot.
- Normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutunut huonontuminen, mukaan lukien halkeaminen, naarmuuntuminen, kuluminen, likaantuminen tai värien haalistuminen.

Inledning

Grattis till din nya Philips Sonicare-eltandborste! Överlägsen plackborttagning, vitare tänder och friskare tandkött är inom räckhåll. När du använder Sonicare, som har en kombination av ljudvibrerande teknik och kliniskt utvecklade och beprövade funktioner, kan du vara säker på att du får den allra bästa rengöringen varje gång. Du kan få ytterligare support och registrera din produkt via: <http://www.philips.com/welcome>. Välkommen till Philips Sonicare-familjen!

Avsedd användning

Eltandborstar i DiamondClean-serien används för att ta bort plack och matrester från tänderna, för att minska skador på tänderna och för att förbättra och bibehålla munhälsan. Eltandborstar i DiamondClean-serien är avsedda för hemmabruk. Om barn använder produkten ska detta ske under överinseende av en vuxen.

Viktig säkerhetsinformation

Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och spara sedan informationen för framtida bruk.

Obs! Olika modeller kan ha olika funktioner och tillbehör. Vissa modeller har till exempel Bluetooth och till vissa medföljer en tandborst rengörare.

Fara

- Låt inte laddaren eller tandborst rengöraren komma i kontakt med vatten. Ställ eller förvara inte apparaten där den kan falla eller råka dras ned i ett badkar eller handfat.
- Sänk inte ned laddaren eller rengöraren i vatten eller någon annan vätska.

- Efter rengöring, se till att laddaren och tandborst rengöraren är fullständigt torra innan du ansluter dem till ett vägguttag.

Varning

- Den här apparaten kan användas av barn och personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten används, så länge de övervakas och får instruktioner angående säker användning och förstår riskerna som föreligger. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
- Barn ska inte leka med apparaten.
- Om apparaten är skadad (borsthuvud, handtag, laddare eller tandborst rengörare) ska du inte använda den.
- Nätsladden kan inte bytas ut. Om nätsladden är skadad måste du kassera laddaren eller tandborst rengöraren.
- Laddaren och tandborst rengöraren ska alltid ersättas med en originalprodukt för att undvika fara.

- Den här apparaten innehåller inga delar som kan underhållas av användaren. Om apparaten är skadad kontaktar du kundtjänsten i ditt land (se 'Garanti och support').
- Låt inte sladden komma i kontakt med varma ytor.
- Använd inte laddaren eller tandborst rengöraren utomhus eller i närheten av uppvärmda ytor.

Varning

- Diska inte borsthuvudet, handtaget, laddaren, laddarkåpan eller tandborst rengöraren i diskmaskinen.
- Om du har genomgått operation i munnen eller tandköttet de senaste två månaderna ska du rådgöra med din tandläkare innan du använder apparaten.

- Rådgör med din tandläkare om kraftig blödning uppstår när du har använt apparaten eller om det fortsätter att blöda efter en veckas användning. Rådgör även med din tandläkare om användningen av apparaten ger upphov till smärta eller obehag.
- Den här Philips-apparaten uppfyller säkerhetsstandarderna för elektromagnetiska enheter. Om du har en pacemaker eller någon annan implanterad enhet bör du rådgöra med din läkare eller tillverkaren av den implanterade enheten före användning.
- Om du har hälsoproblem bör du rådfråga läkare innan du använder apparaten.
- Apparaten har utformats endast för rengöring av tänder, tandkött och tunga. Använd den inte för andra ändamål. Sluta använda apparaten och kontakta läkare om du upplever smärta eller obehagskänslor.

- Apparaten är avsedd för egenvård och inte för att användas på flera patienter på en tandläkarmottagning eller -klinik.
- Använd inte andra borsthuvuden än de som rekommenderas av Philips Sonicare.
- Sluta använda ett borsthuvud om det har skadade eller böjda strån. Byt ut borsthuvudet var tredje månad eller oftare vid märkbart slitage.
- Om tandkrämen innehåller peroxid, natriumbikarbonat eller bikarbonat (vanligt i blekande tandkrämer) rengör du borsthuvudet ordentligt med tvål och vatten efter varje användning. Detta förebygger att sprickor uppstår i plasten.
- Undvik direkt kontakt med produkter som innehåller eteriska oljor eller kokosolja. Kontakten kan leda till att borsten lossnar.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Direktiv för radioutrustning

Philips intygar härmed att elektriska tandborstar med Bluetooth överensstämmer med direktivet 2014/53/EG.

Hela texten i EG-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: **www.philips.com/support**

Den radiofrekvens som används i den här produkten är 13,56 MHz.
Apparatens maximala radiofrekvensöverföring är 30,16 dBm.

Din Philips Sonicare (bild 1)

- 1 Hygieniskt reseskydd
- 2 Smarta borsthuvuden*
- 3 Handtag
- 4 På/av-knapp
- 5 Intensitetslampa
- 6 Läges-/intensitetsknapp
- 7 Lägen
- 8 Påminnelserlampa för byte av borsthuvud
- 9 Batteriindikator
- 10 Laddningsglas
- 11 Laddningsställ
- 12 Laddningsenhet
- 13 Resefodral (för laddare)*
- 14 USB-väggadapter*

*Obs! Innehållet i förpackningen kan variera beroende på modellen.

Kom igång med Sonicare-appen

Sonicare-appen synkroniseras med tandborsten för att ge dig en ansluten upplevelse. Om du ansluter tandborsten till ditt Sonicare-appkonto kommer du att kunna:

- Gå enkelt igenom din framstegsrapport som genereras varje vecka för att se hur du kan förbättra dina borstningsrutiner
- få personliga tips och rekommendationer om hur du kan sköta din munhälsa.

Så här gör du för att börja använda appen:

- 1 Ladda ned Sonicare-appen till din telefon.
- 2 Öppna appen och följ de guidade stegen.
- 3 Parkoppla tandborsten med appen.
- 4 Skapa ett konto.
- 5 Slutför uppdateringen av inbyggd programvara, om du uppmanas till det, för att få tillgång till de senaste förbättringarna och funktionerna.
- 6 Borsta regelbundet.

Du är redo att starta din anslutna upplevelse. Se till att borsta regelbundet. Du kan få uppdateringar för att hjälpa till att förbättra din munhälsa.

Obs! Se till att din telefons Bluetooth är aktiverad när du använder appen. Din tandborste använder Bluetooth-anslutningen till att överföra dina borstningsdata till appen. Om du har frågor om varför dina borstningsdata samlas in, läs Sonicares sekretesspolicy som är tillgänglig under hela konfigureringsprocessen för appen.

Sonicare-appen – spåra och förbättra din tandvård

Din Sonicare-eltandborste har smarta sensorer som ger dig återkoppling om dina borstningsvanor. Till exempel:

- dagliga borstningar
- tidsåtgång vid varje borstning
- tillämpat borstningstryck
- Påminnelse om byte av borsthuvud (baserad på faktisk användning)

Sonicare-appen samlar in uppgifterna från de smarta sensorerna och spårar dina borstningsvanor över tid.

Var och en av de funktionerna i appen är utformade för att öka din förståelse för dina borstningsvanor och ge dig enkla rekommendationer som bidrar till att förbättra och bibehålla din munhälsa. Du får personlig borstningsinformation i Sonicare-appen.

Borsthuvuden

Om du vill veta vilket borsthuvud du har kan du titta på etiketten på borsthuvudets nederdel. Symbolen på borsthuvudets nederdel indikerar att borsthuvudet är ett smart borsthuvud med BrushSync-teknik.




Borsthuvudets namn	Premium Plaque Control	Premium White	Premium Gum Care
Borsthuvudets etikett	C3	W3	G3
Funktioner	Plackborttagning	Plack- och fläckborttagning	Friskare tandkött

Om du vill se hela vårt sortiment av borsthuvuden, gå till www.philips.com/toothbrush-heads för mer information.

Använda din Philips Sonicare

Borstningsanvisningar

- 1 Tryck fast borsthuvudet ordentligt på handtaget. Fukta borsten och applicera tandkräm.




Obs! Det finns ett litet mellanrum mellan borsthuvudet och handtaget. Detta är normalt. Det gör att borsthuvudet kan vibrera.


- 2 Placera tandborsten mot tänderna i en liten vinkel (45 grader) och tryck lätt så att borsten kommer åt tandkötskanten eller precis under tandkötskanten.

Obs! Låt borsthuvudets mittdel vara i kontakt med tänderna hela tiden.

- 3 Starta Philips Sonicare genom att trycka på på/av-knappen.




- 4 För att maximera effekten bör du endast trycka lätt och låta Philips Sonicare-tandborsten göra jobbet. För borsthuvudet försiktigt fram och tillbaka över tänderna så att de längre borsten kommer åt mellan tänderna. Gör den här rörelsen under hela borstningen.



Obs! Det finns olika lägen tillgängliga (se 'Borstningslägen').

- 5 Rengör framtändernas insida genom att vinkla borsthandtaget halvt upprätt och göra flera vertikala överlappande borstdrag över varje tand.



Obs!

- En förändring av vibrationen i handtaget är en varning om att du trycker (se 'Trycksensor') för hårt när du borstar.
- Din Philips Sonicare-tandborste är säker att använda på tandställningar, tandblekningar och lagningar (fyllningar, kronor, skalfasader).
- Använd inte eltandborsten i duschen.

BrushSync-teknik


Tack vare BrushSync-tekniken kan borsthuvudena kommunicera med handtaget via ett mikrochip. Symbolen på borsthuvudets nederdel indikerar att borsthuvudet använder BrushSync-teknik. Detta ger följande funktioner:

- Synkronisera borsthuvudets läge
- Påminnelse om byte av borsthuvud

Borstningslägen

Eltandborsten har fyra olika lägen: clean (rengöra), white+ (tandblekning), gum health (tandköttsvård) och deep clean+ (djuprengöring). Beroende på vilket smart borsthuvud du använder kommer det optimala läget och intensiteten att väljas automatiskt av BrushSync-teknik.

Om du vill ändra läge manuellt, tryck på läges-/intensitetsknappen medan tandborsten är avstängd med borsthuvudet anslutet.



*Obs!

- Alla borsthuvuden fungerar i alla lägen.
- När Philips Sonicare-tandborsten används i kliniska studier ska den användas med hög intensitet och med EasyStart-funktionen inaktiverad.

Synkronisera borsthuvudets läge

Borsthuvuden med BrushSync-teknik har ett mikrochip som kommunicerar med handtaget och synkroniserar det med rekommenderat läge och intensitet.







Obs! Om du ändrar läge eller intensitet kommer borsthuvudet ihåg den senast använda inställningen. Om du vill borsta tänderna med den rekommenderade inställningen hittar du rekommenderat läge/intensitet i avsnittet Borstningslägen.

Synkronisera borsthuvudets läge

Borsthuvuden med BrushSync-teknik har ett mikrochip som kommunicerar med handtaget och synkroniserar det med rekommenderat läge och intensitet.

Obs! Om du ändrar läge eller intensitet kommer borsthuvudet ihåg den senast använda inställningen. Om du vill borsta tänderna med den rekommenderade inställningen hittar du rekommenderat läge/intensitet i följande tabell.

	clean (rengöring) och deep clean+ (djuprengöring)	white+ (tandblekning)	gum health (tandköttsvård)
Funktioner	Plackborttagning	Plack- och ytläckborttagning	Plackborttagning och tandköttsmassage
Rekommenderad borsthuvud	Premium Plaque Control (C3)	Premium White (W3)	Premium Gum Care (G3)
Rekommenderad intensitetsnivå	3	3	3
Total borstningstid	clean (rengöring): 2 minuter deep clean+ (djuprengöring): 3 minuter*	2 minuter och 40 sekunder	3 minuter och 20 sekunder

	clean (rengöring) och deep clean+ (djuprengöring)	white+ (tandblekning)	gum health (tandköttsvård)
Så här borstar du	<p>clean (rengöring): Borsta varje segment i 20 sekunder</p>  <p>deep clean+ (djuprengöring): Borsta varje segment i 30 sekunder*</p> 	<p>Borsta varje segment i 20 sekunder,</p>  <p>borsta sedan segment 7 och 8 i 20 sekunder vardera.</p> 	<p>Borsta varje segment i 20 sekunder,</p>  <p>borsta sedan segment 7, 8, 9 och 10 i 20 sekunder vardera.</p> 

*Obs! När du borstar tänderna med Sonicare-appen i läget deep clean+ (djuprengöring) är borstningstiden 2 minuter.

Inställning av intensiteten

Eltandborsten har upp till tre olika intensitetsinställningar:


- låg intensitet (en stapel)
- medelstark intensitet (två staplar)

108 Svenska

- hög intensitet (tre staplar)

När det smarta borsthuvudet sätts fast på handtaget kommer den rekommenderade intensiteten att väljas automatiskt. Om du vill ändra intensiteten manuellt, vrid på handtaget och tryck på läges-/intensitetsknappen.

Tryck på knappen för att ändra intensiteten när tandborsten är PÅ.



Funktioner

- BrushPacer
- Trycksensor
- Påminnelse om byte av borsthuvud
- EasyStart

BrushPacer

BrushPacer-funktionen indikerar när du måste byta till nästa sektion tänder genom att kort ändra vibrationen.

Tandborsten stängs av automatiskt när borstningscykeln är slut.

Trycksensor

Din Philips Sonicare mäter det tryck du tillämpar när du borstar, för att skydda ditt tandkött och dina tänder mot skador.

Om du trycker för hårt ändras vibrationen i handtaget tills du minskar trycket.


Obs! Trycksensorn är aktiverad vid leverans. Om du vill inaktivera funktionen, se avsnittet Aktivera eller inaktivera funktioner.

Påminnelse om byte av borsthuvud

Handtaget spårar slitaget på ditt smarta borsthuvud över tid genom att mäta följande:

- det sammanlagda tryck du tillämpar när du borstar
- sammanlagd tid du har borstat med borsthuvudet.

När borsthuvudet inte längre är effektivt blinkar lampan för påminnelse om byte av borsthuvud i gult och handtaget avger signaler och toner.



Obs! Funktionen för påminnelse om byte av borsthuvud är aktiv vid leverans. Om du vill inaktivera funktionen, se avsnittet Aktivera eller inaktivera funktioner.

EasyStart

EasyStart-funktionen ökar handtagets kraft gradvis under de 14 första borstningstillfällena, så att du vänjer dig vid borstningskraften hos Philips Sonicare.


EasyStart-funktionen fungerar i alla lägen.

Obs! EasyStart-funktionen är inaktiverad vid leverans. Om du vill aktivera EasyStart, se avsnittet Aktivera eller inaktivera funktioner.

Laddning och batteristatus


Ladda i laddningsenheten

- 1 Sätt in laddningsenhetens kontakt i ett vägguttag.
- 2 Ställ laddningsstället eller laddningsglaset på laddningsenheten.



- 3 Ställ handtaget på laddningsstället eller i laddningsglaset.

110 Svenska



4 Laddaren laddar tandborsten tills den är fulladdad.

Handtaget laddas när batteriindikatorn blinkar vit. När handtaget är fulladdat lyser batteriindikatorn med ett vitt sken i 30 sekunder och stängs sedan av.

Obs! Handtaget levereras förladdat inför första användningstillfället. Ladda tandborsten i minst 24 timmar efter första användningstillfället.

Ladda med resefodralet*

*Obs! Laddningsresefodralet ingår inte alltid. Det beror på vilken modell du har köpt.

- 1 Ta USB-kabeln från laddningsresefodralets botten.
- 2 Anslut laddningsresefodralet till ett 5-voltsuttag. Antingen via:
 - medföljande USB-adapter eller
 - en standard-USB-anslutning för datorer som är UL-listad eller certifierad enligt ANSI/UL 60950-1 eller
 - en strömkälla med en USB-port som är UL-listad eller certifierad enligt ANSI/UL 60950-1 LPS eller
 - en strömkälla som är UL-listad eller certifierad enligt 1310, klass 2.

Viktigt! Väggadaptern måste vara en säker, extra låg spänningskälla som är kompatibel med de elektriska specifikationer som finns på undersidan av apparaten.

3 Resefodralet laddar tandborsten tills den är fulladdad.

Batteristatus (handtaget på den nätanslutna laddaren).

När handtaget placeras på laddaren eller i resefodralet meddelar batteriindikatorn batterinivån.

Batteristatus	Batteriindikator
Laddning	Blinkar med vitt sken

Fulladdat	Lyser med vitt i 30 sekunder och släcks sedan av.
-----------	---

Batteristatus (när handtaget inte befinner sig på laddaren)

När du slår på handtaget indikerar batterilampan på undersidan av handtaget batteriets status.

Batteristatus	Batteriindikator	Ljud
Fulladdat	Lyser med vitt sken	-
Delvis fulladdat	Blinkar med vitt sken	-
Low (låg)	Blinkar med gult sken	Handtaget avger 3 pipljud
Tomt	Blinkar med gult sken	Handtaget avger 2 uppsättningar med 5 pipljud

Aktivera eller inaktivera funktioner

Du kan aktivera eller inaktivera följande av tandborstens funktioner:

- EasyStart
- Påminnelse om byte av borsthuvud
- Trycksensor

Steg 1: Ställ handtaget på laddningsstället eller i laddningsglaset.



Steg 2: Håll av/på-knappen intryckt för:

EasyStart	Påminnelse om byte av borsthuvud	Trycksensor
3 sekunder	Upp till 5 sekunder	Upp till 7 sekunder
↓	↓	↓

Steg 3: Släpp av/på-knappen när du hör

112 Svenska

Ett pip

Ett pip och
sedan två pip

Ett pip, två pip och
sedan tre pip



Om du ser batteriindikatorn blinka med vitt sken 2 gånger och hör 3 toner från låg till hög har funktionen blivit aktiverad.

ELLER




Om du ser batteriindikatorn blinka med vitt sken en gång och hör 3 toner från hög till låg har funktionen blivit inaktiverad.

Rengöring


- Alla delar kan rengöras med en fuktig trasa eller sköljas av med varmt vatten.




- Ta bort borstshuvudet från handtaget och skölj det ordentligt.



- Skölj hela handtaget, särskilt vid borsthuvudanslutningen, minst en gång i veckan.



Varning! Tryck inte på gummitätningen högst upp på handtaget. Rengör försiktigt runt gummitätningen.



Försiktighetsåtgärder

- Diska inte borsthuvudet, reseskyddet, handtaget, laddaren eller resefodralet i diskmaskinen.
- Använd inte isopropylsprit, vinäger, blekmedel eller andra rengöringsprodukter för hemmet för att rengöra handtaget, eftersom detta kan leda till missfärgningar.
- Dra ur nätsladden innan du rengör laddaren.
- Rengör inte borsthuvudena med essentiella oljor, eftersom det kan orsaka skada.

Förvaring

Om du inte tänker använda produkten under en längre period, kopplar ur den från eluttaget, rengör alla delar och förvara dem på en sval, torr plats som inte utsätts för direkt solljus.

Vanliga frågor

Fråga	Svar
Kan jag lämna min Sonicare på laddaren mellan borstningarna?	Ja, du kan alltid lämna din Philips Sonicare-tandborste på en nätansluten laddare. Detta påverkar inte batteriets livslängd.
Passar andra borsthuvuden min Philips Sonicare-tandborste?	Alla borsthuvuden för Philips Sonicare-eltandborstar som snäpps fast passar din tandborste. Alla är dock inte utrustade med BrushSync-teknik. Du kan se vilka borsthuvuden som använder BrushSync-teknik på symbolen på borsthuvudets nederdel.
Hur ofta måste jag byta borsthuvud?	Vi rekommenderar att du byter ditt Philips Sonicare-borsthuvud efter 3 månaders användning (om du borstar tänderna två gånger om dagen, 2 minuter åt gången). Även påminnelsen om byte av borsthuvud meddelar dig när det är dags att byta borsthuvud.
Är min Philips Sonicare-tandborste vattentät?	Ja, din Philips Sonicare-tandborste är vattentät. Du ska dock aldrig rengöra handtaget i en diskmaskin. Använd den inte heller i duschen.
Vilka telefoner är kompatibla med Philips Sonicare-appen?	Philips Sonicare-appen stöder Android OS och Apple iOS. Om du vill ha den senaste versionen av Philips Sonicare-appen, se Android Play Store eller Apple App Store. Mobila enheter måste ha Bluetooth 4.0 eller en senare version.

Fråga	Svar
Vilka andra Philips Sonicare-tandborstar kan jag använda med Philips Sonicare-appen?	Du kan enbart använda Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected-, DiamondClean Smart-, DiamondClean 9000- och ExpertClean-tandborstar med Sonicare-appen. Titta efter Bluetooth-symbolen på framsidan av förpackningen.

Återvinning

- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).
- Den här symbolen betyder att produkten innehåller inbyggda laddningsbara batterier och därför inte får kasseras i vanliga hushållssopor (enligt EG-direktivet 2006/66/EG). Lämnna produkten till en lokal återvinningsstation eller till ett Philips-servicecenter så att det laddningsbara batteriet tas om hand på korrekt sätt.
- Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt uppladdningsbara batterier. En korrekt hantering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort det laddningsbara batteriet i slutet av livslängden

Varning

- Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du kasserar handtaget.
- Se till att batteriet är helt tomt när du tar ur det.
- Alla försök att ta bort batteriet upphäver garantin.

Besök vår webbplats på www.philips.com/support eller ring det avgiftsfria numret 1-800-243-3050 om du behöver hjälp.

Ta ur det laddningsbara batteriet


Varning! Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du kasserar apparaten. Se till att batteriet är helt tomt när du tar ur det. Du behöver en handduk eller tygbit, en hammare och en skruvmejsel med rak klinga (standardtyp) för att ta ur det laddningsbara batteriet. Vidta allmänna säkerhetsåtgärder när du följer anvisningarna nedan. Se till att skydda ögon, händer, fingrar och det underlag du arbetar på.

116 Svenska

- 1 Du tömmer det laddningsbara batteriet på ström genom att ta loss handtaget från laddaren, starta Philips Sonicare och låta den vara i gång tills den stannar. Gör om samma sak tills det inte längre går att starta Philips Sonicare.




- 2 Ta bort och kassera borsthuvudet. Täck över hela handtaget med en handduk eller en tygbit.




- 3 Håll i den övre delen av handtaget med en hand och slå på handtagsets hölje en dryg centimeter ovanför den nedre änden. Slå hårt med en hammare på handtagsets alla fyra sidor för att lossa ändlocket.


Obs! Du kan behöva slå flera gånger mot den nedre änden för att göra sönder snäppfästena på insidan.




- 4 Ta bort ändlocket från tandborsthandtaget. Om ändlocket inte lossnar lätt från höljet upprepar du steg 3 tills ändlocket lossnar.




- 5 Håll handtaget upp och ned och tryck skaftet nedåt mot en hård yta. Om de inre komponenterna inte lossnar lätt från höljet upprepar du steg 3 till dess att de inre komponenterna lossnar.



- 6** Kila fast skruvmejseln mellan batteriet och den svarta ramen längst ned på de inre komponenterna. Bänd skruvmejseln uppåt, bort från batteriet, för att bryta sönder den svarta ramens nederdel.




- 7** För in skruvmejseln mellan botten av batteriet och den svarta ramen för att bryta loss metallfliken som ansluter batteriet till det gröna kretskortet. Batteriets nederdel lossnar då från ramen.



- 8** Ta tag i batteriet och dra det bort från de inre komponenterna för att bryta loss batteriets andra metallflik.

Varning! Var försiktig så att du inte gör illa fingrarna på batteriflikarnas vassa kanter.



- 9** Täck över batteriets kontakter med tejp för att förhindra att en kortslutning kan uppstå om det finns energi kvar i batteriet. Det laddningsbara batteriet kan nu återvinnas, och resten av produkten kan kasseras på lämpligt sätt.

Obs! Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den till för återvinning vid en återvinningsstation. Genom att göra detta hjälper du till att skydda miljön.

Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du besöka www.philips.com/support eller läsa den internationella garantibroschyren.

Garantibegränsningar

De internationella garantivillkoren omfattar inte följande:

- Borsthuvuden.
- Skada som orsakas av användning av reservdelar som inte har godkänts.
- Skador som orsakats av felaktig användning, misskötsel, ändringar eller obehörig reparation.
- Normalt slitage, inklusive hack, repor, avskavning, missfärgning och blekning.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —



www.philips.com/Sonicare

©2021 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.
3000.043.2773.1 (21/4/2021)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé