





PHILIPS

Colgate

SonicPro 50







English 6
Español 23
Português do Brasil 41

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the charger away from water. Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not immerse the charger in water or any other liquid.
- After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the wall socket.

Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger.
- Always have the charger replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the charger outdoors or near heated surfaces.
- If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle or charger), stop using it. This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the Consumer Care Center in your country (see chapter 'Warranty and support').
- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.

Caution

- Do not clean the brush head, travel cap, handle, charger or travel case in the dishwasher.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use the toothbrush.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this toothbrush or if bleeding continues to occur after 1 week of use. Also consult your dentist if you experience discomfort or pain when you use the Philips Colgate toothbrush.
- The Philips Colgate toothbrush complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the device manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use the Philips Colgate toothbrush.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear. Do not use other brush heads than the ones recommended by the manufacturer.
- Avoid direct contact with products that contain essential oils or coconut oil. Contact may result in bristle tufts dislodging.

- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of this product's plastic components.

Battery safety instructions

- Only use this product for its intended purpose and follow the general and battery safety instructions as described in this user manual. Any misuse can cause electric shock, burns, fire and other hazards or injuries.
- Only use the charger type HX6100/HX6160 provided with the appliance to charge the battery.
- Do not use an extension cord with this product.
- Charge, use and store the product at a temperature between 0 °C and 40 °C.
- Always unplug the product when it is fully charged.
- Do not burn products and their batteries and do not expose them to direct sunlight or to high temperatures (e.g. in hot cars or near hot stoves). Batteries may explode if overheated.
- If the product becomes abnormally hot, gives off an abnormal smell, changes color or if charging takes much longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips directly via a service center or warranty line at www.philips.com/support, or toll free at 1-800-243-3050.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- This product contains a rechargeable battery that is non-replaceable. Do not open the product to replace the rechargeable battery during the life of the device.

- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.
- To prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances, do not modify, pierce or damage products and batteries and do not disassemble, short-circuit, overcharge or reverse charge batteries during the life of the device.
- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.
- If disposable batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eye. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips Colgate toothbrush complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Colgate! To fully benefit from the support that Philips Colgate offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Your Philips Colgate toothbrush (Fig. 1)

- 1 Hygienic travel cap
- 2 Smart brush head(s)*
- 3 Handle
- 4 Power on/off button
- 5 Mode/intensity button
- 6 Modes
- 7 Brush head replacement reminder light
- 8 Battery indication
- 9 Charging base
- 10 Travel case (specific types only)*

*Note: The content of the box may vary based on the model purchased.

Brush heads

Your Philips Colgate toothbrush comes with one or more brush heads which are designed to deliver superior results for your oral care needs.

BrushSync Technology

BrushSync technology enables your brush heads to communicate with your handle using a microchip. This enables the brush head replacement reminder feature.

Brushing modes

To toggle between modes press the mode button located below the on/off button.

Your power toothbrush is equipped with 3 brushing modes, depending on your model. The following modes are available:

Clean mode

Clean is a 2-minute mode. It gives you a thorough and complete clean.

White mode

White is a 2-minute 30-seconds mode.

Gum Care mode

Gum Care is a 3-minute mode.

Battery status and charging

Charging

- 1 Plug the charger into an electrical outlet.
- 2 Place the handle on the charger.
 - The handle will emit two beeps when charging begins.
 - The battery indicator light will flash when the toothbrush is charging.
 - When the handle is fully charged on the charger, the battery indicator light will turn solid green for 30 seconds and switch off.

Note: Your toothbrush comes pre-charged for first use. After first use, charge for at least 24 hours.


Battery status (when handle is not on charger)

When removing the handle from the charger, the battery indicator light at the bottom of the handle will indicate the status of the battery.

- Solid green LED: full battery
- Flashing green LED: medium battery
- Flashing amber LED and three beeps: low battery
- Flashing amber LED and two sets of five beeps: No brushing sessions left (charge toothbrush)


Using your Philips Colgate toothbrush

Brushing instructions



- 1 Firmly press the brush head down onto the metal shaft of the handle until it stops. The brush head bristles should be facing the same direction as the front of the handle.


Note: It is normal to see a slight gap between the brush head and the handle.



- 2 Wet the bristles.




- 3 Apply a small amount of toothpaste on the bristles.



- 4 Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle (45 degrees), pressing firmly to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline.

Note: Keep the center of the brush in contact with the teeth at all times.



- 5 Press the power on/off button to turn on the Philips Colgate toothbrush.




- 6** Gently keep the bristles placed on the teeth and in the gumline. Brush your teeth with small back and forth motion so the bristles reach between the teeth.

Note: The bristles should slightly flare. Do not scrub.




- 7** To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth.

Note: A change in vibration (and a slight change in sound) alerts you when you apply too much pressure while brushing.



- 8** To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide the mouth into 4 sections using the Quadpacer feature. The Quadpacer feature beeps every 30 seconds over 2 minutes.



- 9** Brush for the full 2 minutes following the Quadpacer.

In Clean mode, after 2 minutes the handle will automatically shut off.

In White mode, an additional 30 seconds is provided for you to brighten and polish your front teeth.

In Gum care mode, after 2 minutes the handle will continue to brush for an additional minute so you can gently stimulate and massage your gums.

- After you have completed the brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs.

Note: Your Philips Colgate toothbrush is safe to use on:

- Braces (brush heads wear out sooner when used on braces)
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers)

Note: When the Philips Colgate toothbrush is used in clinical studies, it must be used in the Clean mode (for plaque and gum health claims) or in White mode (for whitening claims) at high intensity with EasyStart turned off.

Features

- EasyStart
- Brush head replacement reminder
- Pressure sensor
- Quadpacer


EasyStart

The EasyStart feature gently increases the power of the handle over the first 14 brushings to help you get used to the brushing power with the Philips Colgate toothbrush.

The EasyStart feature works in all modes.

Note: The EasyStart feature comes activated with your product.

To deactivate EasyStart see 'Activating or deactivating features'.



Brush head replacement reminder

Your Philips Colgate toothbrush is equipped with BrushSync technology that tracks the wear of your brush head.

- When attaching a new smart brush head for the first time the brush head replacement reminder light blinks green three times. This confirms you have a Philips brush head with BrushSync technology.
- Over time, based on the overall pressure you apply while brushing and the total time you have brushed with your brush head, the handle will track brush head wear in order to determine the total time you have brushed with your brush head. This feature gives you the guarantee for the best cleaning and care of your teeth.
- When the brush head replacement reminder light lights up amber, you should replace your brush head.

Note: The brush head replacement reminder comes activated with your product. To deactivate the brush head replacement reminder see 'Activating or deactivating features'.

Pressure sensor

Your Philips Colgate toothbrush measures the pressure you apply while brushing to protect your gums and teeth from damage. If you apply too much pressure, the handle will change in vibration until you reduce the pressure.

Note: The pressure sensor comes activated with your product. To deactivate the pressure sensor see 'Activating or deactivating features'.

Quadpacer

The Quadpacer is an interval timer that has a short beep and pause to remind you to brush the different sections of your mouth. Depending on the brushing mode you have selected (see 'Brushing modes'), the Quadpacer beeps at different intervals during the brushing cycle.

- In Clean mode, the Quadpacer beeps every 30 seconds over the 2 minute brushing cycle.
- In White mode, the Quadpacer beeps every 30 seconds over the first 2 minutes and beeps every 15 seconds for the final 30 seconds of the brushing cycle.
- In Gum care mode, the Quadpacer beeps every 30 seconds over first 2 minutes and beeps every 15 seconds for the final minute of the brushing cycle.

Activating or deactivating features

You can activate or deactivate the following features of your toothbrush:

- EasyStart
- Brush head replacement reminder
- Pressure sensor

To activate or deactivate these features, follow the instructions below:

Step 1: Place the handle on the charger.



Step 2: Press and hold the power button for:

Easy start

Brush head
replacement
reminder

Pressure sensor

Up to 3
seconds

Up to 5
seconds

Up to 7 seconds



Step 3: Let go power button when you hear

1 beep

2 beeps

3 beeps



If you see the brush head replacement light and battery indication light blink green 2 times, and hear 3 tones from low to high, then the feature has been activated.

OR



If you see the brush head replacement light and battery indication light blink amber once, and hear 3 tones from high to low, then the feature has been deactivated.

Cleaning

Warning: Do not clean the brush head, travel cap, handle, charger or travel case in the dishwasher.

Toothbrush handle




- 1 Remove the brush head from the handle and rinse the metal shaft area with warm water. Make sure you remove any residual toothpaste.

Caution: Do not push on the rubber seal at the top of the handle with sharp objects, as this may cause damage.

- 2 Wipe the entire surface of the handle with a damp cloth.


Note: Do not use isopropyl rubbing alcohol, vinegar or bleach to clean handle as this may cause discoloration.

Brush head



- 1 Remove the brush head from the handle and rinse it thoroughly.
- 2 Rinse the brush head connection with warm water at least once a week.

Charger



- 1 Unplug the charger before you clean it.
- 2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth. Make sure you remove any toothpaste or other residue from the charger surfaces.

Storage

If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug the charger from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

Locating the model number

Look on the bottom of the Philips Colgate toothbrush handle for the model number (HX684x).

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable battery


Warning: Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Make sure the battery is completely empty when you remove it. To remove the rechargeable battery, you need a towel or cloth, a hammer and a flat-head (standard) screwdriver. Observe basic safety

precautions when you follow the procedure outlined below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.


- 1 To deplete the rechargeable battery of any charge, remove the handle from the charger, turn on the Philips Colgate toothbrush and let it run until it stops. Repeat this step until you can no longer turn on the Philips Colgate toothbrush.
- 2 Remove and discard the brush head. Cover the entire handle with a towel or cloth.




- 3 Hold the top of the handle with one hand and strike the handle housing 0.5 inch above the bottom end. Strike firmly with a hammer on all 4 sides to eject the end cap.




Note: You may have to hit on the end several times to break the internal snap connections.




- 4 Remove the end cap from the toothbrush handle. If the end cap does not release easily from the housing, repeat step 3 until the end cap is released.







- 5 Holding the handle upside down, press the shaft down on a hard surface. If the internal components do not easily release from the housing, repeat step 3 until the internal components are released.



- 6 Wedge the screwdriver between the battery and the black frame at the bottom of the internal components. Then pry the screwdriver away from the battery to break the bottom of the black frame.



- 7 Insert the screwdriver between the bottom of the battery and the black frame to break the metal tab connecting the battery to the green printed circuit board. This will release the bottom end of the battery from the frame.




- 8 Grab the battery and pull it away from the internal components to break the second metal battery tab.

Caution: Be aware of the sharp edges of the battery tabs so as to avoid injury to your fingers.

- 9 Cover the battery contacts with tape to prevent any electrical short from residual battery charge.

The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.

Note: Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

WARRANTY EXCLUSIONS

What is not covered under warranty:

- Brush heads.
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts or unauthorized brush heads.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading.

Colgate and the Colgate Logo are the registered trademarks of Colgate-Palmolive Company.

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitase consultarlo en el futuro.

Peligro

- Mantenga el cargador alejado del agua. No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o fregadero.
- No sumerja el cargador en agua ni en otros líquidos.
- Después de la limpieza, asegúrese de que el cargador esté totalmente seco antes de conectarlo a la toma de corriente.

Advertencia

- El cable de alimentación no se puede sustituir. Deseche el aparato si el cable de alimentación está dañado.
- Sustituya siempre el cargador por otros del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- No utilice el cargador al aire libre ni cerca de superficies calientes.
- Deje de utilizar el aparato si tiene algún daño (en el cabezal del cepillo, en el mango o en el cargador). Este producto contiene piezas que no se pueden reparar. Si el aparato está dañado, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país (consulte el capítulo 'Garantía y asistencia').

- Este aparato puede ser usado por niños y personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.

Precaución

- No lave el cabezal del cepillo, el capuchón, el mango, el cargador ni el estuche de viaje en el lavavajillas.
- Consulte a su dentista antes de utilizar este cepillo de dientes si se ha sometido a cirugía oral o de las encías en los dos últimos meses.
- Consulte a su dentista si se produce un sangrado excesivo después de usar este cepillo dental, o si el sangrado continúa produciéndose después de una semana de uso. Consulte también a su dentista si experimenta molestias o dolor al utilizar el cepillo Philips Colgate.
- El cepillo Philips Colgate cumple las normas de seguridad para dispositivos electromagnéticos. Si tiene un marcapasos o cualquier otro dispositivo implantado, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo antes de utilizar el aparato.
- Si tiene alguna duda médica, consulte a su médico antes de utilizar el cepillo dental Philips Colgate.

- Este aparato ha sido diseñado únicamente para limpiar los dientes, las encías y la lengua. No lo utilice con ninguna otra finalidad, Deje de utilizar el dispositivo o consulte a su médico si experimenta molestias o dolor.
- No utilice un cabezal de cepillo si tiene las cerdas aplastadas o curvadas. Sustituya el cabezal del cepillo cada tres meses o antes si aparecen signos de desgaste. No utilice otros cabezales que no sean los recomendados por el fabricante.
- Evite el contacto directo con productos que contengan aceites esenciales o aceite de coco. El contacto con estos productos puede ocasionar que se desprendan mechones de cerdas.
- Si el dentífrico que utiliza contiene peróxido, bicarbonato sódico u otro bicarbonato (frecuentes en los dentífricos blanqueadores), limpie bien el cabezal con agua y jabón después de cada uso. Esto evita un posible agrietamiento de los componentes de plástico del producto.

Instrucciones de seguridad sobre baterías

- Utilice este producto solo para el uso al que está destinado y siga las instrucciones generales y de seguridad de la batería como se describe en este manual de usuario. Cualquier uso indebido puede causar descargas eléctricas, quemaduras, incendios y otros peligros o lesiones inesperados.
- Para cargar la batería, utilice solo el tipo de cargador HX6100/HX6160 suministrado con el aparato.
- No utilice este producto con un cable alargador.
- Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 0 °C y 40 °C.

- Desenchufe siempre el producto cuando esté completamente cargado.
- No queme productos y sus baterías ni los exponga a la luz solar directa o a altas temperaturas (por ejemplo, en automóviles calientes o cerca de estufas calientes). Las pilas pueden explotar si se sobrecalientan.
- Si el producto se calienta excesivamente, desprende un olor anormal o cambia de color, o si la carga tarda mucho más de lo habitual, deje de usarlo, cárguelo y póngase en contacto con Philips directamente a través de un centro de servicio o línea de garantía en **www.philips.com/support**, o llame gratis al 01800-504-6200.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas o en cocinas de inducción.
- Este producto contiene una batería recargable que no es reemplazable. No abra el producto para reemplazar la batería recargable durante la vida útil del dispositivo.
- Al manipular las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secos.
- Para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas, no modifique, perforo ni dañe los productos ni las baterías y no desmote, cortocircuite ni sobrecargue las baterías, ni las cargue con la polaridad invertida durante la vida útil del dispositivo.

- Para evitar cortocircuitos accidentales de las baterías después de la extracción, no deje que los terminales de la batería entren en contacto con objetos metálicos (por ejemplo, monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Coloque cinta adhesiva en los terminales de las baterías o introduzca las baterías en una bolsa de plástico antes de desecharlas.
- Si las baterías desechables están dañadas o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, enjuague inmediatamente a fondo con agua y busque atención médica.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este cepillo dental Philips Colgate cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Introducción

Enhorabuena por la adquisición de este producto y bienvenido a Philips Colgate. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips Colgate le ofrece, registre el producto en **www.philips.com/welcome**.

Cepillo dental Philips Colgate (Fig. 1)

- 1 Capuchón higiénico
- 2 Cabezales de cepillo inteligentes*
- 3 Mango
- 4 Botón de encendido/apagado
- 5 Botón de modo/intensidad
- 6 Modos
- 7 Piloto de recordatorio de sustitución del cabezal del cepillo
- 8 Indicación de la batería
- 9 Base de carga
- 10 Estuche de viaje (solo para modelos específicos)*

*Nota: El contenido de la caja puede variar en función del modelo que adquiera.

Cabezales del cepillo

El cepillo dental Philips Colgate se suministra con uno o varios cabezales diseñados para ofrecer resultados excelentes a la hora de cubrir las necesidades de higiene bucal.

Tecnología BrushSync

La tecnología BrushSync permite la comunicación entre los cabezales de cepillado y el mango a través de un microchip. Esto habilita la función de recordatorio de reemplazo del cabezal del cepillo.

Modos de cepillado

Para alternar entre modos, pulse el botón de modo que se encuentra debajo del botón de encendido/apagado.

Su cepillo dental eléctrico está equipado con tres modos de cepillado, según el modelo. Están disponibles los siguientes modos:

Modo Clean (Limpieza)

Clean es un modo de 2 minutos. Proporciona una limpieza completa.

Modo White (Blanqueado)

White es un modo de 2 minutos y 30 segundos.

Modo Gum Care (Cuidado de las encías)

Gum Care es un modo de 3 minutos.

Estado y carga de la batería

Carga

- 1 Enchufe el cargador a una toma de corriente eléctrica.
- 2 Coloque el mango en el cargador.
 - El mango emitirá dos pitidos cuando comience la carga.
 - La luz indicadora de la batería parpadeará cuando el cepillo dental se esté cargando.
 - Cuando el mango está totalmente cargado en el cargador, el piloto de la batería se ilumina de color verde durante 30 segundos y se apaga.

Nota: El cepillo de dientes se suministra previamente cargado para el primer uso. Después de utilizarlo por primera vez, cárguelo durante al menos 24 horas.

Estado de la batería (cuando el mango no está en el cargador)


Al quitar el mango del cargador, el piloto de la batería situado en la parte inferior del mango indicará el estado de la batería.

- LED verde permanente: batería llena
- LED verde parpadeante: batería media

- LED naranja parpadeante y 3 pitidos: batería baja
- LED ámbar parpadeante y 2 series de 5 pitidos: no queda ninguna sesión de cepillado (se debe cargar el cepillo)


Uso del cepillo dental Philips Colgate

Instrucciones de cepillado



- 1 Presione firmemente hacia abajo el cabezal del cepillo sobre el eje metálico del mango hasta que encaje. El cabezal del cepillo debe apuntar en la misma dirección que la parte frontal del mango.


Nota: Es normal que haya un pequeño espacio entre el cabezal del cepillo y el mango.



- 2 Humedezca las cerdas.




- 3 Aplique una pequeña cantidad de pasta de dientes en las cerdas.



- 4 Coloque las cerdas del cepillo de dientes sobre los dientes formando un ángulo de 45 grados y presione firmemente para que las cerdas alcancen la línea de la encía o se queden ligeramente por debajo de la encía.

Nota: Mantenga la parte central del cepillo en contacto con los dientes en todo momento.



- 5** Pulse el botón de encendido/apagado para encender el cepillo Philips Colgate.




- 6** Coloque suavemente las cerdas sobre los dientes y en la línea de la encía. Cepille los dientes con un pequeño movimiento hacia delante y hacia atrás, de forma que las cerdas lleguen a los espacios interdientales.

Nota: Las cerdas pueden irritar ligeramente. No frote.




- 7** Para limpiar la superficie interior de los dientes anteriores, incline el mango del cepillo y colóquelo en posición semivertical. Realice varias pasadas superpuestas en vertical en cada diente.

Nota: Un cambio en la vibración (y un ligero cambio en el sonido) le avisa cuando está ejerciendo demasiada presión durante el cepillado.



- 8** Para asegurar el cepillado uniforme de toda la boca, divida la cavidad bucal en 4 secciones mediante la función Quadpacer. La función Quadpacer emite pitidos cada 30 segundos a lo largo de 2 minutos.



- 9** Cepille durante 2 minutos completos siguiendo las indicaciones de Quadpacer.

En el modo de limpieza, después de 2 minutos el mango se apagará automáticamente.

En el modo Blanco, se proporcionan 30 segundos adicionales para aclarar y pulir los dientes delanteros.

En el modo de cuidado de las encías, después de 2 minutos el mango seguirá cepillando durante un minuto más para que puede estimular y masajear suavemente las encías.

- Tras completar el ciclo de cepillado, emplee un tiempo adicional para cepillar la superficie de masticación de los dientes y las zonas donde se forman manchas.

Nota: Puede utilizar el cepillo Philips Colgate de forma segura en:

- Aparatos correctores (los cabezales de cepillado se gastan antes cuando se utilizan sobre aparatos correctores)
- Restauraciones dentales (empastes, coronas, carillas)

Nota: Al utilizar el cepillo dental Philips Colgate en estudios clínicos, se debe utilizar en el modo Clean (para cumplir con las afirmaciones sobre la placa y la salud de las encías) o en el modo White (para cumplir con las afirmaciones sobre blanqueado) a alta intensidad con EasyStart desactivado.

Funciones

- EasyStart
- Recordatorio de sustitución del cabezal del cepillo
- Sensor de presión
- Quadpacer

EasyStart

La función EasyStart aumenta paulatinamente la potencia del mango a lo largo de los primeros 14 cepillados para ayudarle a acostumbrarse a la

potencia de cepillado del cepillo dental Philips Colgate.

La función EasyStart funciona en todos los modos.

Nota: El producto viene con la función EasyStart activada.

Para desactivar EasyStart consulte "Activar o desactivar funciones".


Recordatorio de sustitución del cabezal del cepillo

El cepillo Philips Colgate dispone de la tecnología BrushSync, que monitoriza el desgaste del cabezal del cepillo.

- Al colocar un nuevo cabezal de cepillo inteligente por primera vez, el piloto de recordatorio de sustitución del cabezal de cepillo parpadea en verde tres veces. Esto confirma que tiene un cabezal de cepillo Philips con tecnología BrushSync.
- Con el tiempo, según la presión general que se aplique durante el cepillado y el tiempo total de cepillado con el cabezal del cepillo, el mango hará un seguimiento del desgaste del cabezal del cepillo para determinar el tiempo total que ha utilizado el cabezal del cepillo. Esta función le garantiza la máxima limpieza y cuidado de los dientes.
- Si el piloto de recordatorio de sustitución del cabezal del cepillo se ilumina de color ámbar, debe sustituir el cabezal del cepillo.

Nota: El recordatorio de sustitución del cabezal del cepillo viene activado con el producto.

Para desactivar el recordatorio de sustitución del cabezal de cepillo consulte "Activar o desactivar funciones".



Sensor de presión

El cepillo dental Philips Colgate mide la presión que se aplica durante el cepillado para proteger los dientes y las encías de cualquier daño. Si aplica demasiada presión, el mango cambiará la vibración hasta que reduzca la presión.

Nota: El sensor de presión viene activado con el producto.
Para desactivar el sensor de presión consulte "Activar o desactivar funciones".

Quadpacer

QuadPacer es un temporizador de intervalos que utiliza un pitido corto y una pausa para recordarle que tiene que cepillarse las distintas secciones de la boca. Dependiendo del modo de cepillado que haya seleccionado (consulte "Modos de cepillado"), el Quadpacer emitirá pitidos en diferentes intervalos durante el ciclo de cepillado.

- En el modo de limpieza, el Quadpacer pita cada 30 segundos durante el ciclo de cepillado de 2 minutos.
- En el modo de blanqueado, el Quadpacer pita cada 30 segundos durante los primeros 2 minutos, y pita cada 15 segundos durante los últimos 30 segundos del ciclo de cepillado.
- En el modo de cuidado de encías, el Quadpacer pita cada 30 segundos durante los primeros 2 minutos y pita cada 15 segundos durante el último minuto del ciclo de cepillado.

Activar o desactivar funciones

Es posible activar o desactivar las funciones siguientes del cepillo de dientes:

- EasyStart
- Recordatorio de sustitución del cabezal del cepillo

- Sensor de presión

Para activar o desactivar estas funciones, siga las instrucciones siguientes:

Paso 1: Coloque el mango en el cargador.



Paso 2: Mantenga pulsado el botón de encendido para:

Easy-Start	Recordatorio de sustitución del cabezal del cepillo	Sensor de presión
------------	-----------------------------------------------------	-------------------

Un máximo de 3 segundos	Un máximo de 5 segundos	Un máximo de 7 segundos
-------------------------	-------------------------	-------------------------



Paso 3: Suelte el botón de encendido cuando oiga

1 pitido	2 pitidos	3 pitidos
----------	-----------	-----------



Si el indicador de la batería y la luz de sustitución del cabezal del cepillo parpadea en verde 2 veces y oye 3 tonos de baja a alta intensidad, significa que la función se ha activado.

O bien




Si ve que el indicador de la batería y la luz de sustitución del cabezal del cepillo parpadean en ámbar una vez, y escuchan 3 tonos de alto a bajo, significa que la función se ha desactivado.

Limpieza

Advertencia: No lave el cabezal del cepillo, el capuchón, el mango, el cargador ni el estuche de viaje en el lavavajillas.

Mango del cepillo




- 1 Quite el cabezal del cepillo del mango y enjuague la zona de la varilla metálica con agua caliente. Asegúrese de eliminar todos los restos de pasta de dientes.

Precaución: No empuje la junta de goma de la varilla metálica del mango con ningún objeto afilado, ya que podría dañarla.

- 2 Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie del mango.


Nota: No utilice productos con alcohol isopropílico, vinagre o lejía para limpiar el mango, ya que esto podría causar decoloración.

Cabezal del cepillo



- 1 Quite el cabezal de cepillado del mango y enjuáguelo bien.
- 2 Enjuague la conexión del cabezal del cepillo con agua tibia al menos una vez por semana.

Cargador



- 1 Desenchufe el cargador antes de limpiarlo.
- 2 Limpie la superficie del cargador con un paño húmedo. Asegúrese de eliminar los restos de pasta de dientes o cualquier otro residuo de la superficie del cargador.

Almacenamiento

Si no va a utilizar su producto durante un período prolongado, desenchufe el cargador de la toma de corriente, límpielo y guárdelo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa del sol.

Cómo localizar el número de modelo

Mire en la parte inferior del mango del cepillo Philips Colgate para ver el número de modelo (HX684x).

Reciclaje




- Al final de su vida útil, no tire el producto junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.
- Este producto contiene una batería recargable integrada, que no debe desecharse con los residuos domésticos normales. Lleve el producto a un punto de recogida oficial o a un centro de asistencia de Philips para que un profesional extraiga la batería recargable.
- Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos y de baterías recargables. El desechado correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Extracción de la batería recargable

Advertencia: No quite la batería recargable hasta que desee el aparato. Asegúrese de que la batería está completamente agotada cuando la quite.

Para extraer la batería recargable, utilice una toalla o un paño, un martillo y un destornillador plano normal. Tenga en cuenta las medidas de seguridad básicas cuando siga los procedimientos descritos a continuación. Asegúrese de proteger sus ojos, manos, dedos y la superficie en la que trabaja.


- 1 Para agotar la carga de la batería recargable, quite el mango del cargador, encienda su Philips Colgate y déjelo funcionar hasta que se pare. Repita esto hasta que ya no pueda encender el cepillo Philips Colgate.
- 2 Retire y deseche el cabezal del cepillo. Cubra todo el mango con una toalla o un paño.




- 3 Sujete la parte superior del mango con una mano y golpee la carcasa del mango a 1,27 cm por encima del extremo inferior. Golpee firmemente con un martillo los cuatro lados para expulsar la tapa.

Nota: Es posible que tenga que golpear el extremo varias veces para romper las conexiones internas.


- 4 Retire la tapa del mango del cepillo. Si la tapa no se libera fácilmente de la carcasa, repita el paso 3 hasta que la tapa se suelte.




- 5 Sujete el mango boca abajo, presione el eje hacia abajo sobre una superficie dura. Si los componentes internos no se sueltan de la carcasa con facilidad, repita el paso 3 hasta que lo hagan.



- 6 Introduzca el destornillador entre la batería y el marco negro de la parte inferior de los componentes internos. A continuación haga palanca con el destornillador hacia el exterior de la batería para romper la parte inferior del marco negro.



- 7 Inserte el destornillador entre la parte inferior de la batería y el marco negro para romper la pestaña metálica que conecta la batería con la placa de circuito impreso de color verde. Esto separará el extremo inferior de la batería del marco negro.




- 8 Agarre la batería y tire de ella separándola de los componentes internos para romper la segunda pestaña metálica de la batería.

Precaución: Tenga cuidado con los bordes afilados de las pestañas de la batería para evitar lesiones en los dedos.

- 9 Cubra los contactos de la batería con cinta aislante para evitar cualquier cortocircuito eléctrico provocado por la carga residual de la batería.

La batería recargable ya se puede reciclar y el resto de materiales se pueden desechar de manera adecuada.



Nota: Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía internacional.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

No están cubiertos por la garantía:

- Cabezales del cepillo
- Deterioros causados por el uso de piezas de repuesto no autorizadas.
- Deterioros causados por el uso inapropiado, abusos, negligencias, alteraciones o reparaciones no autorizadas.
- Desgaste normal, incluyendo arañazos, desportilladuras, abrasiones, decoloraciones o pérdida gradual del color.

Colgate y el logotipo de Colgate son marcas comerciales registradas de Colgate-Palmolive Company.

Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Mantenha o carregador longe da água. Não coloque nem guarde o produto onde ele possa cair em uma banheira ou pia.
- Não mergulhe o carregador na água nem em outro líquido.
- Depois da limpeza, verifique se o carregador está completamente seco antes de conectá-lo à tomada.

Aviso

- O cabo de energia não pode ser substituído. Se o mesmo estiver danificado, descarte o carregador.
- Sempre substitua o carregador por outro do mesmo tipo original para evitar riscos.
- Não use o carregador em ambientes externos ou próximo a superfícies quentes.
- Se o aparelho estiver danificado de alguma forma (cabeça da escova, cabo ou carregador), pare de usá-lo. Este aparelho não contém peças que podem ser reparadas. Se o aparelho estiver danificado, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente de seu país (consulte o capítulo 'Garantia e suporte').
- Este aparelho pode ser usado por crianças e pessoas com capacidades física, mental ou sensorial reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso seguro e os riscos. Crianças não devem realizar a limpeza ou a manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Não deixe o aparelho ao alcance de crianças.

Atenção

- Não limpe a cabeça da escova, a tampa de viagem, o cabo, o carregador ou o estojo de viagem na máquina de lavar louça.
- Se você passou por uma cirurgia oral ou nas gengivas nos últimos dois meses, consulte seu dentista antes de utilizar a escova de dentes.
- Consulte seu dentista se ocorrer sangramento excessivo depois de você utilizar esta escova de dentes ou se continuar ocorrendo sangramento depois de uma semana de uso. Também consulte seu dentista se sentir desconforto ou dor ao usar a escova de dentes Philips Colgate.
- A escova de dentes Philips Colgate está em conformidade com os padrões de segurança de dispositivos eletromagnéticos. Se você tiver um marca-passo ou outro dispositivo implantado, entre em contato com seu médico ou com o fabricante do dispositivo implantado antes de usar o produto.
- Se você tiver alguma ressalva médica, consulte seu médico antes de utilizar a escova de dentes Philips Colgate.
- Este aparelho foi desenvolvido para limpar os dentes, a gengiva e a língua. Não o utilize para nenhum outro fim. Pare de usar o aparelho e entre em contato com seu médico se sentir qualquer desconforto ou dor.
- Pare de usar a cabeça de escovação quando as cerdas estiverem amassadas ou torcidas. Substitua a cabeça de escovação a cada três meses ou antes quando ela apresentar sinais de desgaste. Não use outras cabeças de escovação que não sejam recomendadas pelo fabricante.

- Evite o contato direto com produtos que contenham óleos essenciais ou óleo de coco. O contato poderá resultar no deslocamento das cerdas da escova.
- Caso seu creme dental contenha peróxido, bicarbonato de sódio ou outro tipo de bicarbonato (comum em cremes dentais branqueadores), lave bem a cabeça de escovação com água e sabonete após cada uso. Isso evita possíveis rachaduras nos componentes plásticos do produto.

Instruções de segurança da bateria

- Use este aparelho apenas para o propósito ao qual ele se destina e siga as instruções gerais e de segurança da bateria conforme descrito neste manual do usuário. O uso indevido pode causar choques elétricos, queimaduras, incêndios e outros danos ou ferimentos.
- Use apenas o tipo de carregador HX6100/HX6160 fornecido com o aparelho para carregar a bateria.
- Não utilize um cabo de extensão com este produto.
- Carregue, use e armazene o produto a uma temperatura entre 0 °C e 40 °C.
- Desligue sempre o produto quando estiver totalmente carregado.
- Não queime os produtos e suas baterias e não os exponha à luz solar direta ou a altas temperaturas (por exemplo, em carros quentes ou perto de fogões quentes). As pilhas podem explodir se forem superaquecidas.

- Se o produto ficar anormalmente quente, exalar um odor anormal, mudar de cor ou se o carregamento demorar muito mais que o normal, pare de usar e carregue o produto e entre em contato com a Philips diretamente por meio de uma linha de atendimento ou de garantia em www.philips.com.br/suporte ou ligue gratuitamente para 0800-709-1434.
- Não coloque produtos e suas baterias em fornos de micro-ondas ou em fogões de indução.
- Este produto contém uma bateria recarregável que não pode ser substituída. Não abra o produto para substituir a bateria recarregável durante a vida útil do dispositivo.
- Quando você manusear as baterias, certifique-se de que suas mãos, o produto e as baterias estejam secos.
- Para evitar que as baterias aqueçam ou liberem substâncias tóxicas ou perigosas, não modifique, perfure ou danifique produtos e baterias e não desmonte, realize curto-circuito, sobrecarga ou carregamento reverso nas baterias durante a vida útil do dispositivo.
- Para evitar o curto-circuito acidental da baterias após a remoção, não deixe os terminais da bateria entrarem em contato com objeto de metal (por exemplo, moedas, grampos de cabelo, anéis). Não enrole as baterias em papel alumínio. Cubra os terminais da bateria ou coloque as baterias em um saco plástico antes do descarte.
- Se as baterias descartáveis estiverem danificadas ou vazando, evite o contato com a pele ou os olhos. Se acontecer, lave bem com água imediatamente e procure um médico.

Campos eletromagnéticos

A escova de dentes Philips Colgate está em conformidade com todas as normas aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips Colgate! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips Colgate, registre seu produto na página www.philips.com/welcome.

A escova de dentes Philips Colgate (Fig. 1)

- 1 Tampa de proteção higiênica para transporte
- 2 Cabeça(s) de escovação inteligente(s)*
- 3 Cabo
- 4 Botão liga/desliga
- 5 Botão Modo/intensidade
- 6 Modos
- 7 Luz de lembrete de substituição da cabeça de escovação
- 8 Indicação de bateria
- 9 Carregador
- 10 Estojo de viagem (somente em alguns modelos)*

*Nota: O conteúdo da caixa pode variar, dependendo do modelo adquirido.

Cabeças da escova

A escova de dentes Philips Colgate vem com uma ou mais cabeças de escovação, projetadas para oferecer resultados superiores para suas necessidades de higiene bucal.

Tecnologia BrushSync

A tecnologia BrushSync permite que as cabeças de escovação se comuniquem com o cabo usando um microchip. Isso permite o recurso de lembrete de substituição da cabeça da escova.

Modos de escovação

Para alternar entre os modos, pressione o botão de modo localizado abaixo do botão liga/desliga.

A escova de dentes elétrica é equipada com 3 modos de escovação, dependendo do modelo. Os seguintes modos estão disponíveis:

Modo Clean

Clean é um modo de 2 minutos. Proporciona uma limpeza minuciosa e completa.

Modo White

O White é um modo de 2 minutos de 30 segundos.

Modo Gum Care

O Gum Care é um modo de 3 minutos.

Carregamento e status da bateria

Carregamento

- 1 Conecte o carregador a uma tomada elétrica.
- 2 Coloque o cabo no carregador.
 - O cabo emitirá dois bipes quando o carregamento começar.
 - A luz indicadora de bateria piscará quando a escova de dentes estiver carregando.
 - Quando o cabo estiver totalmente carregado no carregador, o indicador de bateria se acenderá em verde constante por 30 segundos e se apagará.

Nota: Sua escova de dentes vem pré carregada para o primeiro uso. Depois a primeira utilização, carregue pelo menos 24 horas.


Status da bateria (quando o cabo não estiver no carregador)

Ao remover o cabo do carregador, o indicador de bateria na parte inferior do cabo indicará o status da bateria.

- LED verde sólido: bateria carregada
- LED verde intermitente: bateria média
- LED âmbar intermitente e três bipes: bateria fraca
- LED âmbar intermitente e duas séries de cinco bipes: nenhuma sessão de escovação restante (carregue a escova de dentes)


Como usar a escova de dentes Philips Colgate

Instruções de escovação



- 1 Pressione com força a cabeça de escovação contra o eixo de metal do cabo até encaixá-la. As cerdas da cabeça da escova devem estar voltadas para a mesma direção que a frente do cabo.

Nota: É normal ver um pequeno espaço entre a cabeça de escovação e o cabo.




- 2 Umedeça as cerdas.

48 Português do Brasil




- 3 Aplique uma pequena quantidade de creme dental nas cerdas.



- 4 Coloque as cerdas da escova de dentes contra os dentes em ângulo pequeno (45 graus) pressionando firmemente para que as cerdas atinjam a linha da gengiva ou um pouco abaixo da linha da gengiva.

Nota: Mantenha o centro da escova em contato com os dentes durante todo o tempo.



- 5 Pressione o botão liga/desliga para ligar a escova de dentes Philips Colgate.




- 6 Posicione as cerdas sobre os dentes, inseridas delicadamente na linha da gengiva. Escove os dentes com pequenos movimentos de vai e vem para que as cerdas atinjam o espaço entre os dentes.

Nota: As cerdas devem ser levemente agitadas. Não esfregue.



- 7 Para limpar as superfícies internas dos dentes frontais, incline o cabo da escova sobre o dente e passe-a várias vezes na vertical sobre cada dente.

Nota: Uma mudança na vibração (e uma leve mudança no som) alerta quando você aplica pressão demais à escovação.



8 Para ter a certeza de que escovou de modo uniforme toda a boca, divida-a em quatro seções usando o recurso QuadPacer. O recurso Quadpacer emite um bipie a cada 30 segundos por 2 minutos.

9 Escove por 2 minutos, seguindo o QuadPacer.

No modo Clean, após 2 minutos, o cabo será automaticamente desligado.

No modo White, 30 segundos adicionais são fornecidos para você clarear e polir os dentes da frente.

No modo Gum Care, depois de 2 minutos o cabo continuará a escovar por um minuto adicional, para que você possa suavemente estimular e massagear as gengivas.

- Depois de concluir o ciclo de escovação, você pode passar a escovação para as superfícies de mastigação de seus dentes e as áreas com manchas.

Nota: A escova de dentes Philips Colgate é segura para uso em:

- Aparelhos ortodônticos (as cabeças de escovação se desgastam mais rapidamente quando usadas em aparelhos ortodônticos)
- Restaurações dentais (obturações, coroas e jaquetas)

Nota: Quando a escova de dentes Philips Colgate for usada em estudos clínicos, ela deve ser usada no modo Clean (para remoção de placa e saúde das gengivas) ou no modo White (para clareamento) em alta intensidade com EasyStart desligado.

Recursos

- EasyStart
- Indicador de substituição da cabeça da escova
- Sensor de pressão
- QuadPacer

EasyStart


O recurso EasyStart aumenta suavemente a potência do cabo nas primeiras 14 escovações para ajudá-lo a se acostumar com o poder de escovação da escova de dentes Philips Colgate.

O recurso EasyStart funciona em todos os modos.

Nota: O recurso EasyStart vem ativado com seu produto.

Para desativar o EasyStart, consulte "Ativação ou desativação dos recursos".

Lembrete de substituição da cabeça de escovação



Sua escova de dentes Philips Colgate vem equipada com a tecnologia BrushSync, que localiza o desgaste da sua cabeça de escovação.

- Ao encaixar uma nova cabeça de escovação inteligentes pela primeira vez, a luz de lembrete de substituição da cabeça de escovação piscará três vezes em verde. Isso confirma que você tem uma cabeça de escovação Philips com a tecnologia BrushSync.
- Com o tempo, com base na pressão geral que você aplica ao escovar e no tempo total que você escovou com a cabeça da escova, o cabo localizará o desgaste da cabeça da escova para determinar o tempo total que você escovou com a cabeça da escova. Esse recurso lhe dá a garantia de melhor limpeza e cuidado dos dentes.
- Quando a luz de lembrete de substituição da cabeça de escovação se acender na cor âmbar, você deve substituir a cabeça de escovação.

Nota: O lembrete de substituição da cabeça da escova vem ativado com seu produto. Para desativar o lembrete de substituição da cabeça de escovação, consulte "Ativação ou desativação de recursos".

Sensor de pressão

A escova de dentes Philips Colgate mede a pressão aplicada durante a escovação para proteger as gengivas e os dentes contra danos. Se você aplicar muita pressão, o cabo será alterado na vibração até reduzir a pressão.

Nota: O sensor de pressão vem ativado com o produto. Para desativar o sensor de pressão, consulte "Ativação ou desativação de recursos".

QuadPacer

O QuadPacer é um cronômetro intervalado com um bipe curto e uma pausa para lembrar você de escovar as diversas partes da sua boca. Dependendo do modo de escovação selecionado (consulte "Modos de escovação"), o QuadPacer emitirá bipes em diferentes intervalos durante o ciclo de escovação.

- No modo Clean, o Quadpacer emite um bipe a cada 30 segundos durante o ciclo de escovação de 2 minutos.
- No modo White, o Quadpacer emite um bipe a cada 30 segundos nos primeiros 2 minutos e emite um bipe a cada 15 segundos para os 30 segundos finais do ciclo de escovação.
- No modo Gum care, o Quadpacer emite um bipe a cada 30 segundos nos primeiros 2 minutos e emite um bipe a cada 15 segundos para o minuto final do ciclo de escovação.

Ativação ou desativação de recursos

Você pode ativar ou desativar os recursos a seguir da sua escova de dentes:

- EasyStart
- Indicador de substituição da cabeça da escova
- Sensor de pressão

Para ativar ou desativar esses recursos, siga as instruções abaixo:

Etapa 1: Coloque o cabo no carregador.



Etapa 2: Pressione e segure o botão liga/desliga para:

Um início rápido

Lembrete de substituição da cabeça de escovação

Sensor de pressão

Até 3 segundos

Até 5 segundos

Até 7 segundos



Etapa 3: Solte o botão liga/desliga quando ouvir

Um bipe

Dois bipes

Três bipes



Se você vir a luz de substituição da cabeça da escova e a luz indicadora de bateria piscarem na cor verde 2 vezes e ouvir 3 tons de baixo para alto, o recurso será ativado.

OU



Se você vir a luz de substituição da cabeça da escova e a luz indicadora de bateria piscar uma vez e ouvir 3 tons de alto a baixo, o recurso será desativado.

Limpeza

Aviso: Não limpe a cabeça da escova, a tampa de viagem, o cabo, o carregador ou o estojo de viagem na máquina de lavar louça.

Cabo da escova de dentes




- 1 Retire a cabeça de escovação do cabo e enxágue a área da haste de metal com água morna. Remova todo o creme dental residual.

Cuidado: Não empurre a vedação de borracha na parte superior do cabo com objetos de ponta afiada, pois isso poderá danificá-la.

- 2 Limpe toda a superfície do cabo com um pano úmido.


Nota: Não use álcool isopropílico, vinagre ou alvejante para limpar o cabo, pois isso pode causar alteração na cor.

Cabeça de escovação



- 1 Remova a cabeça de escovação do cabo e lave-a completamente.
- 2 Lave a conexão da cabeça da escova com água morna pelo menos uma vez por semana.

Carregador



- 1 Desligue o carregador antes de limpá-lo.
- 2 Limpe toda a superfície do carregador com um pano úmido. Remova a pasta de dente e outros resíduos da superfície do carregador.

Armazenamento

Ao ficar sem usar o produto por um longo período de tempo, desconecte o carregador da tomada elétrica, limpe-o e guarde-o em um local seco e arejado, livre da incidência de luz solar direta.

Localização do número do modelo

Procure na parte inferior do cabo da escova de dentes Philips Colgate pelo número do modelo (HX684x).

Reciclagem

- Não descarte o produto com o lixo doméstico normal ao final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que ele possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.
- Este produto contém uma bateria recarregável interna que não pode ser descartada com o lixo doméstico comum. Recomenda-se levar o produto até um ponto de coleta oficial ou a uma assistência técnica autorizada Philips para que um profissional remova a bateria recarregável.
- Siga a regulamentação do seu país para a coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e baterias recarregáveis. O descarte correto ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Remoção da bateria recarregável

Aviso: Só remova a bateria recarregável ao descartar o aparelho. Verifique se a bateria está totalmente descarregada antes de removê-la.

Para remover a bateria recarregável, você precisa de uma toalha ou de um pano, de um martelo e de


uma chave de fenda chata (padrão). Observe as precauções básicas de segurança ao seguir o procedimento descrito a seguir. Proteja olhos, mãos, dedos e a superfície de trabalho.

1 Para esgotar toda a carga da bateria, remova o cabo do carregador, ligue a Philips Colgate e deixe-a funcionando até parar. Repita essa etapa até que não seja mais possível ligar a escova de dentes Philips Colgate.


2 Remova e descarte a cabeça de escovação do aparelho. Cubra todo o cabo com uma toalha ou um pano.




3 Segure a parte superior do cabo com uma mão e golpee o compartimento do cabo 15 mm acima da parte inferior. Golpee firmemente com um martelo nos quatro lados para ejetar a tampa da extremidade.




Nota: Pode ser que seja preciso golpear a extremidade várias vezes para desencaiar as conexões internas.




4 Remova a tampa da extremidade do cabo da escova de dentes. Se a tampa da extremidade não for liberada facilmente do compartimento, repita a etapa 3 até que seja liberada.







5 Segurando o cabo de cabeça para baixo, pressione o eixo para baixo sobre uma superfície rígida. Se os componentes internos não forem liberados facilmente do compartimento, repita a etapa 3 até serem liberados.



6 Insira a chave de fenda entre a bateria e a estrutura preta, na parte inferior dos componentes internos. Em seguida, force a chave de fenda para o lado oposto ao da bateria para quebrar a parte inferior da estrutura preta.



7 Insira a chave de fenda entre a parte inferior da bateria e a estrutura preta para quebrar a lingueta de metal que conecta a bateria à placa de circuito impresso verde. Isso liberará a extremidade inferior da bateria da estrutura.



8 Pegue a bateria e remova-a dos componentes internos para quebrar a segunda lingueta de metal da bateria.

Cuidado: Tome cuidado para não machucar os dedos nas bordas afiadas das linguetas da bateria.

9 Cubra os contatos da bateria com fita para evitar qualquer curto-circuito da carga residual da bateria.

A bateria recarregável pode ser reciclada e o restante do produto descartado adequadamente.

Nota: Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.



Garantia e suporte

Caso você precise obter informações ou suporte, visite o site www.philips.com.br/suporte ou leia o folheto de garantia internacional.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

O que não está coberto pela garantia:

- Cabeças de escovação.
- Danos causados pelo uso de peças de reposição não autorizadas ou cabeças de escovação não autorizadas.
- Danos causados por mau uso, negligência, modificações ou reparo não autorizado.
- Desgaste normal, incluindo rachaduras, arranhões, abrasão, descoloração ou desbotamento.

O nome Colgate e o logotipo Colgate são marcas comerciais registradas da Colgate-Palmolive Company.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

©2019 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV.

Colgate and the Colgate Logo are the registered trademarks of Colgate-Palmolive Company.

O nome Colgate e o logotipo Colgate são marcas comerciais registadas da Colgate-Palmolive Company.

3000.058.8926.1 (8/12/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé