

Philips Consumer Lifestyle BV  
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands  
www.philips.com/avent

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V.  
© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
3000.038.9748.1 (24/10/2019)



**ČEŠTINA**

**Zamýšlené použití** Philips Avent chrániče bradavek jsou určeny k překrytí a ochraně bradavek kojících žen k podpoře učení. Prostředek je určen pro jednoho uživatele.

**Indikace pro použití** Philips Avent chrániče bradavek se používají, když má matka bolavé, citlivé, popraskané bradavky nebo trpí bolestí bradavek. Používá se také jako pomůcka, která napomáhá dítěti rozvíjet lepší přisátí v případě anomálie dutiny ústní nebo v případě plochých/vpáčených bradavek matky. Navíc je lze použít ke zmírnění obtíží, když dítě nedokáže sát mléko dostatečně, má neobvyklou techniku sání (tj. slabé sání, malé / předčasně narozené děti) nebo jako nápomoc, aby se dítě dokázalo vypořádat s proudem mléka.

**Kontraindikace** Nejsou žádné kontraindikace.

**Vedlejší účinky** Při používání tohoto zařízení se mohou objevit nežádoucí vedlejší účinky, jako je mastitida, zastavení kojení, afty u dítěte a pomalý nárůst hmotnosti dítěte. Pokud se kterýkoli z těchto symptomů u vás nebo vašeho dítěte objeví, kontaktujte lékaře nebo odborníka na kojení.

**Důležité bezpečnostní informace**

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tyto důležité informace a uschovejte je pro budoucí použití.

**⚠ Upozornění pro zabránění udušení a spolknutí**

- Nikdy nenechávejte chrániče bradavek a hygienické pouzdro bez dozoru. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před každým použitím zkontrolujte. Vyhodte je při prvních známkách opotřebení nebo poškození nebo po 2 měsících používání.

**⚠ Upozornění pro zabránění kontaminaci a pro zajištění hygieny**

- Postupujte podle pokynů popsanych v kapitolách Čištění a Dezinfekce.

**Doporučení**

- Používejte tento produkt pouze v případě problémy s kojením, jak je popsáno v indikacích pro použití.
- Doporučujeme používat po poradě se zdravotnickým odborníkem. V případě potíží či bolesti se obraťte na laktiční poradce nebo lékaře.
- Elektronickou verzi tohoto návodu najdete na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- Jakýkoli vážný incident, k němuž by v souvislosti s tímto zařízením došlo, se musí nahlásit společnosti Philips prostřednictvím stránky [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) a příslušnému orgánu členského státu, v němž uživatelka resp. pacientka žije.

**Před použitím**

**Krok 1 – Čištění**

**⚠ Varování**

Na čištění chrániče bradavek nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani agresivní chemikálie nebo látky. Chránič bradavek a hygienické pouzdro před prvním použitím a ihned po každém použití očistěte.

**Manuální čištění**

- 1 Opláchněte pitnou vodou po dobu 10–15 sekund.
- 2 Umyjte v teplé pitné vodě (přibl. 35 °C) s prostředkem na mytí nádobí, pokud možno bez umělých vůní nebo barviv.
- 3 Opláchněte pitnou vodou po dobu 10–15 sekund.
- 4 Osušte čistým hadříkem nebo nechte uschnout na čistém povrchu.

**Čištění v myčce nádobí**

- 1 Umístěte do horního koše myčky nádobí.
- 2 Spusťte standardní program s běžným mycím prostředkem pro domácí myčky nádobí.
- 3 Pokud není chránič zcela suchý po ukončení programu myčky, osušte jej suchým hadříkem nebo nechte uschnout na čistém povrchu.

**Krok 2 – Dezinfekce**

**⚠ Varování**

Dezinfikujte před prvním použitím a alespoň jednou denně. Před dezinfekcí vyčistěte. Buďte opatrní: Po dezinfekci mohou být chrániče bradavek velmi horké. Hygienické pouzdro a voda zbývající v pouzdru mohou být ještě horké. Aby nedošlo k popálení, používejte teprve až po 5 minutách, až vychladne.

**⚠ Upozornění pro zabránění kontaminaci a pro zajištění hygieny**

- Pokud používáte hygienické pouzdro pro dezinfekci: Pouzdro před prvním použitím umyjte.
- Použijte správné množství vody, výkon mikrovlnné trouby a čas. Při nedodržení může dojít k nedostatečné dezinfekci a k poškození pouzdra nebo Chráničů Bradavek.
- Používejte výhradně dodané pouzdro.

**Převažení**

- 1 Očistěte tak, jak je popsáno pod v kapitole „Čištění“.
- 2 Převaňte chrániče bradavek v pitné vodě po dobu 5 minut.
- 3 Nechte uschnout na čistém povrchu.

**Mikrovlnná trouba** – Alternativně podle pokynů níže použijte jen dodané hygienické pouzdro.

- 1 Očistěte hygienické pouzdro (jak je popsáno v kapitole „Čištění“).
- 2 Do pouzdra přidejte 25 ml pitné vody až po vyznačenou rysku (obr. 1).
- 3 Chránič(e) bradavek umístěte do hygienického pouzdra a pevně uzavřete víko (obr. 2).
- 4 Naplněte hygienické pouzdro vložte do mikrovlnné trouby na 3 minuty při výkonu 750–1000 W (obr. 3).
- 5 Nechte hygienické pouzdro 5 minut vychladnout (obr. 4).
- 6 Vylejte z hygienického pouzdra vodu (obr. 5).
- 7 Osušte chránič(e) bradavek čistým hadříkem nebo nechte uschnout na čistém povrchu.

**Použití**

**⚠ Varování**

Než se dotknete chráničů bradavek, pečlivě si umyjte ruce a prsa mýdlem a vodou, abyste předešli kontaminaci.

**Aplikace výrobku** Při umísťování tohoto prostředku na prsa postupujte podle pokynů níže:

- 1 Vyjměte vyčištěný a dezinfikovaný chránič bradavky z nanesení vody nebo mateřského mléka na okraj strany chrániče přiléhající ke kůži pomáhá k přichycení chrániče na kůži (obr. 6).
- 2 Uchopte chránič za základnu části pro bradavku a protlačte dutinu pro bradavku částečně zevnitř ven tak, aby byla napůl převrácena (obr. 7).
- 3 Otočte chránič tak, aby se nos a brada dítěte dotýkala pokožky prsa (obr. 8).
- 4 Chránič vycentrujte nad bradavkou a při usazení na prso přitom mírně natáhněte křídla chrániče (obr. 9).
- 6 Jakmile je chránič přiložen, můžete kojit jako obvykle.

**Skladování** Čistý(é) chránič(e) bradavek skladujte v hygienickém pouzdrě nebo v suché, čisté nádobě. Skladování chrániče(ů) bradavek ve znečištěné nebo vlhké nádobě by mohlo zapříčinit kontaminaci.

**Likvidace** Podle místních předpisů.

**Popis významu symbolů** Varovná upozornění a symboly mají zaručit vaše správné a bezpečné používání tohoto výrobku; pomohou ochránit před poraněním vás i vaše blízké. Níže je uveden význam varovných upozornění a ikon vyobrazených na štítku a v příručce uživatele.

**CE** Tento symbol znamená, že tento prostředek splňuje požadavky evropské směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

**Mikrovlnná trouba** Tento symbol znamená, že hygienické pouzdro lze vložit do mikrovlnné trouby.

**Voda** Tento symbol znamená, že hygienické pouzdro je třeba naplnit vodou.

**5min** Tento symbol znamená, že před vyndáním hygienického pouzdra z mikrovlnné trouby je třeba počkat 5 minut.

**5 PP** Číslo 5 uvnitř tohoto symbolu je recyklační kód používaný k identifikaci materiálu, z něhož je vyrobeno hygienické pouzdro, což je polypropylen (PP). Cílem je usnadnit recyklaci nebo jiné znovuzpracování.

**Green Dot** Zelený bod (v němčině 'Der Grüne Punkt') je registrovanou známkou evropské sítě recyklačních systémů, které se zaměřují na recyklaci obalů spotřebitelského zboží a jsou financovány v rámci jednotlivých odvětví.

**Technické specifikace**

- Typ výrobku: Dva typy velikosti chrániče bradavek: malý 15 mm; střední: 21 mm
- Materiály: silikon (chránič bradavek); polypropylen (hygienické pouzdro)
- Životnost: 2 měsíce

**MAGYAR**

**Rendeltetészerű használat** A Philips Avent mellbimbóvédő célja, hogy befedje és védje a szoptató nő mellbimbóját, ezzel megkönnyítve a szoptatást. A készüléket egyszerre egy felhasználó tudja igénybe venni.

**Felhasználási javaslat** A Philips Avent mellbimbóvédő használatát akkor javasoljuk, ha az anya mellbimbója kisebesedett, érzékeny, repedezett vagy fájdalmas. Valamint javallott, hogy segítse a baba jobb szopó magatartásának kialakulását a száj rendellenességei esetén vagy, ha az anyának lapos/befelé fordult mellbimbója van. Továbbá használható a tejjel való ellátás nehézségeinek megkönnyítésére, ha a baba nem megfelelően fogyasztja a tejet, szokatlan szoptótechnikája van (pl. gyenge szopás, kicsi/koraszülött babák) vagy a baba segítése, hogy megbirkózzon a szopással.

**Ellenjavallatok** Nincsenek ellenjavallatok.

**Mellékhatások** A készülék alkalmazásakor nem kívánt mellékhatások fordulhatnak elő, mint a mellgyulladás (mastitis), a szoptatás megszűnése, csecsemő szájpenész és a csecsemő nem megfelelő mértékű súlygyarapodása. Ha Ön vagy gyermeke ezen tünetek bármelyikét tapasztalja, forduljon védőnőhöz vagy egészségügyi szakemberhez.

**Fontos biztonsági tudnivalók**

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat, és őrizze meg későbbi használatra.

**⚠ Figyelmeztetés a fulladás vagy lenyelés elkerülésének érdekében**

- Soha ne hagyja a mellbimbóvédőt és a higiéniai tokot felügyelet nélkül és tartsa távol gyermekektől.
- Minden használat előtt vizsgálja át. Azonnal dobja el, amennyiben bármelyik tartozékon az anyag gyengülésének vagy sérülésének első jeleit észleli vagy 2 hónap használat után.

**⚠ Figyelmeztetés a szennyeződés elkerülése, valamint a higiénia fenntartása érdekében**

- Kövesse a Tisztítás és fertőtlenítés részben leírt utasításokat.

**Javaslatok**

- Csak a Felhasználási javaslatban leírt szoptatási problémák esetén használja a terméket.
- Javasolt egészségügyi szakember tanácsára használni. Ha probléma vagy fájdalom jelentkezik, keresse fel szoptatási tanácsadóját vagy orvosát.
- Ezeknek az utasításoknak az elektronikus verziója megtalálható az alábbi weboldalon: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- Bármilyen súlyos baleset, ami ennek az eszköznek a használata során fordult elő, jelenteni kell a Philips-nek a következő weboldalon: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), valamint a tagállam illetékes hatóságának, ahol a felhasználó és/vagy a beteg tartózkodik.

**Használat előtt**

**1. lépés - Tisztítás**

**⚠ Figyelmeztetés**

A mellbimbóvédő tisztításához ne használjon dörzsölő hatású tisztítószerkeket vagy agresszív vegyszereket vagy anyagokat. Tisztítsa meg a mellbimbóvédőt és a higiéniai tokot az első használat előtt, illetve minden használat után azonnal.

**Kézi tisztítás**

- 1 Öblítse le ivóvíz minőségű vízzel 10–15 másodpercig.
- 2 Mossa meleg, ivóvíz minőségű vízzel (kb. 35 °C) lehetőleg mesterséges illatanyagmentes és színezőanyag-mentes mosogatószerrel.
- 3 Öblítse le ivóvíz minőségű vízzel 10–15 másodpercig.
- 4 Szárítsa meg tiszta törülközővel vagy hagyja megszáradni egy tiszta felületen.

## Mosogatógépes tisztítás

- 1 Helyezze a mosogatógépet egfelső rácsára.
- 2 Futtassa a standard programot a szokásos háztartási mosogatógép tisztítószerrel.
- 3 Ha nem száradt meg teljesen a mosogatógépes program után, akkor szárítsa meg tiszta törülköendővel vagy hagyja megszáradni egy tiszta felületen.

## 2. lépés - Fertőtlenítés

### ⚠ Figyelmeztetés

Fertőtleníse az első használat előtt és naponta legalább egyszer. Tisztítsa meg a fertőtlenítés előtt. Vigyázat: A fertőtlenítés után a mellbimbóvédők nagyon forróak lehetnek. A higiéniai tok és a tokban maradt víz szintén forró lehet. Az égések megelőzése érdekében hagyja 5 percig hűlni és csak azután használja.

### ⚠ Figyelmeztetések a szennyeződés elkerülésének, valamint a higiénia fenntartása érdekében

Ha higiéniai tokot használ a fertőtlenítésre:

- Használat előtt tisztítsa meg a tokot.
- Alkalmazza a megfelelő vízmennyiséget, mikrohullámú teljesítményt és időt. Ha nem így tesz, az csökkent fertőtlenítéshez vezethet és károsíthatja a tokot vagy a mellbimbóvédőket.
- Csak a mellékelt tokot használja.

### Vízforralás

- 1 A „Tisztítás” című részben leírtak szerint tisztítsa.
- 2 Adjon 25 ml ivóvíz minőségű vizet a tokhoz, a jelölő vonalig (1. ábra).
- 3 Helyezze a mellbimbóvédő(ke)t a higiéniai tokba és szorosan zárja le a tetejét (2. ábra).

**Mikrohullámú sütő** Másik lehetőségként, csak a mellékelt higiéniai tokot használja a lenti útmutató szerint.

- 1 Tisztítsa meg a higiéniai tokot (a „Tisztítás” című részben leírtak szerint).
- 2 Adjon 25 ml ivóvíz minőségű vizet a tokhoz, a jelölő vonalig (1. ábra).
- 3 Helyezze a mellbimbóvédő(ke)t a higiéniai tokba és szorosan zárja le a tetejét (2. ábra).
- 4 Helyezze a megtöltött higiéniai tokot a mikrohullámú sütőbe 3 percre 750-1000 W-on (3. ábra).
- 5 Hagyja lehűlni a higiéniai tokot 5 percig (4. ábra).
- 6 Öntse ki a vizet a higiéniai tokból (5. ábra).
- 7 Szárítsa meg a mellbimbóvédő(ke)t tiszta törülköendővel vagy hagyja megszáradni egy tiszta felületen.

### Használat

#### ⚠ Figyelmeztetés

Alaposan, szappannal és vízzel mossa meg a kezét és a mellét, mielőtt megfogja a mellbimbóvédőket, hogy megelőzze a szennyeződést.

**A termék felhelyezése** - Kövesse a lenti instrukciókat, amikor felhelyezi az eszközt a mellére:

- 1 Vegye ki a megtisztított és fertőtlenített mellbimbóvédőt a higiéniai tokból.
- 2 Tegyen ivóvíz minőségű vizet vagy anyatejet az eszköz bőr felőli peremére, hogy elősegítse a védő hozzáragadását a bőréhez (6. ábra).
- 3 Tartsa a védőt a mellbimbó területének aljához és nyomja a mellbimbó üreget részben kívülre, így az félig befordul (7. ábra).
- 4 Fordítsa úgy a védőt, hogy a baba orra és álla érintkezhesen a mell bőrével (8. ábra).
- 5 Helyezze középre a védőt a mellbimbója felett és kicsit húzza meg a védő szárnyait, amikor ráragasztja a terméket a mellére (9. ábra).

**Tárolás** Tartsa a tiszta mellbimbóvédő(ke)t a higiéniai tokban vagy egy száraz, tiszta tartóban.

A mellbimbóvédő(k) koszos vagy nedves tartóban történő tárolása szennyeződést okozhat.

**Hulladékkezelés** A helyi szabályoknak megfelelően.

**Szimbólumok magyarázata** A figyelmeztető jelek és szimbólumok a készülék biztonságos és helyes használatát segítik elő, annak érdekében, hogy se Ön, se mások ne sérülhessenek meg. Az alábbiakban láthatók a címkén és a használati útmutatóban található figyelmeztető jelek és szimbólumok jelentései.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az eszköz megfelel az európai orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EEC irányelv előírásainak.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a higiéniai tok mikrohullámú sütőbe helyezhető.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a higiéniai tokot meg kell tölteni vízzel.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy 5 percig kell várni, mielőtt a higiéniai tokot mikrohullámú sütőből kiveszi.



Ebben a szimbólumban az 5 az újrahasznosítási kódot jelöli, ami annak az anyagnak az azonosítására szolgál, amiből a higiéniai tok készül, vagyis a polipropilénre (PP), az újrahasznosítás és újrafeldolgozás elősegítése végett.



A Green Dot (németül „Der Grüne Punkt”) egy iparági támogatással fenntartott európai hálózat szimbóluma, amely a fogyasztási cikkek csomagolóanyagának újrahasznosítását célozza.

## Műszaki jellemzők

- A termék típusa: Két típus a mellbimbóvédő mérete szerint: Kicsi 15 mm; Közepes: 21 mm
- Anyagok: Szilikon (mellbimbóvédő); polipropilén (higiéniai tok)
- Élettartam: 2 hónap

## SLOVENSKY

**Určené použitie** Chrániče bradaviek Philips Avent sú určené na zakrytie a ochranu bradaviek dojčiacich žien počas dojčenia. Zariadenie je určené pre jedného používateľa.

**Indikácie na použitie** Chrániče bradaviek Philips Avent sú indikované na použitie, keď má matka bolestivú, citlivú, popraskanú bradavku alebo trpí ich bolesťami. Tiež sú indikované, keď je potrebné pomôcť dieťaťu, aby sa naučilo lepšie sa prisáť v prípade orálnych anomálií alebo ak má matka ploché či vpáčené bradavky. Okrem toho sa môžu použiť na zmiernenie ťažkosti s tvorbou mlieka, keď dieťa saje mlieko slabó alebo nezvyčajným spôsobom (napr. slabé sanie, malé alebo predčasne narodené deti), prípadne keď je potrebné pomôcť dieťaťu zvládať tok mlieka.

**Kontraindikácie** Neexistujú žiadne kontraindikácie.

**Vedľajšie účinky** Pri používaní zariadenia sa môžu prejaviť vedľajšie účinky ako mastitída, zastavenie kojenia, opar u novorodenca a slabé zvyšovanie hmotnosti novorodenca. Ak sa na vás alebo na vaše dieťa objaví príznaky, ktorékoľvek z týchto symptómov, poraďte sa s odborníkom z oblasti dojčenia alebo starostlivosti o zdravie.

### Dôležité bezpečnostné informácie

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.

#### ⚠ Varovanie na zabránenie uduseniu a prehltnutiu

- Chrániče bradaviek a hygienické puzdro nikdy nenechávajú bez dozoru a uchovávejte ich mimo dosahu detí.
- Pred každým použitím výrobok skontrolujte. Pri prvom náznaku poškodenia či opotrebovania alebo po 2 mesiacoch používania ho vyhodte.

#### ⚠ Varovanie na zabránenie kontaminácii a zaistenie riadnej hygieny

- Postupujte podľa pokynov uvedených v častiach Čistenie a Dezinfekcia.

### Odporúčania

- Výrobok používajte iba v prípade problémov s dojčením, ktoré sú opísané v časti Indikácie na použitie.
- Výrobok sa odporúča používať po konzultácii so zdravotníckym pracovníkom. Ak sa vyskytne problém alebo bolesť, obráťte sa na poradcu v oblasti dojčenia alebo na lekára.
- Elektronickú kópiu týchto pokynov nájdete na stránke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Každú vážnu udalosť, ku ktorej došlo v súvislosti s týmto zariadením, by ste mali oznámiť spoločnosti Philips prostredníctvom stránky [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) a tiež príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa používateľ alebo pacient nachádza.

### Pred použitím

#### 1. krok – Čistenie

##### ⚠ Upozornenie

Na čistenie chráničov bradaviek nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne chemikálie či látky. Chrániče bradaviek a hygienické puzdro očistite pred prvým použitím a bezprostredne po každom použití.

#### Manuálne čistenie

- 1 Oplachujte pitnou vodou 10 – 15 sekúnd.
- 2 Umyte v teplej pitnej vode (približne 35 °C) s použitím čistiaceho prostriedku, pokiaľ možno bez umelých vôní a farbív.
- 3 Oplachujte pitnou vodou 10 – 15 sekúnd.
- 4 Dosucha utrite čistou handričkou alebo nechajte vyschnúť na čistom povrchu.

#### Čistenie v umývačke riadu

- 1 Položte na hornú policiu umývačky riadu.
- 2 Spustite štandardný program s použitím bežného čistiaceho prostriedku pre umývačky riadu v domácnostiach.
- 3 Ak výrobok nie je po skončení programu umývačky riadu úplne suchý, dosucha ho utrite čistou handričkou alebo ho nechajte vyschnúť na čistom povrchu.

#### 2. krok – dezinfekcia

##### ⚠ Upozornenie

Výrobok dezinfikujte pred jeho prvým použitím a minimálne raz denne. Pred dezinfekciou ho očistite.

Dajte pozor: Po dezinfekcii môžu byť chrániče bradaviek veľmi horúce. Hygienické puzdro a voda, ktorá v ňom zostala, môžu byť stále horúce. Chrániče bradaviek nechajte medzi ich použitím na 5 minút vychladnúť, aby ste predišli popáleniu.

#### ⚠ Upozornenia na zabránenie kontaminácii a zaistenie riadnej hygieny

AK na dezinfekciu používate hygienické puzdro:

- Puzdro pred prvým použitím očistite.
- Použite správnu výšku hladiny vody, výkon mikrovlnnej rúry a čas. Nedodržanie tohto postupu môže viesť k nedostatočnej dezinfekcii a poškodeniu puzdra alebo Chráničov Prsných Bradaviek.
- Používajte len dodané puzdro.

### Varenie

- 1 Očistite podľa pokynov uvedených v časti Čistenie.
- 2 Chrániče bradaviek varte v pitnej vode 5 minút.
- 3 Nechajte vyschnúť na čistom povrchu.

**Mikrovlnná rúra** Alternatívny spôsob. Použite len dodané hygienické puzdro podľa pokynov uvedených nižšie.

- 1 Očistite hygienické puzdro (podľa pokynov uvedených v časti Čistenie).
- 2 Do puzdra nalejte 25 ml pitnej vody až po vyznačenú čiaru (obr.1).
- 3 Vložte chrániče bradaviek do hygienického puzdra a pevne zatvorte veko (obr. 2).
- 4 Vložte naplnené hygienické puzdro na 3 minúty do mikrovlnnej rúry s výkonom 750 – 1000 W (obr. 3).
- 5 Hygienické puzdro nechajte na 5 minút vychladnúť (obr. 4).
- 6 Vypustite vodu z hygienického puzdra (obr. 5).
- 7 Chrániče bradaviek dosucha utrite čistou handričkou alebo ich nechajte vyschnúť na čistom povrchu.

### Používanie

#### ⚠ Upozornenie

Skôr než sa dotknete chráničov bradaviek, dôkladne si umyte ruky a prsníky mydlom a vodou, aby ste zabránili kontaminácii.

**Nasadenie výrobku** Pri nasadzovaní zariadenia na prsník postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Vyberte očistený a dezinfikovaný chránič bradavky z hygienického puzdra.
- 2 Okraj smerujúci k pokožke omočte pitnou vodou alebo materským mliekom, aby sa chránič nalepil na vašu pokožku (obr. 6).
- 3 Držte chránič pri základni oblasti bradavky a čiastočne vytlačte priehlbínu na bradavku zvnútra von, aby bola do polovice obrátená (obr. 7).
- 4 Otočte chránič tak, aby sa nos a brada dieťaťa dotýkali pokožky vášho prsníka (obr. 8).
- 5 Umiestnite chránič nad stred bradavky a prilepte ho na prsník, pričom mierne roztahujte krídelká chrániča (obr. 9).
- 6 S nasadeným chráničom teraz môžete dojčiť ako zvyčajne.

**Skladovanie** Čisté chrániče bradaviek skladujte v hygienickom puzdre alebo v suchej a čistej nádobe. Skladovanie chráničov bradaviek v znečistenej alebo vlhkej nádobe môže spôsobiť ich kontamináciu.

**Likvidácia** Podľa miestnych predpisov.

**Vysvetlenie symbolov** Výstražné značky a symboly sú mimoriadne dôležité na zaistenie bezpečného a správneho používania výrobku a na ochranu vás a ostatných pred zranením. Ďalej sa uvádza význam výstražných značiek a symbolov na štítku a v návode na používanie.



Tento symbol znamená, že zariadenie spĺňa požiadavky európskej smernice o zdravotníckych pomôckach č. 93/42/EHS.



Tento symbol znamená, že hygienické puzdro je kompatibilné s mikrovlnnými rúrami.



Tento symbol znamená, že hygienické puzdro sa má plniť vodou.



Tento symbol znamená, že pred vybratím hygienického puzdra z mikrovlnnej rúry je potrebné počkať 5 minút.



Číslo 5 vnútri tohto symbolu je recyklačný kód, ktorý identifikuje materiál, z ktorého je hygienické puzdro vyrobené: polypropylén (PP). Používa sa pri recyklácii alebo inom opätovnom spracovaní.



Zelený bod („Der Grüne Punkt” po nemecky) je symbol licencie európskej siete systémov recyklácie obalových materiálov spotrebiteľských tovarov financovaných týmto odvetvím.

## Technické parametre

- Typ výrobku: dva chrániče bradaviek; veľkosť: malá – 15 mm, stredná – 21 mm
- Materiály: silikón (chránič bradavky), polypropylén (hygienické puzdro)
- Životnosť: 2 mesiace