



## ROMÂNĂ

### Destinație de utilizare

– Protectorul pentru mameleane Philips Avent are rolul de a acoperi și proteja mameleanele femeilor care alăptează de la facilita alăptarea. Dispozitivul este destinat pentru un singur utilizator.

**Indicații de utilizare** – Protectorul pentru mameleane este indicat atunci când mama are mameleane iritate, sensibile, crăpate sau suferă de dureri la nivelul mameleanelor. Aceasta este indicată, de asemenea, pentru a ajuta sugarul să se prindă corect de mamelon în timpul alăptării în cazul anomaliilor orale sau atunci când mama are mameleane plate/inversate. În plus, protectorul poate fi utilizat pentru a reduce dificultățile de alăptare atunci când sugarul nu reușește să transfere corect laptele, are o tehnică de supt neobișnuită (de ex. puterea insuficientă în cazul sugarilor mici/născuți prematur) sau pentru a ajuta sugarul să gestioneze fluxul de lapte.

### Nu există contraindicații.

**Efecte secundare** – Atunci când utilizați dispozitivul, efectele secundare nedorite posibile sunt mastita, încetarea alăptării, candidoza bucală la sugar și creșterea necorespunzătoare în greutate a sugarului. Dacă dvs. sau bebelușul dvs. resimiți oricare dintre aceste simptome, contactați un profesionist din domeniul medical sau un specialist în alăptare.

### Informații importante privind siguranța

Citiți cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza produsul și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

### ⚠️ Avertismente pentru evitarea sufocării și înghițirii

- Nu lăsați niciodată protectorul pentru mameleane și cutia de protecție nesupravegheate și nu le lăsați la îndemâna copiilor.  
- Inspectați produsul înainte de fiecare utilizare. Aruncați produsul la primele semne de deteriorare sau slăbire sau după 2 luni de utilizare.

### ⚠️ Avertisment pentru evitarea contaminării și asigurarea igienei

Urmați instrucțiunile descrise în secțiunile Curățarea și Dezinfectarea.

### Recomandări

- Utilizați produsul numai în cazul în care vă confrunțați cu probleme de alăptare, așa cum este descris în indicațiile de utilizare.  
- Se recomandă utilizarea la indicația personalului medical. Dacă apar probleme sau dureri, discutați cu medicul sau consultantul în alăptare.  
- O copie electronică a acestor instrucțiuni poate fi găsită la adresa

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Orice incident grav survenit în legătură cu acest produs trebuie raportat companiei Philips, pe pagina [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), și autorității competente din statul membru al UE în care locuieste utilizatoarea și/sau pacienta.

### Înainte de utilizare,

#### Pasul 1 – Curățarea

##### ⚠️ Avertisment

Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau agresivi pentru curățarea protectorului pentru mameleane, deoarece acest lucru îl poate deteriora. Curățați protectorul pentru mameleane înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare.

### Curățarea manuală

- 1 Clătiți cu apă potabilă rece (la o temperatură de aproximativ 20 °C) timp de 10-15 secunde.
- 2 Spălați cu apă potabilă caldută (la o temperatură de aproximativ 35 °C) și detergent, preferabil fără parfum sau coloranți artificiali.
- 3 Clătiți cu apă potabilă rece (la o temperatură de aproximativ 20 °C) timp de 10-15 secunde.
- 4 Uscați produsul cu o lavetă uscată sau lăsați-l să se usuce pe o suprafață curată.

### Curățarea în mașina de spălat vase

- 1 Așezați produsul pe raftul superior al mașinii de spălat vase.
- 2 Executați programul standard, folosind detergent obișnuit pentru mașina de spălat vase.
- 3 Dacă produsul nu este complet uscat după terminarea programului mașinii de spălat vase, ștergeți-l cu o lavetă uscată sau lăsați-l să se usuce pe o suprafață curată.

### Pasul 2 – Dezinfectarea

##### ⚠️ Avertisment

Dezinfecțați (prin fierbere sau în cuptorul cu microunde) înainte de prima utilizare și cel puțin o dată pe zi. Atenție: după dezinfecțarea, caseta de igienizare și conținutul acesteia pot fi foarte încinse. Pentru a preveni arsurile, utilizați produsul numai după ce acesta s-a răcit timp de 5 minute.

##### ⚠️ Avertismente pentru evitarea contaminării și asigurarea igienei

- Curățați cutia de protecție înainte de prima utilizare.  
- Utilizați nivelul corect de apă și de putere a cuptorului cu microunde și intervalul corect de timp. În caz contrar, dezinfecțarea poate fi inefficientă, iar cutia de protecție sau protectoarele pentru mameleane pot fi deteriorate.  
- Folosiți doar cutia de protecție furnizată împreună cu produsul.

### Dezinfecțarea prin fierbere

- 1 Curățați produsul conform indicațiilor din secțiunea „Curățarea”.
- 2 Fierbeți protectoarele pentru mameleane în apă potabilă timp de 5 minute.
- 3 Lăsați-le să se usuce pe o suprafață curată.

### Dezinfecțarea în cuptorul cu microunde

– Dacă alegeți această alternativă, utilizați numai cutia de protecție furnizată și urmați instrucțiunile de mai jos.

- 1 Curățați cutia de protecție conform indicațiilor din secțiunea „Curățarea”.
- 2 Adăugați 25 ml de apă potabilă în cutia de protecție, până la linia indicată (Fig. 1).
- 3 Introduceți protectoarele pentru mameleane în cutia de protecție și închideți bine capacul (Fig. 2).
- 4 Introduceți cutia de protecție plină în cuptorul cu microunde și lăsați-o, timp de 3 minute, la 750–1000 W (Fig. 3).
- 5 Lăsați cutia de protecție să se răcească timp de 5 minute (Fig. 4).
- 6 Scurgeți apa din cutia de protecție (Fig. 5).
- 7 Uscați protectoarele pentru mameleane cu o lavetă uscată sau lăsați-le să se usuce pe o suprafață curată.

### Utilizarea

##### ⚠️ Avertisment

Spălați-vă bine mâinile și sânii cu apă și săpun înainte de a atinge protectoarele pentru mameleane, pentru a preveni contaminarea.

**Aplicarea produsului** – Urmați instrucțiunile de mai jos atunci când aplicați produsul pe sân:

- 1 Scoateți protectorul pentru mameleane curățat și dezinfecțat din cutia de protecție.
- 2 Umeziți cu apă potabilă sau lapte matern partea orientată către piele a protectorului, pentru a facilita lipirea acestuia de piele (Fig. 6).
- 3 Țineți protectorul de baza zonei pentru mamelon și presăți cavitatea pentru mamelon astfel încât să o întoarceți parțial pe dos (Fig. 7).
- 4 Rotiți protectorul astfel încât nasul și bărbia sugarului să intre în contact cu pielea sânelui (Fig. 8).
- 5 Centrați protectorul pe mamelon și întindeți ușor aripile protectorului atunci când lipiți produsul pe sân (Fig. 9).
- 6 Cu protectorul aplicat, puteți acum alăpta în mod obișnuit.

**Depozitarea** – După curățare, depozitați protectoarele pentru mameleane în cutia de protecție sau un recipient uscat și curat. Depozitarea protectoarelor pentru mameleane într-un recipient umed sau murdar prezintă riscul de contaminare.

**Eliminarea la deșeu** – Conform reglementărilor locale.

**Explicațiile simbolurilor** – Semnele și simbolurile de avertizare sunt esențiale pentru a ne asigura că utilizați în siguranță și în mod corect produsul și că vă protejați, pe dvs. și pe ceilalți, împotriva rănirii. Regăsiți în cele ce urmează semnificația semnelor și a simbolurilor de avertizare de pe etichetă și din manualul utilizatorului.

Caseta de igienizare poate fi folosită în cuptorul cu microunde.

Umpleți caseta de igienizare cu apă.

Așteptați 5 minute înainte de a scoate cutia de igienizare din cuptorul cu microunde.

Acest produs este confecționat din polipropilenă (PP) și este reciclabil.

Materialul utilizat pentru ambalaj este carton neondulat.

Acest simbol indică numărul protectorului pentru mameleane din catalogul producătorului.

Urmați instrucțiunile de utilizare.

Forest Stewardship Council.

Informații importante, precum avertismentele și precauțiile.

UDI este un identificator pentru AIDC și informațiile lizibile pentru oameni.

Acest simbol indică faptul că produsul este un dispozitiv medical.

Producătorul a luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că dispozitivul respectă legislația în vigoare privind siguranța pentru distribuția în Uniunea Europeană.

Materialul utilizat în produs este sigur pentru contactul cu alimentele.

### Specificații tehnice

- Protectorul pentru mameleane poate avea două dimensiuni: mică 15 mm; medie 21 mm  
- Materiale: silicon (protector pentru mameleane), polipropilenă (cutie de protecție)  
- Durata de utilizare: 2 luni