

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands
www.philips.com/avent

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V.
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000.038.9749.2 (29/10/2019)




ENGLISH

Intended use The Philips Avent Nipple Shield is intended to cover and protect the nipples of lactating women to support breastfeeding. The device is intended for a single user.

Indications for use The Philips Avent Nipple Shield is indicated for use when the mother has sore, sensitive, cracked nipples or suffers from nipple pain. It is also indicated to help the baby develop better latch-on behavior in case of oral anomalies or when the mother has flat/inverted nipples. Moreover, it can be used to alleviate milk supply difficulties when the baby is not transferring the milk well, has an uncommon sucking technique (i.e. weak sucking, small/preterm babies) or to help the baby in coping with milk flow.

Contraindications There are no contraindications.

Side effects When using the device, undesirable side effects that may occur are mastitis, cessation of breastfeeding, infant thrush and poor infant weight gain. If you or your baby experience any of these symptoms, contact a healthcare professional or breastfeeding specialist.

Important safety information

Read this important information carefully before you use the product and save it for future reference.

Warning to avoid choking and swallowing

Never leave the nipple shield and the hygiene case unattended and keep out of reach of children.

Inspect before each use. Throw away at the first signs of damage or weakness or after 2 months of usage.

Warning to avoid contamination and to ensure hygiene

Follow the instructions described in the Cleaning and Disinfection sections.

Recommendations

Use the product only in case of breastfeeding problems as described in the Indications For Use.

Recommended to be used with advice from health care professional. If problems or pain occur, consult your lactation consultant or physician.

An electronic copy of these instructions can be found at www.philips.com/support.

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to Philips via www.philips.com/support and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Before usage

Step 1 - Cleaning

Warning

Do not use abrasive cleaning agents or aggressive chemicals or substances when you clean the nipple shield. Clean the nipple shield and hygiene case before first use and immediately after each use.

Manual cleaning

1 Rinse with drinking-quality water for 10-15 seconds.

2 Wash in warm, drinking-quality water (approx. 35 °C) with washing-up liquid, preferably without artificial fragrances or coloring.

3 Rinse with drinking-quality water for 10-15 seconds.

4 Dry with a clean cloth or leave to dry on a clean surface.

Dishwasher cleaning

1 Place on top rack of the dishwasher.

2 Run standard program with common household dishwasher detergent.

3 If not fully dry after dishwasher program, dry with a clean cloth or leave to dry on a clean surface.

Step 2 - Disinfection

Warning

Disinfect before first use and at least once a day. Clean before disinfection.

Be careful: After disinfection, the nipple shields may be very hot. The hygiene case and the water remaining in the case may still be hot. To prevent burns, only use after cooling down for 5 minutes.

Warnings to avoid contamination and to ensure hygiene

If you use the hygiene case for disinfection:

Clean the case before first use.

Use the correct water level, microwave power and time. Not doing so can lead to reduced disinfection and can damage the case or nipple shields.

Only use the case provided.

Boiling

1 Clean as described under 'Cleaning'.

2 Boil the nipple shields in drinking-quality water for 5 minutes.

3 Leave to dry on a clean surface.

Microwave Alternatively, use only the hygiene case provided according to the instructions below.

1 Clean the hygiene case (as described under 'Cleaning').

2 Add 25 ml of drinking-quality water to the case, up to the indicated line (Fig. 1).

3 Place the nipple shield(s) in the hygiene case and securely close the lid (Fig. 2).

4 Place the filled hygiene case in the microwave for 3 minutes at 750-1000 W (Fig. 3).

5 Let the hygiene case cool down for 5 minutes (Fig. 4).

6 Drain water from the hygiene case (Fig. 5).

7 Dry the nipple shield(s) with a clean cloth or leave to dry on a clean surface.

Usage

Warning

Wash your hands and breasts thoroughly with soap and water before you touch the nipple shields to prevent contamination.

Applying the product Follow the instructions below when placing the device on your breast:

1 Remove the cleaned and disinfected nipple shield from the hygiene case.

2 Place drinking-quality water or breast milk on the skin-facing side of the brim to help the shield stick to your skin (Fig. 6).

3 Hold the shield at the base of the nipple area and press the nipple cavity partially inside out, so that it becomes half way inverted (Fig. 7).

4 Rotate the shield so that the baby can have nose and chin contact with your breast skin (Fig. 8).

5 Center the shield over your nipple and slightly stretch the wings of the shield as you stick the product onto your breast (Fig. 9).

6 With the shield applied, you can now breastfeed as normal.

Storing Store the clean nipple shield(s) in the hygiene case or in a dry, clean container. Storing the nipple shield(s) in an unclean or wet container could cause contamination.

Disposal According to local regulations.

Explanation of symbols

The warning signs and symbols are essential to ensure that you use this product safely and correctly and to protect you and others from injury. Below you find the meaning of the warning signs and symbols on the label and in the user manual.



This symbol indicates that the device complies with European Medical Device Directive 93/42/EEC requirements.



This symbol indicates the hygiene case is microwave compatible.



This symbol indicates to fill the hygiene case with water.



This symbol indicates to wait 5 minutes before taking the hygiene case out of the microwave.



The 5 inside this symbol is the recycling code used to identify the material from which the hygiene case is made, which is polypropylene (PP), to facilitate recycling or other reprocessing.



The Green Dot ('Der Grüne Punkt' in German) is the license symbol of a European network of industry-funded systems for recycling the packaging materials of consumer goods.

Technical specifications

Product type: Two type nipple shield size:

Small 15 mm; Medium: 21 mm.

Materials: Silicone (nipple shield); Polypropylene (hygiene case)

Service life: 2 months

ROMÂNĂ

Destinație de utilizare Protectorul pentru mameloane Philips Avent are rolul de a acoperi și proteja mameloanele

filipilor care alăptează pentru a facilita alăptarea. Dispozitivul este destinat pentru un singur utilizator.

Indicații de utilizare Protectorul pentru mameloane este indicat atunci când mama are mameloane iritate, sensibile, crăpate sau suferă de dureri la nivelul mameloanelor. Aceasta este indicată, de asemenea, pentru a ajuta sugarul să se prindă corect de mama în timpul alăptării în cazul anomaliilor orale sau atunci când mama are mameloane plate/inversate. În plus, protectorul poate fi utilizat pentru a reduce dificultățile de alăptare atunci când sugarul nu reușește să transfere corect laptele, are o tehnică de supt neobișnuită (de ex. puterea insuficientă în cazul sugarilor mici/născuți prematur) sau pentru a ajuta sugarul să gestioneze fluxul de lapte.

Contraindicații Nu există contraindicații.

Efecte secundare Atunci când utilizați dispozitivul, efectele secundare nedorite posibile sunt mastita, încetarea alăptării, candidoza bucală la sugar și creșterea necorespunzătoare în greutate a sugarului. Dacă dvs. sau bebelușul dvs. resimțiți oricare dintre aceste simptome, contactați un profesionist din domeniul medical sau un specialist în alăptare.

Informații importante privind siguranța

Citiți cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza produsul și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

Avvertisment pentru evitarea sufocării și înghițirii

Nu lăsați niciodată protectorul pentru mameloane și cutia de protecție nesupravegheate și nu le lăsați la îndemâna copiilor.

Indemnați produsul înainte de fiecare utilizare. Aruncați produsul la primele semne de deteriorare sau slăbire sau după 2 luni de utilizare.

Avvertisment pentru evitarea contaminării și asigurarea igienei

Urmați instrucțiunile descrise în secțiunile Curățarea și Dezinfectarea.

Recomandări

Utilizați produsul numai în cazul problemelor de alăptare descrise la Indicații de utilizare.

Se recomandă utilizarea la indicația personalului medical. Dacă apar probleme sau dureri, discutați cu medicul sau consultantul de alăptare.

O copie electronică a acestor instrucțiuni poate fi găsită la adresa www.philips.com/support.

Orice incident trebuie raportat companiei Philips, pe pagina www.philips.com/support, și autorității competente a statului membru al U.E. în care locuieste utilizatorul și/sau pacienta.

Înainte de utilizare

Pasul 1 – Curățarea

Avvertisment

Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau agresivi pentru curățarea protectorului pentru mameloane. Curățați protectorul pentru mameloane și cutia de protecție înainte de prima utilizare și imediat după fiecare utilizare.

Curățarea manuală

1 Clătiți cu apă potabilă timp de 10-15 secunde.

2 Spălați cu apă caldă potabilă (aprox. 35 °C) și detergent, preferabil fără arome sau coloranți artificiali.

3 Clătiți cu apă potabilă timp de 10-15 secunde.

4 Uscați produsul cu o lavetă uscată sau lăsați-l să se usuce pe o suprafață curată.

Curățarea în mașina de spălat vase

1 Așezați produsul pe raftul superior al mașinii de spălat vase.

2 Executați programul standard, folosind detergent obișnuit pentru mașina de spălat vase.

3 Dacă produsul nu este complet uscat după terminarea programului mașinii de spălat vase, ștergeți-l cu o lavetă uscată sau lăsați-l să se usuce pe o suprafață curată.

Pasul 2 – Dezinfectarea

Avvertisment

Dezinfectați produsul înainte de prima utilizare și apoi o dată pe zi. Curățați produsul înainte de dezinfectare.

Atenție: După dezinfectare, protecoarele pentru mameloane pot fi foarte fierbinți. Cutia de protecție și apa rămasă în aceasta pot fi fierbinți. Pentru a preveni arsurile, utilizați produsul numai după ce acesta se răcește timp de 5 minute.

Avvertismente pentru evitarea contaminării și asigurarea igienei

Dacă utilizați cutia de protecție pentru dezinfectare:

Curățați cutia înainte de prima utilizare.

Utilizați nivelul corect de apă și de putere a cuptorului cu microunde și intervalul corect de timp. În caz contrar, dezinfectarea poate fi ineficientă, iar cutia sau protecoarele pentru mameloane pot fi deteriorate.

Folosiți doar cutia furnizată împreună cu produsul.

Φιέρβερεια

1. Curățați produsul conform indicațiilor din secțiunea „Curățarea”.
 2. Fierbeți protectoarele pentru mameloane în apă potabilă timp de 5 minute.
 3. Lăsați-le să se usuce pe o suprafață curată.
- Cuptor cu microunde** Dacă alegeți această alternativă, utilizați numai cutia de protecție furnizată și urmați instrucțiunile de mai jos.
1. Curățați cutia de protecție (conform indicațiilor din secțiunea „Curățarea”).
 2. Turnați în cutie 25 ml de apă potabilă, până la linia indicată (Fig. 1).
 3. Introduceți protectoarele pentru mameloane în cutia de protecție și închideți bine capacul (Fig. 2).
 4. Introduceți cutia de protecție plină în cuptorul cu microunde, timp de 3 minute, la 750–1000 W (Fig. 3).
 5. Lăsați cutia de protecție să se răcească timp de 5 minute (Fig. 4).
 6. Scurgeți apa din cutia de protecție (Fig. 5).
 7. Uscați protectoarele pentru mameloane cu o lavetă uscată sau lăsați-le să se usuce pe o suprafață curată.

Utilizarea

⚠️ Avertisment

Spălați-vă bine mâinile și sânii cu apă și săpun înainte de a atinge protectoarele pentru mameloane, pentru a preveni contaminarea.

Aplicarea produsului Urmăți instrucțiunile de mai jos atunci când aplicați dispozitivul pe sân:


1. Scoateți protectorul pentru mameloane curățat și dezinfectat din cutia de protecție.
2. Turnați apă potabilă sau lapte matern pe partea orientată către pielea a protectorului, pentru a facilita lipirea acestuia de piele (Fig. 6).
3. Prindeți protectorul la baza zonei pentru mamelon și presăți cavitatea pentru mamelon astfel încât să o întorcăți parțial pe dos (Fig. 7).
4. Rotiți protectorul astfel încât nasul și bărbia sugarului să intre în contact cu pielea sânelui (Fig. 8).
5. Centrați protectorul pe mamelon și întindeți ușor aripile protectorului atunci când lipiți produsul pe sân (Fig. 9).
6. Cu protectorul aplicat, puteți acum alăpta în maniera normală.


Depozitarea După curățare, depozitați protectoarele pentru mameloane în cutia de protecție sau un recipient uscat și curat. Depozitarea protectoarelor pentru mameloane într-un recipient umed sau murdar prezintă riscul de contaminare.

Eliminarea la deșeurii Conform reglementărilor locale.


Explicațiile simbolurilor


Semnele și simbolurile de avertizare sunt esențiale pentru a ne asigura că utilizați în siguranță și în mod corect produsul și că vă protejați, pe dvs. și pe ceilalți, împotriva rănirii. Regăsiți în cele ce urmează semnificația semnelor și a simbolurilor de avertizare de pe etichetă și din manualul utilizatorului.


 Acest simbol indică faptul că dispozitivul respectă cerințele Directivei europene privind dispozitivele medicale 93/42/CEE.

 Acest simbol indică faptul că această cutie de protecție este compatibilă cu cuptoarele cu microunde.

 Acest simbol indică faptul că această cutie de protecție trebuie umplută cu apă.

 Acest simbol indică faptul că este necesar să așteptați 5 minute înainte de a scoate cutia de protecție din cuptorul cu microunde.

 Cifra 5 din interiorul acestui simbol este codul de reciclare utilizat pentru identificarea materialului din care este fabricată cutia de protecție, respectiv polipropilenă (PP), pentru a facilita reciclarea sau alte moduri de reprocesare.

 Punctul verde („Der Grüne Punkt” pe germană) este simbolul licenței rețelei europene a sistemelor financiare de industrie, pentru reciclarea ambalajelor bunurilor de larg consum.

Specificații tehnice

- Tip de produs: Protectorul pentru mameloane 21 mm
- Materiale: Silicon (protector pentru mameloane), polipropilenă (cutie de protecție)
- Durata de utilizare: 2 luni

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προβλεπόμενη χρήση Οι προστατευτικοί δίσκοι στήθους της Philips Avent προορίζονται για την κάλυψη και την προστασία των θηλών των γυναικών που θηλάζουν, ώστε να τις υποστηρίξουν κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

Η συσκευή προορίζεται για χρήση από έναν μόνο χρήστη.

Ενδείξεις χρήσης Οι προστατευτικοί δίσκοι στήθους της Philips Avent προορίζονται για χρήση όταν οι μητέρες έχουν ερεθισμένες, ευαίσθητες ή θηλές που πονάνε.

Προορίζονται, επίσης, για να βοηθήνε το βρέφος να πιάνει καλύτερα το στήθος σε περίπτωση στοματικών ανωμαλιών ή αν η μητέρα έχει επίπεδες ή ανεστραμμένες θηλές. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση δυσκολιών στην παραγωγή γάλακτος ή όταν το βρέφος διαθέτει μία ασυνήθιστη τεχνική θηλασμού (δηλ. δεν θηλάζει με αρκετή δύναμη ή όταν πρόκειται για μικρό/ πρόωμο βρέφος) ή για να βοηθησει το μωρό να διαχειριστεί τη ροή του γάλακτος.

Αντενδείξεις Δεν υπάρχουν αντενδείξεις.

Παρενέργειες Κατά τη χρήση της συσκευής, ανεπιθύμητες παρενέργειες που μπορούν να παρουσιαστούν είναι η μαστίτιδα, η διακοπή του θηλασμού, τα βρεφικά στοματικά έλκη και η χαμηλή αύξηση του σωματικού βάρους του βρέφους. Αν εσείς ή το μωρό σας παρουσιάσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, επικοινωνήστε με έναν γιατρό ή έναν σύμβουλο θηλασμού.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

⚠️ Προειδοποίηση για την αποφυγή πνιγμού και κατάποσης

- Μην αφήνετε ποτέ τους προστατευτικούς δίσκους στήθους και τη θήκη υγιεινής χωρίς επίβλεψη και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.

- Ελέγξτε πριν από κάθε χρήση. Πετάξτε οποιοδήποτε εξάρτημα με την πρώτη ένδειξη φθοράς ή ελαττώματος ή μετά από 2 μήνες χρήσης.

⚠️ Προειδοποίηση για την αποφυγή μόλυνσης και τη διασφάλιση της υγιεινής

- Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στις ενότητες „Καθαρισμός” και „Απολύμανση”.

Συστάσεις

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε περίπτωση προβλημάτων θηλασμού, όπως περιγράφεται στις ενδείξεις χρήσης.

- Συνιστάται η χρήση του μετά από επικοινωνία με επαγγελματία στον τομέα της υγείας. Αν παρουσιαστούν προβλήματα ή πόνο, επικοινωνήστε με τον σύμβουλο θηλασμού ή τον γιατρό σας.

- Μπορείτε να βρείτε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτών των οδηγιών στη διεύθυνση www.philips.com/support.

- Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με αυτήν τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στην Philips μέσω της διεύθυνσης www.philips.com/support και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ο χρήστης ή/και ασθενής.

Πριν από τη χρήση

Βήμα 1 - Καθαρισμός

⚠️ Προειδοποίηση

Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, χημικά ή ουσίες, όταν καθαρίζετε τους προστατευτικούς δίσκους στήθους. Καθαρίστε τους προστατευτικούς δίσκους στήθους και τη θήκη υγιεινής πριν από την πρώτη χρήση και αμέσως μετά από κάθε χρήση.

Καθαρισμός στο χέρι

1 Ξεπλύνετε με πόσιμο νερό για 10-15 δευτερόλεπτα.

2 Πλύνετε με ζεστό, πόσιμο νερό (περίπου 35 °C) με υγρό απορρυπαντικό, κατά προτίμηση χωρίς τεχνητά αρωματικά ή χρωμικά.

3 Ξεπλύνετε με πόσιμο νερό για 10-15 δευτερόλεπτα.

4 Στεγνώστε τους με ένα καθαρό πανί ή αφήστε τους να στεγνώσουν σε καθαρή επιφάνεια.

Καθαρισμός στο πλυντήριο πιάτων

1 Τοποθετήστε στην πάνω σχάρα του πλυντηρίου πιάτων.

2 Χρησιμοποιήστε το τυπικό πρόγραμμα με κοινό οικιακό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων.

3 Αν δεν είναι εντελώς στεγνοί μετά το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, στεγνώστε τους με ένα καθαρό πανί ή αφήστε τους να στεγνώσουν σε καθαρή επιφάνεια.

Βήμα 2 - Απολύμανση

⚠️ Προειδοποίηση

Απολυμάνετε πριν από την πρώτη χρήση και τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Καθαρίζετε πριν από την απολύμανση.

Προσοχή: Μετά την απολύμανση, οι προστατευτικοί δίσκοι στήθους ενδέχεται να είναι πολύ ζεστοί. Η θήκη υγιεινής και το νερό που παραμένει στη θήκη ενδέχεται να είναι ακόμη ζεστά. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, χρησιμοποιείτε τους μόνο αφού τους αφήσετε να κρυώσουν για 5 λεπτά.

⚠️ Προειδοποιήσεις για την αποφυγή μόλυνσης και τη διασφάλιση της υγιεινής

Αν χρησιμοποιείτε τη θήκη υγιεινής για απολύμανση:

- Καθαρίστε τη θήκη πριν από την πρώτη χρήση.

- Χρησιμοποιήστε σωστό επίπεδο νερού, ισχύ ή χρόνο στον φούρνο μικροκυμάτων. Στην αντίθετη περίπτωση, η απολύμανση ενδέχεται να μην είναι πλήρης και μπορεί να προκληθεί ζημιά στη θήκη ή στους προστατευτικούς δίσκους στήθους.

- Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη θήκη.

Βραστός

1 Καθαρίστε όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο „Καθαρισμός”.

2 Βάλτε τους προστατευτικούς δίσκους στήθους σε βραστό πόσιμο νερό για 5 λεπτά.

3 Αφήστε τους να στεγνώσουν σε καθαρή επιφάνεια.

Φούρνος μικροκυμάτων

Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε μόνο την παρεχόμενη θήκη υγιεινής σύμφωνα με τις οδηγίες παρακάτω.

1 Καθαρίστε τη θήκη υγιεινής (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο „Καθαρισμός”).

2 Προσθέστε 25 ml πόσιμο νερό στη θήκη, μέχρι τη γραμμή που υποδεικνύεται (εικ. 1).

3 Τοποθετήστε τους προστατευτικούς δίσκους στήθους στη θήκη υγιεινής και κλείστε καλά το καπάκι (εικ. 2).

4 Τοποθετήστε τη γεμάτη θήκη υγιεινής στον φούρνο μικροκυμάτων για 3 λεπτά στα 750-1000 W (εικ. 3).

5 Αφήστε τη θήκη υγιεινής να κρυώσει για 5 λεπτά (εικ. 4).

6 Στραγγίξτε το νερό από τη θήκη υγιεινής (εικ. 5).

7 Στεγνώστε τους προστατευτικούς δίσκους στήθους με ένα καθαρό πανί ή αφήστε τους να στεγνώσουν σε καθαρή επιφάνεια.

Χρήση

⚠️ Προειδοποίηση

Πλένετε σχολαστικά τα χέρια και τα στήθη σας με σαπούνι και νερό πριν αγγίξετε τους προστατευτικούς δίσκους στήθους, για την αποφυγή μόλυνσης.

Εφαρμογή του προϊόντος - Ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για την τοποθέτηση της συσκευής στο στήθος σας:

1 Αφαιρέστε τον καθαρισμένο και απολυμασμένο προστατευτικό δίσκο στήθους από τη θήκη υγιεινής.

2 Βάλτε πόσιμο νερό ή μητρικό γάλα στην εσωτερική πλευρά του χείλους, ώστε ο προστατευτικός δίσκος στήθους να κολλήσει στην επιδερμίδα σας (εικ. 6).

3 Κρατήστε τον προστατευτικό δίσκο στήθους στη βάση της περιοχής της θηλής και πιέστε την υποδοχή θηλής μερικώς από μέσα προς τα έξω, ώστε να είναι ανεστραμμένη κατά το ήμισυ (εικ. 7).

4 Περιστρέψτε τον προστατευτικό δίσκο στήθους, ώστε το η μύτη και το πιγαούνι του βρέφους να μπορούν να έρθουν σε επαφή με το στήθος σας (εικ. 8).

5 Κεντράρετε τον προστατευτικό δίσκο στήθους πάνω από τη θηλή σας και τεντώστε ελαφρώς τα πτερύγια του προστατευτικού δίσκου στήθους, καθώς βάζετε το προϊόν στο στήθος σας (εικ. 9).

6 Όταν τοποθετήσετε τον προστατευτικό δίσκο στήθους, μπορείτε πλέον να θηλάσετε κανονικά.

Αποθήκευση Αποθηκεύστε τον καθαρό προστατευτικό δίσκο στήθους στη θήκη υγιεινής ή σε ένα στεγνό και καθαρό δοχείο. Αν αποθηκεύσετε τον καθαρό προστατευτικό δίσκο στήθους σε ακάθαρμο ή υγρό δοχείο, ενδέχεται να μολυνθεί.

Απόρριψη Σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

Επεξήγηση συμβόλων

Οι προειδοποιητικές ενδείξεις και τα σύμβολα είναι σημαντικά, καθώς εγγυώνται την ασφάλειά και ορθή χρήση της συσκευής και την αποτροπή ανθρώπινου τραυματισμού. Παρακάτω επεξηγούνται οι σημασίες των προειδοποιητικών ενδείξεων και των συμβόλων στην ετικέτα και στο εγχειρίδιο χρήστη.

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η θήκη υγιεινής μπορεί να απολυμανθεί σε φούρνο μικροκυμάτων.

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι πρέπει να γεμίσετε τη θήκη υγιεινής με νερό.

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι πρέπει να περιμένετε 5 λεπτά πριν βγάλετε τη θήκη υγιεινής από τον φούρνο μικροκυμάτων.

 Ο αριθμός 5 μέσα στο σύμβολο είναι ο κωδικός ανακύκλωσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένη η θήκη υγιεινής, το οποίο είναι πολυπροπυλένιο (PP) για τη διευκόλυνση της ανακύκλωσης ή άλλης επανεπεξεργασίας.

 Η Πράσινη κουκκίδα (Der Grüne Punkt στα Γερμανικά) είναι το σύμβολο αδειοδότησης ενός ευρωπαϊκού δικτύου συστημάτων που χρηματοδοτούνται από τον κλάδο για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας καταναλωτικών αγαθών.

Τεχνικές προδιαγραφές

- Τύπος προϊόντος: Δύο τύποι προστατευτικών δίσκων στήθους μεγέθους: Μικρό 15 mm, Μεσαίο: 21 mm

- Υλικά: Σιλικόνη (προστατευτικός δίσκος στήθους), πολυπροπυλένιο (θήκη υγιεινής)

- Διάρκεια ζωής: 2 μήνες