

# PHILIPS

## Infrarotlampe

650 W

Behandlung einer Körperhälfte

Verstellbare Neigung u.  
Drehfunktion



PR3140/00



## Effektive\* Schmerzlinderung ohne Medikamente Klinisch erwiesene Technologie \*

Effektive Schmerzlinderung ohne Medikamente. Unsere klinisch getestete Technologie lindert Muskel- und Gelenkschmerzen bei Beschwerden wie Rückenschmerzen in nicht entzündlichen Phasen von Gelenkrheumatismus\*

### Effektive\* Behandlung

- Schmerzlinderung und bessere Mobilität
- Beschleunigt die Heilung des Körpers auf natürliche Weise

### Vorteile für die Gesundheit

- Klinisch erwiesen
- Als medizinisches Gerät eingestuft

### Nachhaltige Schmerzlinderung

- Für maximalen Komfort in Ihrem Zuhause
- Behandlung einer Körperhälfte

# Besonderheiten

## Nachhaltige\* Schmerzlinderung



Nicht-invasive Schmerzlinderung ganz ohne Medikamente durch Infrarottechnologie für Gelenke und Muskeln. InfraCare PR3140 verteilt Licht und Wärme gleichmäßig auf einer Körperhälfte, um diese auf effiziente und einzigartige Weise zu behandeln. Das Gerät lässt sich ganz nach Ihren Anforderungen verwenden und ermöglicht so eine wirksame und angenehme Behandlung, um Ihre Mobilität für ein aktives Leben zu erhalten.

## Für die intensive Behandlung einer Körperhälfte



InfraCare ermöglicht eine natürliche Reaktion zur nachhaltigen Schmerzlinderung. Es erzeugt höchstmögliche Infrarotwellen, die selbst in die untersten Hautschichten eindringen können, und bietet so die perfekte Schmerzbehandlung für eine Körperhälfte.

## Klinisch erwiesen



Bewährte, von Experten eingesetzte Technologie. Diese führt – wie klinisch erwiesen – zu besserer Gelenkfunktion.\*

InfraCare führt nachweislich bei 71 % der Patienten mit degenerativer Osteoarthritis und bei 72 % der Patienten mit Schmerzen im unteren Rücken zu erheblicher Schmerzlinderung.\*

## Als medizinisches Gerät eingestuft



Eine sichere und effektive Methode zur Schmerzlinderung. InfraCare entspricht IEC 60601-1 3. Ausgabe für medizinische Geräte.

## Verstellbarer Winkel



Die InfraCare 650-W-Lampe kann ganz einfach horizontal und vertikal angepasst werden, damit Sie eine bequeme Position für die Behandlung einer Körperhälfte einnehmen können – ob Sie auf einem Bett liegen oder auf dem Sofa sitzen.

## Behandlung einer Körperhälfte

Die InfraCare 650-W-Lampe lässt sich ganz nach Ihren Anforderungen anpassen, sodass Sie eine wirksame und angenehme Behandlung erhalten. Sie können sie ganz einfach im gesamten Rückenbereich oder auf größeren Partien anwenden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

# Daten

## Einfache Bedienung

**Timer:** Einstellbarer Timer zwischen 0 und 30 Min.

**Flexibilität zur Anpassung:** Vertikal: -20 bis +40 Grad Horizontal: -40 bis +40 Grad. Um bis zu 90 Grad drehbar (nach links/rechts)

**Höhenverstellbar:** 65-130 cm

## Behandlung einer Körperhälfte

**Anwendungsbereich:** 60 x 40 cm

**Infrarot-Halogenlampe:** 650 W

## Logistische Daten

**Ursprungsland:** Ungarn

## Medizinisches Gerät

**Richtlinie für Medizinprodukte (MDD):** 2007/47/EG, MDD 93/42/EG

## Sicherheit

**IEC-Zertifizierung:** IEC 60601-1, 3. Ausgabe  
**Automatische Abschaltung nach 30 min.**

## Technische Daten

**Leistung:** 650 W

**Spannung:** 110 V oder 220 bis 230 V

**Frequenz:** 50 bis 60 Hz

**Lebensdauer der Lampe:** 500 Stunde(n)

**Kabellänge:** 300 cm

**Isolierung:** Klasse II (doppelte Isolierung)

## Gewicht und Abmessungen

**Produktabmessungen:** 29 x 124 x 29 (bei niedrigster Position) cm

**Produktgewicht:** 7 kg

**Durchmesser Fuß:** 39,4 cm

**Max. Höhe:** 15,4 cm

**Verpackungsmaße:** 41,5 x 40,0 x 51,5 cm

**Abmessungen F-Box (=A-Box):** 40,1 x 51,4 x 41,3 cm

