



Philips
BlueControl Advance

Behandling på 15 minutter

Bærbar lysterapi med blått lys
Klinisk dokumentert effekt
Uten kjemikalier eller kortison



PSK2103

Lysbehandling med blått LED-lys.

Endrer opplevelsen av psoriasisbehandling.

Møt bærbar lysterapi med blått LED-lys for behandling av mild til moderat plakkpsoriasis. Philips BlueControl Advance* er skånsom og UV-fri. Oppdag den klinisk beviste effekten med vår 90-dagers pengene tilbake-garanti.*

Oppnå gode resultater uten å ta deg fri fra vanlige gjøremål

- Praktisk. Oppnå gode resultater uten å ta deg fri fra vanlige gjøremål.

Vær snill mot huden når du behandler psoriasisplagene.

- Skånsom. Vær snill mot huden når du behandler psoriasisplagene.

Opplev en ny og endret psoriasisbehandling

- Effektiv. Opplev en ny og endret psoriasisbehandling.



PHILIPS

BlueControl Advance

Behandling på 15 minutter Bærbar lysterapi med blått lys, Klinisk dokumentert effekt, Uten kjemikalier eller kortison


Høydepunkter

Effektiv.



Få kontroll på psoriasis med denne nyskapende enheten. Behandle plakkutslettene i 15 minutter hver dag i minst fire uker, og du vil merke stor bedring.* Lysterapi med blått LED-lys ved hjelp av Philips BlueControl Advance hjelper hudens fornyelsesprosess ved å bremse den økte produksjonen av hudceller.* Philips BlueControl Advance stimulerer naturlige lindrende prosesser i huden og forbedrer dermed plakksymptomer som flassing og rødhet. Effekten er klinisk bevist.*


Skånsom.



Lysterapi med blått LED-lys er UV-fri og trygg å bruke på huden.* Dette skånsomme alternativet gir

effektiv lindring uten behov for salver eller medisiner. Det blå LED-lyset på Philips BlueControl Advance setter i gang de naturlige hudprosessene. Det bidrar til å kontrollere betennelser og den raske celledelingen i huden, samt hjelper huden å fornyes i normalt tempo – noe som har positiv effekt på psoriasisutslett som rødhet, flassing og skorper.* BlueControl Advance er UV-fri og helt uten kjemikalier – studier viser at det blå LED-lyset i BlueControl Advance ikke er skadelig for huden.*

Praktisk.



Takket være den innovative designen på den lille batteridrevne enheten kan du dra nytte av klinisk bevist lysterapi med blått LED-lys mens du følger dine vanlige daglige rutiner.* Bare følg tre enkle trinn og lev som vanlig: Fest BlueControl Advance til armen eller benet med tekstilstroppen. Trykk på knappen for å starte behandlingen. Ta en behandling i 15 minutter hver dag per plakk. Prøv lysbehandling med blått LED-lys, og se de positive effektene på psoriasisutslett som rødhet, flassing og skorper – helt uten kjemiske stoffer eller den potensielle risikoen ved ultrafiolett stråling.*

PSK2103/10

Spesifikasjoner

Tilbehør

- USB-kabel: Lading
- Ladeadapter: Lading
- Stropp: Sikker festing
- Lader: Med støpsler for EU og Storbritannia
- Oppbevaringsalternativ: Bæreseske som kan vaskes

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60 Hz
- Type lamper: LED
- Spenning: 100–240 V
- Effektforbruk: 5 W
- Batteri: Oppladbar
- Batteritype: Litium-ION
- Driftstid (full til tom): Opptil syv behandlinger

Sikkerhet og forskrifter

- CE 0344-sertifisert
- UV-fri
- Klassifisering for optisk stråling: Risikogruppe 1 (EN 60601-2-57)
- Medisinsk enhet, klasse IIa
- MDD 93/42/EØS
- Maksimal daglig dose: 45 J/cm² per utslett
- Innstrålingstetthet: 40 mW/cm² (gjennomsnittlig), 600 mW/cm² (topp)

Logistiske data

- Opprinnelsesland: Nederland

Kliniske tester

- Påvist effekt i tester: Klinisk bevist

Bærbar

- Oppladbart batteri
- Strømadaptere (EU og Storbritannia)
- Liten, kompakt design

Mål og vekt

- Produktmål: B/H/L: 77 x 23 x 125 mm
- Produktvekt: 165 g

Utforming

- Farge, enhet: Perlehvitt
- Stroppe-design: Svart og blå

Lett å bruke

- Behandlingstimer

Ytelse

- Klinisk bevist
- Behandlingstid: 15 minutter per psoriasisutslett

Service

- 90-dagers pengene tilbake-garanti
- Garanti: 2 års begrenset garanti



Utgivelsesdato
2019-07-26

Versjon: 6.1.1

EAN: 08 71010 38458 50

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* 15 minutters daglig behandling i minst fire uker bør ha positiv effekt på psoriasisutslett – Krings L, Liebmann J, M Born, Leverkus M, Felbert von V. Data på fil, juli 2017

* Blått lys brukt i Philips BlueControl er ikke skadelig for huden – Awakowicz P et al. Artikkel i Plasma Physics. 2009; 49 (9): 641–647

* Blått lys bidrar til å kontrollere betennelse og den raske celledelingen i huden – Liebmann J, Born M, Kolb-Bachofen MV. Journal of Investigative Dermatology. 2010; 130: 259–269. – Fischer Metal. Experimental Dermatology. 2013; 22: 554–563

* Effekten av lysterapi med blått lys er klinisk bevist i tre forskjellige tester – psoriasisutslettene ble bedre. – Weinstabl A et al. Dermatology. 2011; 223 (3): 251–9 – Pfaff S et al. Dermatology 2015; 231: 24–34 – Krings L, Liebmann J, M Born, Leverkus M, Felbert von V. Data på fil, 20. juli

* Philips BlueControl Advance er en EU CE-merket medisinsk enhet i klasse IIa for behandling av mild psoriasis vulgaris. Den er ikke tilgjengelig utenfor EU. Før man endrer reseptbelagte legemidler eller bruker enheten, må pasienter snakke med legen sin og lese nøye gjennom brukerhåndboken. Oktober 2017.