

PHILIPS

Zitfiets

ReCare



PTE7000MU



Bouwt kracht op in het onderlichaam en brengt het in vorm

Ontworpen voor comfort

Patiënten kunnen comfortabel trainen dankzij het extra grote zadel met pad en de nauwkeurige positionering. Dankzij de instelbare pedaallengtes voor een beperkt bewegingsbereik, MET-metingen en downloadbare workoutgegevens kunnen artsen gebruikers beter helpen.

Aangepaste instellingen voor functie

- Stel de pedaallengte af op het bewegingsbereik
- De stoel is omhoog, omlaag, naar voren of naar achteren te verstellen

Innovatieve programma's

- De console geeft work-outgegevens weer
- De console meet sterkte-invoer aan de linker- en rechterkant

Gebruiksvriendelijk

- De console is voorzien van een gemakkelijk af te lezen display
- Genummerde stoel- en pedaalverstellingen zijn beschikbaar

Kenmerken

Console



De console toont essentiële, realtime feedback over de prestaties van de patiënt. Patiëntgegevens kunnen tegelijkertijd worden gestreamd. De vensters tonen tijd, omwentelingen per minuut, watt, calorieën, MET's, hartslag en vermogen.

Console



Grote, heldere LED-vensters zijn eenvoudig voor gebruikers en medici om belangrijke workoutgegevens in één oogopslag te bewaken.

Afstellen van het pedaal



Om patiënten met beperkte mobiliteit of verwondingen te helpen, kunnen de pedalen langs de pedaalarm worden bewogen om een bewegingsbereik van zo klein als 15 graden te

verkrijgen. Kleinere hoeken zorgen voor kleinere cirkelvormige bewegingen van het onderlichaam, zodat patiënten een volledige slag van 360 graden kunnen uitvoeren tijdens de revalidatie. Pedaalarmen zijn geïndexeerd om te zien hoe ver de patiënt is verbeterd en om een nauwkeurige herhaling te garanderen.

Geïndexeerde aanpassingen



Door de genummerde verstellingen te documenteren, kunnen patiënten de fiets snel en eenvoudig instellen met de geïndexeerde afstanden van de stoel en de pedaalas.

Stoelverstelling



Voor de beste lichaamshouding en comfort kan de stoel verticaal en horizontaal worden versteld en worden vastgezet met borgpennen. Instellingen worden geïndexeerd voor consistente instellingen tijdens elke work-out.

Symmetrieprogramma

Het symmetrieprogramma stelt therapeuten in staat verbeteringen te meten voor patiënten die werken aan het versterken van een zwakker been.

Specificaties

FK-Oplossingen voor fysiotherapie

Typen: ReCare

Naleving

Certificeringen: CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14, ANSI/AAMI, ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1, CE-conformiteit tot EN60601-1 EMC, Voldoet aan EN 60601-1-2, CE/EN957 SA, MDD 93/42 klasse 1

Maximaal gewicht van gebruiker

lbs: 440

kg: 200

Nettogewicht

lbs: 142,2

kg: 65

Totale afmetingen

inch: 47,7 x 25 x 55

cm: 121 x 64 x 140

AC-vermogen

Volt: AC 100 - 240 V

Aandrijflijn

Zwaar gebruik: Poly-V-riem met 8 groeven, met veerbelaste loopwielen

CSAFE

Ja: -

Polsslag

Ja: -

Programma's

inclusief: Custom, Heuvel, HR, Intervalprofielen, Isokinetisch, Handmatig, Plateau, Symmetrie, VO2

Weerstand

niveau: 1 tot 50

type: Magnetisch weerstandstelsysteem

Startweerstand

watt: 5

Werkbereik

watt: 5 tot 750

