

# PHILIPS

Zitstepper met  
verwijderbare stoel

ReCare



PTE7500MS



## Toegankelijkheid voor alle patiënten

Verminder de impact op gewrichten voor alle patiënten

De 7.5 S kan worden gebruikt door rolstoelgebonden patiënten en biedt hoogwaardige work-outs. Patiënten kunnen het bovenlichaam trainen voor een beter cardiovasculair stelsel zonder beweging van het onderlichaam.

### **Geschikt voor gebruikers van verschillende lengten**

- De stoel kan draaien, horizontaal worden afgesteld en kantelen
- Verstel de handgrepen naar voren en naar achteren

### **Gemakkelijk bereikbaar vanaf rolstoelen**

- Rol de stoel weg voor directe rolstoeltoegang

### **Gelijke afstand en weerstand voor armen en benen**

- De weerstand is gelijk voor de armen en benen
- Het stapbereik varieert van 2,5 cm (1") tot 30,5 cm (12,5")

### **Optie voor training van alleen het bovenlichaam**

- Draaibare handgrepen voor een comfortabele handpositie.
- Weergegeven work-outgegevens worden gedownload
- De console meet sterkte-invoer aan de linker- en rechterkant

## Kenmerken

### Lineaire weerstand van 1:1

Deze stepper biedt een weerstand van 1:1, waardoor een sterkere arm of een sterker been kan helpen bij het trainen van een ander arm of been. Een gelijke weerstand is gunstig voor een groot aantal gebruikers, waaronder voor gebruikers met een groot bewegingsbereik of mensen met een onbalans tussen een arm of been aan de linker- of rechterkant.

### Verstelbare handgrepen

Naast de instelbare lengte draaien de handgrepen ook mee in de natuurlijke beweging van de pols. Zachte, gestructureerde coating zorgt voor een stevige grip.

### Verstelbare en verwijderbare stoel



Voor de beste positie van een patiënt en voor een comfortabele work-out, kan de gevoerde stoel naar voren en naar achteren worden versteld. De rugleuning kan ook naar achteren worden gekanteld. Bovendien kan de stoel worden verwijderd voor directe rolstoeltoegang.

### Verstelbare handgrepen



De schamierende handgrepen zijn in lengte verstelbaar, zodat ze geschikt zijn voor een diversiteit aan gebruikers. Of het nu gaat om

een work-out voor het hele lichaam, de benen of de armen, de positionering van de handgreep is eenvoudig aan te passen.

### Console



De console geeft essentiële, realtime feedback weer over de prestaties. Realtime streaming van de work-outgegevens van de patiënt kan ook worden gedownload. Toont weergavetijd, snelheid, staplengte, aantal stappen, watt, calorieën, MET's, hartslag, weerstandsniveau, symmetrie en vermogen. De beschikbare programma's zijn onder andere handmatig, heuvelachtig, plateau, interval, facilititeit, HS en symmetrie.

### Verwijderbare en draaibare stoel



Patiënten kunnen deze stepper gebruiken met de oorspronkelijke stoel of in een rolstoel. Aan de ene kunnen therapeuten de stoel flexibel positioneren voor onafhankelijke toegang of toegang met assistentie. Aan de andere kant is directe rolstoeltoegang mogelijk wanneer de stoel is verwijderd, zodat gebruikers directe toegang hebben in een rolstoel en kunnen

bewegen terwijl ze in een rolstoel zitten. Rolstoelen kunnen worden vastgezet met verstelbare banden.

### Stapbereik



De stapdiepte varieert van 2,5 cm (1") tot 30,5 cm (12,5"), waardoor een ondiepe stap en ver bereikbare stappen mogelijk zijn. Als één voet het pedaal naar voren duwt, komt het andere pedaal naar de gebruiker toe over dezelfde afstand als waarin het pedaal naar voren wordt geduwd.

### Symmetrieprogramma

Met het symmetrieprogramma kunnen therapeuten de voortgang van een patiënt meten bij het opbouwen van sterkte aan de linker- en rechterkant. Gebruikers krijgen vertrouwen als ze zien dat hun voortgang wordt aangegeven door het programma, of ze nu willen revalideren van een blessure of gewoon willen trainen voor meer kracht.

# Specificaties

## FK-Oplossingen voor fysiotherapie

Typen: ReCare

## Naleving

Certificeringen: CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14, ANSI/AAMI, ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1, CE-conformiteit tot EN60601-1 EMC, Voldoet aan EN 60601-1-2, CE/EN957 SA, MDD 93/42 klasse 1

## Nettogewicht

lbs: 257,3

kg: 117

## Totale afmetingen

inch: 67 x 35 x 48

cm: 170 x 89 x 122

## Maximaal gewicht van gebruiker

lbs: 440

kg: 200

## AC-vermogen

Volt: AC 100 - 240 V

## Aandrijflijn

Zwaar gebruik: Poly-V-riem met 8 groeven

## CSAFE

Ja: -

## Aandrijflijn

Zwaar gebruik: Poly-V-riem met 8 groeven, met veerbelaste loopwielen

## Ventilator

Ja: -

## Programma's

inclusief: Custom, Heuvel, HR, Interval, Handmatig, Plateau, Symmetrie

## Weerstand

niveau: 1 tot 20

type: Magnetisch weerstandssysteem

## Startweerstand

watt: 5

## Werkbereik

watt: 5 tot 750

## Bereik snelheid

stappen/minuut: 10 tot 210

