

PHILIPS

AVENT

乳头矫正器

对装



SCF152/02



乳头内陷的简单解决方案

方便而有效

乳头扁平或内陷可能给希望用母乳喂养的女性带来问题。乳头矫正器可将乳头轻柔地吸拉到一个套管状的小塑料杯中。

乳头内陷的简单解决方案

- 实验表明
- 非手术 – 采用轻柔的吸拉方式
- 简单精巧

何时使用乳头矫正器

- 在内陷或扁平的乳头上使用

产品亮点

非手术 – 采用轻柔的吸拉方式

经过几周连续佩戴后，乳头将保持挺立。非常适合在怀孕前使用。但也可以在孕期前六个月使用，这样可以实现持久矫正的目的。如有任何并非天生、而是最近出现的乳头内陷现象，在使用乳头矫正器之前应立即请医生检查。建议不要在孕期最后阶段使用。

实验表明

乳头矫正器：非手术矫正乳头内陷的工具，DD McGeorge FRCS（整形），英国整形外科杂志，1993年12月。

规格

原产地

英国

包装内物品

抛弃式乳垫: 2 件

乳头矫正器: 2 件

发育阶段

阶段: 0 至 6 个月, 孕期

设计

设计周到

操作简易

易于隐藏在衣服下: 轻推注射器即可释放真空

易于清洗

在热肥皂水中清洗

功能

矫正内陷的乳头: 使用轻柔吸力

材料

乳垫: 已经皮肤医学测试, 天然材料

