

飛利浦 GoPure  
車用空氣清淨機的芳香  
補充匣

茉莉清芬

51200X3



## 帶來清新健康的車內空氣

使用天然材料

舒緩花香芬芳持久

**為您的品味增添新鮮氣息**

- 使用天然材料，為您的品味增添新鮮氣息。

# PHILIPS

車用空氣清淨機的芳香補充匣  
茉莉清芬

## 規格

### 產品說明

- 技術：芳香補充匣
- 型號：PFC200 JABL

### 替換

- GoPure 空氣清淨系統類型：GPSA30GPX1, GPSA33GPX1, GPSL23GPX1

### 重量和尺寸

- 箱體尺寸 (長 x 寬 x 高): 50 X 50 X 80 mm
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 17 X 30 X 40 mm

- 產品重量：20 g
- 箱體重量 (含產品): 150 g

### 行銷規格

- 期望效果：為車內帶來清新健康的空氣
- 產品特色：茉莉清芬

### 物流資訊

- EAN (中國): 6947939172283
- 訂購代碼 (中國): 17228328
- 包裝數量: 3
- 參考 (訂單輸入): 51200X3

51200X3

## 焦點

### 增添新鮮氣息



使用天然材料，為您的品味增添新鮮氣息。



發行日期 2018-06-27

版本：3.0.1

12 NC: 9285 999 06401

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)