

# PHILIPS

车载空气净化器香氛罐

GoPure

茉莉花

51200X3



## 提供清新健康的车内空气 天然成份

花香 舒缓身心 效果持久

### 打造符合自己品味的清新感觉

- 用天然成份打造符合自己品味的清新感觉。

## 产品亮点

### 打造清新感觉



用天然成份打造符合自己品味的清新感觉。

## 规格

### 产品描述

技术: 香薰罐

规格: PFC200 JABL

### 替换

GoPure 洁净空气系统类型: GPSA30GPX1, GPSA33GPX1, GPSL23GPX1

### 重量和尺寸

包装盒尺寸 (长x宽x高): 50 X 50 X 80 毫米

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 17 X 30 X 40 毫米

产品重量: 20 克

包装盒重量 (含产品): 150 克

### 市场规格

使用效果: 清新健康的车内空气

产品亮点: 茉莉飘香

### 物流信息

EAN (中国): 6947939172283

订购代码 (中国): 17228328

箱规: 3

参考 (订单输入): 51200X3

