

飛利浦 GoPure
車用空氣清淨機的芳香
補充匣

春日柑橘

51201X3



帶來清新健康的車內空氣

使用天然材料

振奮精神的天然果香，芬芳持久

為您的品味增添新鮮氣息

- 使用天然材料，為您的品味增添新鮮氣息。

PHILIPS

車用空氣清淨機的芳香補充匣
春日柑橘

規格

產品說明

- 技術：芳香補充匣
- 型號：PFC200 SPOR

替換

- GoPure 空氣清淨系統類型：GPSA30GPX1, GPSA33GPX1, GPSL23GPX1

重量和尺寸

- 箱體尺寸 (長 x 寬 x 高)：50 x 50 x 80 mm
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)：17 x 30 x 40 mm

- 產品重量：20 g
- 箱體重量 (含產品)：150 g

行銷規格

- 期望效果：為車內帶來清新健康的空氣
- 產品特色：春日柑橘

物流資訊

- EAN (中國)：6947939172306
- 訂購代碼 (中國)：17230628
- 包裝數量：3
- 參考 (訂單輸入)：51201X3

51201X3

焦點

增添新鮮氣息



使用天然材料，為您的品味增添新鮮氣息。



發行日期 2019-02-23

版本：5.0.1

12 NC: 9285 999 06501

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com