

PHILIPS

车载空气净化器香氛
罐

GoPure

春橙

51201X3



提供清新健康的车内空气 天然成份

天然水果香味 净化空气 效果持久

打造符合自己品味的清新感觉

- 用天然成份打造符合自己品味的清新感觉。

产品亮点

打造清新感觉



用天然成份打造符合自己品味的清新感觉。

规格

产品描述

技术: 香薰罐

规格: PFC200 SPOR

替换

GoPure 洁净空气系统类型: GPSA30GPX1, GPSA33GPX1, GPSL23GPX1

重量和尺寸

包装盒尺寸 (长x宽x高): 50 X 50 X 80 毫米

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 17 X 30 X 40 毫米

产品重量: 20 克

包装盒重量 (含产品): 150 克

市场规格

使用效果: 清新健康的车内空气

产品亮点: 春橙

物流信息

EAN (中国): 6947939172306

订购代码 (中国): 17230628

箱规: 3

参考 (订单输入): 51201X3

