


PHILIPS

Filter für
Luftbefeuchter

Tötet Keime und Schimmel ab

AC4155/00



Jederzeit saubere Luft

Das Philips Kombigerät zur Luftreinigung und -befeuchtung enthält einen Filter für Luftbefeuchter, der die Freisetzung von Kalk verhindert und Keime, Viren und Schimmel abtötet, um gesunde Luft für Sie und Ihre Familie sicherzustellen.

Saubere Luft

- Antibakterielle Beschichtung tötet Keime und Schimmel ab

Jederzeit

- Die Alarmfunktion zur Erhaltung gesunder Luft fordert Sie zum Ersetzen des Filters auf
- Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft garantiert jederzeit saubere Luft

Simplicity

- Einfach einzusetzender Filter

Besonderheiten

Fortschrittlicher Luftfeuchtigkeitsfilter

Der fortschrittliche Philips Filter für Luftbefeuchter filtert Keime, Schimmel, Viren und Kalk im Wasser heraus, um zu verhindern, dass schädliche Luft ausgegeben wird.

Warnfunktion bei vollem Filter

Die Alarmfunktion zur Erhaltung gesunder Luft fordert Sie rechtzeitig zum Ersetzen des Filters auf. Wenn der Filter nicht rechtzeitig ersetzt wird, funktioniert das Gerät nicht mehr, um einen ineffektiven Betrieb bei vollem Filter zu vermeiden. So haben Sie immer die Gewissheit, dass die Luft sauber ist.

Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft

Die Filterwechselanzeige garantiert jederzeit saubere Luft. Sie schaltet den Luftreiniger ab, sobald keine gesunde Luft mehr garantiert werden kann. Wenn einer der Filter fast voll ist und gereinigt oder ausgewechselt werden muss, fordert Sie die Alarmfunktion auf, den Filter zu ersetzen oder zu reinigen. Wenn der Benutzer den Filter nicht wechselt, stellt das Gerät seinen Betrieb ein und wird verriegelt.

Einfach anzubringen

Einfach einzusetzender Filter

Daten

Designspezifikationen

Farbe des Filters für Luftbefeuchter: Blau

Gewicht und Abmessungen

Produktgewicht: 0,121 kg

F-Box-Gewicht (mit Produkt): 0,182 kg

Produktabmessungen (B x T x H):

150 x 30 x 230 mm

F-Box-Abmessungen (B x T x H):

160 x 40 x 240 mm

Logistische Daten

EAN F-Box: 6923410732931

12 NC-Code: 8834 15500710

Ursprungsland: China

Ersatz

Für Philips Kombigeräte zur Luftreinigung und -befeuchtung: AC4080, AC4081

