



Filter für Luftbefeuchter

- Tötet Keime und Schimmel ab

AC4155/00

Jederzeit saubere Luft

Das Philips Kombigerät zur Luftreinigung und -befeuchtung enthält einen Filter für Luftbefeuchter, der die Freisetzung von Kalk verhindert und Keime, Viren und Schimmel abtötet, um gesunde Luft für Sie und Ihre Familie sicherzustellen.

Produktübersicht

Saubere Luft

- Antibakterielle Beschichtung tötet Keime und Schimmel ab

Jederzeit

- Die Alarmfunktion zur Erhaltung gesunder Luft fordert Sie zum Ersetzen des Filters auf
- Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft garantiert jederzeit saubere Luft

Besonderheiten

Fortschrittlicher Luftfeuchtigkeitsfilter

Der fortschrittliche Philips Filter für Luftbefeuchter filtert Keime, Schimmel, Viren und Kalk im Wasser heraus, um zu verhindern, dass schädliche Luft ausgegeben wird.

Simplicity

- Einfach einzusetzender Filter

PHILIPS

Warnfunktion bei vollem Filter



Die Alarmfunktion zur Erhaltung gesunder Luft fordert Sie rechtzeitig zum Ersetzen des Filters auf. Wenn der Filter nicht rechtzeitig ersetzt wird, funktioniert das Gerät nicht mehr, um einen ineffektiven Betrieb bei vollem

Filter zu vermeiden. So haben Sie immer die Gewissheit, dass die Luft sauber ist.

Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft

Die Filterwechselanzeige garantiert jederzeit saubere Luft. Sie schaltet den Luftreiniger ab, sobald keine gesunde Luft mehr garantiert werden kann. Wenn einer der Filter fast voll ist und gereinigt oder ausgewechselt werden muss, fordert Sie die Alarmfunktion auf, den Filter zu ersetzen oder zu reinigen. Wenn der Benutzer den Filter nicht wechselt, stellt das Gerät seinen Betrieb ein und wird verriegelt.

Einfach anzubringen

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Designspezifikationen

Farbe des Filters für Luftbefeuchter Blau

Gewicht und Abmessungen

Produktgewicht	0,121 kg
F-Box-Gewicht (mit Produkt)	0,182 kg
Produktabmessungen (B x T x H)	150 x 30 x 230 mm
F-Box-Abmessungen (B x T x H)	160 x 40 x 240 mm

Logistische Daten

EAN F-Box	6923410732931
12 NC-Code	8834 15500710
Ursprungsland	China

Ersatz

Für Philips Kombigeräte zur Luftreinigung und -befeuchtung	AC4080 AC4081
--	------------------



Ausstellungsdatum
2019, Februar 10

Version: 4.1.1
EAN: 0871010370307

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com