



psa[cd12

MP3 CD-speler
typenumber - ACT400

atleten luisteren niet alleen naar muziek. ze gebruiken het.

Portable Sport Audio van Nike en Philips,
de wereldwijde leiders op het gebied van sport en technologie.

deze MP3 CD-speler is speciaal ontworpen voor lopers
en fietsers. hij is draagbaar, duurzaam, heeft een afstandsbediening
met display, hand/riemband, speelt CD-R disks van klein formaat
met gebrande MP3-bestanden en heeft een schokbescherming
van 8 minuten.

eindelijk, Portable Sport Audio: na jaren luisteren
naar atleten, kunnen zij nu eindelijk naar ons luisteren.

Portable Sport Audio van
PHILIPS



