

PHILIPS

brivnik za telo

Bodygroom series
1000

Sistem za zaščito kože

1 pritrdljiv glavnik, 3 mm

Priložena je 1 baterija AA

Kabel za prho



BG105/10



Prizezuje telesne dlake, varuje kožo Tudi na občutljivih predelih

Serija 1000 je izdelana posebej za uporabo po telesu, za razliko od drugih ročnih ali električnih pripomočkov, ki so izdelani za uporabo na obrazu. Ima edinstven sistem za zaščito kože in kompaktno zasnovo, zato je idealna za uporabo na manjših in občutljivih predelih ali na poti.

Do kože prijazna uporaba

- Zaščitite kožo in prirezujte dlake na dolžino od 0,5 mm
- S 3 mm glavnikom lahko prirezujete dlake v vsaki smeri

Enostavna uporaba

- Priložena je baterija AA, za do 2 meseca uporabe
- Enostavno čiščenje in uporaba tudi pod prho
- Ergonomski ročaj za popoln nadzor
- Kabel za prho za enostavno shranjevanje

Trpežna zasnova


- 2-letna garancija, brez olja



reddot award 2016
winner

Značilnosti

Sistem za zaščito kože



Edinstvena zaščita za kožo ščiti najboljčutljiveše predele telesa, zato lahko udobno prirežete tudi 0,5 mm kratke dlake, pri čemer ostri robovi rezil ne pridejo v stik s kožo.

Dvosmerni prirezovalnik in glavnik



Edinstveno zasnovani nastavek z dvosmernim prirezovalnikom in 3 mm glavnikom zajame in prireže dlake, ki rastejo v različnih smereh. Pri gostejših dlakah je priporočljivo, da jih prej prirežete z glavnikom.

Napajanje z baterijo AA



Kompaktni prirezovalnik, ki ga napaja baterija AA, lahko uporabljate kadarkoli in kjerkoli. Baterija omogoča do dva meseca uporabe, čas delovanja pa se lahko razlikuje glede na vrsto

dlak in pogostost prirezovanja. Za optimalno delovanje uporabljajte samo visokokakovostne alkalne baterije Philips AA.

100 % vodotesno



Brivnik za telo je 100 % vodotesen in primeren za uporabo pod prho, zato ga po uporabi lahko enostavno sperete. Za najboljše rezultate ga uporabljajte na suhih dlakah pred prhanjem.

Ergonomski ročaj



Gumijasti ročaj je zasnovan za optimalno rokovanje, tudi če je moker, za boljši nadzor med uporabo, pod prho in izven nje.

Kabel za prho



Brivnik za telo s kablom za prho lahko obesite na mesto, ki se vam zdi najbolj priročno. Tako je enostavno dostopen in vedno pripravljen na uporabo.

Trpežna zasnova



Vsi naši izdelki za osebno nego so izredno trpežni. Imajo 2-letno mednarodno garancijo in jih ni treba nikoli mazati z oljem.



NAGRADA iF ZA OBLIKOVANJE 2016

BodyGroom 1000 NAGRADA iF ZA OBLIKOVANJE 2016



reddot award 2016 winner

Dobitnik nagrade Red Dot 2016

BodyGroom 1000 Dobitnik nagrade Red Dot 2016

Specifikacije

Sistem za prerezovanje

Širina rezilne enote: 32 mm

Rezilo: Dvosmerni prirezovalnik

Udobje za kožo: Sistem za zaščito kože,

Udobno na občutljivih predelih

Ustvarite videz, kakršnega si želite

Število nastavitev dolžine: 1 fiksna nastavitve dolžine

Dodatna oprema

Priložene baterije: Baterija AA je priložena

Kabel za prho

Enostavna uporaba

Zaščitena nastavitve dolžine

Mokro in suho: Popolnoma pralno, Možnost uporabe pod prho in enostavno čiščenje

Delovanje: Brezžična uporaba

Brez vzdrževanja: Olje ni potrebno, Rezil ni treba menjati

Zasnova

Ročaj: Ergonomski ročaj in uporaba

Napajanje

Vrsta baterije: Baterija AA

Čas delovanja: Do 2 meseca

Servis

2-letna mednarodna garancija

