

Brosse exfoliante pour le corps

- Pour les jambes et le corps
- À remplacer tous les 3 mois

BRE394/20



Brosse exfoliante pour le corps

Compatible avec toutes les poignées Satinelle Prestige

La brosse exfoliante pour le corps laisse la peau propre et douce. Elle est compatible avec toutes les poignées Satinelle Prestige. Exfoliation hebdomadaire pour tous les types de peau.

Avantages

Utilisation simple et sans effort

- 100 % étanche, pour une utilisation dans le bain ou sous la douche
- Tête de brosse remplaçable

Des solutions de soins du corps personnalisées

- Têtes dédiées au soin du corps pour des solutions personnalisées pratiques
- Brosse exfoliante pour le corps éliminant les cellules mortes

Fonctions

Têtes dédiées au soin du corps

Les têtes dédiées au soin du corps vous apportent des solutions personnalisées et pratiques, pour une nouvelle routine combinant l'épilation et le soin du corps.

PHILIPS


Satinelle Prestige

Exfoliation corporelle



Notre nouvelle brosse exfoliante pour le corps élimine les cellules mortes. Les 48 200 brins fins hypoallergéniques éliminent en douceur mais efficacement les cellules mortes de la peau et stimulent la régénération de sa couche supérieure. Cet appareil exfolie votre peau plus efficacement qu'une solution uniquement manuelle.

Utilisation sur peau sèche ou humide



Doux et agréable sous la douche ou dans le bain, avec une poignée antidérapante pour une utilisation parfaite sur une peau sèche ou humide.

Tête de brosse remplaçable

Compatible uniquement avec Philips Satinelle Prestige.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Accessoires

Brosse exfoliante pour le corps Oui

Facile d'utilisation

Utilisable à sec ou avec de la mousse Oui
Compatible avec Satinelle Prestige

Dimensions de l'emballage

Hauteur 5,30 cm
Largeur 5,50 cm
Profondeur 5,50 cm
Poids net 0,03 kg
Poids brut 0,04 kg
EAN 08710103762263
Nombre de produits inclus 1
Pays d'origine CN
Code du système harmonisé 960329

Carton interne

Nombre d'emballages 3
Longueur 17,40 cm
Largeur 5,70 cm
Hauteur 5,70 cm
Poids brut 0,13 kg
GTIN/EAN 28710103762267

Carton externe

Longueur 35,90 cm
Largeur 29,60 cm
Hauteur 27,30 cm
Poids brut 5,64 kg
EAN 18710103762260
Nombre d'emballages 120



Les données sont sujettes à changement
2019, juin 1

Version: 1.0.1
EAN: 08710103762263

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com