

PHILIPS

Środek do czyszczenia obiegu mleka

Odpowiada CA6705/60

Na 6 zastosowań — używać raz w miesiącu

dłuższa żywotność urządzenia

Parzenie kawy o lepszym smaku



CA6705/10



Parzenie cappuccino o lepszym smaku Dbaj o higienę i czystość obiegu mleka

Środek do czyszczenia firmy Philips umożliwia dezynfekcję obiegu mleka ekspresu i spieniacza, gwarantując skuteczne usunięcie resztek mleka ze wszystkich elementów. Zalecamy przeprowadzanie cyklu czyszczenia obiegu mleka raz w miesiącu.

Nieźródlna jakość mlecznej pianki

- Lepszy smak ulubionej kawy

Skuteczna ochrona ekspresu do kawy

- Chroni obieg mleka przed zatkaniami resztkami mleka

Dłuższa żywotność

- Regularne czyszczenie przedłuża okres eksploatacji części do spieniania mleka

Niezawodna ochrona urządzenia

- Stosuj wyłącznie akcesoria Philips


Zalety

Doskonały smak kawy




Za pomocą płynu do czyszczenia obiegu mleka można skutecznie usuwać resztki mleka, które mogą mieć wpływ na jego smak.

Dłuższy okres eksploatacji urządzenia



Regularne czyszczenie przedłuża okres eksploatacji wszystkich części do spieniania mleka.

Chroni obieg mleka



Chroni obieg mleka przed zatykaniem resztkami mleka.

Philips Original



Aby zapewnić dłuższą eksploatację ekspresu, stosuj wyłącznie akcesoria Philips. Akcesoria Philips są jedynymi zalecanymi produktami dla ekspresów marki Philips i Saeco.

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Niemcy

Dane techniczne

W zestawie: 6 saszetek ze środkiem do czyszczenia obiegu mleka

Waga i wymiary

Waga produktu: 0,1 kg

Ilość: 6 saszetek po 1,6 g

