



Sachets de nettoyant de circuit de lait

- Correspond à la référence CA6705/60
- Pour 6 utilisations mensuelles
- Prolongez la durée de vie de la machine
- Préparez un café plus savoureux

CA6705/10

Préparez un meilleur cappuccino

Préservez l'hygiène et la propreté du circuit de lait

Le nettoyant de circuit de lait Philips vous permet de nettoyer parfaitement les circuits de lait de votre machine espresso ou de votre mousser à lait. Cela garantit une élimination efficace de tous les résidus de lait, dans les moindres recoins. Nous vous conseillons d'effectuer un cycle par mois.

Avantages

Une mousse de lait sensationnelle

- Révélez tout l'arôme de votre spécialité de café

Protection efficace pour votre machine espresso

- Protège les circuits de lait de l'accumulation de résidus

Durée de vie prolongée

- Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie du mousser à lait

Une machine bien protégée

- Utilisez uniquement des consommables Philips

PHILIPS

Fonctions

Un café parfait



La solution de nettoyage pour circuit de lait vous permet d'éliminer efficacement les résidus de lait qui pourraient altérer le goût du lait.

Philips Original



Utilisez uniquement des consommables Philips pour être sûr que votre machine fonctionne plus longtemps de manière optimale. Les consommables Philips sont les seuls recommandés pour les machines Philips et Saeco.

Protège les circuits de lait



Protège les circuits de lait de l'accumulation de résidus

Prolonge la durée de vie de la machine



Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de toutes les pièces du mousser à lait.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Pays d'origine

Fabriqué en Allemagne

Pays d'origine DE
Code du système harmonisé 340220

Spécificités techniques

Inclus 6 sachets de nettoyant de circuit de lait

Carton interne

Nombre d'emballages 16
Longueur 15,30 cm
Largeur 13,00 cm
Hauteur 14,10 cm
Poids brut 0,56 kg
GTIN/EAN 28710103818971

Poids et dimensions

Poids du produit 0,1 kg
Quantité 6 tablettes de 1,6 g

Carton externe

Longueur 16,10 cm
Largeur 14,20 cm
Hauteur 15,50 cm
Poids brut 0,63 kg
EAN 18710103818974
Nombre d'emballages 16

Dimensions de l'emballage

Hauteur 13,70 cm
Largeur 7,50 cm
Profondeur 1,50 cm
Poids net 0,02 kg
Poids brut 0,03 kg
EAN 08710103818977
Nombre de produits inclus 1



Les données sont sujettes
à changement
2018, avril 29

Version: 2.3.1
EAN: 08710103818977

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com