

PHILIPS

Saeco

Akcesoria do
konserwacji

Środek do czyszczenia obiegu
mleka

CA6705/99



Doskonale czyszczenie obiegu mleka

Zapewnia higienę i czystość przewodów obiegu mleka

Środek do czyszczenia obiegu mleka Saeco umożliwia dezynfekcję obiegu mleka ekspresu i spieniacza, gwarantując skuteczne usunięcie resztek mleka ze wszystkich elementów. Zalecamy przeprowadzanie cyklu czyszczenia obiegu mleka raz w miesiącu.

Skuteczna ochrona ekspresu do kawy

- Chroni obieg mleka przed zatykaniem resztkami mleka

Dłuższa żywotność

- Regularne czyszczenie przedłuża okres eksploatacji części do spieniania mleka

Nieźródlna jakość mlecznej pianki

- Lepszy smak ulubionej kawy

Zalety

Chroni obieg mleka

Chroni obieg mleka przed zatykaniem resztkami mleka

Dłuższa żywotność

Regularne czyszczenie przedłuża okres eksploatacji części do spieniania mleka (np. rurek, Cappuccinatore, Panarello).

Doskonały smak kawy



Za pomocą płynu do czyszczenia obiegu mleka można skutecznie usuwać resztki mleka, które mogą mieć wpływ na jego smak.

Dane techniczne

Opakowanie

Ilość: 10 torebek o wadze 2 g każda

Waga i wymiary

Waga produktu: 0,1 kg

