

# PHILIPS

## Hızlı Temizlik Podu Kartuşu

2'li paket

6 aya kadar hijyenik tıraş

Hızlı Temizlik Podu ile uyumlu



CC12/50



## Her gün hijyenik tıraşın keyfini çıkarın Suyla temizlemekten 10 kat daha etkilidir\*

Her tıraştan sonra Hızlı Temizleme Podunu kullanıp kesilen tüyleri etkili şekilde temizleyerek tıraş makinenizin yeni gibi kalmasını sağlayabilirsiniz. Yalnızca suyla yıkamaya kıyasla tıraş makinenizi 10 kat daha temiz durumda tutar\*.

### Sadece 1 dakikada derinlemesine temizlik

- Philips'in özel hijyenik formülü + çok ızgaralı filtre
- Bir kartuş üç aya kadar etkilidir
- 6 aya kadar hijyenik tıraş sağlar
- Hızlı Temizlik Podu uyumluluğu

### Aktif yağlama

- Yağlayıcılar, tıraş makinenizden en iyi performansı almanızı sağlar

### Ferahlatıcı koku

- Temiz tıraş hissi için ferahlatıcı koku

### Cilt dostu formül

- Tamamen alkolsüz

# Özellikler

## Derinlemesine temizlik



Philips'in özel hijyenik formülü, çok ızgaralı filtre ile bir araya gelerek kesilen kılları etkili bir şekilde giderir ve tıraş makinenizi sadece su kullanımına göre 10 kat daha iyi temizler\*

## Aktif yağlama




Aktif yağlayıcılarla zenginleştirilmiş formül, tıraş başlıklarınızı sürtünme ve aşınmaya karşı koruyarak tıraş makinenizin daha uzun süre en iyi şekilde çalışmasını sağlar.

## Ferahlatıcı koku



Temizleme kartuşunun özel kokusu, ferahlatıcıdır ve temiz tıraş hissi verir.

## Cilt dostu formül



Tamamen alkolsüz olan temizleme sıvısı, cilde zarar vermez ve cildi tahriş olmaya karşı korumak üzere tasarlanmıştır.

## Uzun ömürlü




Her bir Philips temizleme kartuşu, günlük kullanımda yaklaşık 30 temizleme döngüsü için ve haftalık kullanımda üç aya kadar etkilidir. Bu, tam bir mevsim boyunca temiz ve hijyenik tıraş sağlar.

## 6 aylık stok



Bu 2'li kartuş paketiyle 6 aya kadar temiz tıraşın keyfini çıkarın.

## Hızlı Temizlik Podu için



Kartuş, Philips Hızlı Temizlik Podu ile uyumludur.

# Teknik Özellikler

## Dahil olanlar

Kartuş: 2 adet

## Kapasite

Kartuş: 2x 5,41 fl oz / 2x 160 ml

