

# PHILIPS

## QuickClean- kapselikotelo

5+1 kappaleen pakkaus

Jopa 18 kk hygieenistä  
parranajoa

Yhteensopiva QuickClean-  
kapselin kanssa



CC16/50



## Nauti hygieenisestä parranajosta joka päivä Puhdistaa 10 kertaa tehokkaammin kuin vesi\*

Kun käytät QuickClean-kapselia jokaisen käyttökerran jälkeen, parranajokoneesi säilyy uudenveroisena ja poistaa tehokkaasti leikattuja karvoja.

Kapselipuhdistuksen jälkeen parranajokone on 10 kertaa puhtaampi kuin pelkän vesipuhdistuksen jälkeen.

### Minuutin syväpuhdistus

- Philipsin ainutlaatuinen hygieeninen koostumus ja moniverkkoinen suodatin
- Kotelo kestää jopa kolme kuukautta
- Takaa hygieenisen parranajon jopa 18 kuukaudeksi
- Yhteensopiva QuickClean-kapselin kanssa

### Aktiivinen voitelu

- Voitelee parranajokoneen ja ylläpitää sen suorituskykyä

### Raikas tuoksu


- Raikas tuoksu takaa, että parranajo myös tuntuu puhtaalta

### Ihoystävällinen koostumus

- Täysin alkoholiton

# Kohokohdat

## Perusteellinen puhdistus



Philipsin ainutlaatuinen hygieeninen koostumus yhdistettynä moniverkkoiseen suodattimeen poistaa tehokkaasti leikattuja karvoja ja jättää parranajokoneen 10 kertaa puhtaammaksi kuin pelkkä vesipuhdistus\*

## Aktiivinen voitelu



Aktiivinen voitelu suojaa ajopäitä kitkalta ja kulumiselta ja pitää parranajokoneen parhaassa mahdollisessa toimintakunnossa pidempään.

## Raikas tuoksu



Puhdistuskotelon raikkaan tuoksuinen hajuste takaa, että parranajo tuntuu puhtaalta

## Ihoystävällinen koostumus



Täysin alkoholiton, ihoystävällinen puhdistusneste vähentää ihoärsytystä.

## Kestävä




Kukin Philipsin puhdistuskotelo kestää noin 30 puhdistusta päivittäisessä käytössä ja jopa kolme kuukautta viikoittaisessa käytössä. Voit nauttia puhtaasta ja hygieenisestä parranajosta pitkään.

## Riittää 18 kuukaudeksi



Nauti hygieenisestä parranajosta jopa 18 kuukautta tällä 6 kappaleen kotelolla

## QuickClean-kapselille



Kotelo on yhteensopiva Philipsin QuickClean -kapselin kanssa.

# Tekniset tiedot

**Pakkauksen sisältö**

Kotelo: 6 kpl

**Kapasiteetti**

Kotelo: 6x 160 ml

