

PHILIPS

Staubbehälter

FC8810, FC8820

CP0122



Staubbehälter für SmartPro Active

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Der Staubbehälter des SmartPro Active ermöglicht eine ideale Staubaufnahme und verfügt über eine Kapazität von 0,4 Litern. Geeignet für die Produkttypen FC8810 und FC8820.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Geeignet für

SmartPro Active: FC8810, FC8820

