

PHILIPS

Onderdeel stofbak

FC8810, FC8820

CP0122



Stofbak voor SmartPro Active

Bijpassende producten vind je op het specificatietabblad

De stofbak voor de SmartPro Active zorgt voor optimale stofopname en heeft een inhoud van 0,40 liter. Geschikt voor producttypen FC8810 en FC8820.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog

nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Geschikt voor

SmartPro Active: FC8810, FC8820

