



Staubbehälter

• FC8810, FC8820

CP0122

Staubbehälter für SmartPro Active

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Der Staubbehälter des SmartPro Active ermöglicht eine ideale Staubaufnahme und verfügt über eine Kapazität von 0,4 Litern. Geeignet für die Produkttypen FC8810 und FC8820.

Produktübersicht

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Geeignet für

SmartPro Active

FC8810

FC8820

PHILIPS



Ausstellungsdatum
2019, Februar 14

Version: 4.0.1
EAN: 08710103729884

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com