



Contenitore polvere

• FC8810, FC8820

CP0122

## Contenitore polvere per SmartPro Active

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Il contenitore della polvere per SmartPro Active consente una raccolta della polvere ottimale e ha una capacità di 0,40 litri. Adatto per i modelli FC8810 e FC8820.

### Vantaggi

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

### Caratteristiche

#### Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

### Specifiche

*Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.*

#### Adatto per

SmartPro Active

FC8810

FC8820

# PHILIPS



Dati soggetti a modifiche  
2017, Gennaio 12

Version: 4.0.1  
EAN:

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

[www.philips.com](http://www.philips.com)