

**PHILIPS**

Couvercle

Biberon

CP0148



## Capuchon de biberon Classic+

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Le capuchon est compatible avec la bague d'adaptation Classic+, et uniquement avec elle. Il n'est pas compatible avec la bague d'adaptation Natural.

# Caractéristiques

## **Pièce remplaçable**

Adaptée aux types de produits :: SCF561,  
SCF562, SCF563, SCF564, SCF565, SCF566,  
SCF573

