



Couvercle

• Biberon

CP0148

## Capuchon de biberon Classic+

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Le capuchon est compatible avec la bague d'adaptation Classic+, et uniquement avec elle. Il n'est pas compatible avec la bague d'adaptation Natural.

### Descriptions

*Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.*

#### Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :  
SCF561  
SCF562  
SCF563  
SCF564

SCF565  
SCF566  
SCF573

**PHILIPS**