

PHILIPS

Tapa del recipiente para la leche

Picobaristo, Incanto, series EP y SM.

Desmontable para una limpieza fácil

No se puede lavar en el lavavajillas

CP0156



Tapa del recipiente para la leche

Consulta las especificaciones para descubrir los productos compatibles

Cubierta superior de recipiente para la leche reemplazable. Compatible con las series Philips 4000, Incanto, GranBaristo, PicoBaristo, EP y Philips 5000.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Aptos para los modelos de producto::
HD8847, HD8834, HD8917

Apto para los modelos de producto: HD8964, HD8965, EP3550/00, EP3551/00, EP4050/00, SM3061/00, EP4051/00, EP3363/10, EP3362/00, EP3363/00, EP3551/10, EP3558/00, EP3559/00, EP5360, EP5361, EP5365, EP5960, EP5961

Adecuado para:

Serie GranBaristo: HD8966/11, HD8967/01, HD8968/01

