

PHILIPS

Valumisastia

Picobaristo, Incanto, EP & SM
ruostumatonta terästä

CP0169



Valumisastia

Tarkista yhteensopiva tuote teknisistä tiedoista

Tämä musta/teräksinen valumisastia sijoitetaan espressokeittimen annostelunokkien alle, jossa se kerää ylimääräiset valumisvedet.

Helppokäyttöiset Philips-varaosat

- Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

Kohokohdat

Helposti vaihdettavat osat

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihtosilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.

Tekniset tiedot

Vaihdettava osa

Sopii malleihin:: HD8914

Sopii malleihin: HD8924

