

PHILIPS

Melkreservoir

Intelial Cappuccino

Transparant

CP0213



Beker met handvat

Raadpleeg de specificaties voor compatibele producten

Vervangbaar onderdeel van de kan

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een onderhoudsbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product

te onderhouden. Met onze vervangingsonderdelen blijft de Philips-kwaliteit gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttype: HD8906

