

# PHILIPS

## smartclean

Pour les rasoirs S5xxx-S7xxx

CP0253



## Pour nettoyer parfaitement votre rasoir

Nettoyez votre rasoir facilement avec cette station de nettoyage. Le Smart Clean fonctionne avec un programme de nettoyage automatique. Il dégraisse et nettoie efficacement les têtes de votre rasoir. Pour un rasage plus efficace et plus hygiénique !

# Caractéristiques

**Pièce remplaçable**

**Adapté aux types de produits :** S5008, S5010, S5011, S5013, S5015, S5050, S5070, S5075, S5077, S5078, S5079, S5080, S5081, S5085, S5205, S5290, S5355, S7310, S7311, S7320, S7370, S7510, S7520, S7530, S7550, S7710,

S5082, S5090, S5095, S5100, S5110, S5130, S5140, S5150, S5210, S5211, S5230, S5270, S5271, S5310, S5320, S5330, S5340, S5360, S5370, S5380, S5390, S5391, S5400, S5420, S5510, S5520, S5560, S5570, S5600, S5610, S5620

**Adapté aux types de produits ::** S7720, S7780, S7920

**Compatible avec les rasoirs de type ::** S5672

**Adapté aux types de produits ::** S5941/27

