

PHILIPS

Wasserbehälter


Vor der Bestellung überprüfen

Typenschild Geräteunterseite

Dieses Teil ist nur geeignet für

/B

CP0277/01



Wasserbehälter

Kompatible Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dieser Wasserbehälter lässt sich zum Auffüllen einfach abnehmen und fasst 0,9 Liter. Reinigen Sie den Wasserbehälter regelmäßig, um Störungen zu vermeiden. Mit der SENSEO® Viva Café, Version "/B", kompatibel, siehe Typenschild.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original Ersatzteilen in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war das so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Geeignet für:

SENSEO® Viva Café: HD7821, HD7828, HD7829, HD7831, HD7833, HD7836, HD7825, HD6561, HD6563, HD6569, HD6564, HD6565, HD6566, HD6567, HD6560

