

PHILIPS

Réservoir d'eau


Vérifiez avant de commander

Plaque signalétique sous l'appareil

Pièce uniquement compatible avec

/B

CP0277/01



Réservoir d'eau

Reportez-vous à l'onglet des spécificités pour les produits compatibles

Ce réservoir d'eau de 0,9 l est facile à retirer et à remplir. Nettoyez-le régulièrement pour éviter tout dysfonctionnement. Compatible avec la SENSEO® Viva Café version « /B » (voir plaque signalétique).

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre machine avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et rien ne vaut les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Compatible avec :

SENSEO® Viva Café: HD7821, HD7828, HD7829, HD7831, HD7833, HD7836, HD7825, HD6561, HD6563, HD6569, HD6564, HD6565, HD6566, HD6567, HD6560

